

# Guía de inicio rápido AGELOC® GALVANIC SPA™

Consigue un aspecto joven con beneficios visibles para tu piel y tu cabello en solo 5 minutos... ¡como máximo!

ageLOC Galvanic Spa es un dispositivo de cuidado personal que utiliza la corriente galvánica para mejorar de forma visible el aspecto de tu piel y tu cabello.

Utiliza la siguiente tabla para seleccionar el conductor y los productos adecuados para la aplicación galvánica.

PRODUCTO Y BENEFICIOS		CONDUCTOR	NÚMERO DE APLICACIONES		USO
<p><b>Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC</b> Ayudan a combatir los signos visibles del envejecimiento de la piel desde la raíz, a la vez que revitalizan y refrescan tu piel.</p>		<p>Conductor facial ageLOC</p> 	<p>Pre-Treat Gel</p> 	<p>Treatment Gel</p> 	<p>Cada rutina de dos pasos tiene un tiempo de aplicación de 5 minutos. Recomendamos usarlo de 2 a 3 veces a la semana.</p>
<p><b>Tru Face® Line Corrector</b> Suaviza las arrugas y las líneas de expresión alrededor de la boca y los ojos, y en la frente.</p>		<p>Conductor para zonas de enfoque</p> 			<p>Sesión de 5 minutos. Área alrededor de los ojos: 1-2 minutos. Áreas más extensas: 3-5 minutos. Recomendamos usarlo dos veces al día, por la mañana y por la noche.</p>
<p><b>ageLOC Body Shaping Gel</b> Define, reafirma y suaviza visiblemente la piel de brazos, muslos, abdomen y glúteos.</p>		<p>Conductor corporal</p> 			<p>Cada zona: 5 minutos. Recomendamos usarlo tres veces a la semana.</p>
<p><b>ageLOC Nutriol® Intensive Scalp &amp; Hair Serum</b> Fortalece el cabello fino y sin vida, a la vez que nutre y tonifica el cuero cabelludo.</p>		<p>Conductor para el cuero cabelludo</p> 			<p>Sesión de 2 minutos. Recomendamos usarlo dos veces al día, por la mañana y por la noche.</p>

\*Los nuevos usuarios deben hacer primero una prueba en una pequeña superficie de la piel. Utilizar solo como se indica. También puedes encontrar los códigos de compatibilidad con el tratamiento en el reverso de cada producto compatible.

**NOTA:** Esta guía no pretende proporcionar toda la información necesaria para usar o aplicar el dispositivo. Lee el manual de usuario completo antes de usar el dispositivo ageLOC Galvanic Spa o sus productos complementarios. Consulta con tu médico antes de usar el dispositivo ageLOC Galvanic Spa si tienes la piel especialmente sensible, padeces alguna enfermedad cutánea, estás embarazada, llevas un marcapasos, padeces epilepsia, llevas una ortodoncia de metal o tienes algún implante metálico. **NO** utilizar sobre erupciones, capilares rotos o heridas abiertas o inflamadas. **NO** utilizar durante más tiempo del recomendado o con frecuencias mayores a las especificadas arriba. Puede que este dispositivo cosmético no esté indicado para todo tipo de usuarios y pieles. Si notas alguna reacción, interrumpe el uso de inmediato.