



AGELOC®
GALVANIC SPA™
Owner's Manual

Table of Contents

	PAGE
EN ageLOC Galvanic Spa Owner's Manual	2
CS Uživatelská příručka ageLOC Galvanic Spa	20
DA Brugervejledning til ageLOC Galvanic Spa	38
DE ageLOC Galvanic Spa Benutzerhandbuch	56
ES ageLOC Galvanic Spa: Manual del usuario	74
FI ageLOC Galvanic Spa -laitteen omistajan käsikirja	92
FR Manuel d'utilisation de l'ageLOC Galvanic Spa	110
HU ageLOC Galvanic Spa kézikönyv	128
IL ageLOC Galvanic Spa המדריך למשתמש של	146
IS ageLOC Galvanic Spa handbók eiganda	164
IT Manuale utente ageLOC Galvanic Spa	182
NL Gebruikshandleiding ageLOC Galvanic Spa	200
NO Brukerhåndbok for ageLOC Galvanic Spa	218
PL Instrukcja obsługi ageLOC Galvanic Spa	236
PT Manual do utilizador do ageLOC Galvanic Spa	254
RO Manualul de utilizare ageLOC Galvanic Spa	272
RU Руководство пользователя ageLOC Galvanic Spa	290
SK Návod na obsluhu zariadenia ageLOC Galvanic Spa	308
SV Bruksanvisning för ageLOC Galvanic Spa	326
UA Керівництво з експлуатації ageLOC Galvanic Spa	344

ageLOC Galvanic Spa

Unlock your youthful look with visible benefits for your skin and hair in 5 minutes or less.

ageLOC Galvanic Spa is a personal care device that uses galvanic current to help visibly improve the appearance of your skin and hair. This versatile device, with its interchangeable attachments and the unique products that accompany it, helps improve the appearance of fine lines and wrinkles; brings radiance to your skin and visibly revitalises your complexion; improves the appearance of skin with an orange peel look; and promotes full, lustrous and healthy looking hair.

Before You Begin

Please read the following instructions before using your ageLOC Galvanic Spa device:

⚠ Caution: The ageLOC Galvanic Spa device is only for use on healthy skin. Do not use if you have open sores or wounds, are prone to rosacea, have allergies to metal, or if you have problematic or overly sensitive skin. Check with your physician before using the ageLOC Galvanic Spa device if you are pregnant, have a pacemaker or similar device, are epileptic, wear metal braces on your teeth, have a metal implant, or in case of illness.

⚠ New ageLOC Galvanic Spa users and those with sensitive or allergy-prone skin should always test on a small area of skin before using the product as directed. Always inspect your Galvanic Spa device and conductor heads before use. Ensure there are no rough or defective surfaces, sharp edges or bubbling. If you notice any abnormalities, do not use the instrument and contact your local Nu Skin®

office. Do not apply directly to the lips, eyes, or eyelids. The device and products are for external use only. If you experience any swelling, prolonged redness or abnormal irritation, discontinue use immediately and seek medical help if necessary. This device is for use by adults. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge and children above 16 years can use the device if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be performed by children. Keep out of reach of children.

- ⚠** Remove all protective plastic film before beginning. Store in a dry place at room temperature, at minimum 4°C to avoid the possibility of a blister forming.
- ⊘** To reduce the risk of shock, burn, fire, or injury, do not immerse your device in water. Do not place or store where it may fall or be pulled into a bathtub, shower, sink, or toilet. Never operate the device if it has been damaged.
- ⊘** When removing a conductor, do not pinch or hold the middle of the conductor, as this may prevent the release mechanism from working. Hold onto the sides instead. To ensure the correct waste treatment of the ageLOC Galvanic Spa device and batteries, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. Should not be disposed of as general household waste.

ageLOC Galvanic Spa Contents

- 1 Owner's Manual
- 2 ageLOC Galvanic Spa Device
- 3 ageLOC Face Conductor
- 4 Focus Area Conductor
- 5 Body Conductor
- 6 Scalp Conductor
- 7 Two AAA Batteries



The personal care products designed for use with ageLOC Galvanic Spa are sold separately.

Important Maintenance and Warranty Information




Figure 1

Cleaning Your Device and Conductors:

After finishing a galvanic application, remove the conductor from the device and use a damp cloth to clean off any excess product (Figure 1). Dry the device thoroughly and store in a dry place without a conductor attached.



Figure 2

Directions for Changing Batteries:

When the batteries are low, an amber battery icon will appear in the middle of the display and the device will beep four times twice (Figure 2). When this happens, install two new AAA batteries.



Figure 3

To replace the batteries, push just above the battery compartment cover on each side and pull down firmly (Figure 3). The battery cover will separate from the device (Figure 4).



Figure 4

Next, pull gently on the ribbon and remove the old batteries. Insert two new AAA batteries into the compartment and over the ribbon. Failure to tuck the ribbon under the batteries may allow water to leak into the device, resulting in damage to the device (Figure 5).

Finally, slide the battery cover firmly back in place (Figure 6).




Figure 5



Figure 6

Use only 2 AAA LR03 1.5 V batteries. Do not mix new and used batteries or batteries of different types, such as alkaline and non-alkaline, or rechargeable and non-rechargeable.

Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Do not short-circuit batteries. When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in contact with each other, the battery can become short circuited.

Exhausted batteries are to be removed from the device and safely disposed of according to local law. Remove the batteries from the device before prolonged storage.

Limited Two-Year Warranty: Nu Skin guarantees ageLOC Galvanic Spa to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the original date of delivery to you. This warranty does not cover damage to the product as a result of misuse or accident. If the product becomes defective within the two year warranty period, please call your local Nu Skin Support to arrange for a repair or replacement. You may be required to present a formal sales receipt showing the delivery date. Nu Skin reserves the right to inspect the device. This warranty does not affect your statutory rights in law specific to the country of purchase, such rights remain protected. This warranty is valid in Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Ukraine and United Kingdom.

Protected by US patent numbers 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 and numerous international patents issued and pending.



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection schemes).

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your household waste disposal service.



The CE marking shows that the manufacturer has checked that this product meet EU safety, health or environmental requirements. It is an indicator of a product's compliance with EU legislation and allows the free movement of products within the European market.




The EAC Mark (EurAsian conformity Mark) is a mark that must be affixed on a product to demonstrate its compliance to the Customs Union standard."

ageLOC Galvanic Spa Features

- 1 Conductor Attachment Receptor
- 2 Conductor Release Button
- 3 Display
- 4 Selection Button
- 5 Chrome Panel
- 6 Battery Compartment
- 7 Conductor Positioning Indicator (small etch)

Note: Remove protective plastic film from both sides of the device before use.




ageLOC Galvanic Spa Display

- 1 Numbers 1, 2, 3, 4, or 5 indicate the application number and corresponding product (see below).
- 2 The five dots indicate corresponding application length.
- 3 If the batteries are low, each time the device is turned on an amber battery symbol will appear in the bottom of the display and the device will beep. When the batteries are completely discharged, an amber battery symbol will appear at the bottom of the display and the device will turn off.

Each product should be used with the correct application number:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



How to use your ageLOC Galvanic Spa

ageLOC Galvanic Spa includes different conductors for your face, scalp, and body, but they are all used in similar ways. Specific instructions for individual applications can be found on pages 12-19. Please read the instructions before beginning to use the device.

For each usage, you must attach the appropriate conductor to your device. The skin touching both chrome contact points must be moist to successfully conduct galvanic currents.




Figure 1

the right direction and is positioned correctly. Don't force the conductor, as this may damage it. ageLOC Galvanic Spa won't work if a conductor head isn't firmly attached.



Figure 2

Attach a Conductor: Hold the device with the display facing toward you. Align the conductor positioning indicator with the front of the device, then press the conductor firmly down by its sides until it snaps into place (Figure 1). If the conductor

Remove a Conductor: First turn the device around so the chrome panel faces you. With your free hand, grip the conductor on its sides, and then firmly press the release button (Figure 2). Gently pull the conductor off the device by its sides.

Display Lights: The display will remain lit while the device is on, both when selecting and during an application. If the display blinks on and off, it is either because the device has lost contact with your skin or skin is not moist enough to conduct the current.

Apply Product: Apply the recommended amount of product to the targeted area on your face, scalp, or body.

Select Application: Press the selection button until the desired number is lit (Figure 3).

Activate Galvanic Current: Your fingers must be touching the chrome panel on the back of the device while the conductor touches your skin. We recommend you thoroughly wet your hands with water or NaPCA Moisture Mist to improve conductivity.* If your fingers slip off the chrome panel during use, don't worry—just adjust your hold on the device and resume your spa regimen.

*Remember, the skin touching both chrome contact points must be moist to successfully conduct galvanic currents.

During Application: The device will beep every 10 seconds to indicate the unit is on and working. When 30 seconds remain in an application, the device will beep every five seconds until the application is complete.

Application Interruption: You must keep the conductor in contact with the area being targeted and keep all contact points moist (Figure 4). If you break contact with the chrome panel or the application head, the display will flash on and off. The device will shut off after a couple minutes of non-use.

Application Completion: At the end of your regimen, the device will emit a long beep followed by two short beeps and automatically turn off. If you'd like to perform another application, press the selection button to scroll to the next application number. To turn the device off at any time, simply press the selection button until the display goes blank.

Discontinue use if you experience swelling, redness, or a skin reaction.



Figure 3



Figure 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Pre-Treat Setting	Treatment Setting	Conductor

Use this regimen three-times each week for visibly revitalising & refreshing results.




Figure 1

Preparation: Use after a Nu Skin® cleanser of your choice. Attach the ageLOC Face Conductor to the device (Figure 1).



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL PHASE

STEP 1: Evenly apply an entire ampoule of ageLOC Pre-Treat Gel to the entire face and neck, avoiding eyes, eyelids, and lips.

STEP 2: Push the selection button until the number 1 is lit on the display (Figure 2). This application will take 2 minutes.

STEP 3: Thoroughly wet hands with NaPCA Moisture Mist or water. Hold the device with a moistened hand while touching the chrome plate on the back and begin to slowly glide the conductor head over your skin (Figure 3). Be sure to avoid sensitive areas like your eyes, eyelids, and lips.



Figure 3

The device will beep once, twice, or three times to indicate that it has automatically adjusted to your skin. After this, your galvanic application has begun, and the device will beep every 10 seconds to indicate the unit is on and working, and every 5 seconds when your application is almost complete.

STEP 4: When your galvanic application is over, the device will emit a long beep followed by two short beeps and automatically turn off. Remove any remaining gel from your skin and the device with a damp towel (Figure 4). Now it's time for the Treat Gel phase.



Figure 4

TREATMENT GEL PHASE

STEP 1: Apply an entire ampoule of ageLOC Treatment Gel to your face and neck.

STEP 2: The ageLOC Face Conductor should already be attached, so press the selection button once to turn the device back on and keep pressing until you select application number 2 (Figure 5). This application will take 3 minutes.

STEP 3: Again, hold the device with a moistened hand while touching the chrome plate on the back, and begin to slowly glide the conductor head over your skin (Figure 6). Be sure to avoid sensitive areas like your eyes, eyelids, and lips.

The device will beep one, two, or three times to indicate that it has automatically adjusted to your skin. After this, your galvanic application has begun, and the device will beep every 10 seconds to indicate the unit is on and working, and every 5 seconds when your application is almost complete.

STEP 4: When your galvanic application is over, the device will emit a long beep followed by two short beeps and automatically turn off. Use a damp towel to remove any remaining gel from your skin and the device (Figure 7).



TREATMENT GEL



Figure 5



Figure 6



Figure 7

Tru Face Line Corrector

Setting	Conductor
	

Use this regimen morning and night to target and soften the appearance of fine lines and wrinkles around your mouth, eyes, and forehead.




Figure 1

Preparation: Use after a Nu Skin cleanser and toner of your choice. Attach the Focus Area Conductor to the device (Figure 1).

STEP 1: Apply Tru Face Line Corrector to the lines and wrinkles you want to target. Apply to only one of these areas at a time. Make sure to leave a thin layer of product on the surface of your skin.



Figure 2

STEP 2: Push the selection button until the number 3 is lit on the display (Figure 2). This application will take 5 minutes.

Pro Tip: When targeting multiple areas, you can use the five minutes for more than one area. Small application areas typically do not require more than one or two minutes each.



Figure 3

STEP 3: Thoroughly wet hands with NaPCA Moisture Mist or water. Hold the device with a moistened hand while touching the chrome plate on the back and begin to slowly glide the conductor head over your skin (Figure 3). Be careful to avoid sensitive areas like your eyes, eyelids, and lips.

The device will beep once, twice, or three times to indicate that it has automatically adjusted to your skin.

After this, your galvanic application has begun, and the device will beep every 10 seconds to indicate the unit is on and working, and every 5 seconds when your application is almost complete.

STEP 4: When your galvanic application is over, the device will emit a long beep followed by two short beeps and automatically turn off. Repeat steps 1 through 3 for each targeted area. When finished with all applications, rub any remaining product into your skin and wipe any leftover product from the device with a damp towel (Figure 4).




Figure 4

ageLOC Body Shaping Gel

Setting	Conductor
	

Use this application three times each week to visibly contour, firm, and smooth skin on arms, thighs, abdomen, and buttocks.




Figure 1

Preparation: Attach the Body Conductor to the device (Figure 1).

STEP 1: Use on clean skin. Apply an ample amount of ageLOC Body Shaping Gel to the desired area.

STEP 2: Push the selection button until the number 4 is lit on the display (Figure 2). This application will take 5 minutes per area.



Figure 2

Pro Tip: 5 minutes is the recommended application time for one area, but you may not need the full 5 minutes.



Figure 3

STEP 3: Thoroughly wet hands with NaPCA Moisture Mist or water. Hold the device with a moistened hand while touching the chrome plate on the back and begin to slowly glide the conductor head over your skin (Figure 3).

The device will beep once, twice, or three times to indicate that it has automatically adjusted to your skin. After this, your galvanic application has begun, and the device will

beep every 10 seconds to indicate the unit is on and working, and every 5 seconds when your application is almost complete.

STEP 4: When your galvanic application is over, the device will emit a long beep followed by two short beeps and automatically turn off. Repeat steps 1 through 3 for each targeted area. When all applications are done, remove any remaining product from your skin and the device with a damp towel (Figure 4).




Figure 4

Apply ageLOC Dermal Effects® twice daily to help your skin stay visibly smooth and contoured. On days when you use ageLOC Body Shaping Gel, apply ageLOC Dermal Effects after your galvanic application.

ageLOC Nutriol

Intensive Scalp & Hair Serum

Setting	Conductor
	

Use this effortless ritual morning and night to help revitalise the scalp day after day and make hair look and feel divine.



Figure 1

Preparation: Use on towel-dried or dry hair. Attach the Scalp Conductor to the device (Figure 1).

STEP 1: Spray ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum directly onto the scalp and roots by parting hair (Figure 2).

Pro Tip: Slightly spraying water on dry hair before applying ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum may make your hair easier to manage for your application.

STEP 2: Use fingers to gently massage the serum into scalp and roots (Figure 3). Comb away any unruly strands (Figure 4).

Push the selection button until the number 5 is lit on the display (Figure 5). This application will take 2 minutes.



Figure 3



Figure 4



Figure 5

STEP 3: Thoroughly wet hands with NaPCA Moisture Mist or water. Hold the device with a moistened hand while touching the chrome plate on the back. Touch the conductor directly to the scalp and move from the front of your hairline backward, keeping in constant contact with the scalp (Figure 6).



Figure 6

The device will beep once, twice, or three times to indicate that it has automatically adjusted to your skin. After this, your galvanic application has begun, and the device will beep every 10 seconds to indicate the unit is on and working, and every 5 seconds when your application is almost complete.

Note: During galvanic application, keep Scalp Conductor in constant contact with the scalp

STEP 4: When your galvanic application is over, the device will emit a long beep followed by two short beeps and automatically turn off.

Do not rinse hair. Style as usual and remove any remaining product from the device with a damp towel (Figure 7).




Figure 7

ageLOC Galvanic Spa

Odhalte své krásné, omlazené já díky viditelným blahodárným účinkům pro vaše vlasy i pleť za pouhých 5 minut nebo méně.

ageLOC Galvanic Spa je zařízení pro osobní péči, které pomocí galvanického proudu pomáhá viditelně zlepšovat vzhled vlasů i pleti. Toto všestranné zařízení s výměnnými nástavci a jedinečnými produkty, které je doprovázejí, pomáhá redukovat vzhled jemných linek a vrásek, dodává vaši pleť jas, viditelně revitalizuje vaši pleť, zmírňuje viditelnost celulitidy a podporuje růst hustých, lesklých a zdravých vlasů.

Než začnete

Před použitím zařízení ageLOC Galvanic Spa si prosím přečtete následující pokyny:

⚠ Varování: Zařízení ageLOC Galvanic Spa je určeno pouze košetřování zdravé pokožky. Nepoužívejte jej, pokud máte otevřené boláky nebo rány, jste-li náchylní na růžovku, trpíte alergií na kovy nebo máte problematickou či precitlivělou pokožku. Pokud jste těhotná, máte kardiostimulátor nebo podobné zařízení, trpíte epilepsií, nosíte rovnátka, máte kovový implantát nebo trpíte nějakou nemocí, poraďte se před použitím přístroje ageLOC Galvanic Spa se svým lékařem.

⚠ Noví uživatelé ageLOC Galvanic Spa a lidé s citlivou pokožkou či s pokožkou náchylnou na alergie by vždy měli podle návodu produkt vyzkoušet na malé oblasti pokožky. Před použitím vždy své zařízení Galvanic Spa a nástavce dobře zkontrolujte. Ujistěte se, že na něm nejsou žádné hrubé nebo poškozené plochy, ostré hrany ani bubliny. Pokud si všimnete čehokoliv

neobvyklého, přístroj nepoužívejte a kontaktujte svou místní pobočku společnosti Nu Skin®. Nepoužívejte přímo na rty, oči či oční víčka. Toto zařízení a související produkty jsou určeny jen pro vnější použití. Pokud se objeví jakýkoli otok, dlouhodobé zarudnutí nebo abnormální podráždění, okamžitě přerušete používání zařízení a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Toto zařízení je určeno pro dospělé. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi a děti starší 16 let mohou zařízení používat jen pod dohledem, nebo pokud mají instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a jsou srozuměni s možnými riziky. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti. Ukládejte mimo dosah dětí.

- ⚠** Před zahájením použití sundejte veškeré ochranné plastové filmy. Uchovávejte na suchém místě při pokojové teplotě, minimálně však při 4 °C, aby se předešlo možnému vzniku bublin.
- ⚠** Aby se snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru, nebo zranění, neponořujte vaše zařízení do vody. Neumísťujte ani neskladujte přístroj tam, kde je riziko pádu či vtažení přístroje do vany, umyvadla nebo záchodové mísy. Nikdy nepracujte s přístrojem, pokud je poškozený.
- ⚠** Během odstraňování nástavce nestlačujte ani nedržte střed nástavce, neboť by to mohlo zamezit činnosti uvolňovacího mechanismu. Zařízení držte ze strany. Aby byl zajištěn řádný způsob likvidace zařízení ageLOC Galvanic Spa a jeho baterií, likvidujte je v souladu s platnými místními zákony nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení / baterií. Nesmí se likvidovat jako běžný odpad.

Obsah ageLOC Galvanic Spa

- 1 Uživatelská příručka
- 2 Zařízení ageLOC Galvanic Spa
- 3 Nástavec na obličej ageLOC
- 4 Nástavec na těžko dostupná místa
- 5 Nástavec na tělo
- 6 Nástavec na pokožku hlavy
- 7 Dvě baterie typu AAA



Produkty osobní péče, které jsou určeny k použití spolu se systémem ageLOC Galvanic Spa, se prodávají zvlášť.

Důležité informace o údržbě a záruce



Obrázek 1

Čištění vašeho zařízení anastavců:

Po ukončení galvanického ošetření sundejte nástavec ze zařízení a pomocí vlhkého ručníku otřete případné zbytky produktu (obrázek 1). Důkladně zařízení osušte a uložte jej na suchém místě, bez připojeného nástavce.



Obrázek 2

Návod pro výměnu baterií: Až budou baterie téměř vybité, zobrazí se uprostřed displeje žlutá ikona baterie a zařízení dvakrát pípne (obrázek 2). Pokud se tak stane, je potřeba vložit nové AAA baterie.



Obrázek 3

Chcete-li vyměnit baterie, zatlačte na část těsně nad krytem prostoru na baterie na každé straně a pevně kryt stáhněte dolů (obrázek 3). Kryt prostoru na baterie se oddělí od zařízení (obrázek 4).

Poté jemně zatáhněte za šňůrku a vytáhněte staré baterie. Do prostoru vložte na šňůrku dvě nové AAA baterie. Pokud byste zapomněli dát šňůrku pod baterie, mohlo by se stát, že by do zařízení vnikla voda a zařízení poškodila (obrázek 5).

Nakonec kryt prostoru na baterie vložte zpět na své místo (obrázek 6).



Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6

Používejte jen 2 baterie typu AAA LR03 1,5 V. Nekombinujte nové a použité baterie nebo baterie různých typů, jako jsou alkalické a nealkalické nebo dobíjecí a nenabíjecí baterie.

Dobíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty ze zařízení. Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.

Nezkratujte baterie. Pokud by byly kladné (+) a záporné (-) svorky baterie ve vzájemném kontaktu, mohlo by dojít ke zkratu baterie.

Vybité baterie musí být ze zařízení odstraněny a bezpečně zlikvidovány v souladu s místními zákony. Před delším skladováním vyjměte baterie z přístroje.

Omezená dvouletá záruka: Společnost Nu Skin garantuje, že zařízení ageLOC Galvanic Spa nebude trpět vadou materiálu a provedení po dobu dvou let od původního data doručení zákazníkovi. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku vlivem špatného použití či nehody. Pokud se výrobek během dvouleté záruční lhůty poškodí, obraťte se prosím na vaši místní podporu Nu Skin, aby zajistila opravu či výměnu. Můžete být požádáni o předložení formální účtenky ukazující termín dodání. Nu Skin si vyhrazuje právo provést inspekci zařízení. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva specifická pro zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Tato práva jsou i nadále chráněna. Tato záruka platí v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, na Islandu, v Irsku, Izraeli, Itálii, Lucembursku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, v Slovensku, v Jihoafrické republice, ve Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, v Nizozemí, na Ukrajině a ve Velké Británii.

Chráněno patentem Spojených států číslo 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 D a mnoha dalšími mezinárodními vydanými nebo podanými patenty.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru tříděného odpadu).

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k čemuž by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace tohoto produktu. Recyklace materiálů pomáhá zachovat přírodní zdroje. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu se obraťte na firmu, která zabezpečuje likvidaci komunálního odpadu ve vašem okolí.



Symbol CE naznačuje, že výrobce ověřil, že tento výrobek splňuje požadavky EU týkající se bezpečnosti, zdraví nebo ochrany životního prostředí. Jde o ukazatel toho, že daný produkt vyhovuje požadavkům legislativy EU, která umožňuje volný pohyb produktů v rámci evropského trhu.




EAC (euroasijské označení shody) je označení, které musí být k výrobku připojeno, aby prokázalo jeho soulad s normou celní unie.“

Vlastnosti ageLOC Galvanic Spa

- 1 Čidlo výměnného nástavce
- 2 Uvolňovací tlačítko výměnného nástavce
- 3 Displej
- 4 Tlačítko výběru
- 5 Chromový panel
- 6 Prostor na baterie
- 7 Indikátor pozice výměnného nástavce (malá drážka)

Poznámka: Před použitím zařízení odstraňte ochranou plastovou fólii z obou stran.




Displej ageLOC Galvanic Spa

- 1 Čísla 1, 2, 3, 4 nebo 5 označují číslo aplikace a odpovídající produkt (viz níže).
- 2 Pět teček označuje délku odpovídající aplikace.
- 3 Pokud jsou baterie téměř vybité, pak se při každém zapnutí zařízení ve spodní části displeje zobrazí oranžový symbol baterie a přístroj zapípá. Když se baterie zcela vybijí, zobrazí se ve spodní části displeje oranžový symbol baterie a přístroj se vypne.

Každý produkt by se měl používat v kombinaci se správným číslem aplikace:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	3	Tru Face® Line Corrector
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
		5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum



Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Zařízení ageLOC Galvanic Spa obsahuje různé nastavce na obličej, pokožku hlavy a tělo, ale všechny se používají podobným způsobem. Konkrétní pokyny pro jednotlivé aplikace naleznete na stránkách 30-37. Před použitím zařízení si přečtěte návod.

Ke každému použití musíte k zařízení připojit odpovídající nastavec. Pokožka, která je v kontaktu s oběma chromovými kontaktními body, musí být vlhká, aby bylo možné vést galvanický proud.



Obrázek 1

Upevnění nastavce: Držte přístroj tak, aby displej směřoval k vám. Zarovnejte ukazatel polohy nastavce s přední stranou zařízení a poté pevně chytněte nastavec za strany a zatlačte jej směrem dolů, až zapadne na místo (obrázek 1). Pokud nastavec nezapadne, zkontrolujte, že je umístěn na správném místě a ve správném směru. Na nastavec netlačte, aby se nepoškodil. Pokud nastavec nebude pevně připevněn, pak zařízení ageLOC Galvanic Spa nepoužívejte.



Obrázek 2

Odpojení nastavce: Nejdříve zařízení otočte tak, aby byl chromový panel umístěn směrem k vám. Volnou rukou chytněte nastavec za strany a poté pevně stiskněte tlačítko uvolnění (obrázek 2). Jemně nastavec za strany vytáhněte ze zařízení.

Kontrolky displeje: Displej bude svítit, když je přístroj zapnutý, a to jak při výběru, tak i během aplikace. Pokud se displej zapíná a vypíná, je to buď proto, že zařízení ztratilo kontakt s pokožkou, nebo proto, že kůže není dostatečně vlhká na to, aby mohla vést proud.

Použití produktu: Doporučené množství přípravku aplikujte na cílovou část obličeje, pokožky hlavy nebo těla.

Vyberte použití: Tiskněte tlačítko výběru, dokud se nerozsvítí požadované číslo (obrázek 3).

Aktivace galvanického proudu: Prsty se musí dotýkat chromového panelu na zadní straně zařízení, zatímco se nastavec dotýká vaší kůže. Pro zvýšení vodivosti doporučujeme, abyste si důkladně navlhčili ruce vodou nebo přípravkem NaPCA Moisture Mist.*Pokud vám během použití prsty z chromového panelu sjedou, nemějte obavy, stačí jen držení zařízení upravit a můžete pokračovat v proceduře.

*Pokožka, která je v kontaktu s oběma chromovými kontaktními body, musí být vlhká, aby bylo možné vést galvanický proud.

Během aplikace: Přístroj bude pípat každých 10 sekund na znamení, že je zapnutý a v provozu. Až bude do konce procedury zbývat posledních 30 sekund, zařízení bude pípat každých pět sekund, dokud se aplikace nedokončí.

Přerušení aplikace: Nastavec musíte udržovat v kontaktu s cílovou oblastí a všechny kontaktní plochy je nutné udržovat navlhčené (obrázek 4). Pokud dojde k přerušení kontaktu s chromovaným panelem nebo aplikační hlavicí, displej se bude vypínat a zapínat. Po několika minutách nečinnosti se zařízení vypne.

Dokončení aplikace: Na konci procedury vydá zařízení dlouhé pípnutí následované dvěma krátkými pípnutími a automaticky se vypne. Pokud byste chtěli pokračovat v použití, stiskněte tlačítko výběru a přejděte k číslu další aplikace. Chcete-li přístroj kdykoliv vypnout, jednoduše tiskněte tlačítko výběru tak dlouho, dokud displej nezmizí.

Pokud se na vaší pokožce objeví otoky, zarudnutí nebo jiná reakce, okamžitě přerušete používání.



Obrázek 3



Obrázek 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Nastavení předšetření	Nastavení ošetření	Nástavec

Tuto proceduru provádějte třikrát týdně pro viditelné regenerační a osvěžující účinky.



Obrázek 1

Příprava: Použijte po vyčištění pleti pomocí vašeho oblíbeného čistícího přípravku Nu Skin®. Nasadte na zařízení nástavec na obličej ageLOC (obrázek 1).



PRE-TREAT GEL



Obrázek 2

FÁZE S PŘEDOŠETŘUJÍCÍM GELEM PRE-TREAT GEL

KROK 1: Ampuli s předošetřujícím gelem ageLOC Pre-Treat Gel rovnoměrně rozetřete na celý obličej a krk, vyhněte se přitom oblasti očí, očních víček a rtů.

KROK 2: Stlačte tlačítko výběru, dokud se na displeji nezobrazí číslo 1 (obrázek 2). Tato fáze trvá 2 minuty.

KROK 3: Důkladně si navlhčete ruce pomocí přípravku NaPCA Moisture Mist nebo vody. Navlhčenou rukou držte přístroj a dotýkejte se přitom chromové destičky na zadní straně a poté začněte pomalu hlavicí nástavce přejíždět po pokožce (obrázek 3). Vyhybajte se přitom citlivým oblastem, jako jsou oči, oční víčka a rty.

Zařízení bude jednou, dvakrát nebo třikrát pípat pro potvrzení automatického přizpůsobení pokožce. Po zahájení vašeho galvanického ošetření bude zařízení pípat každých 10 sekund na znamení, že jednotka je zapnutá a v činnosti, a ke konci aplikace každých 5 sekund.

KROK 4: Na konci galvanického ošetření vydá zařízení dlouhé pípnutí následované dvěma krátkými pípnutími a automaticky se vypne. Přebytný gel odstraňte z pokožky a ze zařízení pomocí vlhkého ručníku (obrázek 4). Nyní je na řadě fáze s ošetřujícím gelem Treat Gel.



Obrázek 4

FÁZE S OŠETŘUJÍCÍM GELEM TREATMENT GEL



TREATMENT GEL

KROK 1: Na obličej a na krk aplikujte celou ampuli gelu ageLOC Treatment Gel.

KROK 2: Nástavec na obličej ageLOC Face Conductor by měl být již připojen, takže stiskněte jednou tlačítko výběru, aby se zařízení opět zapnulo a poté držte tlačítko stisknuté, dokud se nevybere aplikace číslo 2 (obrázek 5). Tato fáze trvá 3 minuty.

KROK 3: Stejně jako předtím, navlhčenou rukou držte přístroj a dotýkejte se přitom chromové destičky na zadní straně a poté začněte pomalu hlavicí nástavce přejíždět po pokožce (obrázek 6). Vyhybajte se přitom citlivým oblastem, jako jsou oči, oční víčka a rty.

Zařízení bude jednou, dvakrát nebo třikrát pípat pro potvrzení automatického přizpůsobení pokožce. Po zahájení vašeho galvanického ošetření bude zařízení pípat každých 10 sekund na znamení, že jednotka je zapnutá a v činnosti, a ke konci aplikace každých 5 sekund.

KROK 4: Na konci galvanického ošetření vydá zařízení dlouhé pípnutí následované dvěma krátkými pípnutími a automaticky se vypne. Přebytný gel odstraňte z pokožky a ze zařízení pomocí vlhkého ručníku (obrázek 7).



Obrázek 5



Obrázek 6



Obrázek 7

Tru Face Line Corrector

Nastavení	Nástavec
	

Tuto proceduru provádějte ráno a večer pro vyhlazení jemných linek a vrásek kolem úst a očí a na čele.



Obrázek 1

Příprava: Použijte po použití vašeho oblíbeného čistícího a tonizačního přípravku Nu Skin. Nasadte na zařízení nástavec na těžko dostupná místa (obrázek 1).

KROK 1: Na linky a vrásky, které chcete ošetřit, aplikujte přípravek Tru Face Line Corrector. Aplikujte na jednu část pleti po druhé. Na povrch pokožky naneste tenkou vrstvu produktu.



Obrázek 2

KROK 2: Stlačte výběrové tlačítko, dokud se na displeji nerozsvítí číslo 3 (obrázek 2). Tato fáze trvá 5 minut.

Profesionální tip: Při ošetřování více částí pleti můžete zařízení používat pět minut na více než jen jednu část pleti. Na menší oblasti obvykle stačí jedna nebo dvě minuty.



Obrázek 3

KROK 3: Důkladně si navlhčete ruce pomocí přípravku NaPCA Moisture Mist nebo vody. Navlhčenou rukou držte přístroj a dotýkejte se přitom chromové destičky na zadní straně a poté začněte pomalu hlavicí nástavce přejíždět po pokožce (obrázek 3). Vyhýbejte se přitom citlivým oblastem, jako jsou oči, oční víčka a rty.

Zařízení bude jednou, dvakrát nebo třikrát pípat pro potvrzení automatického přizpůsobení pokožce. Po zahájení vašeho galvanického ošetření bude zařízení pípat každých 10 sekund na znamení, že jednotka je zapnutá a v činnosti, a ke konci aplikace každých 5 sekund.

KROK 4: Na konci galvanického ošetření vydá zařízení dlouhé pípnutí následované dvěma krátkými pípnutími a automaticky se vypne. Na každé cílové oblasti opakuje kroky 1 až 3. Až budete se všemi aplikacemi hotoví, vetřete zbývající gel do pokožky a otřete zbytky produktu ze zařízení pomocí navlhčeného ručníku (obrázek 4).



Obrázek 4

ageLOC Body Shaping Gel

Nastavení	Nástavec
	

Pomocí této aplikace třikrát týdně můžete viditelně zpevnit, konturovat a vyhladit pokožku na pažích, stehnech, břiše a na hýždích.



Obrázek 1

Příprava: Nasadíte na zařízení nástavec na tělo (obrázek 1).

KROK 1: Používejte na čistou pokožku. Odpovídající množství gelu ageLOC Body Shaping Gel naneste na požadovanou oblast.

KROK 2: Stlačte výběrové tlačítko, dokud se na displeji nerozsvítí číslo 4 (obrázek 2). Aplikace na každou část těla zabere 5 minut.

Profesionální tip: Doporučená doba aplikace je 5 minut, ale možná nebudete potřebovat celých 5 minut.

KROK 3: Důkladně si navlhčete ruce pomocí přípravku NaPCA Moisture Mist nebo vody. Navlhčenou rukou držte přístroj a dotýkejte se přitom chromové destičky na zadní straně a poté začněte pomalu hlavicí nástavce přejíždět po pokožce (obrázek 3).

Zařízení bude jednou, dvakrát nebo třikrát pípat pro potvrzení automatického přizpůsobení pokožce. Po zahájení vašeho

galvanického ošetření bude zařízení pípat každých 10 sekund na znamení, že jednotka je zapnutá a v činnosti, a ke konci aplikace každých 5 sekund.



Obrázek 2



Obrázek 3

KROK 4: Na konci galvanického ošetření vydá zařízení dlouhé pípnutí následované dvěma krátkými pípnutími a automaticky se vypne. Na každé cílové oblasti opakuje kroky 1 až 3. Až budete ve všem aplikacemi hotoví, odstraňte přebytečný gel z pokožky a ze zařízení pomocí vlhkého ručníku (obrázek 4).



Obrázek 4

Dvakrát denně aplikujte přípravek ageLOC Dermal Effects®, aby vaše pokožka zůstala viditelně vyhlazená a konturovaná. Ve dny, kdy používáte i přípravek ageLOC Body Shaping Gel, naneste ageLOC Dermal Effects po galvanickém ošetření.

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Nastavení	Nástavec

Pomocí tohoto nenáročného ranního a večerního rituálu můžete každý den regenerovat pokožku hlavy. Dáte tak svým vlasům božský vzhled a budete se cítit úžasně.



Obrázek 1

Příprava: Použijte na ručníkem vysušené nebo suché vlasy. Nasadte na zařízení nástavec na pokožku hlavy (obrázek 1).

KROK 1: Rozdělte vlasy na sekce a nastříkejte intenzivní sérum na vlasy a vlasovou pokožku ageLOC Nutriol Scalp & Hair Serum přímo na pokožku hlavy a ke kořínkům (obrázek 2).

Profesionální tip: Abyste si aplikaci na suché vlasy trochu zjednodušili, nastříkejte na vlasy před aplikací intenzivního séra na vlasy a vlasovou pokožku ageLOC Nutriol Scalp & Hair Serum trochu vody.

KROK 2: Prsty jemně vmasírujte sérum do pokožky a ke kořínkům (obrázek 3). Pomocí hřebene uhlade neposlušné prameny (obrázek 4).

Stlačte výběrové tlačítko, dokud se na displeji nerozsvítí číslo 5 (obrázek 5). Tato fáze zabere 2 minuty.



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



KROK 3: Důkladně si navlhčete ruce pomocí přípravku NaPCA Moisture Mist nebo vody. Navlhčenou rukou držte přístroj a dotýkajte se přitom chromové destičky na zadní straně. Přiložte nástavec přímo na pokožku hlavy a posunujte jej od přední části linie vlasů směrem dozadu, udržujte přitom stálý kontakt s pokožkou hlavy (obrázek 6).




Obrázek 6

Zařízení bude jednou, dvakrát nebo třikrát pípat pro potvrzení automatického přizpůsobení pokožce. Po zahájení vašeho galvanického ošetření bude zařízení pípat každých 10 sekund na znamení, že jednotka je zapnutá a v činnosti, a ke konci aplikace každých 5 sekund.

Poznámka: Během galvanického ošetření udržujte nástavec na pokožku hlavy v neustálém kontaktu s pokožkou hlavy

KROK 4: Na konci galvanického ošetření vydá zařízení dlouhé pípnutí následované dvěma krátkými pípnutími a automaticky se vypne.

Vlasy neoplachujte. Upravte jako obvykle a zbytky produktu odstraňte ze zařízení pomocí vlhkého ručníku (obrázek 7).



Obrázek 7

ageLOC Galvanic Spa

Afslør et ungdommeligt look med synlige fordele for din hud og dit hår på 5 minutter eller mindre.

ageLOC Galvanic Spa er et personligt plejeapparat, der bruger galvanisk strøm til synligt at forbedre udseendet af din hud og dit hår. Dette alsidige apparat, der leveres med udskifteligt tilbehør og dets unikke produkter, hjælper med at forbedre udseendet af fine linjer og rynker, får din hud til at stråle og revitaliserer synligt din teint; forbedrer fremtoningen af appelsinhud; og fremmer fyldigt, glansfuldt og sundt udseende hår.

Før Du Begynder

Læs følgende vejledning, inden du bruger dit ageLOC Galvanic Spa-apparat:

⚠ Advarsel: ageLOC Galvanic Spa-apparatet er kun til brug på sund hud. Anvend ikke apparatet, hvis du har åbne sår, er disponeret for rosacea, har metalallergi, eller hvis du har problematisk eller meget følsom hud. Konsulter din læge, før du bruger ageLOC Galvanic Spa-apparatet, hvis du er gravid, har en pacemaker eller lignende anordning, lider af epilepsi, har metalbøjler på tænderne, har et metalimplantat eller i tilfælde af sygdom.

⚠ Nye brugere af Galvanic Spa og personer med følsom eller allergidisponeret hud skal altid teste produktet på et lille hudområde, før det anvendes som anvist. Kontroller altid Galvanic Spa-apparatet og elektroderne før brug. Sørg for, at der ikke er nogen ru eller defekte overflader, skarpe kanter eller bobledannelse. Hvis du bemærker eventuelle uregelmæssigheder, må apparatet ikke bruges, og du skal kontakte din lokale Nu Skin®-afdeling. Må ikke anvendes direkte på læber, øjne eller

øjendlåg. Apparatet og produkterne er kun til ekstern brug. Hvis du oplever eventuel hævelse, længerevarende rødme eller unormal irritation, skal du standse brugen og søge lægehjælp, hvis nødvendigt. Dette apparat er beregnet til brug af voksne. Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden samt børn over 16 år må bruge apparatet, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet sikkert, så de forstår de involverede farer. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn. Opbevares uden for små børns rækkevidde.

- ⚠ Fjern al plastikbeskyttelsesfilm, før du begynder brug. Skal opbevares på et tørt sted ved stuetemperatur og ved mindst 4 °C for at undgå risikoen for blæredannelse.
- ⚠ For at reducere risikoen for stød, forbrænding, brand eller personskade må du ikke nedsænke apparatet i væske. Må ikke placeres eller opbevares på steder, hvor det kan falde ned eller blive trukket ned i et badekar, toilet, håndvask eller toilet. Apparatet må aldrig bruges, hvis det er beskadiget.
- ⚠ Når du fjerner en elektrode, må du ikke klemme eller holde på midten af elektroden, da dette kan forhindre frigørelsesmekanismen i at fungere. Hold på siderne i stedet for. For at sikre korrekt bortskaffelse af ageLOC Galvanic Spa-apparatet og batterierne bedes du bortskaffe delene i overensstemmelse med alle gældende lokale lovgivninger eller krav til bortskaffelse af elektrisk udstyr/batterier. Må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.


ageLOC Galvanic Spa Indhold

- 1 Brugervejledning
- 2 ageLOC Galvanic Spa-apparat
- 3 ageLOC-ansigtselektrode
- 4 Fokusområdeelektrode
- 5 Kropsselektrode
- 6 Hovedbundselektrode
- 7 To AAA-batterier



De personlige plejeprodukter, der er udarbejdet til brug sammen med ageLOC Galvanic Spa, sælges separat.

Vigtige oplysninger om vedligeholdelse og garanti



Figur 1

Rengøring af dit apparat og elektroder:

Når du er færdig med at udføre en galvanisk påføring, skal du tage elektroden af apparatet og bruge en fugtig klud til at rense eventuelt overskydende produkt af (figur 1). Tør apparatet omhyggeligt af, og opbevar det på et tørt sted uden en elektrode påsat.



Figur 2

Vejledning i batteriskift: Når batterierne er afledede, vil der vises et gult batteriikon midt på displayet, og apparatet vil bippe fire gange ad to omgange (figur 2). Når dette sker, isættes to nye AAA-batterier.

For at udskifte batterierne skal du blot trykke lige over låget til batterirummet på hver side og trække fast nedad (figur 3). Låget til batterirummet vil adskilles fra apparatet (figur 4).




Figur 3

Træk derefter forsigtigt i båndet, og tag de gamle batterier ud. Indsæt to nye AAA-batterier i rummet og over båndet. Hvis ikke du placerer båndet under batterierne, kan der komme vand ind i apparatet, hvilket kan forårsage beskadigelse af apparatet (figur 5).




Figur 4

Til sidst skal du trykke låget til batterirummet sikkert på plads (figur 6).



Figur 5



Figur 6

Brug kun to AAA LR03 1,5 V batterier. Undgå at blande nye og brugte batterier eller batterier af forskellig type, som f.eks. alkaliske og ikke-alkaliske eller genopladelige og ikke-genopladelige batterier.

Genopladelige batterier skal tages ud af apparatet, inden de genoplades. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Batterierne må ikke kortsluttes. Når den positive (+) og negative (-) terminal på et batteri kommer i kontakt med hinanden, kan batteriet kortslutte.

Afladede batterier skal tages ud af apparatet og bortskaffes sikkert i henhold til lokal lovgivning. Tag batterierne ud af apparatet inden længerevarende opbevaring.

Begrænset toårig garanti: Nu Skin garanterer, at ageLOC Galvanic Spa er fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i en periode på to år fra leveringsdatoen. Denne garanti dækker ikke beskadigelse af produktet, som skyldes forkert brug eller uheld. Hvis produktet går i stykker inden for den toårige garantiperiode, kan du kontakte dit lokale Nu Skin-kontor og få erstattet produktet. Du skal kunne fremvise en kvittering, der viser leveringsdatoen. Nu Skin forbeholder sig retten til at undersøge apparatet. Garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder i landet, hvor købet er foretaget. Sådanne rettigheder vil være beskyttede. Denne garanti er gældende i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Island, Israel, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine og Ungarn.

Beskyttet af de amerikanske patentnumre 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 og flere internationale patenter, som er udstedt eller under behandling.



Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre EU-lande med separate affaldssystemer). Dette symbol på produktet eller dets indpakning indikerer, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante renovationscenter til genbrug af elektronikaffald. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at hindre de potentielt negative konsekvenser, der kan være for miljø og helbred, hvis produktet ikke bortskaffes på korrekt vis. Materialelegenbrug bevarer naturens ressourcer. Kontakt din lokale genbrugsstation for yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt.



CE-afmærkningen viser, at producenten har sikret sig, at produkterne overholder EU's sikkerheds-, sundheds- og miljøkrav. Den viser, at et produkt overholder EU-lovgivningen og tillader bevægelsesfrihed inden for det europæiske marked.




EAC-anmærkningen (EurAsian overensstemmelsesmærkning) skal sættes på et produkt for at vise, at det overholder toldunionens standarder.

ageLOC Galvanic Spa Komponenter

- 1 Elektrovedhæftningsreceptor
- 2 Elektrodefrigørelsesknap
- 3 Display
- 4 Valgknap
- 5 Krompanel
- 6 Batterihus
- 7 Elektrodeanbringelsesindikator (lille mærke)

Bemærk: Fjern plastikbeskyttelsesfilmen fra begge sider af apparatet før brug.




ageLOC Galvanic Spa-display

- 1 Numrene 1, 2, 3, 4 og 5 angiver påføringsnummeret og det tilsvarende produkt (se herunder).
- 2 De fem prikker angiver den tilsvarende påføringsperiode.
- 3 Hvis batterierne er næsten afladene, vil der vises et gult batterisymbol nederst på displayet, og apparatet vil bippe, når det tændes. Når batterierne er helt afladene, vil det gule batterisymbol vises nederst på displayet, og apparatet vil slukke.

Hvert produkt skal bruges sammen med det korrekte påføringsnummer:


1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Sådan bruger du ageLOC Galvanic Spa

ageLOC Galvanic Spa inkluderer forskellige elektroder til dit ansigt, hovedbund og krop, men de bruges alle på mere eller mindre samme måde. Specifikke instruktioner i individuelle påføringer kan ses på side 48-55. Læs vejledningerne igennem, før du begynder at bruge apparatet.

Før hver anvendelse skal du påsætte den passende elektrode på apparatet. Huden, der berører begge kromkontaktpunkter, skal være fugtet for at opnå korrekt ledning af galvanisk strøm.



Figur 1

den rigtige vej og er placeret korrekt. Undgå at tvinge elektroden på, da dette kan beskadige den. ageLOC Galvanic Spa vil ikke fungere, hvis der ikke er påsat en elektrode.



Figur 2

Påsæt en elektrode: Hold apparatet med displayet vendt mod dig. Sæt elektrodens positionsindikator ud mod apparatets forside, og tryk derefter elektroden fast ned ved at holde den på siderne, indtil den klikker på plads (figur 1). Hvis elektroden ikke påsættes, skal du sikre, at den vender

Fjern en elektrode: Vend først apparatet om, så krompanelet vender ind mod dig. Hold elektroden på siderne med din frie hånd, og tryk derefter fast ned på udløserknappen (figur 2). Træk derefter elektroden forsigtigt af ved at holde den på siderne.

Displaylys: Displayet vil lyse, når apparatet er tændt, både når du vælger og udfører en påføring. Hvis displayet tænder og slukker, er det enten, fordi apparatet har mistet kontakten med din hud, eller huden ikke er fugtig nok til at lede strømmen.

Påfør produkt: Påfør den anbefalede mængde af produktet på det valgte område på dit ansigt, hovedbund eller krop.

Vælg påføring: Tryk på valgknappen, indtil det ønskede nummer lyser (figur 3).

Aktiver galvanisk strøm: Dine fingre skal røre ved krompanelet på apparatets bagside, mens elektroden rører ved din hud. Vi anbefaler, at du gør dine hænder omhyggeligt våde med vand eller NaPCA Moisture Mist for at øge ledeevnen.* Hvis dine fingre glider af krompanelet under brug — så bare rolig — du skal blot placere fingrene korrekt på apparatet og genoptage din spa-behandling.

*Husk, at den hud, der berører begge kromkontaktpunkter, skal være fugtet for at lede den galvaniske strøm korrekt.

Under påføring: Apparatet bipper hvert 10. sekund for at indikere, at enheden er tændt og fungerer. Når der er 30 sekunder tilbage af påføringen, vil apparatet bippe hvert 5. sekund, indtil påføringen er fuldført.

Afbrydelse af påføring: Du skal holde elektroden i kontakt med det valgte område og holde alle kontaktpunkter fugtede (figur 4). Hvis du mister kontakten med krompanelet eller elektrodehovedet, vil displayet tænde og slukke. Hvis apparatet ikke bruges, vil det slukke efter et par minutter.

Afsluttet påføring: Ved afslutningen af din behandling vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter automatisk slukke. Hvis du ønsker at udføre endnu en påføring, skal du trykke på valgknappen og rulle ned til det næste påføringsnummer. For at slukke apparatet når som helst skal du blot trykke på valgknappen, indtil displayet bliver blankt.

Stands brug, hvis din hud hæver, rødmer eller udvikler en hudreaktion.



Figur 3




Figur 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Pre-Treat-indstilling	Treatment-indstilling	Elektrode
		

Brug denne behandling tre gange om ugen for synligt revitaliserende og forfriskende resultater.

Forberedelse: Brug efter en Nu Skin® cleanser efter eget valg. Sæt ageLOC-ansigtsselektroden på apparatet (figur 1).



Figur 1



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL-FASEN

TRIN 1: Påfør en hel ampul af ageLOC Pre-Treat Gel jævnt over hele ansigtet og halsen, og undgå øjnene, øjenlågene og læberne.



Figur 2

TRIN 2: Tryk på valgknappen, indtil nummer 1 vises på displayet (figur 2). Denne påføring vil vare to minutter.

TRIN 3: Fugt hænderne omhyggeligt med NaPCA Moisture Mist eller vand. Hold apparatet med en fugtet hånd, der berører krompladen på bagsiden af apparatet, og begynd at bevæge elektroden langsomt hen over huden (figur 3). Sørg for at undgå sensitive områder som øjnene, øjenlågene og læberne.



Figur 3

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert 10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er næsten færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke. Fjern resterende gel fra din hud og apparatet med en fugtig klud (figur 4). Nu er det tid til Treat Gel-fasen.



Figur 4



TREATMENT GEL

TREATMENT GEL-FASEN

TRIN 1: Påfør en hel ampul af ageLOC Treatment Gel på ansigtet og halsen.

TRIN 2: ageLOC-ansigtsselektroden bør allerede være påsat, så tryk på valgknappen, indtil apparatet tænder igen, og bliv ved med at trykke på knappen, indtil du vælger påføring nummer 2 (figur 5). Denne påføring vil vare tre minutter.

TRIN 3: Hold igen apparatet med en fugtet hånd, der berører krompladen på bagsiden af apparatet, og begynd at bevæge elektroden langsomt hen over huden (figur 6). Sørg for at undgå sensitive områder som øjnene, øjenlågene og læberne.



Figur 5

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert 10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.



Figur 6

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er næsten færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke. Brug en fugtig klud til at fjerne resterende gel fra din hud og apparatet (figur 7).




Figur 7

Tru Face Line Corrector

Indstilling	Elektrode
	

Brug denne behandling om morgenen og aftenen til at behandle og blødgøre synligheden af fine linjer og rynker omkring munden, øjnene og i panden.



Figur 1

Forberedelse: Brug efter en Nu Skin Cleanser og toner efter eget valg. Sæt elektroden for fokusområdet på apparatet (figur 1).

TRIN 1: Påfør Tru Face Line Corrector på de linjer og rynker, du ønsker at behandle. Påfør kun på ét af disse områder ad gangen. Sørg for, at du efterlader et tyndt lag af produktet på overfladen af din hud.



Figur 2

TRIN 2: Tryk på valgknappen, indtil nummer 3 vises på displayet (figur 2). Denne påføring vil vare fem minutter.

Pro tip: Når du behandler flere områder, kan du bruge de fem minutter til mere end ét område. Små påføringsområder kræver typisk ikke mere end et eller to minutter hver.




Figur 3

TRIN 3: Fugt hænderne omhyggeligt med NaPCA Moisture Mist eller vand. Hold apparatet med en fugtet hånd, der berører krompladen på bagsiden af apparatet, og begynd at bevæge elektroden langsomt hen over huden (figur 3). Vær omhyggelig med at undgå sensitive områder som øjnene, øjenlågene og læberne.

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert 10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke. Gentag trin 1 til 3 for hvert valgte område. Når du er færdig med alle påføringer, skal du gnide eventuelt resterende produkt ind i huden og tørre resterende produkt af apparatet med en fugtig klud (figur 4).




Figur 4

ageLOC Body Shaping Gel

Indstilling	Elektrode
	

Brug denne påføring tre gange om ugen for synligt kontureret, fast og glat hud på armene, lårene, maven og balderne.



Figur 1

Forberedelse: Sæt kropselektroden på apparatet (figur 1).

TRIN 1: Brug apparatet på ren hud. Påfør en rigelig mængde ageLOC Body Shaping Gel på det ønskede område.

TRIN 2: Tryk på valgknappen, indtil nummer 4 vises på displayet (figur 2). Denne påføring vil vare fem minutter pr. område.


Pro Tip: Den anbefalede påføringstid for et område er fem minutter, men du behøver eventuelt ikke at bruge de fulde fem minutter.

TRIN 3: Fugt hænderne omhyggeligt med NaPCA Moisture Mist eller vand. Hold apparatet med en fugtet hånd, der berører krompladen på bagsiden af apparatet, og begynd at bevæge elektroden langsomt hen over huden (figur 3).

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert

10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er næsten færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke. Gentag trin 1 til 3 for hvert valgte område. Når du har udført alle påføringer, skal du fjerne eventuelt resterende produkt fra huden og apparatet med en fugtig klud (figur 4).



Figur 4

Påfør ageLOC Dermatic Effects® to gange om dagen for at hjælpe din hud med at holde sig synligt glat og kontureret. På de dage hvor du bruger ageLOC Body Shaping Gel, skal du påføre ageLOC Dermatic Effects efter den galvaniske påføring.

ageLOC Nutriol

Intensive Scalp & Hair Serum

Indstilling	Elektrode

Brug denne nemme rutine om morgenen og om aftenen for at revitalisere hovedbunden dag efter dag, så dit hår både fremstår og mærkes skønt.



Figur 1

Forberedelse: Brug produktet i håndklædetørt eller tørt hår. Sæt hovedbunde-elektroden på apparatet (figur 1).

TRIN 1: Spray ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum direkte i hovedbunden og rødderne ved at dele håret (figur 2).

Pro tip: Hvis du sprøjter lidt vand i tørt hår, inden du påfører ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum, vil det gøre dit hår nemmere at styre under påføringen.

TRIN 2: Brug fingrene til nænsomt at massere serum ind i hovedbunden og rødderne (figur 3). Red eventuelt filtret hår ud (figur 4).

Tryk på valgknappen, indtil nummer 5 vises på displayet (figur 5). Denne påføring vil vare to minutter.



Figur 4



Figur 5

TRIN 3: Fugt hænderne omhyggeligt med NaPCA Moisture Mist eller vand. Hold apparatet med en fugtet hånd, der samtidigt berører krompladen på bagsiden af apparatet. Hold elektroden direkte ind mod hovedbunden, og bevæg den fra din forreste hårgrense og bagud. Sørg for, at den er i konstant berøring med hovedbunden (figur 6).




Figur 6

Apparatet vil bippe én, to eller tre gange for at angive, at det automatisk har tilpasset sig til din hud. Derefter begynder din galvaniske påføring, og apparatet vil bippe hvert 10. sekund for at angive, at enheden er tændt og fungerer, og hvert 5. sekund, når påføringen næsten er fuldført.

Bemærk: Under den galvaniske påføring skal du holde hovedbunde-elektroden i konstant berøring med hovedbunden.

TRIN 4: Når din galvaniske påføring er færdig, vil apparatet udsende et langt bip efterfulgt af to korte bip og derefter slukke.

Skyl ikke håret. Sæt håret som normalt, og fjern eventuelt resterende produkt på apparatet med en fugtig klud (figur 7).



Figur 7

ageLOC Galvanic Spa

Bringe in maximal 5 Minuten dein jungendliches Potenzial zum Vorschein und erziele sichtbare Ergebnisse auf der Haut.

ageLOC Galvanic Spa ist ein Körperpflegegerät, das mittels galvanischen Stroms das Aussehen von Haut und Haar sichtbar verbessert. Dieses vielseitige Gerät mit Wechselaufsätzen hilft zusammen mit den erhältlichen exklusiven Produkten, feine Linien und Fältchen weniger sichtbar zu machen. Es lässt die Haut strahlen und revitalisiert deinen Teint, es verbessert das Hautbild der Orangenhaut und fördert volles, glänzendes und gesund aussehendes Haar.

Vor der Anwendung

Bitte lies die folgenden Anweisungen durch, bevor du dein ageLOC Galvanic Spa Gerät verwendest:

⚠ Vorsicht: Das ageLOC Galvanic Spa Gerät darf nur auf gesunder Haut angewandt werden. Verwende es nicht, wenn du offene Blasen oder Wunden hast, zu Rosazea (Kupferfinne) neigst, gegen Metalle allergisch bist oder problematische bzw. sehr empfindliche Haut hast. Konsultiere deinen Arzt, bevor du das ageLOC Galvanic Spa Gerät verwendest, bei Schwangerschaft und Krankheit, wenn du einen Herzschrittmacher oder ein ähnliches Gerät trägst, Epileptiker bist, eine Metall-Zahnspange trägst, metallische Implantate hast.

⚠ Personen, die das ageLOC Galvanic Spa zum ersten Mal verwenden, und diejenigen, die zu einer empfindlichen Haut oder Allergien neigen, sollten es zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle der Haut testen, bevor sie es wie empfohlen anwenden. Prüfe stets das Galvanic Spa Gerät und die Aufsätze vor der Anwendung auf eventuelle Schäden. Stelle sicher, dass die Oberfläche nicht rau bzw. beschädigt ist oder scharfe Kanten oder Blasen aufweist. Verwende bei Auffälligkeiten das Gerät

nicht und kontaktiere deine Nu Skin® Niederlassung. Vermeide den direkten Kontakt mit Lippen, Augen und Augenlidern. Das Gerät und die Produkte sind nur für die äußere Anwendung vorgesehen. Bei Schwellungen, anhaltenden Rötungen oder ungewöhnlichen Irritationen solltest du das Gerät nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren. Dieses Gerät ist nur für Erwachsene geeignet. Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen sowie Kinder über 16 Jahre können das Gerät benutzen, vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder haben eine Einweisung für die sichere Anwendung des Geräts erhalten und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung oder Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- ⚠ Bitte alle Schutzfolien vor der Anwendung entfernen. An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur von mindestens 4 °C aufbewahren, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden.**
- ⚠ Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen: Das Gerät nicht in Wasser tauchen. Platziere das Gerät nicht an Stellen, wo es in eine Wanne, Dusche, Toilette oder ein Waschbecken fallen kann. Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- ⚠ Halte den Aufsatz beim Entfernen nicht in der Mitte fest, da dadurch der Auslösemechanismus blockiert werden kann. Fasse stattdessen den Aufsatz an beiden Seiten an. Bitte halte dich für eine korrekte Abfallbeseitigung des ageLOC Galvanic Spa Geräts und der Batterien an die für dein Land geltenden Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung von elektrischen Geräten bzw. Batterien. Diese sollten nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

ageLOC Galvanic Spa Lieferumfang

- 1 Benutzerhandbuch
- 2 ageLOC Galvanic Spa Gerät
- 3 ageLOC Gesichtsaufsatz
- 4 Aufsatz für Gesichtspartien
- 5 Aufsatz für den Körper
- 6 Aufsatz für die Kopfhaut
- 7 2 AAA-Batterien



Die Körperpflegeprodukte für die Anwendung mit ageLOC Galvanic Spa sind separat erhältlich.

Wichtige Informationen zur Pflege und Garantie



Abbildung 1

Reinigung des Geräts und Aufsatzes:

Nimm den Aufsatz nach der galvanischen Anwendung vom Gerät ab und entferne Produktreste mit einem feuchten Tuch (Abbildung 1). Trockne das Gerät gründlich ab und bewahre es ohne Aufsatz an einem trockenen Ort auf.



Abbildung 2

Anleitung zum Wechseln der

Batterien: Sind die Batterien schwach, leuchtet die gelbe Batterieanzeige auf der Displaymitte und das Gerät gibt viermal zwei Signale aus (Abbildung 2). Lege in diesem Fall zwei neue Batterien vom Typ AAA ein.



Abbildung 3

Zum Wechseln der Batterien drücke an beiden Seiten oberhalb der Batterieabdeckung und schiebe sie nach unten (Abbildung 3). Die Batterieabdeckung kann dann abgenommen werden (Abbildung 4).



Abbildung 4

Ziehe anschließend vorsichtig am Band, um die alten Batterien herauszunehmen. Setze zwei neue AAA Batterien ins Fach und über dem Band ein. Wird das Band nicht unter den Batterien positioniert, kann Wasser ins Gerät dringen und das Gerät beschädigen (Abbildung 5).

Schließe das Batteriefach wieder mit dem Deckel (Abbildung 6).



Abbildung 5



Abbildung 6

Verwende nur zwei AAA LR03 1,5 V Batterien. Verwende keine neuen und gebrauchten Batterien bzw. keine unterschiedlicher Arten, wie beispielsweise alkalische und nicht-alkalische bzw. wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare, zusammen.

Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen entfernt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Schließe die Batterien nicht kurz. Werden die positiven (+) und negativen (-) Pole der Batterie zusammengebracht, kann dies einen Kurzschluss verursachen.

Erschöpfte Batterien müssen vom Gerät entfernt und ordnungsgemäß laut Gesetz entsorgt werden. Entferne die Batterien, wenn das Gerät länger nicht verwendet wird.

Zweijährige Garantie: Nu Skin garantiert, dass das ageLOC Galvanic Spa während eines Zeitraums von zwei Jahren (ab Lieferdatum) frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Schäden am Produkt, die durch Unfall oder unsachgemäße Verwendung entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Sollten an diesem Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von zwei Jahren (ab Kaufdatum) Mängel auftreten, muss der zuständige Nu Skin® Kundenservice kontaktiert werden, um es reparieren oder ersetzen zu lassen. Die Quittung mit dem Lieferdatum sollte aufbewahrt werden, da sie eventuell vorgelegt werden muss. Nu Skin behält sich das Recht vor, das Gerät zu prüfen. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf deine Rechte in dem Land, in dem du das Gerät gekauft hast – diese Rechte sind geschützt. Diese Garantie gilt für Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn und das Vereinigte Königreich.

Geschützt durch die US-Patente Nummer 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 und zahlreichen internationalen erteilten bzw. angemeldeten Patenten.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (geltend in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen).

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägst du dazu bei, möglicherweise negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die sonst durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten. Die Wiederverwertung von Materialien unterstützt den Erhalt von Rohstoffquellen. Für nähere Informationen zu der Wiederverwertung dieses Produkts, kontaktiere bitte dein Entsorgungsunternehmen für Hausmüll.



Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass der Hersteller verifiziert hat, dass dieses Produkt die EU-Sicherheits-, Gesundheits- oder Umweltbestimmungen erfüllt. Sie ist ein Hinweis darauf, dass das Produkt die EU-Richtlinien erfüllt, und ermöglicht den freien Warenverkehr innerhalb des europäischen Marktes.




Das EAC-Zeichen (eurasisches Konformitätszeichen) ist ein Zeichen, das auf einem Produkt angebracht werden muss, um die Einhaltung der Zollunionsnormen nachzuweisen.

ageLOC Galvanic Spa

Eigenschaften

- 1 Aufsatzaufnahme
- 2 Aufsatz-Entsperrtaste
- 3 Display
- 4 Auswahl taste
- 5 Chromeinsatz
- 6 Batteriefach
- 7 Positionskennzeichnung am Aufsatz (kleine Strichmarkierung)

Hinweis: Schutzfolie von beiden Seiten des Geräts vor Gebrauch entfernen.




ageLOC Galvanic Spa Display

- 1 Die Zahlen 1, 2, 3, 4 oder 5 sind die Programmnummern für das entsprechende Produkt (siehe unten).
- 2 Die fünf Punkte geben die entsprechende Anwendungsdauer an.
- 3 Bei schwachen Batterien erscheint beim Einschalten des Geräts ein gelbes Batteriesymbol am Display unten und das Gerät gibt einen Signalton aus. Sind die Batterien komplett leer, wird in der Fußzeile des Displays ein gelbes Batteriesymbol angezeigt und das Gerät schaltet sich aus.

Jedes Produkt sollte mit der richtigen Programmnummer angewandt werden:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Anwendung des ageLOC Galvanic Spa

Das ageLOC Galvanic Spa kommt mit verschiedenen Aufsätzen für das Gesicht, die Kopfhaut und den Körper. Die Anwendung ist immer dieselbe. Spezielle Anweisungen für die jeweilige Anwendung findest du auf den Seiten 66-73. Bitte lies die Anweisungen vor der Verwendung des Geräts durch.

Bringe für jede Anwendung den passenden Aufsatz an. Die Haut, die die beiden Kontakte aus Chrom berührt, muss feucht sein, um den galvanischen Strom leiten zu können.



Abbildung 1

die richtige Richtung zeigt und korrekt positioniert ist. Bringe den Aufsatz nicht mit Gewalt an, dies könnte ihn beschädigen. ageLOC Galvanic Spa funktioniert nicht, wenn der Aufsatz nicht richtig befestigt ist.



Abbildung 2

Aufsatz anbringen: Halte das Gerät mit dem Display zu dir. Richte die Positionskennzeichnung auf der Gerätevorderseite aus, drücke anschließend den Aufsatz an den Seiten fest nach unten, bis er hörbar einrastet (Abbildung 1). Falls der Aufsatz nicht einrastet, prüfe, ob er in

Abnehmen des Aufsatzes: Drehe zunächst das Gerät mit der Chromfläche zu dir. Greife mit der freien Hand den Aufsatz an beiden Seiten und drücke fest auf die Entsperrtaste (Abbildung 2). Ziehe den Aufsatz vorsichtig an den Seiten nach oben.

Displayanzeige: Das Display ist beleuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist, sowohl bei der Programmwahl als auch während der Anwendung. Wenn das Display blinkt, hat das Gerät entweder keinen Kontakt zur Haut oder die Haut ist nicht feucht genug, um den Strom zu leiten.

Produkt auftragen: Gib die empfohlene Produktmenge auf den zu behandelnden Bereich im Gesicht, auf der Kopfhaut oder am Körper.

Programm wählen: Drücke die Auswahlstaste, bis die gewünschte Nummer aufleuchtet (Abbildung 3).



Abbildung 3

Galvanischen Strom aktivieren: Deine Finger müssen den Chromeinsatz auf der Gehäuserückseite berühren, während der Aufsatz über die Haut gleitet.

Wir empfehlen dir für einen guten Kontakt, die Hände gut mit Wasser oder NaPCA Moisture Mist anzufeuchten.* Wenn die Finger vom Chromeinsatz abrutschen, keine Sorge – passe deinen Griff an und setze die Anwendung fort.

*Denke daran, beide Hautkontakte aus Chrom müssen feucht sein, um den galvanischen Strom leiten zu können.

Während der Anwendung: Das Gerät piept alle 10 Sekunden und signalisiert dadurch, dass es eingeschaltet ist und funktioniert. 30 Sekunden vor Ende der Anwendung piept das Gerät alle 5 Sekunden.

Anwendungsunterbrechung: Dein Aufsatz muss Kontakt mit der zu behandelnden Haut haben und die Kontaktpunkte müssen feucht bleiben (Abbildung 4). Wird der Kontakt mit dem Chromeinsatz oder Aufsatz unterbrochen, blinkt das Display. Das Gerät schaltet sich nach ein paar Minuten aus, wenn es nicht verwendet wird.



Abbildung 4

Ende der Anwendung: Am Ende der Behandlung ertönt ein langer Signalton, gefolgt von zwei kurzen, bevor das Gerät automatisch ausschaltet. Wenn du eine andere Anwendung starten willst, drücke die Auswahlstaste und scrolle zum nächsten Programm. Um das Gerät vorzeitig auszuschalten, drücke die Auswahlstaste, bis das Display dunkel wird.

Beende die Anwendung bei Schwellungen, Rötungen oder Hautirritationen.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Einstellung Pre-Treat	Anwendungseinstellung	Aufsatz
		

Wiederhole diese Anwendung dreimal die Woche, um das gewünschte Ergebnis der Revitalisierung und Erholung zu sehen.



Abbildung 1

Vorbereitung: Haut mit einem Nu Skin® Cleanser deiner Wahl reinigen. Bringe den ageLOC Gesichtsaufsatz am Gerät an (Abbildung 1).



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL PHASE

SCHRITT1: Den gesamten Inhalt einer Ampulle ageLOC Pre-Treat Gel gleichmäßig im Gesicht und am Hals verteilen, Augen, Lider und Lippen aussparen.

SCHRITT2: Drücke die Auswahlstaste, bis die Nummer 1 am Display angezeigt wird (Abbildung 2). Diese Anwendung dauert 2 Minuten.

SCHRITT3: Befeuchte deine Hände gut mit NaPCA Moisture Mist oder Wasser. Halte das Gerät mit der feuchten Hand, berühre dabei den Chromeinsatz auf der Rückseite. Lass den Aufsatz mit langsamen Bewegungen über die Haut gleiten (Abbildung 3). Empfindliche Partien wie Augen, Lider und Lippen unbedingt aussparen.



Abbildung 3

Das Gerät piept einmal, zweimal oder dreimal, um anzuzeigen, dass es sich automatisch an deine Haut angepasst hat. Danach fließt der galvanische Strom und das Gerät piept alle 10 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät funktioniert, und alle 5 Sekunden, kurz bevor die Anwendung abgeschlossen ist.

SCHRITT4: Am Ende der Behandlung ertönt ein langer Signalton, gefolgt von zwei kurzen, bevor das Gerät automatisch ausschaltet. Entferne überschüssiges Gel von der Haut und vom Gerät mit einem feuchten Handtuch (Abbildung 4). Nun ist es Zeit für die Treatment Gel-Phase.



Abbildung 4



TREATMENT GEL

TREATMENT GEL PHASE

SCHRITT1: Gib den gesamten Inhalt einer Ampulle ageLOC Treatment Gel auf Gesicht und Hals.

SCHRITT2: Der ageLOC Gesichtsaufsatz sollte bereits angebracht sein. Drücke zum Einschalten einmal die Auswahlstaste und halte sie gedrückt, während du das Programm 2 wählst (Abbildung 5). Diese Anwendung dauert 3 Minuten.

SCHRITT3: Halte das Gerät erneut mit der feuchten Hand, berühre dabei den Chromeinsatz auf der Rückseite. Lass den Aufsatz mit langsamen Bewegungen über die Haut gleiten (Abbildung 6). Empfindliche Partien wie Augen, Lider und Lippen unbedingt aussparen.

Das Gerät piept einmal, zweimal oder dreimal, um anzuzeigen, dass es sich automatisch an deine Haut angepasst hat. Danach fließt der galvanische Strom und das Gerät piept alle 10 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät funktioniert, und alle 5 Sekunden, kurz bevor die Anwendung abgeschlossen ist.

SCHRITT4: Am Ende der Behandlung ertönt ein langer Signalton, gefolgt von zwei kurzen, bevor das Gerät automatisch ausschaltet. Entferne überschüssiges Gel von der Haut und vom Gerät mit einem feuchten Handtuch (Abbildung 7).



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7

Tru Face Line Corrector

Einstellung	Aufsatz
	

Führe das Pflegeprogramm morgens und abends durch, um feine Linien und Fältchen gezielt an Mund, Augen und Stirn zu mildern.



Abbildung 1

Vorbereitung: Haut mit einem Nu Skin Cleanser deiner Wahl reinigen. Bringe den Aufsatz für Gesichtspartien am Gerät an (Abbildung 1).

SCHRITT1: Trage Tru Face Line Corrector auf zu behandelnde Linien und Fältchen auf. Behandle jeweils nur eine dieser Partien. Auf der Haut muss eine dünne Schicht vom Produkt verbleiben.



Abbildung 2

SCHRITT2: Drücke die Auswahltaste, bis die Nummer 3 am Display angezeigt wird (Abbildung 2). Diese Anwendung dauert 5 Minuten.

Profi-Tipp: Wenn du mehrere Bereiche behandeln willst, kannst du die 5 Minuten für mehr als eine Partie nutzen. Kleine Partien müssen normalerweise nicht länger als ein oder zwei Minuten behandelt werden.



Abbildung 3

SCHRITT3: Befeuchte deine Hände gut mit NaPCA Moisture Mist oder Wasser. Halte das Gerät mit der feuchten Hand, berühre dabei den Chromeinsatz auf der Rückseite. Lass den Aufsatz mit langsamen Bewegungen über die Haut gleiten (Abbildung 3). Empfindliche Partien wie Augen, Lider und Lippen unbedingt aussparen.

Das Gerät piept einmal, zweimal oder dreimal, um anzuzeigen, dass es sich automatisch an deine Haut angepasst hat. Danach fließt der galvanische Strom und das Gerät piept alle 10 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät funktioniert, und alle 5 Sekunden, kurz bevor die Anwendung abgeschlossen ist.

SCHRITT4: Am Ende der Behandlung ertönt ein langer Signalton, gefolgt von zwei kurzen, bevor das Gerät automatisch ausschaltet. Wiederhole für jeden zu behandelnden Bereich die Schritte 1 bis 3. Wenn du alle Bereiche behandelt hast, massiere das verbleibende Produkt in die Haut ein und entferne Produktreste vom Gerät mit einem feuchten Handtuch (Abbildung 4).



Abbildung 4

ageLOC Body Shaping Gel

Einstellung	Aufsatz
	

Wiederhole diese Anwendung dreimal die Woche, um die Haut an Armen, Oberschenkeln und Po sichtbar zu straffen und zu glätten und die Konturen zu verbessern.



Abbildung 1

Vorbereitung: Bring den Aufsatz für den Körper am Gerät an (Abbildung 1).

SCHRITT1: Auf gereinigter Haut anwenden. Trage eine ausreichende Menge des ageLOC Body Shaping Gel auf den gewünschten Bereich auf.



Abbildung 2

SCHRITT2: Drücke die Auswahlstaste, bis die Nummer 4 am Display angezeigt wird (Abbildung 2). Diese Anwendung dauert 5 Minuten pro Partie.

Profi-Tipp: Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 5 Minuten pro Partie, du musst diese aber nicht einhalten.



Abbildung 3

SCHRITT3: Befeuchte deine Hände gut mit NaPCA Moisture Mist oder Wasser. Halte das Gerät mit der feuchten Hand, berühre dabei den Chromeinsatz auf der Rückseite. Lass den Aufsatz mit langsamen Bewegungen über die Haut gleiten (Abbildung 3).

Das Gerät piept einmal, zweimal oder dreimal, um anzuzeigen, dass es sich automatisch an deine Haut angepasst hat. Danach fließt der galvanische Strom und das Gerät piept alle 10 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät funktioniert, und alle 5 Sekunden, kurz bevor die Anwendung abgeschlossen ist.

SCHRITT4: Am Ende der Behandlung ertönt ein langer Signalton, gefolgt von zwei kurzen, bevor das Gerät automatisch ausschaltet. Wiederhole für jeden zu behandelnden Bereich die Schritte 1 bis 3. Nach Behandlungsende solltest du Produktreste von der Haut und vom Gerät mit einem feuchten Handtuch entfernen (Abbildung 4).




Abbildung 4

Trage ageLOC Dermal Effects® zweimal täglich auf, damit deine Haut sichtbar geglättet und die Konturen gestrafft werden. Trage ageLOC Dermal Effects an Tagen, an denen du ageLOC Body Shaping Gel verwendest, nach der galvanischen Behandlung auf.

ageLOC Nutriol

Intensive Scalp & Hair Serum

Einstellung	Aufsatz
	

Diese Routine kannst du schnell morgens und abends durchführen, um die Kopfhaut zunehmend zu revitalisieren – für Haare wie eine Göttin.



Abbildung 1

Vorbereitung: Auf handtuchtrockenem Haar anwenden. Bringe den Aufsatz für die Kopfhaut am Gerät an (Abbildung 1).

SCHRITT1: Sprühe das ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum direkt auf die Kopfhaut und Haarwurzeln, nachdem du einen Scheitel gezogen hast (Abbildung 2).

Profi-Tipp: Befeuchte für ein leichteres Auftragen das trockene Haar vor der Anwendung des ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum mit etwas Wasser.

SCHRITT2: Massiere das Serum sanft mit den Fingern in die Kopfhaut und Haarwurzel ein (Abbildung 3). Kämme widerspenstige Strähnen weg (Abbildung 4).

Drücke die Auswahlstaste, bis die Nummer 5 am Display angezeigt wird (Abbildung 5). Diese Anwendung dauert 2 Minuten.



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



SCHRITT3: Befeuchte deine Hände gut mit NaPCA Moisture Mist oder Wasser. Halte das Gerät mit feuchten Händen, berühre dabei den Chromeinsatz auf der Rückseite. Berühre die Kopfhaut direkt mit dem Aufsatz und führe Bewegungen vom vorderen Haaransatz nach hinten durch. Unterbreche dabei nie den Kontakt zur Kopfhaut (Abbildung 6).



Abbildung 6

Das Gerät piept einmal, zweimal oder dreimal, um anzuzeigen, dass es sich automatisch an deine Haut angepasst hat. Danach fließt der galvanische Strom und das Gerät piept alle 10 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät funktioniert, und alle 5 Sekunden, kurz bevor die Anwendung abgeschlossen ist.

Hinweis: Der Aufsatz für die Kopfhaut muss während der galvanischen Behandlung ständig Kontakt mit der Kopfhaut haben.

SCHRITT4: Am Ende der Behandlung ertönt ein langer Signalton, gefolgt von zwei kurzen, bevor das Gerät automatisch ausschaltet.

Haare nicht spülen. Haare wie gewöhnlich stylen. Entferne Produktreste am Gerät mit einem feuchten Handtuch (Abbildung 7).




Abbildung 7

ageLOC Galvanic Spa

Descubre tu apariencia más juvenil con beneficios visibles para tu piel y tu cabello en solo 5 minutos... ¡o menos!

ageLOC Galvanic Spa es un dispositivo para el cuidado personal que utiliza corriente galvánica para mejorar de forma visible la apariencia de tu piel y tu cabello. Este versátil dispositivo, con sus accesorios intercambiables y los productos exclusivos que lo acompañan, ayuda a disminuir arrugas y líneas finas de la piel, aportando luminosidad y revitalizando notablemente tu rostro, contribuye a disminuir la celulitis y favorece el crecimiento de un cabello brillante y saludable.

Antes de empezar

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a usar tu ageLOC Galvanic Spa:

⚠ Precaución: el dispositivo ageLOC Galvanic Spa solo debe usarse sobre una piel sana. No debe emplearse si hay heridas o lesiones en la piel, o si tienes tendencia a la rosácea, alergia al metal, o una piel excesivamente sensible o problemática. Consulta con tu médico antes de usar el dispositivo ageLOC Galvanic Spa si estás embarazada, tienes un marcapasos o dispositivo similar, si eres epiléptica, tienes aparatos de ortodoncia de metal o algún implante metálico, o en caso de enfermedad.

⚠ Si utilizas el ageLOC Galvanic Spa por primera vez o tienes una piel sensible a las alergias, se te recomienda hacer siempre una prueba en un área pequeña de la piel antes de usar el producto de la forma indicada. Revisa siempre tu dispositivo Galvanic Spa y los cabezales conductores antes de usarlo. Comprueba que no haya superficies rugosas o defectuosas, bordes afilados ni abultamientos. Si notas cualquier anomalía, no uses el aparato y contacta con tu sede local de

Nu Skin®. No lo apliques directamente sobre los labios, ojos o pestañas. Este dispositivo y sus productos son solo para uso externo. Si experimentas hinchazón, rojez prolongada o irritación anormal, deja de usarlo inmediatamente y, en caso necesario, consulta con tu médico. Este dispositivo debe ser usado únicamente por personas adultas. Las personas con dificultades físicas, sensoriales o intelectuales, o que no tengan experiencia y conocimientos sobre cómo utilizar el aparato de forma adecuada, así como los niños mayores de 16 años, pueden utilizar el aparato bajo supervisión, siempre que reciban instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura, y que comprendan los peligros potenciales. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurar que no jueguen con el aparato. Los niños no deben ocuparse de su limpieza ni de su mantenimiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

- ⚠** Retira totalmente el recubrimiento plástico protector antes de su uso. Guarda el aparato en lugar seco a temperatura ambiente, superior a 4°C, para evitar la formación de burbujas.
- ⊘** Para evitar riesgos de choque eléctrico, quemaduras, fuego o lesiones, no sumerjas el aparato en el agua. No lo coloques ni lo guardes en un lugar donde pueda caer al suelo o dentro de una bañera, ducha, lavabo o inodoro. Nunca uses el aparato si ha resultado dañado.
- ⊘** Para retirar un conductor, no lo sujetes ni lo aprietes por su centro, ya que podría evitar que funcione el mecanismo de desacoplamiento. Sujétalo por los lados. Para asegurar la correcta eliminación del dispositivo ageLOC Galvanic Spa inservible y las pilas, no lo tires a la basura; sigue la normativa local de clasificación y desecho de pilas y aparatos eléctricos. No debe desecharse como basura general doméstica.

ageLOC Galvanic Spa – Contenido

- 1 Manual del propietario
- 2 Dispositivo ageLOC Galvanic Spa
- 3 Conductor ageLOC para uso facial
- 4 Conductor para zonas de enfoque
- 5 Conductor corporal
- 6 Conductor capilar
- 7 Dos pilas AAA



Los productos para el cuidado personal diseñados para ser usados con el dispositivo ageLOC Galvanic Spa se venden por separado.

Información importante sobre mantenimiento y garantía




Figura 1

Limpieza del dispositivo y los conductores:

Al finalizar la aplicación galvánica, retira el conductor del dispositivo y elimina cualquier resto de productos con una toalla húmeda (Figura 1). Seca bien el aparato y guárdalo en un lugar seco sin ningún conductor acoplado.



Figura 2

Instrucciones para cambiar las pilas:

Cuando las pilas están bajas aparece un icono de color ámbar en el centro de la pantalla, y el dispositivo emite dos veces una secuencia de cuatro sonidos (Figura 2). Cuando esto ocurra, instala dos pilas AAA nuevas.



Figura 3

Para cambiar las pilas, presiona a cada lado encima de la tapa del compartimento y empuja firmemente hacia abajo (Figura 3). Se separará la tapa del compartimento de pilas (Figura 4).



Figura 4

Seguidamente, tira de la cinta con suavidad y saca las pilas gastadas. Coloca dos pilas AAA nuevas en el compartimento por encima de la cinta. Asegúrate de meter bien la cinta en el compartimento, para evitar que entre agua y pueda dañar el aparato (Figura 5).

Por último, desliza la tapa de las pilas y encájala en su sitio (Figura 6).




Figura 5




Figura 6

Usa solo 4 pilas AAA LR03 de 1,5 voltios. No mezcles pilas nuevas con usadas ni pilas de distintos tipos, como alcalinas con no alcalinas, o recargables con no recargables.

Si usas pilas recargables, sácalas del aparato para cargarlas. No intentes recargar pilas que no sean recargables.

Cuida de no colocar las pilas en cortocircuito. Si los polos positivo (+) y negativo (-) de las pilas entran en contacto entre sí, puede producirse un cortocircuito.

Saca las pilas gastadas del aparato y deséchalas siguiendo las normativas locales. Retira las pilas del aparato si no lo vas a usar por un periodo largo de tiempo.

Garantía limitada de dos años: Nu Skin garantiza que el dispositivo agelOC Galvanic Spa no tiene defectos de materiales ni de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega original. Esta garantía no cubre los daños que pueda sufrir el producto como resultado de mal uso o accidente. Si el producto resulta defectuoso dentro del periodo de garantía de dos años, llama al Servicio de Soporte local de Nu Skin para conseguir un reemplazo. Se te podrá exigir la presentación de un recibo de venta formal que muestre la fecha de entrega. Nu Skin se reserva el derecho a inspeccionar el aparato. Esta garantía no afecta a tus derechos legales de acuerdo con las leyes específicas del país en que tuvo lugar la compra, quedando protegidos dichos derechos. Esta garantía es válida en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Ucrania y Reino Unido.

Protegido por las patentes de los Estados Unidos 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 y diversas patentes internacionales otorgadas o pendientes.



Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos viejos (aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con planes de recogida específicos para estos equipos). Si el producto o su envase muestran ese símbolo, eso indica que el producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar, sino que hay que entregarlo en el punto de recogida correspondiente para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarte de la correcta eliminación de este producto, ayudarás a evitar las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana que podrían producirse en caso de una eliminación inadecuada del producto. El reciclado de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Si deseas información más detallada acerca del reciclado de este producto, ponte en contacto con el servicio de eliminación y retirada de residuos de tu zona.



La marca CE muestra que el fabricante ha comprobado que este producto cumple las normas de seguridad y los requisitos sanitarios o medioambientales de la UE. Es el indicador de que un producto cumple la legislación de la UE y permite que estos productos se muevan libremente dentro del mercado europeo.




La marca EAC (marca de conformidad euroasiática) debe ir puesta en un producto para demostrar que cumple el estándar de la Unión Aduanera Euroasiática.

ageLOC Galvanic Spa

Características

- 1 Receptor de acoplamiento del conductor
- 2 Botón liberador del conductor
- 3 Pantalla
- 4 Botón selector
- 5 Lámina de cromo
- 6 Compartimento de pilas
- 7 Indicador de posición del conductor (marca pequeña)

Nota: Retirar el recubrimiento plástico protector de ambos lados del aparato antes de usar.




Pantalla del dispositivo

ageLOC Galvanic Spa

- 1 Los números 1, 2, 3, 4, o 5 indican el número de aplicación y el producto correspondiente (ver a continuación).
- 2 Los cinco puntos indican la extensión de la respectiva aplicación.
- 3 Cuando las pilas están bajas, al encender el aparato aparece un símbolo de color ámbar en la parte inferior de la pantalla y se produce un sonido indicador. Cuando las pilas están agotadas, aparece un símbolo de color ámbar en la parte inferior de la pantalla y el aparato se apaga.

Cada producto debe utilizarse con el número correcto de aplicación:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Cómo usar tu ageLOC Galvanic Spa

El ageLOC Galvanic Spa incluye diferentes tipos de conductores para la cara, el cuero cabelludo y el cuerpo, pero todos se usan de forma similar. Encontrarás las instrucciones específicas para cada aplicación en las páginas 84-91. Lee estas instrucciones antes de empezar a usar el aparato.

Para cada uso, acopla al dispositivo el conductor apropiado. La piel que toque los dos puntos de contacto del material de cromo debe estar húmeda para conducir correctamente la corriente galvánica.




Figura 1

conductor, ya que podrías dañarlo. El ageLOC Galvanic Spa no funcionará si algún cabezal conductor no está bien colocado.



Figura 2

Acoplar un conductor: Sostén el aparato con la pantalla hacia ti. Sitúa el indicador de posición del conductor al frente y presiona el conductor firmemente sosteniéndolo por los lados hasta que encaje en su lugar (Figura 1). Si el conductor no se acopla, asegúrate de sostenerlo en la dirección y en la posición correctas. No fuerces el

Para quitar un conductor: Dale la vuelta al aparato de modo que la lámina de cromo quede hacia ti. Sostén el conductor por los lados con la otra mano y presiona firmemente el botón liberador (Figura 2). Saca suavemente el conductor sosteniéndolo por los lados.

Luces de la pantalla: La pantalla se mantiene encendida mientras el aparato está en funcionamiento, tanto durante la selección como durante la aplicación. Si la pantalla se enciende y se apaga, el dispositivo ha perdido el contacto con la piel o esta no está lo suficientemente húmeda para conducir la corriente.

Aplicación del producto: Aplica la cantidad de producto recomendada en la zona que desees de la cara, el cuerpo o el cuero cabelludo.

Seleccionar la aplicación: Presiona el botón selector hasta que aparezca el número deseado (Figura 3).

Activar la corriente galvánica: Debes tocar con los dedos la lámina de cromo de la parte posterior del dispositivo mientras el conductor esté en contacto con la piel.

Recomendamos mantener las manos húmedas con agua o con el humectante NaPCA Moisture Mist para una mejor conductividad.* Si en algún momento se resbalan los dedos de la lámina de cromo, simplemente vuelve a colocarlos bien y sigue con el tratamiento.

*Recuerda que la piel en contacto con los dos puntos del material de cromo debe estar húmeda para conducir correctamente la corriente galvánica.

Durante la aplicación: El aparato emitirá un sonido cada 10 segundos indicando que está en funcionamiento. Cuando falten 30 segundos para finalizar la aplicación, el sonido se producirá cada cinco segundos hasta que finalice.

Interrupción de la aplicación: El conductor debe estar en contacto con la zona seleccionada, y los puntos de contacto permanecer húmedos (Figura 4). Si se interrumpe el contacto con la lámina de cromo o el cabezal aplicador, la pantalla se pondrá intermitente. El dispositivo se apagará después de unos dos minutos sin usarse.

Fin de la aplicación: Al terminar el tratamiento, el aparato emitirá un sonido más largo seguido de dos breves, y se apagará automáticamente. Si quieres utilizar otra aplicación, presiona el botón selector para pasar al número de la aplicación seleccionada. Para apagar el aparato en cualquier momento, solo tienes que presionar el botón selector hasta que se apague la pantalla.

Interrompe su uso si experimentas hinchazón, rojez o alguna reacción anormal de la piel.



Figura 3



Figura 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Configuración para el pretratamiento	Configuración para el tratamiento	Conductor
		

Aplica este tratamiento tres veces por semana para mantener una piel fresca y revitalizada.




Figura 1

Preparación: Úsalo después de tu producto limpiador Nu Skin® favorito. Acopla el conductor facial ageLOC al aparato (Figura 1).



PRE-TREAT GEL

FASE DE PRE-TREAT GEL

PASO 1: Aplicar uniformemente todo el contenido de una ampolla de ageLOC Pre-Treat Gel por toda la cara y el cuello, excepto los ojos, párpados y labios.

PASO 2: Presiona el botón selector hasta que aparezca el número 1 en la pantalla (Figura 2). Esta aplicación dura unos 2 minutos.

PASO 3: Humedecer bien las manos con agua o el NaPCA Moisture Mist. Sosteniendo el aparato con la mano húmeda y tocando la lámina posterior de cromo, empieza a deslizar lentamente el cabezal conductor sobre la piel (Figura 3). Asegúrate de evitar las zonas sensibles de los ojos, párpados y labios.

El dispositivo sonará una, dos o tres veces para indicar que se ajusta automáticamente a

tu piel. Una vez ajustado, se inicia la aplicación galvánica. El aparato emitirá un sonido cada 10 segundos indicando que está en funcionamiento, y cada 5 segundos cuando la aplicación esté por finalizar.

PASO 4: Al terminar el tratamiento galvánico, el aparato emitirá un sonido más largo seguido de dos breves, y se apagará automáticamente. Elimina el gel sobrante de la piel y también del aparato con una toalla húmeda (Figura 4). Ahora sigue con la fase del Treatment Gel.



Figura 4



TREATMENT GEL

FASE DE TREATMENT GEL

PASO 1: Aplicar el contenido completo de una ampolla del ageLOC Gel Treatment en la cara y el cuello.

PASO 2: Con el conductor facial de ageLOC acoplado, presiona el botón selector una vez para volver a encender el aparato, y púlsalo de nuevo para seleccionar la aplicación número 2 (Figura 5). Esta aplicación dura unos 3 minutos.

PASO 3: Igual que antes, sostén el aparato con la mano húmeda y, tocando la lámina posterior de cromo, empieza a deslizar lentamente el cabezal conductor sobre la piel (Figura 6). Asegúrate de evitar las zonas sensibles de los ojos, párpados y labios.

El dispositivo sonará una, dos o tres veces para indicar que se ajusta automáticamente a tu piel. Una vez ajustado, se inicia la aplicación galvánica. El aparato emitirá un sonido cada 10 segundos indicando que está en funcionamiento, y cada 5 segundos cuando la aplicación esté por finalizar.

PASO 4: Al terminar el tratamiento galvánico, el aparato emitirá un sonido más largo seguido de dos breves, y se apagará automáticamente. Elimina el gel sobrante de la piel y también del aparato con una toalla húmeda (Figura 7).



Figura 5



Figura 6



Figura 7

Tru Face Line Corrector

Configuración	Conductor
	

Sigue este tratamiento por la mañana y por la noche para suavizar las arrugas y líneas finas de expresión alrededor de la boca y los ojos, y en la frente.




Figura 1

Preparación: Úsalo después de tu producto limpiador y tonificante Nu Skin favorito. Acopla al aparato el conductor para zonas específicas (Figura 1).

PASO 1: Aplica el Tru Face Line Corrector a las arrugas y líneas que quieras reducir. Aplícalo concentrándote solo en una zona cada vez. Asegúrate de cubrir la superficie de la piel con una capa delgada del producto.

PASO 2: Presiona el botón selector hasta que aparezca el número 3 en la pantalla (Figura 2). Esta aplicación dura unos 5 minutos.

Consejo profesional: Si aplicas el tratamiento a varias zonas, puedes repartir los cinco minutos entre ellas. Normalmente, las zonas pequeñas no requieren una aplicación mayor de uno o dos minutos.

PASO 3: Humedecer bien las manos con agua o el NaPCA Moisture Mist. Sosteniendo el aparato con la mano húmeda y tocando la lámina posterior de cromo, empieza a deslizar lentamente el cabezal conductor sobre la piel (Figura 3). Ten cuidado de evitar las zonas sensibles de los ojos, párpados y labios.



Figura 3

El dispositivo sonará una, dos o tres veces para indicar que se ajusta automáticamente a tu piel. Una vez ajustado, se inicia la aplicación galvánica. El aparato emitirá un sonido cada 10 segundos indicando que está en funcionamiento, y cada 5 segundos cuando la aplicación esté por finalizar.

PASO 4: Al terminar el tratamiento galvánico, el aparato emitirá un sonido más largo seguido de dos breves, y se apagará automáticamente. Repite los pasos 1 a 3 en cada zona escogida. Al finalizar todas las aplicaciones, termina de frotar sobre la piel cualquier producto que haya quedado sobrante, y elimina el que haya quedado en el aparato con una toalla húmeda (Figura 4).




Figura 4

ageLOC Body Shaping Gel

Configuración	Conductor
	

Usa esta aplicación tres veces por semana para dar contorno a tu figura, y firmeza y suavidad a la piel de los brazos, muslos, abdomen y glúteos.




Figura 1

Preparación: Acopla al aparato el conductor para el cuerpo (Figura 1).

PASO 1: Úsalo sobre la piel limpia. Aplica una cantidad generosa del ageLOC Body Shaping en la zona deseada.

PASO 2: Presiona el botón selector hasta que aparezca el número 4 en la pantalla (Figura 2). Esta aplicación dura unos 5 minutos por cada zona.

Consejo profesional: Se recomienda aplicar 5 minutos por zona, pero a veces puede que no necesites los 5 minutos completos.

PASO 3: Humedecer bien las manos con agua o el NaPCA Moisture Mist. Sosteniendo el aparato con la mano húmeda y tocando la lámina posterior de cromo, empieza a deslizar lentamente el cabezal conductor sobre la piel (Figura 3).

El dispositivo sonará una, dos o tres veces para indicar que se ajusta automáticamente a tu piel. Una vez ajustado, se inicia la aplicación galvánica. El aparato emitirá un sonido cada 10 segundos indicando que está en funcionamiento, y cada 5 segundos

Figura 3

cuando la aplicación esté por finalizar.

PASO 4: Al terminar el tratamiento galvánico, el aparato emitirá un sonido más largo seguido de dos breves, y se apagará automáticamente. Repite los pasos 1 a 3 en cada zona escogida. Al finalizar todas las aplicaciones, elimina cualquier producto que haya quedado sobrante sobre la piel y también en el aparato con una toalla húmeda (Figura 4).




Figura 4

Utiliza ageLOC Dermatic Effects® dos veces al día para mantener tu piel visiblemente suave y firme. Los días que uses el ageLOC Body Shaping Gel, utiliza ageLOC Dermatic Effects después de la aplicación galvánica.

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Configuración	Conductor
	

Sigue este sencillo tratamiento por la mañana y por la noche para revitalizar cada día el cuero cabelludo y hacer que tu cabello tenga una textura y un aspecto maravillosos.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

Preparación: Usar en el pelo seco, con secador o con toalla. Acopla al aparato el conductor para el cuero cabelludo (Figura 1).

PASO 1: Rocía el ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum directamente en las raíces del pelo y el cuero cabelludo, separando el cabello (Figura 2).

Consejo profesional: Para un manejo más fácil del cabello y una mejor aplicación, rocíate ligeramente el pelo seco con un poco de agua antes de aplicar el sageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.

PASO 2: Masajea suavemente el sérum con los dedos en las raíces del pelo y el cuero cabelludo (Figura 3). Aparta con el peine cualquier mechón de pelo rebelde (Figura 4).

Presiona el botón selector hasta que aparezca el número 5 en la pantalla (Figura 5). Esta aplicación dura unos 2 minutos.

PASO 3: Humedecer bien las manos con agua o el NaPCA Moisture Mist. Sostén el aparato con la mano húmeda y tocando la lámina posterior de cromo. Pon el conductor directamente en contacto con el cuero cabelludo y muévelo desde la parte frontal de la línea del pelo hacia atrás, manteniendo el contacto con el cuero cabelludo en todo momento (Figura 6).



Figura 6

El dispositivo sonará una, dos o tres veces para indicar que se ajusta automáticamente a tu piel. Una vez ajustado, se inicia la aplicación galvánica. El aparato emitirá un sonido cada 10 segundos indicando que está en funcionamiento, y cada 5 segundos cuando la aplicación esté a punto de finalizar.

Nota: Durante la aplicación galvánica, mantén el conductor en contacto constante con el cuero cabelludo

PASO 4: Al terminar el tratamiento galvánico, el aparato emitirá un sonido más largo seguido de dos breves, y se apagará automáticamente.

No te enjuagues el cabello. Péinate como de costumbre y elimina cualquier producto sobrante del aparato con una toalla húmeda (Figura 7).




Figura 7

ageLOC Galvanic Spa

Vapauta oma nuorekas lookisi ja nauti näkyvistä hyödyistä viidessä minuutissa tai nopeammin.

ageLOC Galvanic Spa on henkilökohtainen hoitolaite, joka hyödyntää galvaanista virtaa ihon ja hiusten ulkonäön parantamiseen. Tämä monipuolinen laite ja sen vaihdettavat lisäosat sekä sen kanssa käytettävät ainutlaatuiset tuotteet auttavat parantamaan hienojen juonteiden ja ryppyjen ulkonäköä. Ne myös elvyttävät ihoa ja edistävät sen hehkua, parantavat appelsiini-ihon ulkonäköä ja saavat hiukset näyttämään tuuheilta, kiiltäviltä ja terveiltä.

Ennen käytön aloittamista

Luethan seuraavat ohjeet ennen ageLOC Galvanic Spa -laitteen käyttöä:

⚠ Huomio: ageLOC Galvanic Spa -laite on tarkoitettu käytettäväksi vain terveellä iholla. Äläkäytä laitetta, jos ihollasi on haavaumia tai haavoja, olet altis ruusufinnille, sinulla on metalliallergia, ihosi on erityisen herkkä tai jos sinulla on muita ongelmaihon oireita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen ageLOC Galvanic Spa -laitteen käyttöä, jos olet raskaana, käytössäsi on sydämentahdistin tai muu samankaltainen laite, sinulla on epilepsia, sinulla on hammasraudat tai metallinen implantti tai jos olet sairas.

⚠ Uusien ageLOC Galvanic Spa -käyttäjien sekä niiden, joilla on herkkä tai allergioille altis iho, tulee testata tuotetta pienellä ihoalueella ennen laitteen käytön aloittamista ohjeiden mukaisesti. Tarkista aina Galvanic Spa -laite ja hoitopäät ennen käyttöä. Varmista, että niissä ei ole karheita tai viallisia pintoja, teräviä reunoja tai kuplintaa. Jos huomaat poikkeamia, älä käytä

laitetta ja ota yhteyttä paikalliseen Nu Skin® -toimistoon. Älä käytä suoraan huuliin, silmiin tai silmäluomiin. Laite ja tuotteet on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Jos sinulla esiintyy turvotusta, pitkittynyttä punoitusta tai epätavallista ärtymistä, lopeta käyttö heti ja hae tarvittaessa lääkärin apua. Laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Yli 16-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, saavat käyttää laitetta vain, jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

- ⚠** Poista kaikki suojamuovit ennen käytön aloittamista. Säilytä kuivassa paikassa huoneenlämmössä tai vähintään 4 °C:ssa, jotta rakkuloita ei muodostu.
- ⊘** Älä upota laitetta veteen, jotta vältät sähköiskun, palovamman, palon syttymisen tai vahingoittumisen vaaran. Älä säilytä laitetta paikassa, jossa se voi pudota ammeeseen, suihkuun, lavuaariin tai WC-istuimeen. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- ⊘** Kun irrotat hoitopäätä, älä nipistä tai pitele sen keskiosaa, sillä tämä voi estää irrotusmekanismia toimimasta. Pitele sitä sen sijaan kiinni sivuilta. Varmista, että hävität ageLOC Galvanic Spa -laitteen ja paristot oikeaoppisesti paikallisten sähkölaitteiden/paristojen hävittämistä koskevien lakien ja vaatimusten mukaisesti. Ei tule hävittää tavallisina talousjätteinä.

ageLOC Galvanic Spa -pakkauksen sisältö

- 1 Omistajan käsikirja
- 2 ageLOC Galvanic Spa -laite
- 3 ageLOC -kasvojenhoitopää
- 4 Täsmähoitopää
- 5 Vartalonhoitopää
- 6 Hiuspohjanhoitopää
- 7 Kaksi AAA-paristoa



ageLOC Galvanic Spa -laitteen kanssa käytettävät
ihonhoitotuotteet myydään erikseen.

Tärkeitä huolto- ja takuutietoja

Laitteen ja hoitopäiden puhdistaminen: Galvaanisen ohjelman jälkeen irrota hoitopää laitteesta ja käytä kosteaa kangasta jäljellä olevan hoitotuotteen poistamiseen (Kuva 1). Kuivaa laite huolellisesti ja varastoi se kuivaan paikkaan hoitopää irrotettuna.



Kuva 1



Kuva 2

Paristojen vaihto-ohjeet: Kun paristot ovat tyhjenemässä, näytön keskellä palaa keltainen akkukuvake ja laite piippaa neljästi kaksi kertaa (Kuva 2). Kun näin tapahtuu, aseta tilalle kaksi uutta AAA-paristoa.

Vaihda paristot painamalla paristolokeron kannen yläosaa kummaltakin puolelta ja vetämällä tukevasti (Kuva 3). Paristolokeron kansi irtaantuu laitteesta (Kuva 4).



Kuva 3

Poista seuraavaksi vanhat paristot vetämällä nauhaa hellävaraisesti. Lait paristolokeroon nauhan päälle kaksi uutta AAA-paristoa. Ellei nauhoja laiteta paristojen alle, voi olla mahdollista, että vettä vuotaa laitteeseen ja tämä voi vahingoittaa laitetta (Kuva 5).

Laita lopuksi paristolokeron kansi tukevasti takaisin paikalleen (Kuva 6).



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6

Käytä vain kahta 1,5 V:n AAA LR03 -paristoa. Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja tai eri tyyppisiä paristoja, kuten alkali- ja ei-alkaliparistoja, tai ladattavia ja ei-ladattavia paristoja.

Ladattavat paristot tulee poistaa laitteesta ennen lataamista. Ei-ladattavia paristoja ei tule ladata.

Älä oikosulje paristoja. Kun pariston positiivinen (+) ja negatiivinen (-) liitin ovat kosketuksessa, paristo voi oikosulkeutua.

Poista tyhjentyneet paristot laitteesta ja hävitä ne paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Poista paristot laitteesta ennen pitkäaikaista säilytystä.

Rajoitettu kahden vuoden takuu: Nu Skin myöntää ageLOC Galvanic Spa -laitteelle kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun. Takuu on voimassa toimituspäivästä lähtien. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka ovat seurausta vahingosta tai väärinkäytöstä. Jos tuotteeseen tulee vika kahden vuoden takuuajan aikana, soita paikalliseen Nu Skin -asiakaspalveluun korjauksen tai vaihdon järjestämiseksi. Voit joutua esittämään virallisen myyntikuitin, josta selviää laitteen toimituspäivä. Nu Skin pidättää oikeuden tarkastaa laite. Takuu ei rajoita ostomaassa voimassa olevia lakisäateisiä oikeuksiasi, vaan ne pysyvät voimassa. Takuu on voimassa seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugal, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Ukraina, Unkari, Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Laitetta suojaavat Yhdysvaltain patentit 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 sekä useat kansainväliset myönnetty ja haetut patentit.



Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keruujärjestelmät). Tämä tuotteesta tai sen pakkauksesta löytyvä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keruupisteeseen kierrätettäväksi. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään tuotteen virheellisen hävittämisen mahdollisesti aiheuttamat negatiiviset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Raaka-aineiden kierrätys säästää myös luonnonvaroja. Kysy tarkempaa tietoa tämän tuotteen kierrätyksestä paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



CE-merkintä osoittaa, että valmistaja on tarkistanut, että tuote täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. Se osoittaa, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen, ja mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkumisen Euroopan markkinoilla.




EAC-merkki (EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki) on kiinnitettävä tuotteeseen osoittamaan, että se täyttää tullunionin standardien vaatimukset.

ageLOC Galvanic Spa -laitteen ominaisuudet

- 1 Hoitopään liitin
- 2 Hoitopään vapautuspainike
- 3 Näyttö
- 4 Valintapainike
- 5 Kromipaneeli
- 6 Paristolokero
- 7 Hoitopään kohdistusmerkki (pieni merkki)

Huom.: Poista suojamuovi laitteen kummaltakin puolelta ennen käyttöä.




ageLOC Galvanic Spa -laitteen näyttö

- 1 Numerot 1, 2, 3, 4 ja 5 ilmaisevat ohjelmanumeroa ja vastaavaa ihonhoitotuotetta (katso alta).
- 2 Viisi pistettä ilmaisee vastaavan ohjelman pituutta.
- 3 Jos paristot ovat tyhjenemässä, näytön alaosassa näkyy keltainen paristosymboli ja laite piippaa joka kerta, kun laite kytketään päälle. Kun paristot ovat kokonaan tyhjt, näytön alaosassa näkyy keltainen paristosymboli ja laite sammuu.

Kutakin ihonhoitotuotetta tulee käyttää asianmukaisen ohjelmanumeron kanssa.

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



ageLOC Galvanic Spa -laitteen käyttö

ageLOC Galvanic Spa -laitteeseen kuuluu eri hoitopäät kasvoille, hiuspohjalle ja vartalolle, mutta niitä kaikkia käytetään samankaltaisesti. Erilliset ohjeet kullekin käyttöohjelmalle ovat sivuilla 102-109. Lue ohjeet ennen laitteen käytön aloittamista.

Kutakin käsittelyä varten tulee käyttää asianmukaista hoitopäätä laitteessa. Kumpaakin kromista kosketuspintaa koskettavan ihon tulee olla kostea, jotta galvaaninen virta toimii.



Kuva 1

oikein. Älä pakota hoitopäätä kiinni, sillä se voi vaurioitua. ageLOC Galvanic Spa ei toimi, jos hoitopäätä ei ole kiinni tukevasti.



Kuva 2

Hoitopään irrottaminen: Käännä ensin laite ympäri niin, että kromipaneeli on itseäsi kohti. Pitele hoitopäätä kummaltakin puolelta vapaalla kädelläsi ja paina vapautuspainiketta tukevasti (Kuva 2). Vedä hoitopäätä irti hellävaraisesti sivuista kiinni pitäen.

Näyttövalot: Näyttö pysyy valaistuna laitteen ollessa päällä, ohjelmaa valittaessa ja käytön yhteydessä. Jos näyttö vilkkuu, laite ei joko ole kosketuksissa ihoon tai ihosi ei ole tarpeeksi kostea galvaanisen virran johtamiseen.

Ihonhoitotuotteen levittäminen: Levitä suositeltu määrä tuotetta kasvojen, hiuspohjan tai kehon hoidettavalle alueelle.

Ohjelman valinta: Paina valintapainiketta, kunnes haluttu numero näkyy näytöllä (Kuva 3).



Kuva 3

Galvaanisen virran aktivointi: Sinun sormiesi tulee koskettaa laitteen takaosan kromipaneelia, kun hoitopäätä koskettaa ihoasi. Suosittelemme, että johtavuuden parantamiseksi kastelet kätesi huolellisesti vedellä tai NaPCA Moisture Mist -suihkeella.* Jos sormesi liukuvat pois kromipaneelilta käytön aikana, älä huoli – korjaa vain kätesi asentoa laitteella ja jatka spa-käsittelyäsi.

*Muista, että kumpaakin kromista kosketuspintaa koskettavan ihon tulee olla kostea, jotta galvaaninen virta toimii.

Käsittelyn aikana: Laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmoittaakseen, että se on päällä ja toimii. Kun ohjelmassa on jäljellä 30 sekuntia, laite piippaa viiden sekunnin välein, kunnes ohjelma on valmis.

Käsittelyn keskeytys: Sinun tulee pitää hoitopäätä kosketuksessa hoidettavaan alueeseen ja pitää kaikki kosketuspinnat kosteina (Kuva 4). Jos kosketus kromipaneeliin tai hoitopäähän katkeaa, näyttö alkaa vilkkumaan. Laite sammuu parin minuutin jälkeen, jos sitä ei käytetä.



Kuva 4

Käsittelyn lopuksi: Käsittelyn lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Jos haluat suorittaa toisen ohjelman, valitse seuraavan haluamasi ohjelman numero valintapainikkeella. Voit sammuttaa laitteen milloin tahansa painamalla valintapainiketta, kunnes näyttö sammuu.

Lopeta käyttö, jos sinulla ilmenee turvotusta, punoitusta tai ihoreaktio.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Esihoitoasetus	Hoitoasetus	Hoitopää
		

Käytä tätä ohjelmaa kolme kertaa viikossa näkyvien ihoa elvyttävien ja virkistävien tulosten saamiseksi.



Kuva 1

Valmistelu: Käytä valitsemasi Nu Skin® -puhdistusaineen jälkeen. Liitä ageLOC-kasvojenhoitopää laitteeseen (Kuva 1).



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL -VAIHE

VAIHE 1: Levitä ageLOC Pre-Treat Gel -ampullin koko sisältö kasvoille ja kaulalle. Vältä silmiä, silmäluomia ja huulia.



Kuva 2

VAIHE 2: Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä on numero 1 (Kuva 2). Tämä ohjelma kestää kaksi minuuttia.

VAIHE 3: Kastele kätesi huolellisesti NaPCA Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. Pitele laitetta kostutetulla kädellä samalla, kun kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, ja liu'uta hoitopäätä hitaasti ihollasi (Kuva 3). Vältä herkkiä alueita, kuten silmiä, silmäluomia ja huulia.



Kuva 3

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen galvaaninen ohjelma on alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.

VAIHE 4: Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Puhdista jäljellä oleva geeli iholtasi ja laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 4). Seuraavaksi on Treat Gel -vaiheen vuoro.



Kuva 4



TREATMENT GEL

TREATMENT GEL -VAIHE

VAIHE 1: Levitä ageLOC Treatment Gel -ampullin koko sisältö kasvoille ja kaulalle.

VAIHE 2: ageLOC-kasvojenhoitopään pitäisi olla jo kiinnitettynä, joten kytke laite päälle painamalla valintapainiketta kerran ja paina sitä edelleen, kunnes ohjelma numero 2 on valittuna (Kuva 5). Tämä ohjelma kestää kolme minuuttia.



Kuva 5

VAIHE 3: Pitele laitetta taas kostutetulla kädellä samalla, kun kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, ja liu'uta hoitopäätä hitaasti ihollasi (Kuva 6). Vältä herkkiä alueita, kuten silmiä, silmäluomia ja huulia.

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen galvaaninen ohjelma on alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.



Kuva 6

VAIHE 4: Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Puhdista jäljellä oleva geeli iholtasi ja laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 7).



Kuva 7

Tru Face Line Corrector

Asetus	Hoitopää
	

Käytä tätä ohjelmaa aamuisin ja iltaisin hienojen juonteiden ja ryppyjen ulkonäön parantamiseksi suun, silmien ja otsan ympärillä.



Kuva 1

Valmistelu: Käytä valitsemasi Nu Skin -puhdistusaineen ja kasvoveden jälkeen. Liitä täsmähoitopää laitteeseen (Kuva 1).

VAIHE 1: Käytä Tru Face Line Corrector -geeliä haluamiisi juonteisiin ja ryppyihin. Laita sitä vain yhdelle alueelle kerrallaan. Varmista, että jätät tuotetta ohuen kerroksen ihollesi.

VAIHE 2: Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä on numero 3 (Kuva 2). Tämä ohjelma kestää viisi minuuttia.



Kuva 2

Vinkki: Kun kohteena on useita alueita, voit käyttää nämä viisi minuuttia useamman kuin yhden alueen käsittelyyn. Pienien alueiden käsittelyyn ei yleensä kulu enempää kuin yksi tai kaksi minuuttia.

VAIHE 3: Kastele kätesi huolellisesti NaPCA Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. Pitele laitetta kostutetulla kädellä samalla, kun kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, ja liu'uta hoitopäätä hitaasti ihollesi (Kuva 3). Vältä herkkiä alueita, kuten silmiä, silmäluomia ja huulia.



Kuva 3

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen

galvaaninen ohjelma on alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.

VAIHE 4: Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Toista vaiheet 1–3 kullekin kohdealueelle. Kun olet käsitellyt kaikki alueet, hiero jäljellä oleva tuote ihollesi ja pyyhi ylimääräinen tuote laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 4).



Kuva 4

ageLOC Body Shaping Gel

Asetus	Hoitopää
	

Käytä tätä ohjelmaa kolme kertaa viikossa käsien, reisien, vatsan ja pakaroiden ihon ulkonäön tasoittamiseen, kiinteyttämiseen ja silottamiseen.



Kuva 1

Valmistelu: Liitä vartalonhoitopää laitteeseen (Kuva 1).

VAIHE 1: Käytä puhtaalla iholla. Levitä kohdealueelle runsaasti ageLOC Body Shaping Gel -geeliä.

VAIHE 2: Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä on numero 4 (Kuva 2). Tämä ohjelma kestää viisi minuuttia aluetta kohden.

Vinkki: Viisi minuuttia on suositeltu aika yhtä aluetta varten, mutta et välttämättä tarvitse siihen koko viittä minuuttia.

VAIHE 3: Kastele kätesi huolellisesti NaPCA Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. Pitele laitetta kostutetulla kädellä samalla, kun kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, ja liu'uta hoitopäätä hitaasti ihollasi (Kuva 3).

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen galvaaninen ohjelma on

alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.


VAIHE 4: Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Toista vaiheet 1–3 kullekin kohdealueelle. Kun olet käsitellyt kaikki haluamasi alueet, poista jäljellä oleva tuote iholtasi ja laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 4).



Kuva 4

ageLOC Dermatic Effects® -voiteen käyttäminen kahdesti päivässä auttaa ihoa pysymään näkyvästi sileänä ja tasaisena. Niinä päivinä, joina käytät ageLOC Body Shaping Gel -geeliä, käytä galvaanisen ohjelman jälkeen ageLOC Dermatic Effects -voidetta.

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Asetus	Hoitopää
	

Tämä vaivaton rituaali aamuin ja illoin auttaa virkistämään hiuspohjaasi päivstä toiseen ja auttaa hiuksiasi näyttämään ja tuntumaan mahtavilta.



Kuva 1

Valmistelu: Käytä pyyhkeellä kuivattuihin tai kuiviin hiuksiin. Liitä hiuspohjanhoitopää laitteeseen (Kuva 1).

VAIHE 1: Suihkuta ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum -tehoseerumia hiuspohjaan ja juuriin jakamalla hiukset (Kuva 2).

Vinkki: Kuivien hiusten kevyt suihkuttaminen vedellä ennen ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum -tehoseerumin käyttöä voi helpottaa hiusten käsittelyä.

VAIHE 2: Hiero seerumi sormilla hellävaroen hiuspohjaan ja juuriin (Kuva 3). Kampaa kurittomat hiukset takkujen varalta (Kuva 4).

Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä on numero 5 (Kuva 5). Tämä ohjelma kestää kaksi minuuttia.



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5

VAIHE 3: Kastele kätesi huolellisesti NaPCA Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. Pitele laitetta kostutetulla kädellä niin, että kosketat takana olevaa kromilevyä. Kosketa hoitopäällä suoraan hiuspohjaa ja liikuta sitä hiusrajan etuosasta takaosaan, ja pidä se jatkuvasti kiinni hiuspohjassa (Kuva 6).



Kuva 6

Laite piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen galvaaninen ohjelma on alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.

Huom.: Pidä galvaanisen ohjelman aikana hiuspohjanhoitopää jatkuvasti kiinni hiuspohjassa.

VAIHE 4: Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti.

Älä huuhtelee hiuksia. Muotoile tavalliseen tapaan ja poista jäljellä oleva tuote laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 7).



Kuva 7

ageLOC Galvanic Spa

Découvrez le secret de la fontaine de jouvence et observez des résultats visibles sur votre peau et vos cheveux après 5 minutes.

L'ageLOC Galvanic Spa est un appareil de soins personnels qui emploie des courants galvaniques pour améliorer visiblement l'apparence de votre peau et de vos cheveux. Cet appareil polyvalent, avec ses accessoires interchangeables et les produits uniques qui l'accompagnent, contribue à atténuer l'aspect des rides et ridules ; apporte de l'éclat à votre peau et revitalise visiblement votre teint ; réduit l'effet « peau d'orange » ; fait briller vos cheveux et leur donne un aspect plus épais et rayonnant de santé.

Avant de commencer

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser votre appareil ageLOC Galvanic Spa :

⚠ Attention: L'appareil ageLOC Galvanic Spa ne peut être utilisé que sur une peau saine. Ne l'utilisez pas si vous présentez des plaies ou des lésions ouvertes, si vous souffrez de couperose ou d'allergie au métal, ou si vous avez une peau à problèmes ou particulièrement sensible. Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil ageLOC Galvanic Spa si vous êtes enceinte; si vous portez un pacemaker ou un dispositif similaire; si vous êtes épileptique; si vous portez un appareil dentaire métallique ou un implant métallique; ou en cas de maladie.

⚠ Les nouveaux utilisateurs de l'ageLOC Galvanic Spa et les personnes à la peau sensible ou à tendance allergique doivent tester l'appareil sur une petite surface de peau avant de l'utiliser comme indiqué. Examinez toujours votre appareil Galvanic Spa et ses têtes conductrices avant utilisation. Assurez-vous qu'il n'y a aucune surface rugueuse ou défectueuse, aucun bord aiguisé ni aucune bulle. En cas d'anomalies, n'utilisez pas le dispositif et

prenez contact avec votre siège Nu Skin® local. Ne pas appliquer directement sur les lèvres, les yeux ou les paupières. L'appareil et les produits sont destinés à un usage externe seulement. En cas de gonflement, de rougeur persistante ou d'irritation anormale, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin si nécessaire. Cet appareil est conçu pour les adultes. Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, celles qui manquent d'expérience et de connaissances, ainsi que les adolescents de plus de 16 ans, peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou en suivant des instructions sur la manière d'utiliser le dispositif de manière sécurisée, et à condition de bien comprendre les risques encourus. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

- ⚠** Retirez tous les films plastiques protecteurs avant la première utilisation. Conservez l'appareil dans un endroit sec, à température ambiante, à une température minimum de 4°C pour éviter l'éventuelle formation de cloques.
- ⊘** Pour éviter tout risque de choc électrique, de brûlure, d'incendie ou de blessure, ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Ne posez ni ne rangez pas l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire, une douche, un lavabo ou des toilettes. Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est endommagé.
- ⊘** Lorsque vous retirez une tête conductrice, ne serrez ni ne pincez pas la tête conductrice au centre afin de ne pas endommager le mécanisme de libération. Tenez-la plutôt par les côtés. Afin de garantir le traitement correct de l'appareil ageLOC Galvanic Spa et de ses piles lorsque vous en disposez, veuillez les jeter conformément aux exigences et réglementations locales en vigueur concernant la mise au rebut des accumulateurs et équipements électriques. Ces derniers doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Contenu du système ageLOC Galvanic Spa

- 1 Manuel d'utilisation
- 2 Appareil ageLOC Galvanic Spa
- 3 Tête conductrice ageLOC pour le visage
- 4 Tête conductrice pour les zones ciblées
- 5 Tête conductrice pour le corps
- 6 Tête conductrice pour le cuir chevelu
- 7 Deux piles AAA



Les produits de soins personnels conçus pour être utilisés avec l'ageLOC Galvanic Spa sont vendus séparément.

Informations d'entretien et de garantie importantes



Image 1

Nettoyer votre appareil et les têtes conductrices:

Une fois votre application galvanique terminée, retirez la tête conductrice de l'appareil et utilisez une serviette humide pour nettoyer l'excès de produit (Image 1). Séchez soigneusement l'appareil et rangez-le dans un endroit sec, sans sa tête conductrice.



Image 2

Instructions pour changer les piles:

Lorsque les piles sont faibles, une icône jaune représentant une pile apparaît au centre de l'écran et l'appareil émet deux fois quatre signaux sonores (Image 2). Lorsque cela se produit, installez deux nouvelles piles AAA.



Image 3

Pour remplacer les piles, exercez une légère pression sur le couvercle du compartiment à piles de chaque côté et tirez fermement (Image 3). Le couvercle des piles se séparera de l'appareil (Image 4).

Puis, tirez doucement sur le ruban et retirez les piles à remplacer. Insérez deux nouvelles piles AAA dans le compartiment, sur le ruban. Il est important de replacer le ruban sous les piles, sans quoi l'eau pourrait pénétrer dans l'appareil et l'endommager (Image 5).



Image 4

Enfin, remplacez fermement le couvercle des piles à sa place en le faisant glisser (Image 6).



Image 5



Image 6

Utilisez uniquement 2 piles AAA LR03 1,5 V. Ne mélangez pas de nouvelles piles avec des piles usagées, des piles de différents types telles que des alcalines et des non alcalines ou des rechargeables et des non rechargeables.

Les piles rechargeables doivent être retirées du dispositif avant d'être rechargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Ne mettez pas les piles en court-circuit. Lorsque les bornes positive (+) et négative (-) d'une pile rentrent en contact, la pile peut être en court-circuit.

Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et jetées en toute sécurité conformément à la réglementation locale en vigueur. Retirez les piles de l'appareil avant de le ranger pour une période prolongée.

Garantie limitée de deux ans: Nu Skin garantit, pendant deux ans à compter de la date d'achat, que votre appareil ageLOC Galvanic Spa ne présente aucun défaut de matériel ni de fabrication. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant d'une mauvaise utilisation du produit ou d'un accident. Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la garantie, veuillez appeler votre bureau local Nu Skin afin de procéder à sa réparation ou à son remplacement. Il pourra être demandé aux clients de montrer une preuve officielle d'achat comprenant la date de livraison. Nu Skin se réserve le droit d'examiner l'appareil. Cette garantie ne saurait contrevenir à vos droits légaux propres au pays d'achat. Ces droits restent protégés. Cette garantie est valide en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Islande, en Irlande, en Israël, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Russie, en Slovaquie, en Afrique du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas, en Ukraine et au Royaume-Uni.

Protégé par les brevets américains numéros 6,766,199 ; 7,305,269 ; D661, 811 et par de nombreux brevets internationaux, délivrés ou en attente d'approbation.



Mise au rebut des équipements électriques et électroniques obsolètes (applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens avec des systèmes de collecte distincts). Ce symbole, présent sur le produit ou son emballage, signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte adapté pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une mise au rebut inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre service de collecte des déchets ménagers.



Le marquage CE certifie que le fabricant a vérifié que son produit respecte les normes européennes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement. C'est un indicateur de la conformité d'un produit envers la législation européenne qui permet la libre circulation des produits sur le marché européen.




La marque EAC (marque de conformité eurasiennne) doit être apposée sur un produit afin de certifier sa conformité aux normes de l'union douanière.

Caractéristiques de l'appareil ageLOC Galvanic Spa

- 1 Récepteur de fixation de la tête conductrice
- 2 Bouton de libération de la tête conductrice
- 3 Écran
- 4 Bouton de sélection
- 5 Surface chromée
- 6 Compartiment à piles
- 7 Indicateur de position de la tête conductrice (petite encoche)

Remarque: Retirez le film plastique protecteur à l'avant et à l'arrière de l'appareil avant l'utilisation.




Écran de l'appareil ageLOC Galvanic Spa

- 1 Les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 indiquent le numéro de l'application et le produit correspondant (voir ci-dessous).
- 2 Les cinq points indiquent la durée de l'application.
- 3 Si les piles sont faibles, une icône jaune représentant une pile apparaîtra en bas de l'écran et l'appareil émettra un signal sonore à chaque fois qu'il sera mis en marche. Une fois que les piles seront complètement déchargées, l'icône jaune représentant une pile apparaîtra en bas de l'écran et l'appareil s'éteindra de lui-même.

Chaque produit doit être utilisé avec le numéro d'application qui lui correspond :

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Comment utiliser votre ageLOC Galvanic Spa

Le système ageLOC Galvanic Spa comprend différentes têtes conductrices pour le visage, le cuir chevelu et le corps, mais toutes s'utilisent de manière similaire. Vous trouverez des instructions spécifiques pour des applications particulières dans les pages 120-127. Veuillez lire les instructions avant de commencer à utiliser l'appareil.

Pour chaque utilisation, vous devez fixer la tête conductrice appropriée à votre appareil. La peau qui touche les points de contact en chrome doit être humide pour bien conduire les courants galvaniques.



Image 1

qu'elle s'emboîte correctement (Image 1). Si la tête conductrice ne s'emboîte pas, assurez-vous qu'elle est bien orientée et bien positionnée. Ne forcez pas sur la tête conductrice, cela risquerait de l'endommager. L'ageLOC Galvanic Spa ne fonctionnera pas si la tête conductrice n'est pas fermement fixée.



Image 2

Fixer une tête conductrice: Tenez l'appareil en veillant à ce que l'écran d'affichage soit face à vous. Alignez l'indicateur de position de la tête conductrice sur l'avant de l'appareil, puis appuyez fermement sur la tête et vers le bas, en la tenant par les côtés, jusqu'à ce qu'elle s'emboîte correctement (Image 1). Si la tête conductrice ne s'emboîte pas, assurez-vous qu'elle est bien orientée et bien positionnée. Ne forcez pas sur la tête conductrice, cela risquerait de l'endommager. L'ageLOC Galvanic Spa ne fonctionnera pas si la tête conductrice n'est pas fermement fixée.

Retirer une tête conductrice: Tournez d'abord l'appareil de façon à ce que la surface chromée soit face à vous. À l'aide de votre main libre, saisissez la tête conductrice par les côtés et appuyez fermement sur le bouton de libération (Image 2). Tirez doucement la tête par ses côtés pour la retirer de l'appareil.

Dispositif de rétroéclairage: L'écran reste allumé lorsque l'appareil est en marche, aussi bien durant la sélection de l'application qu'au cours de celle-ci. Si l'écran clignote, c'est que l'appareil n'est plus en contact avec la peau ou que celle-ci n'est pas assez humide pour conduire le courant.

Appliquer le produit: Appliquez la quantité recommandée de produit sur la zone à traiter de votre visage, cuir chevelu ou corps.

Choisir l'application: Appuyez sur le bouton de sélection jusqu'à ce que le chiffre désiré s'allume (Image 3).

Activer le courant galvanique: Vos doigts doivent toucher la surface chromée à l'arrière de l'appareil et la tête conductrice doit être en contact avec votre peau. Nous vous recommandons de bien mouiller vos mains avec de l'eau ou avec le NaPCA Moisture Mist pour améliorer la conductivité.* Si vos doigts glissent sur la surface chromée pendant l'utilisation, ne vous inquiétez pas : reprenez fermement l'appareil en main et poursuivez votre routine spa.

* N'oubliez pas, la peau qui touche les points de contact en chrome doit être humide pour bien conduire les courants galvaniques.

Pendant l'application: L'appareil émet un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il est en marche et qu'il fonctionne. Lorsqu'il reste 30 secondes à l'application, l'appareil émet un signal sonore toutes les 5 secondes jusqu'à la fin de celle-ci.

Interruption de l'application: Vous devez maintenir la tête conductrice en contact avec la zone à traiter et veiller à ce que tous les points de contact restent humides (Image 4). Si vous perdez le contact avec la surface chromée ou la tête d'application, l'écran clignotera. L'appareil s'éteindra de lui-même après quelques minutes d'inactivité.

Fin de l'application: À la fin de votre soin, l'appareil émettra un long signal sonore puis deux signaux courts et s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez réaliser une autre application, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de sélection pour faire défiler les numéros jusqu'à celui de l'application désirée. Pour éteindre l'appareil à tout moment, appuyez simplement sur le bouton de sélection jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

En cas de gonflement, de rougeurs ou de réaction cutanée, cessez d'utiliser l'appareil.



Image 3



Image 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Réglages pour le Pre-Treat	Réglages pour le Treatment	Tête conductrice
		

Effectuez ce soin trois fois par semaine pour obtenir des résultats réparateurs et revitalisants.



Image 1

Préparation: À utiliser après le soin nettoyant Nu Skin® de votre choix. Fixez la tête conductrice ageLOC pour le visage à l'appareil (Image 1).



PRE-TREAT GEL

PHASE DE PRÉAPPLICATION À L'AIDE DE PRE-TREAT GEL

ÉTAPE 1: Appliquez uniformément une ampoule entière d'ageLOC Pre-Treat Gel sur tout votre visage et votre cou, en évitant les yeux, les paupières et les lèvres.

ÉTAPE 2: Appuyez sur le bouton de sélection jusqu'à ce que le chiffre 1 apparaisse à l'écran (Image 2). Cette application prendra 2 minutes.

ÉTAPE 3: Mouillez bien vos mains avec le NaPCA Moisture Mist ou de l'eau. Tenez l'appareil d'une main suffisamment humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l'arrière de l'appareil et commencez à faire glisser doucement la tête conductrice sur votre peau (Image 3). Évitez les zones

sensibles telles que vos yeux, paupières et lèvres.

L'appareil émettra un, deux ou trois signaux sonores pour indiquer qu'il s'est automatiquement adapté à votre peau. Après cela, votre application galvanique commencera et l'appareil émettra à nouveau un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il est en marche et qu'il fonctionne, puis toutes les 5 secondes une fois votre application presque terminée.

ÉTAPE 4: À la fin de votre application galvanique, l'appareil émettra un long signal sonore puis deux signaux courts et s'éteindra automatiquement. Retirez l'excès de gel de votre peau et de l'appareil avec une serviette humide (Image 4). Il est temps maintenant de passer à la phase du Treatment Gel.



Image 4



TREATMENT GEL

PHASE D'APPLICATION À L'AIDE DU TREATMENT GEL

ÉTAPE 1: Appliquez tout le contenu d'une ampoule de l'ageLOC Treatment Gel sur votre visage et votre cou.

ÉTAPE 2: La tête conductrice ageLOC pour le visage doit déjà être fixée. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de sélection une fois pour rallumer l'appareil et de continuer à appuyer jusqu'à pouvoir sélectionner le chiffre 2 (Image 5). Cette application prendra 3 minutes.

ÉTAPE 3: À nouveau, tenez l'appareil d'une main suffisamment humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l'arrière de l'appareil et commencez à faire glisser doucement la tête conductrice sur votre peau (Image 6). Évitez les zones sensibles telles que vos yeux, paupières et lèvres.

L'appareil émettra un, deux ou trois signaux sonores pour indiquer qu'il s'est automatiquement adapté à votre peau. Après cela, votre application galvanique commencera et l'appareil émettra à nouveau un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il est en marche et qu'il fonctionne, puis toutes les 5 secondes une fois votre application presque terminée.

ÉTAPE 4: À la fin de votre application galvanique, l'appareil émettra un long signal sonore puis deux signaux courts et s'éteindra automatiquement. Utilisez une serviette humide pour retirer l'excès de gel de votre peau et de l'appareil (Image 7).



Image 7

Tru Face Line Corrector

Réglages	Tête conductrice
	

Effectuez cette routine matin et soir pour cibler et atténuer l'apparence des rides et ridules autour de votre bouche, de vos yeux et sur votre front.



Image 1

Préparation: À utiliser après le soin nettoyant et le tonique Nu Skin de votre choix. Fixez la tête conductrice pour les zones ciblées à l'appareil (Image 1).

ÉTAPE1: Appliquez Tru Face Line Corrector sur les rides et ridules que vous souhaitez traiter. Appliquez-le sur une zone à la fois. Veillez à ce qu'il reste toujours une fine couche de produit à la surface de votre peau.

ÉTAPE2: Appuyez sur le bouton de sélection jusqu'à ce que le chiffre 3 apparaisse à l'écran (Image 2). Cette application prendra 5 minutes.

Conseil de pro: Lorsque vous traitez plusieurs zones, vous pouvez utiliser les cinq minutes sur plus d'une seule zone. Les petites zones d'application ne nécessitent généralement pas plus d'une ou deux minutes chacune.

ÉTAPE3: Mouillez bien vos mains avec le NaPCA Moisture Mist ou de l'eau. Tenez l'appareil d'une main suffisamment humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l'arrière de l'appareil et commencez à faire glisser doucement la tête conductrice sur votre peau (Image 3). Évitez les zones sensibles telles que vos yeux, paupières et lèvres.



Image 3

L'appareil émettra un, deux ou trois signaux sonores pour indiquer qu'il s'est automatiquement adapté à votre peau. Après cela, votre application galvanique commencera et l'appareil émettra à nouveau un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il est en marche et qu'il fonctionne, puis toutes les 5 secondes une fois votre application presque terminée.

ÉTAPE4: À la fin de votre application galvanique, l'appareil émettra un long signal sonore puis deux signaux courts et s'éteindra automatiquement. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque zone ciblée. Une fois toutes les applications terminées, retirez l'excès de produit de votre peau et de l'appareil à l'aide d'une serviette humide (Image 4).



Image 4

ageLOC Body Shaping Gel

Réglages	Tête conductrice
	

Utilisez cette application trois fois par semaine pour remodeler, raffermir et lisser visiblement la peau des bras, des cuisses, du ventre et des fesses.



Image 1

Préparation: Fixez la tête conductrice pour le corps à l'appareil (Image 1).

ÉTAPE1: Sur une peau propre. Appliquez une quantité généreuse d'ageLOC Body Shaping Gel sur la zone désirée.

ÉTAPE2: Appuyez sur le bouton de sélection jusqu'à ce que le chiffre 4 apparaisse à l'écran (Image 2). Cette application prendra 5 minutes par zone.

Conseil de pro: La durée d'application conseillée est de 5 minutes par zone, mais vous pouvez réduire ce temps.

ÉTAPE3: Mouillez bien vos mains avec le NaPCA Moisture Mist ou de l'eau. Tenez l'appareil d'une main suffisamment humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l'arrière de l'appareil et commencez à faire glisser doucement la tête conductrice sur votre peau (Image 3).

L'appareil émettra un, deux ou trois signaux sonores pour indiquer qu'il s'est

automatiquement adapté à votre peau. Après cela, votre application galvanique commencera et l'appareil émettra à nouveau un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il est en marche et qu'il fonctionne, puis toutes les 5 secondes une fois votre application presque terminée.

ÉTAPE4: À la fin de votre application galvanique, l'appareil émettra un long signal sonore puis deux signaux courts et s'éteindra automatiquement. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque zone ciblée. Une fois toutes les applications terminées, retirez l'excès de produit de votre peau et de l'appareil à l'aide d'une serviette humide (Image 4).




Image 4

Appliquez ageLOC Dermal Effects® deux fois par jour pour préserver visiblement l'aspect lisse de votre peau et la silhouette de votre corps. Les jours où vous utilisez l'ageLOC Body Shaping Gel, appliquez ageLOC Dermal Effects après votre application galvanique.

Image 2



Image 3

ageLOC Nutriol

Intensive Scalp & Hair Serum



Ce rituel qui n'exige que très peu d'efforts doit être utilisé matin et soir pour revitaliser votre cuir chevelu jour après jour et redonner beauté et santé à vos cheveux.



Préparation: Sur cheveux secs ou séchés à la serviette. Fixez la tête conductrice pour le cuir chevelu à l'appareil (Image 1).

ÉTAPE1: Vaporisez directement l'ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum sur le cuir chevelu et les racines en séparant les mèches de cheveux (Image 2).

Conseil de pro: Vaporiser un peu d'eau sur vos cheveux secs avant d'appliquer l'ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum peut faciliter la manipulation de vos cheveux pendant l'application.

ÉTAPE2: Utilisez vos doigts pour masser délicatement le sérum sur le cuir chevelu et les racines (Image 3). Disciplinez les mèches rebelles à l'aide d'un peigne (Image 4).

Appuyez sur le bouton de sélection jusqu'à ce que le chiffre 5 apparaisse à l'écran (Image 5). Cette application prendra 2 minutes.

ÉTAPE3: Mouillez bien vos mains avec le NaPCA Moisture Mist ou de l'eau. Tenez l'appareil d'une main suffisamment humide en vous assurant que vos doigts touchent la face chromée à l'arrière de l'appareil. Appliquez la tête conductrice directement sur le cuir chevelu et déplacez-le de l'avant, à la naissance des cheveux, vers l'arrière, en veillant à maintenir le contact avec le cuir chevelu (Image 6).



Image 6

L'appareil émettra un, deux ou trois signaux sonores pour indiquer qu'il s'est automatiquement adapté à votre peau. Après cela, votre application galvanique commencera et l'appareil émettra à nouveau un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il est en marche et qu'il fonctionne, puis toutes les 5 secondes une fois votre application presque terminée.

Remarque: Pendant l'application galvanique, maintenez la tête conductrice en contact permanent avec le cuir chevelu.

ÉTAPE4: À la fin de votre application galvanique, l'appareil émettra un long signal sonore puis deux signaux courts et s'éteindra automatiquement.

Ne rincez pas vos cheveux. Coiffez-les comme à votre habitude et retirez l'excès de produit de l'appareil à l'aide d'une serviette humide (Image 7).




Image 7



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5

ageLOC Galvanic Spa

A jótékony hatások látható eredményének köszönhetően végre Te is felfedheted bőröd és hajad fiatalos megjelenését.

Az ageLOC Galvanic Spa egy testápolási készülék, amely galvánáram segítségével fokozza bőröd és hajad külsejének szépégét. Ez a cserélhető fejekkel és egyedülálló készítményekkel rendelkező, sokoldalú készülék csökkenti a ráncok és barázdák megjelenését; ragyogóvá teszi és revitalizálja a bőrt; kezelésbe veszi a narancsbőrt; és dús, egészségesen csillogó haját eredményez.

Használatba vétel előtt

Az ageLOC Galvanic Spa használata előtt, kérjük, olvasd el a következő utasításokat:

⚠ Vigyázat: Az ageLOC Galvanic Spa kizárólag egészséges bőrön alkalmazható. Ne használd, habbőrödön gyulladás vagy nyílt seb található, rosacea-ra hajlamos, fémallergiás vagy problémás, illetve ha rendkívül érzékeny! Ha terhes vagy, pésmékkert vagy hasonló készüléket használsz, epilepsziás vagy, fém fogszabályzót viselsz vagy fémbeültetéssel rendelkezel, illetve egészségügyi problémák esetén kérd ki kezelőorvosod véleményét, mielőtt használatba vennéd az ageLOC Galvanic Spát!

⚠ Az első használat előtt, valamint, ha érzékeny vagy allergiára hajlamos a bőröd, először az utasításoknak megfelelően egy kis bőrterületen teszteld a készüléket! Használat előtt mindig ellenőrizd a Galvanic Spa készülék és a kezelőfejek épségét! Győződj meg róla, hogy nem találsz rajtuk érdes vagy hibás felületet, éles oldalakat vagy hólyagokat! Amennyiben eltérést észlelsz, ne használd a

készüléket, hanem keresd fel a helyi Nu Skin® irodát! Ne használd közvetlenül az ajkakon, a szemén vagy szemhéjon! A készülék és a készítmények csak külső használatra alkalmasak. Amennyiben bőrrödön duzzadság, hosszan tartó kipirosodás vagy abnormális irritáció jelentkezik, azonnal hagyj abba a készülék használatát, és szükség esetén fordulj orvoshoz! A készüléket csak felnőttek használhatják. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek, valamint 16 éven felüli gyermekek kizárólag felügyelet alatt, a készülék biztonságos használatára vonatkozó iránymutatás mellett és az esetleges veszélyek tudatában használhatják a készüléket. Győződj meg róla, hogy gyermekek nem játszanak a berendezéssel! A készülék tisztítása és karbantartása gyermekek számára nem engedélyezett! Gyermekek elől elzárva tartandó.

- ⚠** Mielőtt használatba vennéd a készüléket, távolítsd el mindennemű csomagolást! Tartsd száraz, szoba-hőmérsékletű helyen, legalább 4°C-on a lehetséges hólyagképződés elkerülése végett!
- ⚠** Az áramütés, a megégetés, tűz és sérülések elkerülése végett ne tedd víz alá a készüléket! Ne helyezd vagy tárolj olyan helyen, ahonnan beleeshet vagy bárki belelökheti a kádba, a zuhanyfülkébe, a mosdóba vagy a vécébe! Soha ne használd a sérült készüléket!
- ⚠** A kezelőfej eltávolításakor ne szorítsd össze a fej közepét, mert így lehet, hogy nem fogod tudni levenni a készülékről. Inkább az oldalánál fogd meg! Az ageLOC Galvanic Spa készülék és elemek helyes hulladékkezelése végett, kérjük, hogy a helyi törvényeknek és elvárásoknak megfelelően szabadulj meg az elektromos berendezéstől/elemeztől! Nem minősíthető háztartási hulladéknak.


Az ageLOC Galvanic Spa részei

1. Felhasználói kézikönyv
2. ageLOC Galvanic Spa készülék
3. ageLOC Arckezelőfej
4. Célzott kezelőfej
5. Testkezelőfej
6. Fejbőrkezelőfej
7. Két db AAA elem



Az ageLOC Galvanic Spával együttes használatra tervezett testápolási termékek külön vásárolhatók meg.

Fontos tájékoztató a karbantartásról és jótállásról



1. ábra

A készülék és a kezelőfejek tisztítása:

A galvánáramos kezelés végeztével távolítsd el a kezelőfejet a készülékről, és egy nedves törölközővel tisztítsd meg a maradék készítménytől (1. ábra). Szárítsd meg a készüléket, és tartsd száraz helyen, a kezelőfejek nélkül.



2. ábra

Elemcsere: A kijelző közepén egy borostyánsárga elem jelzi az elemek merülését, valamint két alkalommal négyszer sípol a készülék (2. ábra). Ha ezt látod, helyezz be két új AAA elemet!

Az elemek kicseréléséhez nyomd meg az elemtartó fedelét mindkét oldalt, és húzd le (3. ábra). Így eltávolítható az elemtartó fedele (4. ábra).



3. ábra

Óvatosan húzd meg a szalagot, hogy kijöjjenek a régi elemek. Helyezz be két új AAA elemet a tartóba, a szalagra. Ha nem sikerül a szalagra helyezni az elemeket, azzal víz kerülhet a tartóba, és megrongálódhat a készülék (5. ábra).

Ezek után helyezd vissza az elemtartó fedelét (6. ábra).



4. ábra



5. ábra



6. ábra

Kizárólag 2 db AAA LR03 1.5 V elemeket használj! Ne használj egyszerre régi és új elemeket vagy különböző elemtípusokat, pl. alkáli és nem alkáli, vagy tölthető és nem tölthető elemeket!

A tölthető elemeket a készüléken kívül kell tölteni. A nem tölthető elemeket nem szabad újratölteni.

Ügyelj arra, hogy ne legyenek rövidzárlatosak az elemek! Akor az elem pozitív (+) és negatív (-) oldala érintkezik, rövidzárlat alakulhat ki.

A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből, és a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell velük válni tőlük. A készülék hosszabb idejű szüneteltetése során ki kell szedni belőle az elemeket.

Korlátozott kétéves jótállás: A Nu Skin szavatosságot vállal arra, hogy az ageLOC Galvanic Spa az ügyfél részére történő kiszállítás időpontjától kezdődően két éven át anyag- és megmunkálásbeli hibáktól mentes. Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetészerű használatból vagy balesetből eredő termékkárookra. Ha a termék a kétéves szavatossági idő alatt elromlik, kérjük, javítás vagy csere érdekében hívd fel a helyi Nu Skin ügyfélszolgálatot. Előfordulhat, hogy ehhez be kell mutatnod a hivatalos vásárlási bizonylatot, melyen szerepel a kiszállítási dátum. A Nu Skin fenntartja magának a jogot a készülék átvizsgálására. Ez a jótállás nem befolyásolja a vásárlás országában érvényes jogszabályokban rögzített jogokat, ezen jogok nem sérülnek. Ez a jótállás a következő országokban érvényes: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Izrael, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Ukrajna.

A következő egyesült államokbeli szabadalmi számok által védett: 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 valamint számos nemzetközi benyújtott és függő szabadalom által védve.



Régi elektromos és elektronikus berendezés leselejtezése (érvényes az Európai Unióban és más, elkülönített hulladékgyűjtési programmal rendelkező európai országokban) A terméken vagy annak csomagolásán található ezen szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak. A terméket le kell adni a megfelelő elektromos vagy elektronikus berendezések gyűjtőpontján újrahasznosítás céljából. Azáltal, hogy betartod a termék helyes leselejtezését, segítesz elkerülni a hulladékká vált termék helytelen kezeléséből származtatható, a környezetre és az emberi egészségre nézve lehetséges negatív következményeket. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez. Amennyiben több információhoz szeretnél jutni e termék újrahasznosítását illetően, kérjük, vedd fel a kapcsolatot a helyi háztartási hulladékgyűjtő vállalattal.



A CE jelzés azt jelenti, hogy a gyártó megbizonyosodott arról, hogy a termék eleget tesz az EU biztonsági, egészségügyi vagy környezetvédelmi előírásainak. Ezáltal a termék megfelel az EU törvényeinek, és az európai piacokon belüli szabad mozgása megengedett.




A terméken található EAC jelzés (eurázsiai megfelelőségi jelölés) a terméknek a vámunió szabványainak való megfelelőségét mutatja.

Az ageLOC Galvanic Spa részei

1. Kezelőfej csatlakoztató érzékelő
2. Kezelőfej kioldógomb
3. Kijelző
4. Kiválasztógomb
5. Króm felület
6. Elemtartó
7. Kezelőfej pozicionáló jelző (apró rovátka)

Megjegyzés: A használat előtt távolítsd el a készülék oldalait védő fóliát.




Az ageLOC Galvanic Spa kijelzője

1. Az 1, 2, 3, 4 és 5 számjegyek a programszámot és az ahhoz tartozó terméket jelölik (lásd az alábbiakban).
2. Az öt pont a programok hosszát jelöli.
3. Ha merülnek az elemek, a készülék kijelzőjén egy borostyánsárga elem jelenik meg, és sípol a készülék. Amikor az elemek teljesen lemerülnek, egy borostyánszínű elem jelenik meg a kijelző alján, és a készülék kikapcsol.

Minden egyes terméket a hozzá illő programmal kell használni:

1	Galvanic Spa Pre-Treatment Gel with ageLOC™ (Előkezelő arcgél):	4	ageLOC Body Shaping Gel (Alakformáló gél)
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC (Arckezelő gél)	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum (Fejbőr- és hajszérum)
3	Tru Face® Line Corrector (Ránctalanító)		



Az ageLOC Galvanic Spa használata

Az ageLOC Galvanic Spa különböző kezelőfejekkel rendelkezik az arc, a fejbőr és a test számára, ám használatuk között nincs eltérés. A különböző típusú használati módok utasításai a 156-163. oldalon találhatóak. Kérjük, a készülék első használata előtt olvasd el a használati utasításokat!

Minden egyes használatához a megfelelő kezelőfejet kell a készülékre helyezni. A króm részekhez erő bőrfelületeknek nedvesnek kell lennie a galvánáram vezetése érdekében.



1. ábra

A kezelőfej csatlakoztatása: Tartsd a készüléket a kezvedben úgy, hogy feléd nézzen a kijelzője. Illeszd a kezelőfejet pozicionáló jelzőjét a készülék elejéhez, majd egy határozott mozdulattal nyomd le a kezelőfejet mindkét oldalon, amíg a helyére nem pattan (1. ábra). Ha a kezelőfej nem akar a helyére pattanni, ellenőrizd, hogy megfelelő irányban tartod-e, és megfelelően helyezted-e a készülékhez. Ne erőltesd a kezelőfejet, mert azzal kárt tehetsz benne. Az ageLOC Galvanic Spa nem működik, ha a kezelőfej nincs teljesen a helyén.



2. ábra

A kezelőfej eltávolítása: Először is fordítsd magad felé a készülék krómmal ellátott oldalát. A másik kezveddel fogd meg a kezelőfejet két oldalát, majd nyomd meg a kioldógombot (2. ábra). Óvatosan húzd le a kezelőfejet a készülékről az oldalainál tartva.

Kijelzőfények: A készülék működése közben a kijelző világít; a programválasztás és a használat alatt is. Ha a kijelzőfény villog, az azt jelenti, hogy a készülék nem ér hozzá a bőrhoz, vagy nem elég nedves a bőröd az áram működtetéséhez.

A készítmények használata: Vidd fel az ajánlott mennyiségű terméket az arc, a fejbőr vagy a test kezelendő területére.

Válaszd ki a programot: Nyomd le a kiválasztógombot, amíg a kívánt program száma világítani nem kezd (3. ábra).



3. ábra

Aktiváld a galvánáramot: Az ujjaidnak hozzá kell érniük a készülék hátulján található króm felülethez, miközben a kezelőfejet a célterülettel érintkezik. Azt javasoljuk, alaposan nedvesítsd be a kezéd vízzel vagy a NaPCA Moisture Mist testpermettel a jobb vezetésért.* Ne aggódj, ha az ujjaid lecsúsznak a króm részről használat közben – egyszerűen csak igazítsd meg a készüléket a kezvedben, és folytatd tovább a bőrápolást!

*Ne feledd, a króm részekhez erő bőrfelületeknek nedvesnek kell lennie a galvánáram vezetése érdekében.

Használat közben: A készülék 10 másodpercenként sípól, jelezve, hogy a beállított program és a műszer működésben van. Ha már csak fél perc van hátra, a készülék 5 másodpercenként sípól, amíg a program végére nem ér.

A működés megszakítása: Muszáj, hogy a kezelőfejet folyamatosan érintkezzon a célterülettel, és hogy az érintkezés pontja nedves legyen (4. ábra). Amennyiben megszakad a króm felület vagy a kezelőfej és a bőr közötti kapcsolat, villogni kezd a kijelző. Használat nélkül a készülék néhány perc múlva kikapcsol.



4. ábra


A használat befejezése: A program végét egy hosszú sipszó jelzi, amelyet két rövid sípólás kísér. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Ha újra használni szeretnéd a készüléket, nyomd le a kiválasztógombot, és térj át a következő programszáma. Ha bármikor ki szeretnéd kapcsolni a készüléket, egyszerűen csak tartsd nyomva a kiválasztógombot, amíg ki nem alszik a kijelző.

Ha bőrdöd bedagad, kipirosodik a vagy bármilyen típusú bőrirritációt tapasztalsz, hagyd abba a készülék használatát.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Az előkezelés beállítása	A kezelés beállítása	Kezelőfej
		

Az arcbőr látható revitalizálása és frissítése érdekében használd ezt a programot heti két-három alkalommal.



1. ábra

Előkészítés: Először tisztítsd meg az arcod egy tetszőleges Nu Skin® arctisztítóval. Csatlakoztasd az ageLOC arckezelőfejet a készülékhez (1. ábra).



PRE-TREAT GEL

A PRE-TREATMENT GEL HASZNÁLATI FÁZISA

1. LÉPÉS: A szemkörnyék és az ajkak elkerülése közben vigyél fel az arcodra és a nyakadra egy egész ampullányi ageLOC előkezelő gél.

2. LÉPÉS: Tartsd nyomva a kiválasztógombot, amíg az 1-es szám meg nem jelenik a kijelzőn (2. ábra). Ez egy 2 perces program.

3. LÉPÉS: Alaposan nedvesítsd be a kezed a NaPCA Moisture Mist testpermettel vagy vízzel. Tartsd a készüléket a nedves kezeden, miközben érs hozzá a hátulján található króm felülethez, és lassan csúsztasd az arcodon a kezelőfejet (3. ábra). Kerüld el az érzékeny területeket, mint pl. a szemet, a szemhéjat és az ajkat.



3. ábra

A készülék egyszer, kétszer vagy háromszor sípol, amely azt jelzi, hogy automatikusan hozzáigazodott a bőrhőhöz. Ekkor elkezdődik a galvanáramos kezelés, és a készülék 10 másodpercenkénti sípolással jelzi a működést. A program vége felé a készülék 5 másodpercenként sípol.

4. LÉPÉS: A galvanáramos kezelés végét egy hosszú sípszó jelzi, amelyet két rövid sípolás kísér. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Egy törülközővel távolítsd el a maradék gél a bőrről és a készülékről (4. ábra). Most pedig nézzük a kezelőgél!



4. ábra



TREATMENT GEL

A TREATMENT GEL HASZNÁLATI FÁZISA

1. LÉPÉS: Vigyél fel egy teljes ampullányi ageLOC kezelőgél az arcodra és a nyakadra.

2. LÉPÉS: Ekkor az ageLOC arckezelőfej már a készüléken van, ezért a kiválasztógombbal kapszold be ismét a készüléket, és tartsd nyomva a gombot, amíg meg nem jelenik a 2-es szám (5. ábra). Ez egy 3 perces program.

3. LÉPÉS: Most újra tartsd a készüléket a nedves kezeden, miközben érs hozzá a hátulján található króm felülethez, és lassan csúsztasd az arcodon a kezelőfejet (6. ábra). Kerüld el az érzékeny területeket, mint pl. a szemet, a szemhéjat és az ajkat.

A készülék egyszer, kétszer vagy háromszor sípol, amely azt jelzi, hogy automatikusan hozzáigazodott a bőrhőhöz. Ekkor elkezdődik a galvanáramos kezelés, és a készülék 10 másodpercenkénti sípolással jelzi a működést. A program vége felé a készülék 5 másodpercenként sípol.

4. LÉPÉS: A galvanáramos kezelés végét egy hosszú sípszó jelzi, amelyet két rövid sípolás kísér. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Egy törülközővel távolítsd el a maradék gél a bőrről és a készülékről (4. ábra).



5. ábra



6. ábra



7. ábra

Tru Face Line Corrector (Ráncatlanító)

Beállítás	Kezelőfej

Használd ezt a programot reggel és este a száj, a szem és a homlok területén kialakuló ráncok és barázdák halványítására.



1. ábra



2. ábra



3. ábra

Előkészítés: Először tisztítsd meg az arcod egy tetszőleges Nu Skin arctisztítóval, majd használj tonikot. Csatlakoztasd az ageLOC Célzott kezelőfejet a készülékhez (1. ábra).

1. LÉPÉS: Vidd fel a Tru Face® Line Corrector-t a kezelni kívánt ráncokra. Egyszerre csak egy területtel foglalkozz. Annyi terméket használj, hogy az egy vékony réteget képezzen a bőrödön.

2. LÉPÉS: Tartsd nyomva a kiválasztógombot, amíg a 3-as szám meg nem jelenik a kijelzőn (2. ábra). Ez egy 5 perces program.

Egy profi tipp: Amikor egyszerre több területet kezelsz, feloszthatod köztük az 5 percet. Az apró célterületeknek 1-2 perc is elég.

3. LÉPÉS: Alaposan nedvesítsd be a kezéd a NaPCA Moisture Mist testpermettel vagy vízzel. Tartsd a készüléket a nedves kezeden, miközben érsz hozzá a hátulján található króm felülethez, és lassan csúsztasd az arcodon a kezelőfejet (3. ábra). Kerüld el érzékeny területeket, mint pl. a szemet, a szemhéjat és az ajkat.



A készülék egyszer, kétszer vagy háromszor sípol, amely azt jelzi, hogy automatikusan hozzáigazodott a bőrödhöz. Ekkor elkezdődik a galvánáramos kezelés, és a készülék 10 másodpercenkénti sípolással jelzi a működést. A program vége felé a készülék 5 másodpercenként sípol.

4. LÉPÉS: A galvánáramos kezelés végét egy hosszú sípszó jelzi, amelyet két rövid sípolás kísér. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Ismételd meg az 1-3. lépéseket mindegyik célterületen. Amikor végeztél a programokkal, masszírozd a bőrödbe a maradék krémek, és töröld meg a készüléket egy nedves törölközővel (4. ábra).



4. ábra

ageLOC Body Shaping Gel (Alakformáló gél)

Beállítás	Kezelőfej

A kar, a comb, a has és a fenék bőrének látványos kontúrozásáért, feszesítéséért és simításáért alkalmazd ezt a programot heti háromszor.



1. ábra



2. ábra



3. ábra

Előkészítés: Csatlakoztasd az ageLOC Testkezelőfejet a készülékhez (1. ábra).

1. LÉPÉS: Tiszta bőrön használd. Vigyél fel bő mennyiségű ageLOC Body Shaping Gelt a kívánt területre.

2. LÉPÉS: Tartsd nyomva a kiválasztógombot, amíg a 4-es szám meg nem jelenik a kijelzőn (2. ábra). Ez egy 5 perces program.

Egy profi tipp: Az ajánlott kezelési időtartam 5 perc egy célterület esetében, de ennél kevesebb is elég lehet.

3. LÉPÉS: Alaposan nedvesítsd be a kezdet a NaPCA Moisture Mist testpermettel vagy vízzel. Tartsd a készüléket a nedves kezdetben, miközben érsz hozzá a hátulján található króm felülethez, és lassan csúsztasd a bőrödön a kezelőfejet (3. ábra).

A készülék egyszer, kétszer vagy háromszor sípol, amely azt jelzi, hogy automatikusan hozzáigazodott a bőrödhöz. Ekkor elkezdődik

a galvánáramos kezelés, és a készülék 10 másodpercenkénti sípolással jelzi a működést. A program vége felé a készülék 5 másodpercenként sípol.

4. LÉPÉS: A galvánáramos kezelés végét egy hosszú sípszó jelzi, amelyet két rövid sípolás kísér. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol. Ismételd meg az 1-3. lépéseket mindegyik célterületen. Amikor végeztél a használattal, töröld le a bőrödről és a készüléken maradt készítményt egy nedves törölközővel (4. ábra).




4. ábra

Használd az ageLOC Dermatic Effects® feszesítő testápolót napi kétszer a sima és kontúros bőr fenntartásáért. Azokon a napokon, amikor az ageLOC Body Shaping Gelt is használod, közvetlenül utána kend be magad az ageLOC Dermatic Effects testápolóval.

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum (Fejbőr- és hajszérum)

Beállítás	Kezelőfej

Alkalmazd ezt az egyszerű „rituált” reggel és este a fejbőr revitalizálásáért és a bámulatba ejtő hajkoronáért.



1. ábra

Előkészítés: Használj száraz vagy törőlköző-száraz hajon. Csatlakoztasd az ageLOC Fejbőrkezelőfejet a készülékhez (1. ábra).

1. LÉPÉS: Permetezd az ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serumot egyenesen a fejbőrre és a hajtővekbe – ehhez válaszd el a hajadat (2. ábra).

Egy profi tipp: Ha befújod egy kis vízzel a hajadat, azzal megkönnyíted az ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum felvitelét.

2. LÉPÉS: Az ujjaidal gyengéden masszírozd a szérumot a fejbőrbe és a hajtővekbe (3. ábra) Fésűl el a rakoncátlan tincseket (4. ábra).

Tartsd nyomva a kiválasztógombot, amíg az 5-ös szám meg nem jelenik a kijelzőn (5. ábra). Ez egy 2 perces program.



2. ábra



3. ábra



4. ábra



5. ábra



3. LÉPÉS: Alaposan nedvesítsd be a kezdet a NaPCA Moisture Mist testpermettel vagy vízzel. Tartsd a készüléket nedves kézben, és érd hozzá a hátulján lévő króm felülethez. Érintsd hozzá a kezelőfejet a fejbőrödhöz, és a hajvonalától hátrafelé haladva csúsztasd, miközben folyamatosan érintkezik a fejbőrrel. (6. ábra).




6. ábra

A készülék egyszer, kétszer vagy háromszor sípol, amely azt jelzi, hogy automatikusan hozzáigazodott a bőrhöz. Ekkor elkezdődik a galvánáramos kezelés, és a készülék 10 másodpercenkénti sípolással jelzi a működést. A program vége felé a készülék 5 másodpercenként sípol.

Megjegyzés: A galvánáram működtetése végett folyamatosan tartsd a Fejbőrkezelőfejet a fejbőrödhöz.

4. LÉPÉS: A galvánáramos kezelés végét egy hosszú sípszó jelzi, amelyet két rövid sípolás kísér. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol.

Ne öblítsd le a hajadat. Készítsd el a frizurádat a szokásos módon, a készüléket pedig töröld meg egy nedves törőlközővel (7. ábra).



7. ábra

לשימוש חיצוני בלבד. אם את חווה נפחות, אדמומיות ממושכת או גירוי חריג כלשהם, הפסיקי את השימוש מיד וגשי לקבלת סיוע רפואי אם הדבר נחוץ. המכשיר מיועד לשימוש בידי מבוגרים. בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, חסרי ניסיון או ידע וילדים מעל גיל 16 יכולים להשתמש במכשיר אם הם תחת השגחה או מקבלים הנחיה בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר. אין לתת לילדים לבצע ניקיון ותחזוקה למכשיר. יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

⚠️ הסירי את כל עטיפות הניילון המגינות לפני תחילת השימוש. יש לאחסן במקום יבש בטמפרטורת החדר, בטמפרטורה מינימלית של 4°C , כדי למנוע היווצרות בועות.

Ⓢ כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, כווייה, שריפה או פציעה, אין לטבול את המכשיר שלך במים. אין למקם או לאחסן אותו במקום שבו הוא עשוי ליפול או להימשך פנימה לתוך אמבטיה, מקלחת, כיור או אסלה. לעולם אין להפעיל את המכשיר אם הוא ניזוק.

Ⓢ בעת ההסרה של הראש המותאם, אין לצבט או לאחוז במרכז הראש, כיוון שזה עשוי למנוע ממנגנון השחרור לעבוד. במקום זאת יש לאחוז בצדדים. על מנת וודא השלכה נאותה של מכשיר ageLOC Galvanic Spa והסוללות, יש להשליך אותם בהתאם לכל חוק או דרישה מקומיים ורלוונטיים להשלכת ציוד חשמלי/סוללות. אין להשליך כפסולת ביתית רגילה.

ageLOC Galvanic Spa

תני למראה הצעיר שלך לפרוץ החוצה עם שיפורים נראים לעין לעורך ולשיעורך תוך 5 דקות לכל היותר.

ageLOC Galvanic Spa הוא מכשיר טיפוח אישי המשתמש בזרם גלוי כדי לסייע לשפר באופן נראה לעין את מראה העור והשיער שלך. מכשיר רב-שימושי זה, עם הראשים המתחלפים שלו והמוצרים הייחודיים הנלווים לו, מסייע לשפר את מראה הקמטים; הוא גורם לעורך לזרוח ונוסף חיוניות נראית לעין בפניך; הוא משפר את המראה של עור נקבובי; והוא תורם לשיער בעל מראה מלא, מבריק ובריא.

לפני שתתחילי

אנא קראי את ההוראות הבאות לפני השימוש במכשיר ageLOC Galvanic Spa.

⚠️ **זהירות: מכשיר ageLOC Galvanic Spa נועד לשימוש על עור בריא בלבד. אין להשתמש בו אם יש לך נגעים או פצעים פתוחים, נטייה לאדמומיות, אלרגיה למתכת, או אם יש לך עור בעייתי או רגיש יתר על המידה. התייעצי עם הרופא שלך לפני השימוש במכשיר ageLOC Galvanic Spa אם את בהיריון, אם יש לך קוצב לב או מכשיר דומה, אם את סובלת מאפילפסיה, אם יש לך גשר על השיניים, אם יש לך שתל מתכתי, או אם את חולה.**

⚠️ על משתמשות ageLOC Galvanic Spa חדשות וכן בעלות עור רגיש ונוטה לאלרגיות לבצע בדיקה על אזור קטן של העור לפני השימוש במוצר לפי ההוראות. בדקי תמיד את מכשיר ה-Galvanic Spa שלך ואת הראשים המותאמים לפני השימוש. ודאי כי אין שטחים פגומים או מחוספסים, קצוות חדים או בועות. אם את מבחינה בכל חריגה שהיא, אל תשתמשי במכשיר וצרי קשר עם סניף Nu Skin® המקומי שלך. אין להשתמש ישירות על השפתיים, העיניים או העפעפיים. המכשיר והמוצרים מיועדים

מידע חשוב לתחזוקה ולאחריות

ניקוי המכשיר והראשים המותאמים

שליך: לאחר סיום הטיפול הגלוני, הסירי את הראש המותאם מהמכשיר והשתמש במטלית לחה כדי לנקות כל חומר עודף (איור 1). יבשי את המכשיר ביסודיות ואחסני במקום יבש מבלי לחבר ראש מותאם.



איור 1

הנחיות להחלפת סוללות: כאשר

הסוללות חלשות, יופיע סמל סוללה בצבע ענבר במרכז התצוגה והמכשיר ישמיע ארבעה צפצופים פעמיים (איור 2). כאשר דבר זה קורה, הכניסי שתי סוללות AAA חדשות.



איור 2

כדי להחליף את הסוללות, לחצי קצת מעל צדי מכסה תא הסוללות ומשכי מטה (בחזקה) (איור 3). מכסה תא הסוללות יתנתק מהמכשיר (איור 4).



איור 3

לאחר מכן, משכי בעדינות את הסרט והסירי את הסוללות הישנות. הכניסי שתי סוללות AAA חדשות לתוך התא ומעל לסרט. אם הסרט לא ייתחב מתחת לסוללות עשויים לדלוף לתוך המכשיר מים, מה שעשוי לגרום לו נזק (איור 5).

לבסוף, החליקי את מכסה תא הסוללות חזרה למקומו (בחזקה) (איור 6).



איור 6



איור 5



איור 4

תוכן מארז ageLOC Galvanic Spa

1 מדרך למשתמש

2 מכשיר ageLOC Galvanic Spa

3 ראש מותאם ageLOC לעור הפנים

4 ראש מותאם לאזור מיקוד

5 ראש מותאם לגוף

6 ראש מותאם לקרקפת

7 שתי סוללות AAA



2




1



4



3



6



5



7

מוצרי הטיפול האישי שנועדו לשימוש עם ageLOC Galvanic Spa נמכרים בנפרד.



השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן (ההנחיה תקפה באיחוד האירופי ובמדינות אירופאיות אחרות עם תכנית איסוף נפרדות). סמל זה על המוצר או על האריזה מצוין כי אין להתייחס למוצר זה כאל פסולת ביתית. במקום זאת יש למסור אותו לנקודת האיסוף הרלוונטית למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. בכך שווידאת כי מוצר זה מושלך כהלכה, תסייעי במניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, שעשויות להיגרם מהשלכה לא הולמת של מוצר זה. מיחזור חומרים מסייע לנו לשמר משאבים טבעיים. לפרטים נוספים על מיחזור מוצר זה, אנא צרי קשר עם שירות הטיפול בפסולת הביתית שלך.



סימון CE מצוין כי היצרן בדק שמוצר זה עומד בדרישות הבטיחות, הבריאות או הסביבה של האיחוד האירופי. זהו סמל המעיד כי המוצר עומד בתקנות האיחוד האירופי והוא מאפשר תנועה חופשית של מוצרים בתוך השוק האירופי.



סימן EAC (סימן האחידות האירו-אסייתי) הוא סימן שיש להטביע על מוצר כדי להוכיח את עמידתו בתקני איחוד המכסים.

יש להשתמש רק בשתי סוללות AAA LR03 1.5 וולט. אין לערבב בין סוללות חדשות ומשומשות או בין סוללות מסוגים שונים, כגון אלקליות ולא-אלקליות, נטענות ולא-נטענות.

יש להסיר סוללות נטענות מהמכשיר לפני הטענתן. אין להטעין סוללות לא-נטענות.

אין לגרום לקצר בסוללות. כאשר הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה באים במגע זה עם זה, הסוללה עשויה להתקצר.

יש להסיר סוללות ריקות מהמכשיר ולהשליך אותן באופן בטיחותי על פי החוק המקומי. הסירי את הסוללות מהמכשיר לפני אחסון ממושך.



אחריות מוגבלת לשנתיים: Nu Skin אחראית להיותו של מכשיר ageLOC Galvanic Spa נטול פגמים בחומר ובמלאכת ההרכבה לתקופה של שנתיים החל מתאריך המשלוח המקורי אלייך. אחריות זו לא מכסה נזק למוצר שנגרם כתוצאה משימוש שגוי או תאונה. אם המוצר מתגלה כפגום במהלך תקופת האחריות בת השנתיים, אנא צרי קשר עם צוות התמיכה המקומי שלך ב-Nu Skin כדי לקבל תיקון או תחליף. ייתכן שתתבקשי להציג קבלה רשמית המציגה את תאריך המשלוח. Nu Skin שומרת על הזכות לבדוק את המכשיר. אחריות זו לא משפיעה על זכויותיך החוקיות הקבועות בחוק הספציפי של מדינת הרכישה, זכויות אלה נותרות מוגנות. אחריות זו תקפה באוסטריה, בלגיה, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, הונגריה, איסלנד, אירלנד, ישראל, איטליה, לוקסמבורג, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, רוסיה, סלובקיה, דרום אפריקה, ספרד, שוודיה, שווייץ, הולנד, אוקראינה ובריטניה.

מוגן בפטנטים אמריקאיים מספר 6,119,038; 6,766,199; 7,305,269; D481,463 S; D484,605 S; D486,233 S ובפטנטים בינלאומיים רבים שהוענקו ושמתמנים לאישור.

תצוגת ageLOC Galvanic Spa

- 1 המספרים 1, 2, 3, 4 או 5 מציינים את מספר הטיפול והמוצר המתאים (ראי מטה).
- 2 חמש הנקודות מצינות את אורך הטיפול המתאים.
- 3 אם הסוללות חלשות, בכל פעם שהמכשיר מופעל יידלק סמל סוללה בצבע ענבר בתחתית התצוגה והמכשיר יצפצף. כאשר הסוללות ריקות לחלוטין, יופיע סמל סוללה בצבע ענבר בתחתית התצוגה והמכשיר ייכבה.


יש להשתמש בכל מוצר על פי מספר הטיפול הנכון:



רכיבי ageLOC Galvanic Spa

- 1 קולטן חיבור הראש המותאם
- 2 כפתור שחרור הראש המותאם
- 3 תצוגה
- 4 כפתור בחירה
- 5 לוחית כרום
- 6 תא סוללות
- 7 מחוון מיקום ראש מותאם (חריץ קטן)

הערה: יש להסיר את עטיפת הניילון המגינה משני צדי המכשיר לפני השימוש.



כיצד להשתמש במכשיר ageLOC Galvanic Spa שלך

ageLOC Galvanic Spa כולל ראשים מותאמים שונים לעור הפנים, לקרקפת ולגוף שלך, אך השימוש בכלם מתבצע בדרכים דומות. ניתן למצוא הוראות ספציפיות לשימושים פרטניים בעמודים 138-145. אנא קראי את ההוראות לפני תחילת השימוש במכשיר.

עלייך לחבר למכשיר שלך את הראש המותאם המתאים לכל שימוש. כדי להוליך בהצלחה את הזרמים הגלוניים, על העור שנוגע בשתי נקודות המגע העשויות כרום להיות לח.

חיבור ראש מותאם: אחזי במכשיר כאשר

התצוגה פונה אלייך. מקמי את מחוון מיקום הראש המותאם מעל קדמת המכשיר, ואז לחצי את הראש המותאם מטה בחוזקה מצדדיו עד שהוא ננעל במקומו (איור 1).

אם הראש המותאם לא מתחבר, ודאי שהוא פונה בכיוון הנכון וממוקם כהלכה.

אין להכניס בכוח את הראש המותאם למקום, כיוון שהוא עשוי להינזק. ageLOC Galvanic Spa לא יעבוד אם הראש המותאם אינו מחובר ויציב.



איור 1

הסרת ראש מותאם: ראשית סובבי את

המכשיר כך שלוחית הכרום פונה אלייך. בעזרת היד הפנייה שלך, אחזי בראש המותאם משני צדדיו, ואז לחצי בחוזקה על לחצן השחרור (איור 2). משכי בעדינות את הראש המותאם מצדדיו.



איור 2

הארת תצוגה: התצוגה תישאר מוארת בזמן שהמכשיר דולק, גם בזמן בחירה וגם בזמן טיפול. אם התצוגה נדלקת ונכבית לסירוגין, זה משום שהמכשיר איבד מגע עם העור שלך או משום שהעור שלך לא לח מספיק כדי להוליך את הזרם.

שימוש במוצר: השתמשי בכמות המומלצת של המוצר על אזור המטרה על גבי הפנים, הקרקפת או הגוף שלך.

בחירת טיפול: לחצי על לחצן הבחירה עד שהמספר הרצוי מואר (איור 3).

הפעלת הזרם הגלוני: על האצבעות שלך להישאר במגע עם לוחית הכרום בצד האחורי של המכשיר בזמן שהראש המותאם נוגע בעורך. אנו ממליצים לך לשטוף ביסודיות את ידייך במים או NaPCA Moisture Mist* כדי לשפר את ההולכה.* אל תדאגי אם האצבעות שלך מחליקות מלוחית הכרום – פשוט שני את אחיזתך במכשיר והמשיכי בטיפול.

הספא שלך.

*זכרי, כדי להוליך בהצלחה את הזרמים הגלוניים, על העור שנוגע בשתי נקודות המגע העשויות כרום להיות לח.

במהלך הטיפול: המכשיר יצפץ כל 10 שניות כדי לציין שהוא דולק ופועל. כאשר נותרו 30 שניות לסיום הטיפול, המכשיר יצפץ כל חמש שניות עד שהטיפול יושלם.

הפרעה בטיפול: עלייך להשאיר את הראש המותאם במגע עם אזור המטרה ולשמוע על כל נקודות המגע לחות (איור 4). אם תנתקי מגע מלוחית הכרום או מראש הטיפול, התצוגה תידלק ותיכבה לסירוגין. המכשיר ייכבה לאחר מספר דקות של חוסר שימוש.



איור 4

השלמת טיפול: בסוף הטיפול שלך, המכשיר ישימע צליל צפצוף ארוך שלאחריו שני צפצופים קצרים וייכבה באופן אוטומטי. אם תרצי לבצע שימוש נוסף, לחצי על לחצן הבחירה כדי לעבור למספר הטיפול הבא. כדי לכבות את המכשיר בכל עת, פשוט לחצי על כפתור הבחירה עד שהתצוגה תיכבה.

הפסיקי את השימוש אם את חווה נפיחות, אדמומיות או תגובה בעור.



איור 3



איור 4

שלב רביעי: כאשר הטיפול הגלואני שלך יסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף ארוך שלאחריו שני צפצופים קצרים וייכבה באופן אוטומטי. הסירי כל ג'ל שנותר מעורך ומהמכשיר באמצעות מגבת לחה (איור 4). עכשיו הגיע הזמן לשלב הג'ל הטיפול.



TREATMENT GEL

שלב הג'ל הטיפולי

שלב ראשון: מרחי אמפולה שלמה של ageLOC Treatment Gel על פנייך וצווארך.

שלב שני: הראש המותאם של ageLOC לעור הפנים אמור להיות מחובר כבר, אז לחצי על כפתור הבחירה פעם אחת כדי להדליק שוב את המכשיר והמשיכי ללחוץ עד שתבחרי בטיפול מספר 2 (איור 5). טיפול זה יימשך 3 דקות.



איור 5

שלב שלישי: אחזי שוב במכשיר ביד לחה תוך כדי נגיעה בלוחית הכרום בחלק האחורי, והתחילי להחליק באיטיות את הראש המותאם על גבי עורך (איור 6). ודאי כי את נמנעת מאזורים רגישים כמו העיניים, העפעפיים והשפתיים שלך.



איור 6

המכשיר יצפצף פעם אחת, פעמיים או שלוש פעמים כדי לציין כי הוא התאים את עצמו אוטומטית לעורך. לאחר מכן יתחיל הטיפול הגלואני, והמכשיר יצפצף כל 10 שניות כדי לציין שהוא דולק ופועל, וכל 5 שניות כאשר הטיפול שלך כמעט והושלם.



איור 7

שלב רביעי: כאשר הטיפול הגלואני שלך יסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף ארוך שלאחריו שני צפצופים קצרים וייכבה באופן אוטומטי. השתמשי במגבת לחה כדי להסיר כל ג'ל שנותר מעורך ומהמכשיר (איור 7).

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

ראש מותאם	מצב טיפול	מצב קדם-טיפול

השתמשי במשטר טיפול זה שלוש פעמים בשבוע לתוצאות מרעננות שישפרו את החיוניות באופן נראה לעין.

הכנה: השתמשי לאחר שימוש בתכשיר ניקוי® Nu Skin® לבחירתך. חברי את הראש המותאם לעור הפנים של ageLOC (המכשיר) איור 1).



איור 1



PRE-TREAT GEL

שלב הג'ל הקדם-טיפול

שלב ראשון: מרחי באופן שווה אמפולה שלמה של ageLOC Pre-Treat Gel על כל עור הפנים והצוואר, תוך הימנעות מהעיניים, העפעפיים והשפתיים.



איור 2

שלב שני: לחצי על כפתור הבחירה עד שהמספר 1 יואר על גבי התצוגה (איור 2). טיפול זה יימשך 2 דקות.

שלב שלישי: שטפי את הידיים באופן יסודי ב-NaPCA Moisture Mist או במים. אחזי במכשיר ביד לחה תוך כדי נגיעה בלוחית הכרום בחלק האחורי והתחילי להחליק באיטיות את הראש המותאם על גבי עורך (איור 3). ודאי כי את נמנעת מאזורים רגישים כמו העיניים, העפעפיים והשפתיים שלך.



איור 3

המכשיר יצפצף פעם אחת, פעמיים או שלוש פעמים כדי לציין כי הוא התאים את עצמו אוטומטית לעורך. לאחר מכן יתחיל הטיפול הגלואני, והמכשיר יצפצף כל 10 שניות כדי לציין שהוא דולק ופועל, וכל 5 שניות כאשר הטיפול שלך כמעט והושלם.

המכשיר יצפצף פעם אחת, פעמיים או שלוש פעמים כדי לציין כי הוא התאים את עצמו אוטומטית לעורך. לאחר מכן יתחיל הטיפול הגלוי, והמכשיר יצפצף כל 10 שניות כדי לציין שהוא דולק ופועל, וכל 5 שניות כאשר הטיפול שלך כמעט והושלם.

שלב רביעי: כאשר הטיפול הגלוי שלך יסתיים, המכשיר

ישמיע צליל צפצוף ארוך שלאחריו שני צפצופים קצרים וייכבה באופן אוטומטי. חזרי על צעדים 1 עד 3 לכל אזור מיקוד. כאשר תסיימי את כל הטיפולים, עסי כל חומר שנותר לתוך עורך ונגבי כל חומר שנותר על המכשיר באמצעות מגבת (לחה) איור 4.)



איור 4

Tru Face Line Corrector

ראש מותאם	מצב

השתמשי במשטר טיפול זה בבוקר ובלילה כדי להתמקד במראה הקמטים שסביב הפה, העיניים והמצח שלך, ולרכך אותו.



הכנה: השתמשי לאחר שימוש בתכשיר ניקוי ומי פנים של Nu Skin לבחירתך. חברי את הראש המותאם של ageLOC לאזורי מיקוד אל המכשיר (איור 1).



איור 1

שלב ראשון: מרחי את Tru Face Line Corrector על הקמטים שבהם ברצונך להתמקד. מרחי את החומר על אזור אחד בלבד בכל פעם מתוך אזורי אלה. ודאי שאת מותירה שכבה דקה של המוצר על פני העור שלך.

שלב שני: לחצי על כפתור הבחירה עד שהמספר 3 יואר על גבי התצוגה (איור 2). טיפול זה יימשך 5 דקות.



איור 2

טיפ של מקצוענים: כאשר מטפלים במספר אזורי, תוכלי להשתמש בחמש הדקות ליותר מאזור אחד. אזורי טיפול קטנים לא דורשים, בדרך כלל, יותר מדיקה או שתיים כל אחד.

שלב שלישי: שטפי את הידיים באופן יסודי ב-NaPCA Moisture Mist או במים. אחזי במכשיר ביד לחה תוך כדי נגיעה בלוחית הכרום בחלק האחורי והתחילי להחליק באיטיות את הראש המותאם על גבי עורך (איור 3). הימנעי מאזורים רגישים כמו העיניים, העפעפים והשפתיים שלך.



איור 3



איור 4

שלב רביעי: כאשר הטיפול הגליוני שלך יסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף ארוך שלאחריו שני צפצופים קצרים וייכבה באופן אוטומטי. חזרי על צעדים 1 עד 3 לכל אזור מיקוד. כאשר כל הטיפולים יסתיימו, הסירי כל חומר שנותר מעורך ומהמכשיר באמצעות מגבת לחה (איור 4).

מרחי את ageLOC Dermatic Effects® פעמיים ביום כדי לסייע לעורך להישאר חלק וממוקד בצורה נראית לעין. בימים שבהם את משתמשת ב-ageLOC Body Shaping Gel, מרחי את ageLOC Dermatic Effects שלך.

ageLOC Body Shaping Gel

ראש מותאם	מצב

השתמשי בטיפול זה שלוש פעמים בשבוע כדי לחטב, למצק ולהחליק באופן נראה לעין את העור על הזרועות, הירכיים, הבטן והישבן.



הכנה: חברי את הראש המותאם של ageLOC לגוף אל המכשיר (איור 1).

שלב ראשון: השתמשי במכשיר על גבי עור נקי. מרחי כמות נדיבה של ageLOC Body Shaping Gel על האזור הרצוי.



איור 1

שלב שני: לחצי על כפתור הבחירה עד שהמספר 4 יואר על גבי התצוגה (איור 2). טיפול זה ימשך 5 דקות לכל אזור.



איור 2

טיפ של מקצוענים: זמן הטיפול המומלץ לאזור אחד הוא 5 דקות, אך ייתכן שלא תזדקקי לכל חמש הדקות.

שלב שלישי: שטפי את הידיים באופן יסודי ב-NaPCA Moisture Mist או במים. אחזי במכשיר ביד לחה תוך כדי נגיעה בלוחית הכרום בחלק האחורי והתחילי להחליק באיטיות את הראש המותאם על גבי עורך (איור 3).



איור 3

המכשיר יצפצף פעם אחת, פעמיים או שלוש פעמים כדי לציין כי הוא התאים את עצמו אוטומטית לעורך. לאחר מכן יתחיל הטיפול הגליוני, והמכשיר יצפצף כל 10 שניות כדי לציין שהוא דולק ופועל, וכל 5 שניות כאשר הטיפול שלך כמעט והושלם.



איור 6

שלב שלישי: שטפי את הידיים באופן יסודי ב-NaPCA Moisture Mist או במים. אחזי במכשיר ביד לחה תוך נגיעה בלוחית הכרום בחלק האחורי. געי ישירות בקרקפת עם הראש המותאם ונועי מקדמת קו השיער שלך אחורה, תוך שמירה על מגע מתמשך עם הקרקפת (איור 6).

המכשיר יצפצף פעם אחת, פעמיים או שלוש פעמים כדי לציין כי הוא התאים את עצמו אוטומטית לעורך. לאחר מכן יתחיל הטיפול הגליוני, והמכשיר יצפצף כל 10 שניות כדי לציין שהוא דולק ופועל, וכל 5 שניות כאשר הטיפול שלך כמעט והושלם.

הערה: יש לשמור על מגע מתמשך בין הראש המותאם לקרקפת לבין הקרקפת עצמה במהלך הטיפול הגליוני.


שלב רביעי: כאשר הטיפול הגליוני שלך יסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף ארוך שלאחריו שני צפצופים קצרים וייכבה באופן אוטומטי.



איור 7

אין לשטוף את השיער. עצבי את השיער כרגיל והסירי כל חומר שנותר על המכשיר באמצעות מגבת לחה (איור 7).

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum



עשי את טקס הטיפול הקליל הזה בבוקר ובלילה כדי להחזיר חיוניות לקרקפת מדי יום ולגרום לשיער להיראות ולהרגיש אלוהי.



הכנה: השתמשי על גבי שיער שיושב במגבת או שיער יבש. חברי את הראש המותאם של ageLOC לקרקפת אל המכשיר (איור 1).



איור 1

שלב ראשון: רססי את ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum ישירות על הקרקפת והשורשים באמצעות פיסוק השיער (איור 2).



איור 2

טיפ של מקצוענים: ריססי מעט מים על שיער יבש לפני שימוש ב-ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum עשוי להקל על השליטה בשיעך לצורך הטיפול שלך.

שלב שני: השתמשי באצבעות כדי לעסות בעדינות את הסרום לתוך הקרקפת והשורשים (איור 3). סרקי הצידה קווצות שיער סוררות (איור 4).



איור 3

לחצי על כפתור הבחירה עד שהמספר 5 יואר על גבי התצוגה (איור 5). טיפול זה יימשך 2 דקות.



איור 4



איור 5

ageLOC Galvanic Spa

Leystu úr læðingi unglegt útlit með sjáanlegum árangri fyrir húð þína og hár á innan við 5 mínútum.

ageLOC Galvanic Spa er persónulegt snyrtitæki sem notar galvanískan straum til að bæta útlit húðar þinnar og hárs svo um munar. Þetta fjölnotatæki, sem er með ýmiss konar tengitæki og einstakar fylgivörur, hjálpar til við að bæta útlit á örfínunum línum og hrukkum. Húð þín geislar af hreysti og litarhaft þitt endurlífsgast svo um munar. Tækið bætir einnig útlit appelsínuhúðar og stuðlar að fyllingu, glans og heilbrigði í útliti hársins.

Áður en þú byrjar

Vinsamlegast lestu eftirfarandi leiðbeiningar áður en þú notar ageLOC Galvanic Spa tækið:

⚠ Varúð: Einungis skal nota ageLOC Galvanic Spa tækið á heilbrigða húð. Ekki nota tækið ef þú ert með opin sár eða eymsli, færð oft rósroða, ert með ofnæmi fyrir málm eða ef þú ert með mjög viðkvæma eða vandráða húð. Hafðu samband við lækni áður en þú notar ageLOC Galvanic Spa tækið ef þú ert þunguð, ert með gangráð eða svipað tæki, ert flogaveik/ur, notar málmsþangir á tönnum, ert með málmi í líkamanum eða ef þú ert með einhvern sjúkdóm.

⚠ Nýir ageLOC Galvanic Spa notendur og þeir sem eru með viðkvæma eða ofnæmisgjarna húð ættu alltaf að sannprófa vörurnar á litlu húðsvæði áður en þeir nota vöruna eins og leiðbeiningar segja til um. Þú skalt alltaf skoða Galvanic Spa tækið þitt og stjórnhöfuð þess fyrir notkun. Gættu þess að það séu engar ójöfnur eða gallar á yfirborði tækisins, skarpar brúnir eða loftbólumyndun. Ef þú tekur eftir einhverju óvenjulegu

skaltu ekki nota tækið heldur hafa samband við Nu Skin® söluðila þinn. Ekki skal nota tækið beint á varirnar, augun eða augnlokinn. Tækið og vörur þess eru einungis til notkunar útvortis. Ef einhver bólga kemur fram, varanlegur roði eða óeðlileg erting á húð, skal hætta notkun strax og leita læknis ef þörf krefur. Einungis fullorðnir mega nota þetta tæki. Einstaklingar með skerta líkamlega getu, skert skyn og/eða skerta andlega getu eða sem skortir reynslu og þekkingu, svo og börn sem eru eldri en 16 ára, geta aðeins notað tækið undir eftirliti eða ef þau hafa hafa fengið leiðbeiningar um notkun tækisins á öruggan hátt og hafa skilið áhættuna við að nota það. Hafa skal eftirlit með börnum nálægt tækinu og tryggja að þau séu ekki að leika sér með tækið. Börn ættu ekki að koma nálægt því að hreinsa og gera við tækið. Geymist þar sem börn ná ekki til.

⚠ Fjarlægja skal allt hlífðarplast áður en tækið er ræst. Geyma skal tækið við stofuhita á þurrum stað, a.m.k. við 4°C til að forðast að blöðrur myndist.

⊘ Til að koma í veg fyrir raflost, bruna, eld eða áverka, skaltu ekki setja tækið á kaf í vatn. Ekki setja tækið á stað eða geyma það þar sem það getur dottið eða verið togað niður í baðkar, sturtu, vask eða klósett. Aldrei skal nota tækið ef það hefur skemmt.

⊘ Þegar leiðari er fjarlægður á ekki kreista eða halda um miðju leiðarans þar sem það getur komið í veg fyrir að losunarbúnaðurinn virki. Haltu um hliðarnar í staðinn. Til að tryggja rétt förgun á ageLOC Galvanic Spa tæki og rafhlöðum, vinsamlegast fargaðu tækinu og rafhlöðunum í samræmi við gildandi löggjöf og reglur um förgun í þínu landi sem gilda um rafrænan úrgang/rafhlöður. Ekki skal farga tækinu með almennum heimilisúrgangi.


ageLOC Galvanic Spa pakinn inniheldur:

- 1 Handbók eiganda
- 2 ageLOC Galvanic Spa tæki
- 3 ageLOC andlitsleiðari
- 4 Fókusleiðari
- 5 Líkamsleiðari
- 6 Hársvarðarleiðari
- 7 Tvær AAA rafhlöður



Snyrtivörurnar sem eru hannaðar til notkunar með ageLOC Galvanic Spa eru seldar sér.

Mikilvægar upplýsingar varðandi viðhald og ábyrgð



Mynd 1

Að hreinsa tækið og leiðarana: Eftir að hafa notað tækið skal fjarlægja leiðarann af tækinu og nota rakan klút til að hreinsa af allt aukagel eða krem (mynd 1). Þurrkaðu tækið vel og geymdu það á þurrum stað og geymdu leiðarana sér (ekki á tækinu).



Mynd 2

Leiðbeiningar til að skipta út

raffhlöðum: Þegar raffhlöðurnar eru að verða búnar hvern mun gult raffhlöðutákn birtast á miðri skjámyndinni og tækið mun þá pípa fjórum sinnum í tvígang (mynd 2). Þegar þetta gerist skal setja tvær nýjar AAA raffhlöður í tækið.



Mynd 3


Til að skipta um raffhlöður skal einfaldlega ýta á tækið rétt fyrir ofan rafflöðuhólfið báðum megin og ýta fast niður á við (mynd 3). Rafflöðuhlífin losnar þá af tækinu (mynd 4).



Mynd 4

Næst skal toga mjúklega í bandið og fjarlægja gömlu raffhlöðurnar. Settu tvær nýjar AAA raffhlöður inn í hólfið og yfir bandið. Misbrestur á því að setja bandið undir raffhlöðurnar getur orðið til þess að vatn leki inn í tækið sem getur valdið tjóni á tækinu (mynd 5).

Að lokum skaltu renna rafflöðuhlífinni aftur á sinn stað (mynd 6).



Mynd 5



Mynd 6

Notaðu einungis 2 AAA LR03 1,5 V rafhlöður. Ekki blanda saman nýjum og notuðum rafhlöðum eða rafhlöðum af ólíkri gerð, eins og alkalí rafhlöðum og rafhlöðum sem eru ekki alkalí, eða endurhlaðanlegum rafhlöðum saman við rafhlöður sem ekki er hægt að endurhlaða.

Endurhlaðanlegar rafhlöður verður að fjarlægja úr tækinu áður en þær eru hlaðnar á ný. Ekki skal endurhlaða rafhlöður sem ekki eru sérstaklega til þess gerðar.

Ekki raða rafhlöðum þannig að skammhlaup geti átt sér stað. Ef jákvæði póllinn (+) og neikvæði póllinn (-) eru látnir snerta hvor annan getur rafhlaðan valdið skammhlaupi.

Fjarlægja verður notaðar rafhlöður úr tækinu og farga þeim samkvæmt gildandi lögum á hverjum stað. Fjarlægja skal rafhlöðurnar úr tækinu áður en tækið er sett í geymslu til langs tíma.

Takmörkuð tveggja ára ábyrgð: Nu Skin ábyrgist að ageLOC Galvanic Spa er laust við galla í gerð efnis og framleiðslu í tvö ár frá þeirri dagsetningu þegar þú fékkst tækið upphaflega í hendur. Ábyrgðin nær ekki yfir skemmdir vegna rangrar notkunar eða slysa. Ef tækið bilar á tveggja ára ábyrgðartímabilinu skaltu vinsamlegast hafa samband við Nu Skin staðarskrifstofuna þína til að gera ráðstafanir á viðgerð eða skiptum. Þú gætir þurft að sýna sölukvittunina þar sem afhendingardagurinn kemur fram. Nu Skin áskilur sér rétt til að skoða tækið. Ábyrgðin hefur ekki áhrif á lögbundin réttindi þín í lögum sem eiga sérstaklega við landið þar sem varan var keypt. Þau réttindi eru áfram vernduð. Þessi ábyrgð er gild í Austurríki, Belgíu, Danmörku, Finnlandi, Frakklandi, Hollandi, Íslandi, Írlandi, Ítalíu, Lúxemborg, Noregi, Póllandi, Portúgal, Rúmeníu, Rússlandi, Slóvakíu, Spáni, Suður-Afríku, Sviss, Svíþjóð, Tékklandi, Tyrklandi, Úkraínu og Bretlandi, Ungverjalandi, Þýskalandi.

Varan er vernduð af bandarískum einkaleyfum númer: 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 og af fjölmörgum alþjóðlegum einkaleyfum sem ýmist hafa þegar verið veitt eða eru í vinnslu.



Förgun gamals rafmagns- og rafeindabúnaðar (sem gildir í Evrópusambandinu og öðrum evrópskum löndum með aðskildum úrgangssöfnunarkerfum)

Þetta tákn sem er á vörunni eða á umbúðunum gefur til kynna að þessi vara sé ekki meðhöndluð sem heimilissorp. Þess í stað skal afhenda vöruna á viðeigandi söfnunarstöð sem sér um endurvinnslu raftækja og rafbúnaðar. Með því að tryggja að þessari vöru sé rétt fargað hjálpar þú til við að koma í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu manna, sem annars gæti stafað hætta af óviðeigandi úrgangi við meðhöndlun á þessari vöru. Endurvinnsla á efnum hjálpar við að varðveita náttúruauðlindir. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu á þessari vöru, skaltu vinsamlegast hafa samband við þjónustuveitu fyrir heimilisúrgang.



CE-merkið sýnir að framleiðandi hefur gengið úr skugga um að þessi vara uppfylli öryggis-, heilbrigðis- eða umhverfiskröfur ESB. Það er vísbending um reglufylgni vöru við löggjöf ESB og leyfir frjálsa vöruflutninga innan evrópskra markaða.




EAC-merkið (EvrópuAsíu-samræmismerkið) er merki sem verður að vera fest á vöruna til að sýna fram á að hún samræmist tollabandalaginu.

ageLOC Galvanic Spa

Aðgerðir:

- 1 Móttakari sem tekur á móti og festir leiðara
- 2 Hnappur til að losa leiðara
- 3 Skjár
- 4 Valhnappur
- 5 Króm-panell
- 6 Rafhlöðuhólf
- 7 Stöðuvísir fyrir leiðara (lítið hak)

Athugaðu: Fjarlægðu hlífðarplastið af báðum hliðum tækisins fyrir notkun.




ageLOC Galvanic Spa skjár

- 1 Númerin 1, 2, 3, 4, or 5 gefa til kynna númer meðferðar og samsvarandi vöru sem nota skal (sjá að neðan).
- 2 Punktarnir fimm gefa til kynna hversu lengi nota skal tækið.
- 3 Ef rafhlöðurnar eru að verða búnar birtist gult rafhlöðutákn neðst á skjánum í hvert skipti sem kveikt er á tækinu og þá pípir tækið. Þegar rafhlöðurnar eru alveg búnar birtist gult rafhlöðutákn neðst á skjánum og tækið slekkur þá á sér.

Nota þarf hverja vöru/gel/krem með viðeigandi meðferðarnúmeri:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Hvernig nota skal ageLOC Galvanic Spa

ageLOC Galvanic Spa innifelur ólíka leiðara fyrir andlit þitt, hársvörð og líkama, en þeir eru allir notaðir á svipaðan hátt. Sérstakar leiðbeiningar um notkun einstakra leiðara er að finna á bls. 174-181. Vinsamlegast lestu leiðbeiningarnar áður en þú notar tækið.

Fyrir sérhverja notkun verður þú að festa viðeigandi leiðara á tækið. Báðir króm snertipunktarnir á tækinu sem snerta húðina verða að vera rakir til að hægt sé að leiða galvanískan straum.



Mynd 1

strax skaltu gæta þess að hann snúi í rétta átt og sé rétt staðsettur. ekki þvinga leiðarann, þar sem slíkt getur skemmt hann. ageLOC Galvanic Spa virkar ekki rétt ef leiðarahöfuð er ekki vandlega fest.



Mynd 2

Að setja leiðara á tækið: Haltu tækinu þannig að skjárin snúi að þér. Hliðraðu gaumljósi staðsetningar á leiðaranum þannig að það passi við framhlið tækisins, síðan skaltu ýta leiðaranum fast og örugglega niður með hliðunum þangað til hann smellur á sinn stað (mynd 1). Ef leiðarinn tengir ekki

Að fjarlægja leiðara: Fyrst skaltu snúa tækinu við þannig að króm-panellinn snúi að þér. Með lausu hendinni skaltu grípa um hliðarnar á leiðaranum, síðan skaltu þrýsta losunarhnappnum fast niður (mynd 2). Togaðu leiðarann af tækinu með því að halda í hliðar hans.

Lýsing á skjá: Skjárin er upplýstur á meðan kveikt er á tækinu, bæði þegar verið er að velja og meðan verið er að nota tækið. Ef skjárin blikkar, slokknar og kviknar til skiptis, er það annað hvort vegna þess að tækið hefur misst snertingu við húð þína eða vegna þess að húð þín er ekki nógu rök til að leiða strauminn.

Berðu vöru á húðina: Berðu ráðlögðu magni vörunnar á það svæði sem þú ætlar að meðhöndla á andlit, hársverði eða á líkamanum.

Veldu notkun: Ýttu á valhnappinn þar til númerið sem þú valdir kviknar á skjánum (mynd 3).

Að virkja galvaníska strauminn: Fingur þínir verða að snerta króm-panelinn á bakhlið tækisins á meðan leiðarinn snertir húð þína. Við mælum með því að þú bleytir hendur þínar vandlega með NaPCA Moisture Mist til að bæta leiðnina.* Ef fingur þínir renna af króm-panelnum við notkun skaltu ekki hafa áhyggjur—lagaðu einfaldlega gripið á tækinu og haltu áfram meðferðinni.

*Mundu að húðin sem snertir báða króm-snertipunktana þarf að vera rök til þess að geta leitt galvanískan straum.

Við beitingu tækisins: Tækið pipir á 10 sekúnda fresti sem gefur til kynna að kveikt sé á tækinu og að það virki. Þegar 30 sekúndur eru eftir af notkuninni, pipir tækið á fimm sekúndna fresti þangað til notkuninni er lokið.

Ef truflun verður á notkun tækisins:

Þú verður að halda leiðaranum í snertingu við svæðið sem á að laga og halda öllum snertipunktum rökum (mynd 4). Ef þú rýfur snertinguna við króm-panelinn eða haus tækisins, slokknar og kviknar á skjánum til skiptis. Tækið slekkur sjálfst á sér eftir nokkrar mínútur þegar það er ekki í notkun.

Að ljúka notkun tækisins: Þegar notkun er lokið gefur tækið frá sér langt píp og tvö stutt píp og slekkur síðan sjálfkrafa á sér. Ef þú ætlar að nota tækið aftur skaltu ýta á valtakann og skruna yfir á næsta númer í notkunarröðinni. Til að slökka á tækinu hvenær sem er skaltu einfaldlega ýta á valhnappinn þar til slokknar á skjánum.

Hættu notkun ef þú finnur fyrir bólgu, roða eða ofnæmisviðbrögðum á húð.



Mynd 3



Mynd 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

For-meðferðarstilling	Meðferðarstilling	Leiðari
		

Notaðu þetta þrisvar sinnum í hverri viku til þess að fá fram lífgandi og hressandi árangur.



Mynd 1

Undirbúningur: Notaðu eftir að þú hefur borið á Nu Skin® hreinsiefni að þínu vali. Festu ageLOC andlitsleiðarann við tækið (mynd 1).



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL FASI

SKREF 1 Berðu heila túpu af ageLOC Pre-Treat Gel á allt andlitið og hálsinn. Forðastu að bera á húðina nálægt augum, á augnlokin og á varirnar.

SKREF 2: Ýttu á valhnappinn þangað til númer 1 er upplýst á skjánum (mynd 2). Að bera á gelið tekur 2 mínútur.

SKREF 3: Bleyttu hendur þínar vandlega með NaPCA Moisture Mist eða vatni. Haltu á tækinu með rakri hönd á meðan þú snertir króm-plötuna á bakhliðinni og byrjaðu síðan að láta leiðarahöfuðið renna hægt yfir húðina (mynd 3). Gættu þess að forðast viðkvæm svæði eins og augun, augnlokin og varirnar.

Tækið mun pípa einu sinni, tvisvar eða þrisvar til að gefa til kynna að það hafi sjálfkrafa aðlagð sig að húð þinni. Eftir þetta hefst galvanískur straumur og tækið pipir á 10 sekúndna fresti til að sýna að það sé í gangi og virki rétt og á 5 sekúndna fresti þegar notkuninni er næstum lokið.

SKREF 4: Eftir að galvaníska straumnum er lokið gefur tækið frá sér langt píp og tvö stutt píp og slekkur síðan sjálfkrafa á sér. Fjarlægðu allt gel sem eftir er á húðinni og tækinu með röku handklæði (mynd 4). Nú er kominn tími fyrir meðferðar-gel fasann.



Mynd 4



TREATMENT GEL

TREATMENT GEL FASI

SKREF 1: Berðu heila túpu af ageLOC Treatment Gel-gelinu á andlit þitt og háls.

SKREF 2: ageLOC andlitsleiðarinn á þegar að vera festur á tækið, þannig að þú skalt ýta á valhnappinn aftur til að kveikja á tækinu og halda áfram að ýta þangað til þú velur valkost 2 (mynd 5). Þessi notkun tækisins tekur 3 mínútur.

SKREF 3: Haltu tækinu enn og aftur með rakri hönd og á meðan höndin snertir króm-plötuna á bakhliðinni skaltu byrja að renna leiðarahöfuðinu hægt yfir húðina (mynd 6). Gættu þess að forðast viðkvæm svæði eins og augun, augnlokin og varirnar.

Tækið mun pípa einu sinni, tvisvar eða þrisvar til að gefa til kynna að það hafi sjálfkrafa aðlagð sig að húð þinni. Eftir þetta hefst galvaníski straumurinn og tækið pipir á 10 sekúndna fresti til að sýna að það sé í gangi og virki rétt og á 5 sekúndna fresti þegar notkuninni er næstum lokið.

SKREF 4: Eftir að galvaníska straumnum er lokið gefur tækið frá sér langt píp og tvö stutt píp og slekkur síðan sjálfkrafa á sér. Fjarlægðu allt gel sem eftir er á húðinni og tækinu með röku handklæði (mynd 7).




Mynd 7

Tru Face Line Corrector

Stilling	Leiðari
	

Notaðu þessa meðferð kvölds og morgna til að mýkja fínar línur og hrukkur í kringum munn, augu og enni.



Mynd 1

Undirbúningur: Notaðu eftir að þú hefur borið á Nu Skin hreinsara og tóner að þínu eigin vali. Festu fókusleiðarann á tækið (mynd 1).

SKREF 1: Berðu Tru Face Line Corrector á þær línur og hrukkur sem þú vilt laga. Berðu einungis á eitt af þessum svæðum í einu. Gættu þess að skilja eftir þunnt lag af kremínu á yfirborði húðarinnar.



Mynd 2

SKREF 2: Ýttu á valhnappinn þangað til númer 3 kviknar á skjánum (mynd 2). Þessi notkun tækisins tekur 5 mínútur.

Góð ráð: Þegar þú ætlar að meðhöndla mörg svæði geturðu notað mínúturnar fimm á fleiri en eitt svæði. Lítil svæði þurfa almennt ekki meira en eina til tvær mínútur hvert.



Mynd 3

SKREF 3: Bleyttu hendur þínar vandlega með NaPCA Moisture Mist eða vatni. Haltu á tækinu með rakri hönd á meðan þú snertir króm-plötuna á bakhliðinni og byrjaðu síðan að láta leiðarahöfudið renna hægt yfir húðina (mynd 3). Gættu þess að forðast viðkvæm svæði eins og augun, augnlokin og varínar.

Tækið mun pípa einu sinni, tvisvar eða þrisvar til að gefa til kynna að það hafi sjálfkrafa aðlagð sig að húð þinni. Eftir þetta hefst galvaníska straumurinn og tækið pipir á 10 sekúndna fresti til að sýna að það sé í gangi og virki rétt og á 5 sekúndna fresti þegar notkuninni er næstum lokið.

SKREF 4: Eftir að galvaníska straumnum er lokið gefur tækið frá sér langt píp og tvö stutt píp og slekkur síðan sjálfkrafa á sér. Endurtaktu skref 1 til 3 fyrir sérhvert valið svæði. Þegar allri meðferð er lokið skaltu nudda gelinu vel inn í húðina og þurrka allt gel sem eftir er af tækinu með röku handklæði (mynd 4).



Mynd 4

ageLOC Body Shaping Gel

Stilling	Leiðari
	

Berðu þetta gel á þrisvar í viku til að framkalla sjáanlega þétta og áferðarfallega húð á handleggjum, lærum, kvið og rassi.



Undirbúningur: Festu líkamsleiðarann á tækið (mynd 1).

SKREF 1: Notist á hreina húð. Berðu nægilegt magn af ageLOC Body Shaping Gel á viðkomandi meðferðarsvæði.

SKREF 2: Ýttu á valhnappinn þangað til númer 4 kviknar á skjánum (mynd 2). Þessi notkun tækisins tekur 5 mínútur á hvert valið svæði.

Góð ráð: 5 mínútur er ráðlagður tími fyrir hvert svæði, en ekki er víst að þú þurfir heilar 5 mínútur.

SKREF 3: Bleyttu hendur þínar vandlega með NaPCA Moisture Mist eða vatni. Haltu á tækinu með rakri hönd á meðan þú snertir króm-plötuna á bakhliðinni og byrjaðu síðan að láta leiðarahöfuðið renna hægt yfir húðina (mynd 3).

Tækið mun pípa einu sinni, tvisvar eða þrisvar til að gefa til kynna að það hafi sjálfkrafa aðlagð sig að húð þinni. Eftir þetta hefst galvaníski straumurinn og tækið pípur á

10 sekúndna fresti til að sýna að það sé í gangi og virki rétt og á 5 sekúndna fresti þegar notkuninni er næstum lokið.

SKREF 4: Eftir að galvaníska straumnum er lokið gefur tækið frá sér langt píp og tvö stutt píp og slekkur síðan sjálfkrafa á sér. Endurtaktu skref 1 til 3 fyrir sérhvert valið svæði. Þegar allri notkun tækisins er lokið skaltu fjarlægja allt gel sem eftir er á húðinni og tækinu með röku handklæði (mynd 4).



Mynd 4

Notaðu ageLOC Dermatic Effects® tvisvar á dag til að láta húð þína vera áferðarfallega og vel mótaða. Þá daga þegar þú notar ageLOC Body Shaping Gel skaltu einnig bera ageLOC Dermatic Effects á húðina eftir að þú hefur notað galvaníska strauminn.



Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Stilling	Leiðari
	

Notaðu þessa þægilegu meðferð kvölds og morgna til að endurnýja hársvörðinn daglega og hárið verður guðdómlegt.



Mynd 1

Undirbúningur: Notið á þurrt hár eða hár þurrkað með handklæði. Festu hársvarðarleiðarinn við tækið (mynd 1).



Mynd 2

SKREF 1: Úðaðu ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum beint á hársvörð og hárrætur með því að skipta hárinu (mynd 2).

Góð ráð: Það auðveldar notkun á efninu ef þú hefur údað þurrt hárið fyrst með vatni áður en þú notar ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.



Mynd 3

SKREF 2: Notaðu fingurna til að nudda efninu mjúklega inn í hársvörð og hárrætur (mynd 3). Greiddu allt hár sem flækist fyrir í burtu (mynd 4).

Ýttu á valhnappinn þangað til númer 5 kviknar á skjánum (mynd 5). Þessi notkun tækisins tekur 2 mínútur.



Mynd 4



Mynd 5

SKREF 3: Bleyttu hendur þínar vandlega með NaPCA Moisture Mist eða vatni. Haltu á tækinu með rakri hönd á meðan þú snertir króm-plötuna á bakhlið tækisins. Legðu leiðarann beint á hársvörðinn og hreyfðu hann frá framhlið hárlnunar við ennið og aftur til baka. Haltu tækinu í stöðugri snertingu við hársvörðinn (mynd 6).




Mynd 6

Tækið mun pípa einu sinni, tvisvar eða þrisvar til að gefa til kynna að það hafi sjálfkrafa aðlagð sig að húð þinni. Eftir þetta hefst galvaníski straumurinn og tækið pipir á 10 sekúndna fresti til að sýna að það sé í gangi og virki rétt og á 5 sekúndna fresti þegar notkuninni er næstum lokið.

Athugaðu: Á meðan að galvaníska straumnum er beitt, þarf hársvarðarleiðarinn að vera í stöðugri snertingu við hársvörðinn.

SKREF 4: Eftir að galvaníska straumnum er lokið gefur tækið frá sér langt píp og tvö stutt píp og slekkur síðan sjálfkrafa á sér.

Ekki skola hárið. Greiddu þér eins og venjulega og fjarlægðu allt gel af tækinu með röku handklæði (mynd 7).



Mynd 7

ageLOC Galvanic Spa

Mostra il tuo aspetto giovanile con benefici visibili per pelle e capelli in appena 5 minuti (o meno!).

ageLOC Galvanic Spa è un dispositivo di cura personale che usa la corrente galvanica per migliorare visibilmente l'aspetto di pelle e capelli. Questo dispositivo versatile, con attacchi intercambiabili e prodotti unici da abbinare, aiuta a migliorare l'aspetto di rughe e linee sottili, a illuminare la pelle e rivitalizzare la carnagione, a migliorare le zone a buccia d'arancia e a donare un look sano e lucente ai capelli.

Prima di iniziare

Ti preghiamo di leggere le istruzioni prima di usare il tuo dispositivo ageLOC Galvanic Spa:

⚠ Attenzione: usare il dispositivo ageLOC Galvanic Spa esclusivamente su pelle sana. Non usare su piaghe o ferite aperte, se si ha predisposizione alla rosacea, in caso di allergie ai metalli, o su pelle problematica o eccessivamente sensibile. Consultare il medico prima di usare il dispositivo ageLOC Galvanic Spa in gravidanza, se si ha un pacemaker o un dispositivo simile, se si soffre di epilessia, se si indossa un apparecchio metallico per i denti, se si ha un impianto metallico o in casi di malattia.

⚠ I nuovi utenti ageLOC Galvanic Spa e coloro che hanno pelle sensibile o con tendenza alle allergie devono sempre testare il prodotto su una piccola area della pelle prima di utilizzarlo come indicato. Controllare sempre il dispositivo e le testine Galvanic Spa prima dell'uso. Assicurarsi che non ci siano superfici ruvide o difettose, bordi taglienti o irregolarità. Se si notano delle anomalie, non usare il dispositivo e

contattare l'ufficio Nu Skin® locale. Non applicare direttamente su labbra, occhi o palpebre. Il dispositivo e i prodotti sono soltanto per uso esterno. In caso di gonfiore, arrossamento prolungato o irritazioni anomale, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico se necessario. Il dispositivo è pensato per l'uso da parte di soggetti adulti. Questo apparecchio può essere utilizzato da ragazzi a partire dai 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano controllati o addestrati all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i rischi. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

- ⚠** Rimuovere la pellicola di plastica protettiva prima di cominciare. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente, ad almeno 4°C per evitare la formazione di bolle.
- ⊘** Per ridurre il rischio di scosse, ustioni, incendi o lesioni, non immergere il dispositivo in acqua. Non collocare o riporre il prodotto in luoghi dove potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca da bagno, doccia, lavandino o wc. Non usare il dispositivo se è stato danneggiato.
- ⊘** Quando si rimuove un conduttore, non premere o trattenere il centro del conduttore, in quanto ciò potrebbe impedire il funzionamento del meccanismo di rilascio. Usare i lati per rimuoverlo. Per garantire un corretto trattamento dei rifiuti per ageLOC Galvanic Spa e le batterie, si prega di smaltirli in conformità alle leggi locali applicabili o ai requisiti per lo smaltimento di apparecchiature elettriche/batterie. Non devono essere smaltiti come rifiuti domestici generici.

Contenuto ageLOC Galvanic Spa

- 1 Manuale utente
- 2 Dispositivo ageLOC Galvanic Spa
- 3 Conduttore viso ageLOC
- 4 Conduttore aree specifiche
- 5 Conduttore corpo
- 6 Conduttore cuoio capelluto
- 7 Due batterie AAA



I prodotti di cura personale pensati per l'uso con ageLOC Galvanic Spa sono venduti separatamente.

Informazioni importanti su manutenzione e garanzia




Figura 1

Pulire dispositivo e conduttori:

al termine dell'applicazione galvanica, rimuovere il conduttore dal dispositivo e rimuovere eventuali residui di prodotto con un panno umido (Figura 1). Asciugare accuratamente il dispositivo e riporlo in un luogo asciutto dopo avere scollegato il conduttore.



Figura 2

Istruzioni per cambiare le batterie:

quando le batterie sono quasi scariche, un'icona della batteria color ambra apparirà al centro del display e il dispositivo emetterà quattro suoni per due volte (Figura 2). Quando ciò accade, installare due nuove batterie AAA.

Per sostituire le batterie, premere appena sopra il coperchio del vano batterie su ogni lato e tirarlo giù in modo deciso (Figura 3). Il coperchio del vano batteria si staccherà dal dispositivo (Figura 4).



Figura 3

Successivamente, tirare delicatamente il nastro e rimuovere le vecchie batterie. Inserire due nuove batterie AAA nel vano, sopra il nastro. Il mancato inserimento del nastro sotto le batterie può consentire all'acqua di penetrare nel dispositivo, causando danni al dispositivo stesso (Figura 5).

Infine, reinserire il coperchio del vano batterie al suo posto (Figura 6).



Figura 4




Figura 5




Figura 6

Usare soltanto 2 batterie AAA LR03 1.5 V. Non mischiare batterie nuove e usate, o batterie di tipo diverso, come alcaline e non alcaline, o ricaricabili e non ricaricabili.

Occorre rimuovere le batterie ricaricabili dal dispositivo prima di caricarle. Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.

Non cortocircuitare le batterie. Quando i terminali positivo (+) e negativo (-) di una batteria sono in contatto tra loro, la batteria può subire un cortocircuito.

Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro secondo le leggi locali. Togliere le batterie dal dispositivo se non lo si usa per un lungo periodo.

Garanzia limitata di due anni: Nu Skin garantisce che ageLOC Galvanic Spa è esente da difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di due anni dalla data originale di consegna. Questa garanzia non comprende i danni al prodotto dovuti a usi impropri o a incidenti. Se il prodotto si guasta durante il periodo di garanzia di due anni, invitiamo a contattare l'assistenza Nu Skin locale per richiedere la sostituzione o la riparazione. Può essere richiesto di presentare uno scontrino ufficiale riportante la data di consegna. Nu Skin si riserva il diritto di controllare il dispositivo. La presente garanzia non influisce sui diritti legali specifici per il paese in cui il prodotto è stato acquistato. Tali diritti rimangono invariati. Questa garanzia è valida in Austria, Bassi, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

Protetto dai numeri di brevetto statunitensi 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 e numerosi brevetti internazionali rilasciati e pendenti.



Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi (applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata).

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico. Deve invece essere portato al punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Con il corretto smaltimento di questo prodotto, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute delle persone derivanti da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare il servizio locale per lo smaltimento dei rifiuti domestici.



La marcatura CE indica che il produttore ha verificato che questo prodotto rispetti le norme europee in materia di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente. Tale indicatore dimostra la conformità di un prodotto alla legislazione dell'UE e permette la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato europeo.




Il marchio EAC (marchio di conformità dell'Unione economica eurasiatica) è un marchio che deve essere apposto su un prodotto per dimostrare la conformità alle norme dell'Unione doganale.

ageLOC Galvanic Spa

Funzioni

- 1 Ricevitore collegamento conduttore
- 2 Pulsante di rilascio conduttore
- 3 Display
- 4 Pulsante selezione
- 5 Pannello cromato
- 6 Vano batterie
- 7 Indicatore posizionamento conduttore (piccola incisione)

Nota: rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati del dispositivo prima di usarlo.




Display ageLOC Galvanic Spa

- 1 I numeri 1, 2, 3, 4 o 5 indicano il numero di applicazione e il prodotto corrispondente (vedere in basso).
- 2 I cinque puntini indicano la durata di applicazione corrispondente.
- 3 Se le batterie sono quasi scariche, ogni volta che il dispositivo viene acceso un simbolo della batteria color ambra apparirà in fondo al display e il dispositivo emetterà un suono. Quando le batterie sono completamente scariche, un simbolo della batteria color ambra apparirà in fondo al display e il dispositivo si spegnerà.

Ogni prodotto deve essere usato con il numero di applicazione corretto:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Come usare ageLOC Galvanic Spa

ageLOC Galvanic Spa include vari conduttori per viso, cuoio capelluto e corpo, da usare in modo simile. Le istruzioni specifiche per le singole applicazioni sono disponibili alle pagine 192-199. Leggere le istruzioni prima di cominciare a usare il dispositivo.

Per ogni uso, occorre collegare il conduttore apposito al dispositivo. La pelle che tocca entrambi i punti di contatto cromati deve essere umida per condurre con successo le correnti galvaniche.




Figura 1

si collega, assicurarsi che sia rivolto nella direzione corretta e sia posizionato in modo adeguato. Non forzare il conduttore per non danneggiarlo. ageLOC Galvanic Spa non funzionerà se la testina non viene collegata saldamente.



Figura 2

Collegare un conduttore: tenere il dispositivo con il display rivolto verso di sé. Allineare l'indicatore che indica il posizionamento del conduttore con la parte anteriore del dispositivo, poi premere il conduttore verso il basso finché non scatta in posizione (Figura 1). Se il conduttore non

Rimuovere un conduttore: girare il dispositivo in modo che il pannello cromato sia rivolto verso di sé. Con la mano libera, afferrare il conduttore dai lati e premere saldamente il pulsante di rilascio (Figura 2). Estrarre delicatamente il conduttore dal dispositivo dai lati.

Luci display: il display rimarrà illuminato mentre il dispositivo è acceso, sia quando si seleziona che quando si effettua un'applicazione. Se il display lampeggia, il dispositivo potrebbe avere perso il contatto con la pelle o la pelle potrebbe non essere sufficientemente umida per condurre la corrente.

Applicare il prodotto: applicare la dose di prodotto consigliata sull'area desiderata di viso, cuoio capelluto o corpo.

Selezionare applicazione: premere il pulsante di selezione finché non si illumina il numero desiderato (Figura 3).



Figura 3

Attivare la corrente galvanica: le dita devono toccare il pannello cromato sul retro del dispositivo mentre il conduttore è a contatto con la pelle. Consigliamo di inumidire completamente le mani con acqua o NaPCA Moisture Mist per migliorare la conduttività.* Se le dita scivolano dal pannello cromato durante l'uso, non c'è da preoccuparsi: basterà aggiustare la presa sul dispositivo e riprendere il trattamento spa.

*Ricordare che la pelle che tocca entrambi i punti di contatto cromati deve essere umida per condurre con successo le correnti galvaniche.

Durante l'applicazione: il dispositivo emetterà un bip ogni 10 secondi per indicare che l'unità è attiva e funzionante. Durante gli ultimi 30 secondi di un'applicazione, il dispositivo emetterà tale suono ogni 5 secondi fino al completamento della stessa.

Interruzione applicazione: occorre tenere il conduttore a contatto con l'area desiderata e mantenere i punti di contatto umidi (Figura 4). Se il contatto con il pannello cromato o la testina viene interrotto, il display comincerà a lampeggiare. Il dispositivo si spegne dopo un paio di minuti di inutilizzo.



Figura 4

Completamento applicazione: al termine del trattamento, il dispositivo emetterà un suono più lungo seguito da due più brevi, per poi spegnersi automaticamente. Se si preferisce effettuare un'altra applicazione, premere il pulsante di selezione per passare a un altro numero di applicazione. Per spegnere il dispositivo quando si desidera, premere il pulsante di selezione finché il display non mostra più nulla.

Interrompere l'uso in caso di gonfiore, rossore o reazione cutanea.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Impostazione pre-trattamento	Impostazione trattamento	Conduttore
		

Usare questo trattamento tre volte a settimana per risultati visibili di rivitalizzazione.




Figura 1

Preparazione: usare dopo un detergente Nu Skin® a scelta. Collegare il conduttore viso ageLOC al dispositivo (Figura 1).



PRE-TREAT GEL

FASE PRE-TREAT GEL

FASE 1: applicare un'intera fiala di ageLOC Pre-Treat Gel su viso e collo, evitando occhi, palpebre e labbra.

FASE 2: premere il pulsante di selezione fino a visualizzare il numero 1 sul display (Figura 2). L'applicazione dura 2 minuti.

FASE 3: inumidire accuratamente le mani con NaPCA Moisture Mist o acqua. Tenere il dispositivo in una mano umida toccando la piastra cromata sul retro e fare scivolare lentamente la testina del conduttore sulla pelle (Figura 3). Assicurarsi di evitare le zone sensibili come occhi, palpebre e labbra.



Figura 3

Il dispositivo emetterà un suono una, due o tre volte per indicare che si sta regolando automaticamente sulla pelle. Dopo di ciò, avrà inizio l'applicazione galvanica, e il dispositivo emetterà un suono ogni 10 secondi per indicare che l'unità è accesa e funzionante, e ogni 5 secondi verso il termine dell'applicazione.

FASE 4: al termine dell'applicazione galvanica, il dispositivo emetterà un suono più lungo seguito da due più brevi, per poi spegnersi automaticamente. Rimuovere eventuali residui di gel dalla pelle e dal dispositivo con un panno umido (Figura 4). Ora si può passare alla fase del Gel di trattamento.



Figura 4



TREATMENT GEL

FASE TREATMENT GEL

FASE 1: applicare un'intera fiala di ageLOC Treatment Gel su viso e collo.

FASE 2: il conduttore viso ageLOC dovrebbe già essere stato collegato, quindi premere il pulsante di selezione una volta per riaccendere il dispositivo e tenerlo premuto fino a selezionare il numero di applicazione 2 (Figura 5). Questa applicazione dura 3 minuti.

FASE 3: nuovamente, tenere il dispositivo in una mano umida toccando la piastra cromata sul retro e fare scivolare lentamente la testina del conduttore sulla pelle (Figura 6). Assicurarsi di evitare le zone sensibili come occhi, palpebre e labbra.

Il dispositivo emetterà un suono una, due o tre volte per indicare che si sta regolando automaticamente sulla pelle. Dopo di ciò, avrà inizio l'applicazione galvanica, e il dispositivo emetterà un suono ogni 10 secondi per indicare che l'unità è accesa e funzionante, e ogni 5 secondi verso il termine dell'applicazione.

FASE 4: al termine dell'applicazione galvanica, il dispositivo emetterà un suono più lungo seguito da due più brevi, per poi spegnersi automaticamente. Rimuovere eventuali residui di gel dalla pelle e dal dispositivo con un panno umido (Figura 7).



Figura 5



Figura 6



Figura 7

Tru Face Line Corrector

Impostazione	Conduttore
	

Usare questo trattamento la mattina e la sera per attenuare l'aspetto di rughe e linee sottili intorno a occhi e bocca, e sulla fronte.




Figura 1

Preparazione: usare dopo detergente e tonico Nu Skin a scelta. Collegare il conduttore per aree specifiche al dispositivo (Figura 1).

FASE 1: applicare Tru Face Line Corrector su rughe e linee sottili che si desidera trattare. Applicare soltanto su un'area alla volta. Assicurarsi di lasciare uno strato sottile di prodotto sulla pelle.



Figura 2

FASE 2: premere il pulsante di selezione fino a visualizzare il numero 3 sul display (Figura 2). L'applicazione dura 5 minuti.

Consiglio: quando si trattano più aree, è possibile dedicare 5 minuti a più di un'area. Le aree di applicazione di dimensioni ridotte non richiedono solitamente più di uno o due minuti ognuna.



Figura 3

FASE 3: inumidire accuratamente le mani con NaPCA Moisture Mist o acqua. Tenere il dispositivo in una mano umida toccando la piastra cromata sul retro e fare scivolare lentamente la testina del conduttore sulla pelle (Figura 3). Assicurarsi di evitare le zone sensibili come occhi, palpebre e labbra.

Il dispositivo emetterà un suono una, due o tre volte per indicare che si sta regolando automaticamente sulla pelle. Dopo di ciò, avrà inizio l'applicazione galvanica, e il dispositivo emetterà un suono ogni 10 secondi per indicare che l'unità è accesa e funzionante, e ogni 5 secondi verso il termine dell'applicazione.

FASE 4: al termine dell'applicazione galvanica, il dispositivo emetterà un suono più lungo seguito da due più brevi, per poi spegnersi automaticamente. Ripetere le fasi da 1 a 3 per ogni area di trattamento. Una volta terminate tutte le applicazioni, spalmare eventuali residui di prodotto sulla pelle e rimuovere quelli rimasti sul dispositivo con un panno umido (Figura 4).




Figura 4

ageLOC Body Shaping Gel

Impostazione	Conduttore
	

Applicare tre volte a settimana per definire, rassodare e lisciare la pelle su braccia, cosce, addome e natiche.




Figura 1

Preparazione: collegare il conduttore corpo al dispositivo (Figura 1).

FASE 1: usare su pelle pulita. Applicare una generosa quantità di ageLOC Body Shaping Gel sull'area desiderata.

FASE 2: premere il pulsante di selezione fino a visualizzare il numero 4 sul display (Figura 2). Questa applicazione dura 5 minuti per area.

Consiglio: l'applicazione consigliata per un'area è di 5 minuti, ma potrebbe essere necessario meno tempo.

FASE 3: inumidire accuratamente le mani con NaPCA Moisture Mist o acqua. Tenere il dispositivo in una mano umida toccando la piastra cromata sul retro e fare scivolare lentamente la testina del conduttore sulla pelle (Figura 3).

Il dispositivo emetterà un suono una, due o tre volte per indicare che si sta regolando automaticamente sulla pelle. Dopo di ciò, avrà inizio l'applicazione galvanica, e il

dispositivo emetterà un suono ogni 10 secondi per indicare che l'unità è accesa e funzionante, e ogni 5 secondi verso il termine dell'applicazione.

FASE 4: al termine dell'applicazione galvanica, il dispositivo emetterà un suono più lungo seguito da due più brevi, per poi spegnersi automaticamente. Ripetere le fasi da 1 a 3 per ogni area di trattamento. Al termine di tutte le applicazioni, rimuovere eventuali residui di prodotto da pelle e dispositivo con un panno umido (Figura 4).




Figura 4

Applicare ageLOC Dermal Effects® due volte al giorno per mantenere la pelle liscia e definita. I giorni in cui si applica ageLOC Body Shaping Gel, applicare ageLOC Dermal Effects dopo l'applicazione galvanica.



Figura 2



Figura 3

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Impostazione	Conduttore

Usare questo pratico rituale mattina e sera per rivitalizzare il cuoio capelluto e avere capelli splendidi.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

Preparazione: usare su capelli asciutti o tamponati con l'asciugamano. Collegare il conduttore cuoio capelluto al dispositivo (Figura 1).

FASE 1: spruzzare ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum direttamente sul cuoio capelluto e sulle radici dividendo la capigliatura (Figura 2).

Consiglio: spruzzare un po' d'acqua sui capelli asciutti prima di applicare ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum per facilitare l'applicazione.

FASE 2: massaggiare delicatamente il siero su cuoio capelluto e radici con le dita (Figura 3). Pettinare eventuali ciocche ribelli (Figura 4).

Premere il pulsante di selezione fino a visualizzare il numero 5 sul display (Figura 5). L'applicazione dura 2 minuti.

FASE 3: inumidire accuratamente le mani con NaPCA Moisture Mist o acqua. Tenere il dispositivo in una mano umida toccando la piastra cromata sul retro. Applicare il conduttore direttamente sul cuoio capelluto e muoverlo verso il retro della testa, mantenendolo costantemente in contatto con il cuoio capelluto (Figura 6).



Figura 6

Il dispositivo emetterà un suono una, due o tre volte per indicare che si sta regolando automaticamente sulla pelle. Dopo di ciò, avrà inizio l'applicazione galvanica, e il dispositivo emetterà un suono ogni 10 secondi per indicare che l'unità è accesa e funzionante, e ogni 5 secondi verso il termine dell'applicazione.

Nota: durante l'applicazione galvanica, mantenere il conduttore cuoio capelluto costantemente in contatto con il cuoio capelluto.

FASE 4: al termine dell'applicazione galvanica, il dispositivo emetterà un suono più lungo seguito da due più brevi, per poi spegnersi automaticamente.

Non sciacquare i capelli. Pettinare come al solito e rimuovere eventuali residui di prodotto dal dispositivo con un panno umido (Figura 7).




Figura 7

ageLOC Galvanic Spa

Tover in slechts 5 minuten een jeugdige uitstraling tevoorschijn en geef je haar een flinke boost.

ageLOC Galvanic Spa is een verzorgingsapparaat dat gebruikmaakt van galvanische stroom om de conditie van je huid en haar zichtbaar te verbeteren. De combinatie van de verschillende opzetstukken met de speciaal ontwikkelde producten maakt dit apparaat tot een veelzijdige allrounder. Zo worden fijne lijntjes, rimpels en een sinaasappelhuid zichtbaar vermindert, krijgt de huid haar glans terug, wordt de teint gerevitaliseerd, en ziet je haar er voller, glanzender en gezond uit.

Voordat je aan de slag gaat

Lees voor gebruik onderstaande instructies goed door:

⚠ Waarschuwing: het ageLOC Galvanic Spa-apparaat mag alleen worden gebruikt op een gezonde (lees: onbeschadigde) huid. Gebruik het apparaat niet als je open wondjes hebt, gevoelig bent voor rosacea, allergisch bent voor metaal, of als je een problematische of overgevoelige huid hebt. Als je zwanger bent, een pacemaker of vergelijkbaar apparaat hebt, aan epilepsie lijdt, een beugel draagt, metalen implantaat hebt of ziek bent, dien je een arts te raadplegen alvorens het ageLOC Galvanic Spa-apparaat te gebruiken.

⚠ Gebruik je de ageLOC Galvanic Spa voor het eerst, heb je een gevoelige huid of ben je gevoelig voor allergieën? Test het product dan altijd eerst op een klein huidoppervlak alvorens het te gebruiken zoals aangegeven. Controleer voor gebruik altijd je Galvanic Spa-apparaat en de opzetstukken. Zorg ervoor dat het oppervlak niet ruw of beschadigd is, en er geen scherpe randen of bobbeltjes zijn. Mocht je deze

waarnemen, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met je plaatselijke Nu Skin®-kantoor. Gebruikt het apparaat niet op je lippen, ogen of oogleden. Het apparaat en de bijbehorende producten zijn uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Als u last krijgt van zwellingen, langdurige roodheid of abnormale irritatie, dien je het gebruik van het apparaat onmiddellijk te staken en zo nodig een arts te raadplegen. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of een gebrek aan kennis en ervaring, en kinderen ouder dan 16 jaar mogen het apparaat gebruiken onder toezicht of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik ervan en de gevaren begrijpen. Dit apparaat en de bijbehorende accessoires zijn geen speelgoed voor kinderen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen. Buiten het bereik van kinderen houden.

- ⚠** Verwijder voor gebruik alle plastic folie. Op een droge plaats bewaren bij minimaal 4°C om blaarvorming te voorkomen.
- ⊘** Om het gevaar voor schokken, verbranding, brand of verwondingen te beperken: niet onderdompelen in water. Het apparaat niet plaatsen of bewaren op een plek waar het kan vallen of meegetrokken worden in een badkuip, douche, wastafel of toilet. Het apparaat nooit gebruiken als het beschadigd is.
- ⊘** Verwijder het opzetstuk niet door het in het midden te knijpen of het hier vast te houden, omdat dit het ontgrendelingsmechanisme kan blokkeren. Maar houd het aan de zijkanten vast. Het ageLOC Galvanic Spa-apparaat en de batterijen dienen op correcte wijze te worden afgevoerd, en wel in overeenstemming met de geldende lokale wetten of vereisten voor de verwijdering van elektrische apparaten/batterijen. Het apparaat mag niet samen met het normale huishoudafval worden afgevoerd.

ageLOC Galvanic Spa


Inhoudsopgave

- 1 Gebruikershandleiding
- 2 ageLOC Galvanic Spa-apparaat
- 3 ageLOC opzetstuk gezicht
- 4 Opzetstuk speciale zones
- 5 Opzetstuk lichaam
- 6 Opzetstuk hoofdhuid
- 7 Twee AAA-batterijen



De verzorgingsproducten die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik met de ageLOC Galvanic Spa zijn apart verkrijgbaar.

Belangrijke informatie over het onderhoud van het apparaat en de garantie



Afbeelding 1

Het reinigen van je apparaat en de opzetstukken: Verwijder na afloop van een galvanische stroombehandeling het opzetstuk van het apparaat, en het overtollige product met een vochtige doek (afbeelding 1). Droog het apparaat goed af en bewaar het op een droge plek. Zorg ervoor dat het opzetstuk verwijderd is.



Afbeelding 2

Aanwijzingen voor het vervangen van de batterijen: Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt er in het midden van het display een gele batterijpictogram en hoor je viermaal twee piepjes (afbeelding 2). In dat geval zul je twee nieuwe AAA-batterijen moeten plaatsen.



Afbeelding 3

Om de batterijen te vervangen, druk je het batterijkapje aan de onderkant opzij in en trek je het stevig naar beneden (afbeelding 3). Nu kun je het batterijkapje verwijderen (afbeelding 4).



Afbeelding 4

Trek daarna zachtjes aan het lintje om de lege batterijen te verwijderen. Plaats de twee nieuwe AAA-batterijen in het compartiment, bovenop het lintje. Als je ze niet bovenop het lintje plaatst kan water mogelijk binnendringen, en het apparaat beschadigen (afbeelding 5).

Druk tot slot het batterijkapje weer stevig aan (afbeelding 6).



Afbeelding 5



Afbeelding 6

Gebruik alleen het type AAA LR03 1,5V (2 stuks). Combineer nieuwe batterijen niet met gebruikte of met een ander soort batterij, bijvoorbeeld alkaline met lithium, of herlaadbaar met niet-herlaadbaar.

Herlaadbare batterijen moet uit het apparaat worden verwijderd om ze op te laden. Niet-herlaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

Voorkom kortsluiting bij batterijen. Wanneer de pluspool (+) en de minpool (-) met elkaar in contact komen, kan er kortsluiting ontstaan.

Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en op veilige wijze worden afgevoerd, overeenkomstig de wetgeving. Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, moet je de batterijen verwijderen.

Beperkte garantie van twee jaar: Nu Skin geeft twee jaar garantie op de materialen en de constructie van de ageLOC Galvanic Spa, gerekend vanaf de oorspronkelijke datum van levering aan jou. Deze garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van verkeerd gebruik of ongeval. Als het product binnen de garantieperiode van twee jaar defect raakt, neem dan contact op met je plaatselijke Nu Skin Support om het product te repareren of te vervangen. Er kan je gevraagd worden om het ontvangstbewijs met de leveringsdatum voor te leggen. Nu Skin behoudt zich het recht voor om het apparaat te inspecteren. Deze garantie heeft geen invloed op je wettelijke rechten volgens de wetgeving van het land van aankoop; deze rechten blijven beschermd. Deze garantie is geldig in België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

Beschermd door Amerikaanse patentnummers 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 en door diverse internationale uitgegeven en aangevraagde patenten.



Afvoeren van oude elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden afval).

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het juiste inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, help je mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu en onze gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door het verkeerd verwerken van dit product. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van de natuurlijke grondstoffen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product kun je terecht bij de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval.



De CE-markering geeft aan dat de fabrikant gecontroleerd heeft dat dit product voldoet aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieu. Het geeft aan dat een product voldoet aan EU-wetgeving en maakt het vrije verkeer van producten binnen de Europese markt mogelijk.




De EAC Mark (EurAsian Conformity Mark) is een markering die op een product moet worden bevestigd om aan te tonen dat het voldoet aan de normen van de douane-unie.

Kenmerken ageLOC Galvanic Spa

- 1 Bevestigingsreceptor opzetstuk
- 2 Ontgrendelingsknop opzetstuk
- 3 Display
- 4 Keuzeknop
- 5 Chroomplaatje
- 6 Batterijcompartiment
- 7 Plaatsingsindicator opzetstuk (kleine groef)

Opmerking: Verwijder voor gebruik het plastic beschermfolie van beide kanten.




Display ageLOC Galvanic Spa

- 1 De getallen 1, 2, 3, 4, of 5 geven aan om welke behandeling het gaat en welk product hierbij hoort (zie hieronder).
- 2 De vijf stippen geven de duur van de behandeling aan.
- 3 Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt er bij het inschakelen van het apparaat een geel batterijsymbool onderaan het display en hoor je een piepje. Wanneer de batterijen helemaal leeg zijn, verschijnt er een geel batterijsymbool onderaan in het display en schakelt het apparaat zichzelf uit.

Elk product moet worden gebruikt in combinatie met de juiste behandeling:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Instructies voor het gebruik van je ageLOC Galvanic Spa

De ageLOC Galvanic Spa wordt geleverd met verschillende opzetstukken voor je gezicht, hoofdhuid en lichaam, die allemaal op dezelfde manier worden gebruikt. Op pagina's 210-217 vind je gedetailleerde instructies voor specifieke behandelingen. Lees voor gebruik onderstaande instructies goed door.

Zorg ervoor dat je voor elke behandeling het juiste opzetstuk gebruikt. En dat je de huid bevochtigt om de galvanische stroom optimaal te kunnen geleiden.



Afbeelding 1

Het bevestigen van een opzetstuk: Houd het apparaat in je hand met het display naar je toe gericht. Plaats het opzetstuk in het verlengde van het apparaat, en druk het aan de zijkanten stevig naar beneden totdat je een klik hoort (afbeelding 1). Als het opzetstuk geen verbinding maakt,

controleer dan of het niet achterstevoren is geplaatst en draai het alsnog om. Oefen niet te veel druk uit op het opzetstuk, omdat dit het kan beschadigen. Zorg er wel voor dat het stevig is bevestigd anders werkt de ageLOC Galvanic Spa namelijk niet.



Afbeelding 2

Het verwijderen van een opzetstuk: Draai het apparaat om, met het chroomplaatje naar je toe gericht. Pak het opzetstuk met je vrije hand aan beide zijkanten vast, en druk daarna de ontgrendelingsknop stevig in (afbeelding 2). Trek het opzetstuk voorzichtig van het apparaat en houd het hierbij vast aan de zijkanten.

Verlichting van het display: Het display blijft branden zolang het apparaat ingeschakeld is, zowel bij het selecteren als bij de behandeling. Als de verlichting van het display knippert, betekent dit dat het apparaat geen contact meer heeft met je huid of dat deze niet vochtig genoeg is om de stroom te geleiden.

Het aanbrengen van het product: Breng de aanbevolen hoeveelheid product aan op de specifieke zone op je gezicht, hoofdhuid of lichaam.

Behandeling selecteren: Druk net zolang op de keuzeknop totdat het gewenste nummer oplicht (afbeelding 3).



Afbeelding 3

Galvanische stroom inschakelen: Plaats hiervoor je vingers op het chroomplaatje aan de achterkant van het apparaat en houd tegelijkertijd het opzetstuk tegen je huid. Voor een betere geleiding raden we je aan om je vingers goed nat te maken met water of met NaPCA Moisture Mist.* Zijn je vingers tijdens het gebruik van het chroomplaatje afgegleeden? Geen paniek. Plaats ze weer op de juiste manier en ga gewoon verder met je sparoutine.

*Vergeet niet om het huidoppervlak dat in contact staat met de verchroomde contactpunten te bevochtigen voor een goede geleiding van de galvanische stroom.

Tijdens de behandeling: Om de 10 seconden zul je een piepje horen. Dit betekent dat het apparaat aan staat en correct functioneert. Zodra de laatste 30 seconden van de behandeling ingaan, zul je om de 5 seconden een piepje horen totdat de behandeling voltooid is.

Onderbreking van de behandeling:

Zorg ervoor dat het opzetstuk steeds in contact blijft met het te behandelen huidoppervlak en dat alle contactpunten vochtig zijn (afbeelding 4). Als het contact met het chroomplaatje of het opzetstuk wordt verbroken, zal het display gaan knipperen. Na twee minuten van inactiviteit schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.



Afbeelding 4

Het einde van de behandeling: Aan het einde van de behandeling zul je een lange piep horen, gevolgd door twee korte piepjes en schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit. Als je nog een andere behandeling wilt uitvoeren, druk dan op de keuzeknop en scroll verder naar het volgende nummer. Je kunt het apparaat op elk gewenst moment uitschakelen. Druk hiervoor net zolang op de keuzeknop totdat het display wegvalt.

Staak het gebruik als je last krijgt van zwellingen, roodheid of een abnormale reactie.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Voorbehandelingsstand	Behandelingsstand	Opzetstuk
		

Voer deze behandeling drie keer per week uit voor een zichtbaar gerevitaliseerd en verfrist resultaat.



Afbeelding 1

Vorbereiding: Gebruiken na een Nu Skin® reiniger van je keuze. Bevestig de ageLOC Face Conductor op het apparaat (afbeelding 1).



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL FASE

STAP 1: Smeer de hele inhoud van de ampul ageLOC Pre-Treat Gel gelijkmatig over je gezicht en hals, vermijd hierbij de ogen, oogleden en lippen.

STAP 2: Druk net zolang op de keuzeknop totdat nummer 1 op het display verschijnt (afbeelding 2). Deze behandeling zal 2 minuten in beslag nemen.

STAP 3: Maak je handen goed nat met NaPCA Moisture Mist of water. Houd het apparaat met de bevochtigde hand vast en wel met de vingers op het chroomplaatje aan de achterkant. Glijd het opzetstuk vervolgens langzaam over je huid (afbeelding 3). Vermijd hierbij de gevoelige zones, zoals onder je ogen, je oogleden en je lippen.



Afbeelding 3

Je zult dan één, twee of drie piepjes te horen krijgen, ten teken dat het apparaat zich automatisch aan je huid heeft aangepast. Je galvanische stroombehandeling kan nu beginnen. Om de 10 seconden zul je een piepje horen. Dit betekent dat het apparaat aanstaat en correct functioneert. Tegen het einde van de behandeling zal dit om de 5 seconden zijn.

STAP 4: Je galvanische stroombehandeling is ten einde zodra je een lange piep hoort, gevolgd door twee korte piepjes. Het apparaat schakelt zichzelf dan automatisch uit. Verwijder de overtollige gel met een vochtige doek van je huid en het apparaat (afbeelding 4). Nu is het tijd voor de behandelingsfase.



Afbeelding 4

TREATMENT GEL FASE

STAP 1: Smeer de hele inhoud van de ampul ageLOC Treatment Gel gelijkmatig over je gezicht en hals.

STAP 2: Aangezien je de ageLOC Face Conductor al hebt bevestigd, kun je gelijk op de keuzeknop drukken om het apparaat weer in te schakelen. Blijf doordrukken en selecteer behandeling nummer 2 (afbeelding 5). Deze behandeling zal 3 minuten in beslag nemen.

STAP 3: Houd het apparaat wederom met de bevochtigde hand vast en wel met de vingers op het chroomplaatje aan de achterkant. Glijd het opzetstuk vervolgens langzaam over je huid (afbeelding 6). Vermijd hierbij de gevoelige zones, zoals onder je ogen, je oogleden en je lippen.

Je zult dan één, twee of drie piepjes te horen krijgen, ten teken dat het apparaat zich automatisch aan je huid heeft aangepast. Je galvanische stroombehandeling kan nu beginnen. Om de 10 seconden zul je een piepje horen. Dit betekent dat het apparaat aanstaat en correct functioneert. Tegen het einde van de behandeling zal dit om de 5 seconden zijn.

STAP 4: Je galvanische stroombehandeling is ten einde zodra je een lange piep hoort, gevolgd door twee korte piepjes. Het apparaat schakelt zichzelf dan automatisch uit. Verwijder de overtollige gel met een vochtige doek van je huid en het apparaat (afbeelding 7).



TREATMENT GEL



Afbeelding 5



Afbeelding 6



Afbeelding 7

Tru Face Line Corrector

Stand	Opzetstuk
	

Voer deze behandeling 's ochtends of 's avonds uit om de fijne lijntjes en rimpels rondom je mond, ogen en op je voorhoofd aan te pakken en te verzachten.



Afbeelding 1

Vorbereiding: Gebruik een reiniger en toner van Nu Skin naar keuze. Bevestig de Focus Area Conductor op het apparaat (afbeelding 1).

STAP 1: Breng de Tru Face Line Corrector aan op de lijntjes en rimpels die je wilt aanpakken. Niet alle zones tegelijk, maar per zone die je wilt behandelen. Zorg ervoor dat je een dun laagje product op de huid achterlaat.

STAP 2: Druk net zolang op de keuzeknop totdat nummer 3 op het display verschijnt (afbeelding 2). Deze behandeling zal 5 minuten in beslag nemen.

Tip van de professionals: Als je meerdere zones tegelijk wilt aanpakken kun je de vijf minuten gewoon hierover verdelen. Voor kleine zones is één à twee minuten doorgaans al voldoende.

STAP 3: Maak je handen goed nat met NaPCA Moisture Mist of water. Houd het apparaat met de bevochtigde hand vast en wel met de vingers op het chroomplaatje aan de achterkant. Glijd het opzetstuk vervolgens langzaam over je huid (afbeelding 3). Vermijd hierbij de gevoelige zones, zoals onder je ogen, je oogleden en je lippen.




Afbeelding 3

Je zult dan één, twee of drie piepjes te horen krijgen, ten teken dat het apparaat zich automatisch aan je huid heeft aangepast. Je galvanische stroombehandeling kan nu beginnen.

Om de 10 seconden zul je een piepje horen. Dit betekent dat het apparaat aanstaat en correct functioneert. Tegen het einde van de behandeling zal dit om de 5 seconden zijn.

STAP 4: Je galvanische stroombehandeling is ten einde zodra je een lange piep hoort, gevolgd door twee korte piepjes. Het apparaat schakelt zichzelf dan automatisch uit. Herhaal stappen 1 tot en met 3 voor elke zone. Masseer na afloop van alle behandelingen de overtollige gel in je huid, en verwijder deze met een vochtige doek van het apparaat (afbeelding 4).



Afbeelding 4

ageLOC Body Shaping Gel

Stand	Opzetstuk
	

Voer deze behandeling driemaal per week uit om de huid van je armen, dijen, buik en billen zichtbaar te verstevigen en gladder te maken.



Afbeelding 1

Vorbereiding: Bevestig de Body Conductor op het apparaat (afbeelding 1).

STAP 1: Gebruiken op een gereinigde huid. Breng de ageLOC Body Shaping Gel rijkelijk aan op de gewenste zones.

STAP 2: Druk net zolang op de keuzeknop totdat nummer 4 op het display verschijnt (afbeelding 2). Deze behandeling zal per zone 5 minuten in beslag nemen.

Tip van de professionals: 5 minuten is de aanbevolen behandelingsduur per zone, maar het kan zijn dat je deze tijd niet volledig nodig bent.

STAP 3: Maak je handen goed nat met NaPCA Moisture Mist of water. Houd het apparaat met de bevochtigde hand vast en wel met de vingers op het chroomplaatje aan de achterkant. Glijd het opzetstuk vervolgens langzaam over je huid (afbeelding 3).

Je zult dan één, twee of drie piepjes te horen krijgen, ten teken dat het apparaat zich

automatisch aan je huid heeft aangepast. Je galvanische stroombehandeling kan nu beginnen. Om de 10 seconden zul je een piepje horen. Dit betekent dat het apparaat aanstaat en correct functioneert. Tegen het einde van de behandeling zal dit om de 5 seconden zijn.



Afbeelding 2



Afbeelding 3

STAP 4: Je galvanische stroombehandeling is ten einde zodra je een lange piep hoort, gevolgd door twee korte piepjes. Het apparaat schakelt zichzelf dan automatisch uit. Herhaal stappen 1 tot en met 3 voor elke zone. Verwijder na afloop van alle behandelingen de overtollige gel met een vochtige doek van je huid en het apparaat (afbeelding 4).



Afbeelding 4

Breng ageLOC Dermal Effects® tweemaal daags aan om het gladde en verstevigde resultaat te behouden. En dagen waarop je de ageLOC Body Shaping Gel gebruikt pas ná je galvanische stroombehandeling.

ageLOC Nutriol

Intensive Scalp & Hair Serum



Pas dit eenvoudige ritueel 's ochtends en 's avonds toe om de hoofdhuid te revitaliseren en je haar een gezonde, stralende look en feel te geven.



Vorbereiding: Gebruiken op handdoekdroog of droog haar. Bevestig de Scalp Conductor op het apparaat (afbeelding 1).

STAP 1: Spray het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum rechtstreeks op de hoofdhuid en wortels door het haar te scheiden (afbeelding 2).

Tip van de professionals: Als je eerst wat water op je droge haar spuit voordat je de ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum aanbrengt, is je haar tijdens de behandeling wat beter handelbaar.

STAP 2: Masseer het serum zachtjes met je vingers in de hoofdhuid en wortels (afbeelding 3). Kam eventuele opspringende plukjes glad (afbeelding 4).

Druk net zolang op de keuzeknop totdat nummer 5 op het display verschijnt (afbeelding 5). Deze behandeling zal 2 minuten in beslag nemen.

STAP 3: Maak je handen goed nat met NaPCA Moisture Mist of water. Houd het apparaat vast met een bevochtigde hand, en plaats hierbij je vingers op het chroomplaatje aan de achterkant. Plaats het opzetstuk rechtstreeks op de hoofdhuid en beweeg het apparaat vanaf de haarlijn naar achteren. Zorg er hierbij voor dat het apparaat in contact blijft met de hoofdhuid (afbeelding 6).



Afbeelding 6

Je zult dan één, twee of drie piepjes te horen krijgen, ten teken dat het apparaat zich automatisch aan je huid heeft aangepast. Je galvanische stroombehandeling kan nu beginnen. Om de 10 seconden zul je een piepje horen. Dit betekent dat het apparaat aanstaat en correct functioneert. Tegen het einde van de behandeling zal dit om de 5 seconden zijn.

Opmerking: Zorg ervoor dat de Scalp Conductor in contact blijft met de huid tijdens de galvanische stroombehandeling.

STAP 4: Je galvanische stroombehandeling is ten einde zodra je een lange piep hoort, gevolgd door twee korte piepjes. Het apparaat schakelt zichzelf dan automatisch uit.

Spoel je haar niet uit. Stileer het zoals gebruikelijk, en verwijder het overtollige serum met een vochtige doek van het apparaat (afbeelding 7).



Afbeelding 7



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5

ageLOC Galvanic Spa

Få frem ditt ungdommelige utseende med synlige fordeler for huden og håret på fem minutter eller mindre.

ageLOC Galvanic Spa er et personlig pleieapparat som bruker galvanisk strøm for å hjelpe til å synlig forbedre utseendet på hud og hår. Dette allsidige apparatet, sammen med utstyret som kan byttes ut og de unike produktene som følger det, hjelper til med å forbedre inntrykket av fine linjer og rynker, bringer utstråling til huden og revitaliserer den merkbart. Det forbedrer utseendet ved appelsinhud og fremmer utseendet med fyldig, glansfullt og sunt hår.

Før du begynner

Les følgende anvisninger før du begynner å bruke ageLOC Galvanic Spa-apparatet:

⚠ Forsiktig: ageLOC Galvanic Spa-apparatet er kun til bruk på frisk hud. Skal ikke brukes hvis du har åpne småsår eller sår, har tendens til rosacea, er allergisk mot metall eller hvis du har problematisk eller overfølsom hud. Sjekk med legen din før du bruker ageLOC Galvanic Spa-apparatet hvis du er gravid, har pacemaker eller et lignende apparat, er epileptisk, bruker tannregulering i metall, har et metallimplantat eller i tilfelle av sykdom.

⚠ Nye ageLOC Galvanic Spa-brukere og de med følsom eller allergiutsatt hud skal alltid teste på et lite hudområde før bruk av produktet som anvist. Inspiser alltid Galvanic Spa-apparatet og elektrodene før bruk. Se til at det ikke finnes noen ru eller defekte overflater, skarpe kanter eller bobling. Hvis du merker noe unormalt, skal du ikke bruke instrumentet, og ta kontakt med ditt lokale Nu Skin®-kontor. Ikke bruk

direkte på lepper, øyne eller øyelokk. Apparatet og produktene er kun til utvortes bruk. Hvis du opplever hevelse, langvarig rødhet eller unormal irritasjon, opphør bruken umiddelbart og oppsøk lege ved behov. Dette apparatet er beregnet til bruk av voksne. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap samt barn over 16 år kan bruke apparatet hvis de har blitt innført i eller fått anvisninger om sikker bruk av apparatet, og forstår farene vedrørende bruken. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn. Oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ Fjern all beskyttende plastfolie før du begynner.

Skal oppbevares på et tørt sted ved romtemperatur, minst 4 °C for å unngå mulig blemmedannelse.

- ⊘** For å redusere risikoen for støt, forbrenning, brann eller personskade: Ikke legg apparatet ned i vann. Ikke plasser eller oppbevar apparatet hvor det kan falle ned eller trekkes ned i badekaret, dusjen, vasken eller toalettet. Bruk aldri apparatet hvis det har blitt skadet.
- ⊘** Når du fjerner en elektrode, ikke klem eller hold på midten av elektrodene, da dette kan forhindre frigivelsesmekanismen i å fungere. Hold i stedet på sidene. For å sikre riktig avfallshåndtering av ageLOC Galvanic Spa-apparatet og batteriene skal de kastes i samsvar med alle aktuelle lokale lover, eller krav for sortering av elektrisk utstyr/batterier. Skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall.


ageLOC Galvanic Spa innhold

- 1 Brukerhåndbok
- 2 ageLOC Galvanic Spa-apparat
- 3 ageLOC ansiktselektrode
- 4 Elektrode for fokusområder
- 5 Kroppselektrode
- 6 Hodebunnelektrode
- 7 To AAA-batterier



De personlige pleieproduktene som er designet for bruk med ageLOC Galvanic Spa, selges separat.

Viktig vedlikeholds- og garantiinformasjon



Figur 1

Rengjør apparatet og elektrodene:

Etter fullføring av et program fjerner du elektroden fra apparatet og bruker en fuktig klut til å rengjøre eventuelt overflødig produkt (figur 1). Tørk av apparatet grundig og oppbevar det på et tørt sted uten en tilkoblet elektrode.



Figur 2

Anvisninger for skifte av batterier:

Når batteriet er lavt, vil et gult batteriikon vises i midten av displayet, og apparatet vil pipe fire ganger to ganger (figur 2). Når dette skjer, sett inn to nye AAA-batterier.

For å skifte ut batteriene trykker du rett over batteridekselet på hver side og trekker nedover (figur 3). Batteridekselet vil separeres fra apparatet (figur 4).




Figur 3

Trekk deretter forsiktig på sløyfen og fjern de gamle batteriene. Sett inn to nye AAA-batterier i rommet og over sløyfen. Hvis du ikke legger sløyfen under batteriene, kan det lekke vann inn i apparatet, noe som kan føre til skade på apparatet (figur 5).




Figur 4

Til slutt skyves batteridekselet fast tilbake på plass (figur 6).



Figur 5



Figur 6

Bruk kun to AAA LR03 1,5 V-batterier. Ikke bland nye og brukte batterier eller batterier av ulike typer, slik som alkaliske og ikke-alkaliske, eller oppladbare og ikke-oppladbare.

Oppladbare batterier skal fjernes fra apparatet før de lades. Ikke-oppladbare batterier skal ikke gjenopplades.

Ikke kortslutt batterier. Når de positive (+) og negative (-) terminalene på et batteri er i kontakt med hverandre, kan batteriet bli kortsluttet.

Tomme batterier skal fjernes fra apparatet og kastes på sikker måte i henhold til lokal lov. Fjern batteriene fra apparatet før langtidsoppbevaring.

Begrenset toårig garanti: Nu Skin garanterer at ageLOC Galvanic Spa er fri for defekter i materialer og utførelse i en periode på to år fra opprinnelig leveringsdato til deg. Garantien dekker ikke skade av produktet på grunn av feil bruk eller uhell. Hvis produktet går i stykker innen garantiperioden på to år er utløpt, vennligst kontakt ditt lokale Nu Skin-kontor for å tilrettelegge for en reparasjon eller en erstatning. Du kan bli pålagt å sende inn en salgskvittering som viser leveringsdatoen. Nu Skin forbeholder seg retten til å undersøke apparatet. Garantien påvirker ikke eventuelle lovbestemte rettigheter spesifikk for kjøpslandet; slike rettigheter forblir beskyttet. Garantien gjelder i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Israel, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og Østerrike.

Beskyttet av Amerikanske patentnumre 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 og flere internasjonale patenter som er utstedt, og som er under behandling.



Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i EU og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer). Dette symbolet på produktet eller på dens innpakning indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Istedenfor skal det leveres til egnede innsamlingspunkter for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at produktet sorteres riktig vil du forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskets helse, noe som ellers kunne ha blitt forårsaket av uriktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer hjelper til med å spare naturlige ressurser. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet bes du vennligst kontakte din husholdningsavfallstjeneste.



CE-merkingen viser at produsenten har sjekket at dette produktet møter EUs sikkerhets-, helse- og miljøkrav. Det er en indikator på produktets samsvar med EUs lovgivning og tillater produktet fri adgang innen det europeiske markedet.




EAC-merket (EurAsian conformity mark) er et merke som må festes på et produkt for å vise at det overholder Customs Union standard.

ageLOC Galvanic Spa -funksjoner

- 1 Elektrodeholder
- 2 Utløserknapp for elektrode
- 3 Display
- 4 Valgknapp
- 5 Krompanel
- 6 Batterirom
- 7 Posisjoneringsindikator for elektrode (lite hakk)

Merk: Fjern den beskyttende plastfolien fra begge sider av apparatet før bruk.




ageLOC Galvanic Spa display

- 1 Tallene 1, 2, 3, 4 eller 5 indikerer programnummeret og samsvarende produkt (se nedenfor).
- 2 De fem prikkene indikerer tilsvarende programlengde.
- 3 Hvis batteriene er lave, vil et gult batterisymbol vises hver gang apparatet slås på nederst på displayet, og apparatet vil pipe. Hvis batteriene er helt tomme, vil et gult batterisymbol vises nederst på displayet, og apparatet vil slå seg av.

Hvert produkt skal brukes med riktig programnummer:


1	Galvanic Spa Pre-Treatment gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Slik bruker du ageLOC Galvanic Spa

ageLOC Galvanic Spa inkluderer ulike elektroder for ansiktet, hodebunnen og kroppen, men de brukes alle på lignende måter. Spesifikke anvisninger for enkelte bruksområder finner du på side 228-235. Les disse anvisningene før du begynner å bruke apparatet.

For hver bruk må du feste den egnede elektroden på apparatet. Huden som berører begge kromkontaktene, må være fuktig for å vellykket lede galvanisk strøm.



Figur 1

retning og er posisjonert riktig. Ikke tving elektroden, da dette kan skade den. ageLOC Galvanic Spa vil ikke fungere hvis et elektrodehode ikke er godt festet.



Figur 2

Display lys: Displayet vil forbli opplyst mens apparatet er på, både ved valg og under bruk. Hvis displayet blinker, er det enten fordi apparatet har mistet kontakten med huden eller fordi huden ikke er tilstrekkelig fuktig til å lede strømmen.

Påfør produkt: Påfør anbefalt produktmengde på fokusområdet på ansiktet, hodebunnen eller kroppen.

Velg program: Trykk på valg knappen knappen inntil ønsket tall er tent (figur 3).

Aktiver galvanisk strøm: Fingrene dine må berøre krompanelet på baksiden av apparatet mens elektroden berører huden din. Vi anbefaler at du fukter hendene dine grundig med vann eller NaPCA Moisture Mist for å forbedre ledeevnen.* Hvis fingrene dine glir av krompanelet under bruk, ikke bekymre deg – bare hold på apparatet og gjenoppta spa-programmet.

*Husk på at huden som berører begge kromkontaktene, må være fuktig for å vellykket lede galvanisk strøm.

Under bruk: Apparatet vil pipe hvert tiende sekund for å indikere at apparatet er på og fungerer. Når det er igjen 30 sekunder av en omgang, vil apparatet pipe hvert femte sekund inntil applikasjonen er fullført.

Program avbrutt: Du må holde elektroden i kontakt med det området som blir behandlet og holde alle kontaktpunkter fuktige (figur 4). Hvis du bryter kontakten med krompanelet eller elektrodehodet, vil displayet blinke. Apparatet vil slå seg av etter et par minutter uten bruk.

Fullført program: På slutten av programmet vil apparatet avgi en lang pipelyd etterfulgt av to korte pipelyder og deretter automatisk slås av. Hvis du vil utføre enda et program, trykk på valgknappen for å bla til neste programnummer. For å slå av apparatet trykker du ganske enkelt på valgknappen inntil displayet blir tomt. Dette kan gjøres når som helst.

Opphør bruken hvis du opplever hevelse, rødhet eller en hudreaksjon.



Figur 3




Figur 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Pre-Treatment Innstilling	Treatment Innstilling	Elektrode
		

Bruk dette programmet tre ganger hver uke for synlig revitaliserende og oppfriskende resultater.



Figur 1



PRE-TREATMENT GEL FASE

TRINN 1: Påfør jevnt en hel ampulle av ageLOC Pre-Treatment gel over hele ansiktet og halsen, unngå øyne, øyelokk og lepper.

TRINN 2: Trykk på valgknappen inntil tallet 1 lyser på displayet (figur 2). Dette programmet vil ta to minutter.

TRINN 3: Fukt hendene grundig med NaPCA Moisture Mist eller vann. Hold apparatet med en fuktig hånd samtidig som du berører krompanelet på baksiden og begynn å langsomt føre elektroden over huden (figur 3). Sørg for at du unngår følsomme områder som øyne, øyelokk og lepper.



Figur 3

Apparatet vil pipe én gang, to ganger eller tre ganger for å indikere at den automatisk har justert seg til huden din. Etter dette har programmet begynt, og apparatet vil pipe hvert tiende sekund for å indikere at apparatet er på og fungerer, og hvert femte sekund når programmet nesten er fullført.

TRINN 4: På slutten av programmet vil apparatet avgi en lang pipelyd etterfulgt av to korte pipelyder og deretter automatisk slås av. Fjern eventuell resterende gel fra huden og apparatet med et fuktig håndkle (figur 4). Nå er det tid for Treatment Gel-fasen.



Figur 4

TREATMENT GEL FASE

TRINN 1: Påfør en hel ampulle av ageLOC treatment Gel på ansiktet og halsen.



TRINN 2: ageLOC ansiktselektroden skal allerede være påsatt, trykk på valgknappen én gang for å slå på apparatet igjen og fortsett å trykke inntil du velger program nummer to (figur 5). Dette programmet vil ta tre minutter.

TRINN 3: Hold apparatet med en fuktig hånd samtidig som du berører krompanelet på baksiden og begynn å langsomt føre elektroden over huden (figur 6). Sørg for at du unngår følsomme områder som øyne, øyelokk og lepper.

Apparatet vil pipe én gang, to ganger eller tre ganger for å indikere at den automatisk har justert seg til huden din. Etter dette har programmet begynt, og apparatet vil pipe hvert tiende sekund for å indikere at apparatet er på og fungerer, og hvert femte sekund når programmet nesten er fullført.

TRINN 4: På slutten av programmet vil apparatet avgi en lang pipelyd etterfulgt av to korte pipelyder og deretter automatisk slås av. Fjern eventuell resterende gel fra huden og apparatet med et fuktig håndkle (figur 7).



Figur 5



Figur 6




Figur 7

Tru Face Line Corrector

Innstilling	Elektrode
	

Bruk dette programmet morgen og kveld for å fjerne og minske inntrykket av fine linjer og rynker rundt munn, øyne og panne.



Figur 1

Forberedelse: Brukes etter en Nu Skin®-rens etter ditt valg. Fest ageLOC fokusområde-elektroden til apparatet (figur 1).

TRINN 1: Bruk Tru Face Line Corrector på linjene og rynkene du ønsker å fokusere på. Brukes kun på ett av disse områdene av gangen. Se til at du etterlater et tynt lag av produkt på hudoverflaten.



Figur 2

TRINN 2: Trykk på valgknappen inntil tallet 3 lyser på displayet (figur 2). Dette programmet kan ta fem minutter.

Profftips: Når du fokuserer på flere områder, kan du bruke de fem minuttene til mer enn ett område. Små fokusområder krever typisk ikke mer enn ett eller to minutter hver.




Figur 3

TRINN 3: Fukt hendene grundig med NaPCA Moisture Mist eller vann. Hold apparatet med en fuktig hånd samtidig som du berører krompanelet på baksiden og begynn å langsomt føre elektroden over huden (figur 3). Se til at du unngår følsomme områder som øyne, øyelokk og lepper.

Apparatet vil pipe én gang, to ganger eller tre ganger for å indikere at den automatisk har justert seg til huden din. Etter dette har programmet begynt,

og apparatet vil pipe hvert tiende sekund for å indikere at apparatet er på og fungerer, og hvert femte sekund når programmet nesten er fullført.

TRINN 4: På slutten av programmet vil apparatet avgi en lang pipelyd etterfulgt av to korte pipelyder og deretter automatisk slås av. Gjenta trinn 1 til 3 for hvert fokusområde. Når alle programmene er ferdige, gni resterende produkt inn i huden og tørk av eventuelle rester av produktet fra apparatet med et fuktig håndkle (figur 4).




Figur 4

ageLOC Body Shaping Gel

Innstilling	Elektrode
	

Bruk dette programmet tre ganger hver uke for synlig kontur, fast og glatt hud på armer, lår, mage og rompe.



Figur 1

Forberedelse: Fest ageLOC kroppselektroden til apparatet (figur 1).

TRINN 1: Brukes på ren hud. Påfør en rikelig mengde ageLOC Body Shaping gel til ønsket område.

TRINN 2: Trykk på valgknappen inntil tallet 4 lyser på displayet (figur 2). Dette programmet tar fem minutter.

Profftips: Fem minutter er den anbefalte tiden for ett område, men du trenger kanskje ikke alle fem minuttene.

TRINN 3: Fukt hendene grundig med NaPCA Moisture Mist eller vann. Hold apparatet med en fuktig hånd samtidig som du berører krompanelet på baksiden og begynn å langsomt føre elektroden over huden (figur 3).

Apparatet vil pipe én gang, to ganger eller tre ganger for å indikere at det automatisk har justert seg til huden din. Etter dette har programmet begynt, og apparatet vil pipe hvert tiende sekund for å indikere at apparatet er på og fungerer, og hvert femte sekund når programmet nesten er fullført.




Figur 2



Figur 3

TRINN 4: På slutten av programmet vil apparatet avgi en lang pipelyd etterfulgt av to korte pipelyder og deretter automatisk slås av. Gjenta trinn 1 til 3 for hvert fokusområde. Når alle programmer er ferdige, fjern eventuelt resterende produkt på huden og apparatet med et fuktig håndkle (figur 4).




Figur 4

Påfør ageLOC Dermatic Effects® to ganger daglig for å hjelpe huden din til å holde seg synlig glatt og konturert. På dager hvor du bruker ageLOC Body Shaping Gel, påfør ageLOC Dermatic Effects etterpå.

ageLOC Nutriol

Intensive Scalp & Hair Serum

Innstilling	Elektrode
	

Bruk dette enkle ritualer morgen og kveld for å hjelpe til med å revitalisere hodebunnen dag etter dag, og få håret til å se og føles himmelsk ut.



Forberedelse: Brukes på håndkletørket eller tørt hår. Fest ageLOC hodebunnelektroden til apparatet (figur 1).

TRINN 1: Spray ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum direkte på hodebunnen og røttene ved å skille håret (figur 2).

Profftips: Ved lett spraying av vann på tørt hår før påføring av ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum kan håret ditt bli lettere å håndtere for programmet.

TRINN 2: Bruk fingrene til å forsiktig massere serumet inn i hodebunnen og røttene (figur 3). Kam bort eventuelle ujevnheter (figur 4).

Trykk på valgknappen inntil tallet 5 lyser på displayet (figur 5). Dette programmet tar to minutter.

TRINN 3: Fukt hendene grundig med NaPCA Moisture Mist eller vann. Hold apparatet med en fuktig hånd samtidig som du berører krompanelet på baksiden. Berør elektroden direkte mot hodebunnen og beveg den fra foran hårlinjen og bakover, hold den i konstant kontakt med hodebunnen (figur 6).

Apparatet vil pipe én gang, to ganger eller tre ganger for å indikere at det automatisk har justert seg til huden din. Etter dette har den galvaniske applikasjonen begynt, og apparatet vil pipe hvert tiende sekund for å indikere at apparatet er på og fungerer, og hvert femte sekund når programmet nesten er fullført.

Merk: Under galvanisk program: Hold hodebunnelektroden i konstant kontakt med hodebunnen

TRINN 4: På slutten av programmet vil apparatet avgi en lang pipelyd etterfulgt av to korte pipelyder og deretter automatisk slås av.

Ikke skyll håret. Style håret som vanlig og fjern eventuelle rester av produktet fra apparatet med et fuktig håndkle (figur 7).



Figur 6



Figur 1



Figur 2




Figur 3



Figur 4



Figur 5



Figur 7

ageLOC Galvanic Spa

Zyskaj młody wygląd oraz widoczne korzyści dla skóry i włosów w zaledwie 5 minut lub mniej.

ageLOC Galvanic Spa to urządzenie do pielęgnacji ciała, które wykorzystuje prąd galwaniczny, aby zapewnić wyraźną poprawę wyglądu skóry i włosów.

To wszechstronne urządzenie z wymiennymi nakładkami i unikatowymi produktami dodatkowymi pomaga redukować drobne linie i zmarszczki, nadaje blask Twojej skórze i widocznie ją ożywia, poprawia wygląd cery, na której pojawił się efekt skórki pomarańczowej, a także sprawia, że włosy stają się pełne, błyszczące i zdrowe.

Przed rozpoczęciem

Przed użyciem urządzenia ageLOC Galvanic Spa przeczytaj poniższe instrukcje:

⚠ Ostrzeżenie: Urządzenie ageLOC Galvanic Spa może być stosowane tylko na zdrowej skórze. Nienależy go używać w przypadku otwartych ran, skóry podatnej na trądzik różowaty, alergii na metal lub problematycznej bądź nadmiernie wrażliwej skóry. Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia ageLOC Galvanic Spa, jeśli jesteś w ciąży, masz rozrzuśnik serca lub podobne urządzenie, chorujesz na padaczkę, nosisz metalowy aparat ortodontyczny, masz metalowy implant oraz w razie choroby.

⚠ Nowi użytkownicy urządzenia ageLOC Galvanic Spa oraz osoby o skórze wrażliwej oraz podatnej na alergię powinny zawsze przeprowadzić test na niewielkim obszarze skóry przed użyciem produktu zgodnie z zaleceniami. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić urządzenie Galvanic Spa oraz głowice przystawek. Upewnij się, że nie ma szorstkich lub wadliwych powierzchni, ostrych krawędzi ani pęcherzyków. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, nie używaj urządzenia oraz skontaktuj się z lokalnym

biurem Nu Skin®. Nie stosować bezpośrednio na wargach, oczach lub powiekach. Urządzenie i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. Jeśli wystąpi jakiegokolwiek obrzęk lub długotrwale zacerwienie bądź podrażnienie, należy natychmiast przerwać stosowanie i w razie potrzeby zasięgnąć pomocy lekarskiej. To urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych.

Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych oraz osoby bez doświadczenia i dzieci powyżej 16. roku życia mogą korzystać z tego urządzenia jedynie pod nadzorem osób udzielających instrukcji w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia, jeśli są świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci powinny być nadzorowane, aby dopilnować, że nie będą używać urządzenia do zabawy. Urządzenie nie może być czyszczone i konserwowane przez dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- ⚠** Przed rozpoczęciem zdjęć folię ochronną. Należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (minimum 4°C), aby uniknąć powstawania pęcherzy.
- ⊖ W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, poparzenia, pożaru lub obrażeń ciała nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Nie należy kłaść lub przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać wciągnięte do wanny, prysznica, zlewu lub sedesu. Nie wolno nigdy używać uszkodzonego urządzenia.
- ⊖ Podczas zdejmowania przystawki nie należy ścisnąć ani przytrzymywać jej środkowej części, ponieważ może to uniemożliwić działanie mechanizmu zwalniającego. Należy zamiast tego trzymać za boki. Aby zapewnić prawidłową utylizację urządzenia ageLOC Galvanic Spa oraz baterii, należy je usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i baterii. Nie należy ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi.


ageLOC Galvanic Spa – zawartość

- 1 Instrukcja obsługi
- 2 Urządzenie ageLOC Galvanic Spa
- 3 Przystawka do twarzy ageLOC
- 4 Przystawka do wybranych partii skóry
- 5 Przystawka do ciała
- 6 Przystawka do skóry głowy
- 7 Dwie baterie AAA



Produkty do pielęgnacji zaprojektowane do stosowania z urządzeniem ageLOC Galvanic Spa są sprzedawane oddzielnie.

Ważne informacje dotyczące konserwacji i gwarancji



Rysunek 1

Czyszczenie urządzenia i przystawek:

Po zakończeniu aplikacji prądu galvanicznego zdejmij przystawkę z urządzenia oraz usuń nadmiar produktu wilgotną szmatką (rysunek 1). Dokładnie osusz urządzenie i przechowuj w suchym miejscu bez założonej przystawki.



Rysunek 2

Wskazówki dotyczące wymiany baterii:

Gdy baterie są słabe, na środku wyświetlacza pojawi się bursztynowa ikona baterii, a urządzenie dwukrotnie wyemituje cztery sygnały dźwiękowe (rysunek 2). Wówczas należy włożyć do urządzenia dwie nowe baterie AAA.



Rysunek 3

Aby wymienić baterie, naciśnij tuż ponad pokrywą komory baterii po obu stronach i mocno pociągnij w dół (rysunek 3). Pokrywa baterii oddzieli się od urządzenia (rysunek 4).



Rysunek 4

Następnie pociągnij delikatnie za wstążkę i wyjmij stare baterie. Włóż dwie nowe baterie AAA do komory nad wstążką. Jeśli nie wsuniesz wstążki pod baterie, woda będzie mogła przedostać się do urządzenia i spowodować uszkodzenie (rysunek 5).

Na koniec mocno wsuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce (rysunek 6).



Rysunek 5



Rysunek 6

Używaj tylko 2 baterii AAA LR03 1,5 V. Nie mieszaj nowych i używanych baterii lub baterii różnych typów, takich jak alkaliczne i niealkaliczne, akumulatory i baterie jednorazowe.

Akumulatory należy wyjąć z urządzenia przed ładowaniem. Nie wolno ładować baterii jednorazowych.

Nie wolno zwierać baterii. Gdy bieguny dodatni (+) i ujemny (-) baterii stykają się ze sobą, może dojść do zwarcia baterii.

Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy wyjąć baterie z urządzenia przed dłuższym okresem przechowywania.

Ograniczona dwuletnia gwarancja: Nu Skin gwarantuje, że urządzenie ageLOC Galvanic Spa będzie wolne od usterek, wad materiałowych i produkcyjnych przez dwa lata od daty dostarczenia urządzenia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem lub wypadkiem podczas stosowania. Jeżeli urządzenie przestaje funkcjonować prawidłowo w ciągu dwuletniego okresu objętego gwarancją, należy skontaktować się z lokalnym biurem Nu Skin w celu dokonania naprawy urządzenia lub jego wymiany. Konieczne może być w takiej sytuacji okazanie formalnego dowodu zakupu, na którym określona będzie data dostarczenia urządzenia. Nu Skin zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu stanu urządzenia. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe obowiązujące w poszczególnych krajach zakupu, prawa te podlegają ochronie. Gwarancja obowiązuje w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Chronione amerykańskimi patentami o numerach 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 oraz licznymi międzynarodowymi wydanymi oraz zgłoszonymi patentami.



Zasady utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (stosowane w Unii Europejskiej oraz innych krajach Europy z innymi programami zbierania odpadów). Ten symbol występujący na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być utylizowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając odpowiednią utylizację tego produktu, pomożesz ograniczyć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzi, które w innym wypadku mogłyby nastąpić z winy niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling pomoże w zachowaniu naturalnych zasobów ziemi. Aby uzyskać więcej informacji o recyklingu tego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem utylizującym odpady.



Symbol CE oznacza, że produkt został sprawdzony przez producenta pod kątem wymagań UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. To znak, że produkt jest zgodny z normami Unii oraz dostał pozwolenie na bycie rozpowszechnianym na rynkach europejskich.




Symbol EAC (Euroazjatycki znak zgodności) musi być umieszczony na produkcie, aby zaznaczyć jego zgodność z warunkami unii celnej.

ageLOC Galvanic Spa – funkcje

- 1 Receptor przystawki
- 2 Przycisk zwalnający przystawkę
- 3 Wyświetlacz
- 4 Przycisk wyboru
- 5 Chromowany panel
- 6 Komora baterii
- 7 Wskaźnik pozycjonowania przystawki (małe wcięcie)

Uwaga: Przed użyciem należy usunąć plastikową folię ochronną z obu stron urządzenia.




Wyświetlacz urządzenia ageLOC Galvanic Spa

- 1 Cyfry 1, 2, 3, 4 i 5 wskazują numer opcji stosowania oraz odpowiadający im produkt (patrz niżej).
- 2 Pięć kropek odnosi się do odpowiedniej długości stosowania.
- 3 Gdy baterie są słabe, po każdym włączeniu na dole wyświetlacza pojawi się bursztynowa ikona baterii, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. Po całkowitym rozładowaniu baterii na dole wyświetlacza pojawi się bursztynowa ikona baterii, a urządzenie wyłączy się.

Każdy produkt powinien być używany z prawidłowym numerem opcji stosowania:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Korzystanie z urządzenia ageLOC Galvanic Spa

Urządzenie ageLOC Galvanic Spa zawiera różne przystawki do skóry twarzy, głowy oraz ciała, lecz wszystkie z nich są używane w podobny sposób. Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych zastosowań można znaleźć na stronach 246-253. Przeczytaj instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Do każdego użycia należy założyć odpowiednią przystawkę na urządzenie. Aby zapewnić właściwe przewodzenie prądów galwanicznych, skóra dotykająca obu chromowanych punktów styku musi być wilgotna.



Rysunek 1

zaskoczyć, upewnij się, że jest skierowana we właściwą stronę i odpowiednio ustawiona. Nie wciskaj na siłę, gdyż może spowodować uszkodzenie. Urządzenie ageLOC Galvanic Spa nie będzie działać, jeśli głowica przystawki nie jest prawidłowo założona.



Rysunek 2

Zdejmowanie przystawki: Obróć urządzenie, aby chromowany panel był zwrócony w Twoją stronę. Chwyć przystawkę wolną ręką za boki, a następnie naciśnij przycisk zwalniający (rysunek 2). Delikatnie zdejmij przystawkę z urządzenia, trzymając za boki.

Działanie wyświetlacza: Wyświetlacz będzie świecić się, gdy urządzenie jest włączone, zarówno podczas wybierania ustawień, jak i stosowania. Jeśli wyświetlacz zaświeci się i zgaśnie, oznacza to, że urządzenie utraciło kontakt ze skórą lub skóra nie jest wystarczająco wilgotna dla przewodzenia prądu.

Nakładanie produktu: Nałóż zalecaną ilość produktu na docelowy obszar skóry twarzy, głowy lub ciała.

Wybór opcji stosowania: Naciśnij przycisk wyboru, aż pojawi się żądana cyfra (rysunek 3).

Aktywacja prądu galwanicznego: Twoje palce muszą dotykać chromowanego panelu z tyłu urządzenia, gdy przystawka styka się ze skórą. Zalecamy dokładne zwilżenie rąk wodą lub produktem NaPCA Moisture Mist w celu poprawy przewodności*. Nie przejmuj się, jeśli palce ześlizgną się z chromowanego panelu podczas użycia – wystarczy poprawić chwyt, aby wznowić zabieg.

*Pamiętaj – skóra stykająca się z oboma chromowanymi punktami styku musi być wilgotna, aby zapewnić odpowiednie przewodzenie prądów galwanicznych.

Podczas stosowania: Urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund, aby wskazać, że jest włączone oraz pracuje. Gdy pozostanie 30 sekund stosowania, urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co pięć sekund, aż do zakończenia stosowania.

Przerwanie stosowania: Należy trzymać przystawkę w kontakcie z docelowym obszarem, a wszystkie punkty styku muszą być wilgotne (rysunek 4). Jeśli kontakt z chromowanym panelem lub głowicą przystawki zostanie przerwany, wyświetlacz zaświeci się i zgaśnie. Urządzenie wyłączy się po kilku minutach nieużywania.

Zakończenie stosowania: Na koniec zabiegu urządzenie wyemituje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a następnie automatycznie wyłączy się. Jeśli chcesz wykonać inny zabieg, naciśnij przycisk wyboru, aby przejść do innej opcji stosowania. Aby wyłączyć urządzenie w dowolnym momencie, naciśnij przycisk wyboru tak długo, aż wyświetlacz zgaśnie.

Zaprzestań stosowania, jeśli wystąpi obrzęk, zaczerwienienie lub reakcja skórna.



Rysunek 3



Rysunek 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Ustawienie zabiegu wstępnego	Ustawienie zabiegu	Przystawka
		

Wykonuj ten zabieg trzy razy w tygodniu, aby uzyskać widoczny efekt rewitalizacji i odświeżenia.

Przygotowanie: Stosuj po użyciu dowolnego środka oczyszczającego Nu Skin®. Załóż przystawkę do twarzy ageLOC na urządzenie (rysunek 1).



Rysunek 1



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL DO ZASTOSOWANIA W FAZIE WSTĘPNEJ

KROK 1: Rozprowadź równomiernie całą ampulkę produktu ageLOC Pre-Treat Gel na całej twarzy i szyi, unikając oczu, powiek i warg.

KROK 2: Naciśnij przycisk wyboru, aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra 1 (rysunek 2). Ten zabieg będzie trwać 2 minuty.

KROK 3: Dokładnie zwilż ręce produktem NaPCA Moisture Mist lub wodą. Przytrzymaj urządzenie zwilżoną ręką, dotykając chromowanej płytki z tyłu, oraz zacznij powoli przesuwając głowicę przystawki po skórze (rysunek 3). Unikaj wrażliwych obszarów takich jak oczy, powieki i wargi.

Urządzenie wyemituje jeden, dwa lub trzy sygnały dźwiękowe, aby zasignalizować, że

automatycznie dostosowało się do Twojej skóry. Następnie rozpocznie się stosowanie prądu galwanicznego. Urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund, aby zasignalizować, że jest włączone i pracuje, a następnie co 5 sekund, gdy aplikacja będzie dobiegać końca.



Rysunek 2



Rysunek 3

KROK 4: Gdy aplikacja prądu galwanicznego będzie zakończona, urządzenie wyemituje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a następnie automatycznie wyłączy się. Wytrzymaj pozostałości żelu ze skóry oraz urządzenia wilgotnym ręcznikiem (rysunek 4). Teraz należy przejść do fazy stosowania żelu do zabiegu.



Rysunek 4



TREATMENT GEL

TREATMENT GEL DO ZASTOSOWANIA PODCZAS ZABIEGU

KROK 1: Rozprowadź całą ampulkę produktu a geLOC® Treatment Gel na twarzy i szyi.

KROK 2: Przystawka do twarzy ageLOC powinna być już założona, dlatego należy nacisnąć przycisk wyboru raz, aby włączyć urządzenie, oraz naciskać dalej, aż pojawi się cyfra 2 (rysunek 5). Ten zabieg będzie trwać 3 minuty.

KROK 3: Ponownie przytrzymaj urządzenie zwilżoną ręką, dotykając chromowanej płytki z tyłu, oraz zacznij powoli przesuwając głowicę przystawki po skórze (rysunek 6). Unikaj wrażliwych obszarów takich jak oczy, powieki i wargi.

Urządzenie wyemituje jeden, dwa lub trzy sygnały dźwiękowe, aby zasignalizować, że automatycznie dostosowało się do Twojej skóry. Następnie rozpocznie się stosowanie prądu galwanicznego. Urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund, aby zasignalizować, że jest włączone i pracuje, a następnie co 5 sekund, gdy aplikacja będzie dobiegać końca.

KROK 4: Gdy aplikacja prądu galwanicznego będzie zakończona, urządzenie wyemituje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a następnie automatycznie wyłączy się. Wytrzymaj pozostałości żelu ze skóry oraz urządzenia wilgotnym ręcznikiem (rysunek 7).

Rysunek 5



Rysunek 6



Rysunek 7

Tru Face Line Corrector

Ustawienie	Przystawka
	

Wykonuj ten zabieg rano i wieczorem, aby zredukować i zmiękczyć drobne linie oraz zmarszczki dookoła ust, oczu i czoła.



Rysunek 1

Przygotowanie: Stosuj po użyciu dowolnego środka oczyszczającego i tonera Nu Skin. Załóż przystawkę do wybranych partii skóry na urządzenie (rysunek 1).

KROK 1: Zastosuj produkt Tru Face Line Corrector na liniach i zmarszczkach, które chcesz zredukować. Stosuj tylko na jednym z tych obszarów naraz. Pamiętaj o pozostawieniu cienkiej warstwy produktu na powierzchni skóry.



Rysunek 2

KROK 2: Naciśnij przycisk wyboru, aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra 3 (rysunek 2). Ten zabieg będzie trwać 5 minut.

Dobra rada: W przypadku stosowania na wielu obszarach możesz wykorzystać te pięć minut na więcej niż jeden obszar. Każdy z małych obszarów stosowania zwykle nie wymaga więcej niż jednej lub dwóch minut.




Rysunek 3

KROK 3: Dokładnie zwilż ręce produktem NaPCA Moisture Mist lub wodą. Przytrzymaj urządzenie zwilżoną ręką, dotykając chromowanej płytki z tyłu, oraz zacznij powoli przesuwac głowicę przystawki po skórze (rysunek 3). Unikaj wrażliwych obszarów takich jak oczy, powieki i wargi.

Urządzenie wyemituje jeden, dwa lub trzy sygnały dźwiękowe, aby zasignalizować, że automatycznie dostosowało się do Twojej skóry.

Następnie rozpocznie się stosowanie prądu galwanicznego. Urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund, aby zasignalizować, że jest włączone i pracuje, a następnie co 5 sekund, gdy aplikacja będzie dobiegać końca.

KROK 4: Gdy aplikacja prądu galwanicznego będzie zakończona, urządzenie wyemituje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a następnie automatycznie wyłączy się. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdego obszaru docelowego. Po zakończeniu stosowania wetrzyj pozostały produkt w skórę oraz zetrzyj pozostałości produktu z urządzenia wilgotnym ręcznikiem (rysunek 4).



Rysunek 4

ageLOC Body Shaping Gel

Ustawienie	Przystawka
	

Wykonuj ten zabieg trzy razy w tygodniu, aby wyraźnie ujędrnić, wygładzić oraz poprawić kontur skóry ramion, ud, brzucha i pośladków.



Przygotowanie: Załóż przystawkę do ciała na urządzenie (rysunek 1).

KROK 1: Stosuj na czystej skórze. Rozprowadź obficie produkt ageLOC Body Shaping Gel na żądanym obszarze.

KROK 2: Naciśnij przycisk wyboru, aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra 4 (rysunek 2). Ten zabieg będzie trwać 5 minut na każdym obszarze.

Dobra rada: Zalecany czas stosowania na jednym obszarze wynosi 5 minut, lecz stosowanie przez pełne 5 minut może nie być konieczne.

KROK 3: Dokładnie zwilż ręce produktem NaPCA Moisture Mist lub wodą. Przytrzymaj urządzenie zwilżoną ręką, dotykając chromowanej płytki z tyłu, oraz zacznij powoli przesuwając głowicę przystawki po skórze (rysunek 3).

Urządzenie wyemituje jeden, dwa lub trzy sygnały dźwiękowe, aby zasygnalizować, że automatycznie dostosowało się do Twojej

skóry. Następnie rozpocznie się stosowanie prądu galwanicznego. Urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund, aby zasygnalizować, że jest włączone i pracuje, a następnie co 5 sekund, gdy aplikacja będzie dobiegać końca.

KROK 4: Gdy aplikacja prądu galwanicznego będzie zakończona, urządzenie wyemituje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a następnie automatycznie wyłączy się. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdego obszaru docelowego. Po zakończeniu stosowania wytrzyj pozostałości produktu ze skóry oraz urządzenia wilgotnym ręcznikiem (rysunek 4).



Rysunek 4

Stosuj produkt ageLOC Dermatic Effects® dwa razy dziennie, aby uzyskać efekt widocznego wygładzenia i poprawy konturu skóry. W dni, w które stosujesz żel ageLOC Body Shaping Gel, zastosuj produkt ageLOC Dermatic Effects po aplikacji prądu galwanicznego.



Rysunek 1




Rysunek 2



Rysunek 3

ageLOC Nutriol

Intensive Scalp & Hair Serum

Ustawienie	Przystawka
	

Wykonaj ten łatwy poranny i wieczorny zabieg, aby zrewitalizować skórę głowy z dnia na dzień oraz sprawić, by Twoje włosy wyglądały nieziemsko.



Rysunek 1

Przygotowanie: Stosuj na włosach suchych lub wysuszonych ręcznikiem. Załóż przystawkę do skóry głowy na urządzenie (rysunek 1).

KROK 1: Spryskaj bezpośrednio skórę głowy oraz korzenie włosów produktem ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum, odgarniając włosy (rysunek 2).

Dobra rada: Delikatne spryskanie wodą suchych włosów przed nałożeniem produktu ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum może ułatwić przeprowadzenie zabiegu na włosach.

KROK 2: Delikatnie wmasuj serum palcami w skórę głowy oraz korzenie włosów (rysunek 3). Rozczesz wszystkie niesforne kosmyki włosów (rysunek 4).

Naciśnij przycisk wyboru, aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra 5 (rysunek 5). Ten zabieg będzie trwać 2 minuty.



Rysunek 3



Rysunek 4



Rysunek 5

KROK 3: Dokładnie zwilż ręce produktem NaPCA Moisture Mist lub wodą.

Przytrzymaj urządzenie zwilżoną ręką, dotykając chromowanej płytki z tyłu. Dotknij przystawką bezpośrednio skóry głowy i przesuwaj od przodu linii włosów do tyłu, cały czas trzymając urządzenie w kontakcie ze skórą głowy (rysunek 6).




Rysunek 6

Urządzenie wyemituje jeden, dwa lub trzy sygnały dźwiękowe, aby zasignalizować, że automatycznie dostosowało się do Twojej skóry. Następnie rozpocznie się stosowanie prądu galwanicznego. Urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund, aby zasignalizować, że jest włączone i pracuje, a następnie co 5 sekund, gdy aplikacja będzie dobiegać końca.

Uwaga: Podczas aplikacji prądu galwanicznego trzymaj przystawkę do skóry głowy w stałym kontakcie ze skórą głowy

KROK 4: Gdy aplikacja prądu galwanicznego będzie zakończona, urządzenie wyemituje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a następnie automatycznie wyłączy się.

Nie splukuj włosów. Ułóż włosy tak jak zwykle oraz wytrzyj pozostałości produktu z urządzenia wilgotnym ręcznikiem (rysunek 7).



Rysunek 7

ageLOC Galvanic Spa

Revele uma aparência jovem com benefícios visíveis para a sua pele e cabelo em apenas 5 minutos ou até menos.

O ageLOC Galvanic Spa é um aparelho de cuidados pessoais que usa correntes galvânicas para ajudar a melhorar o aspeto da pele e do cabelo. Com os seus acessórios intercambiáveis, e produtos exclusivos que o acompanham, este aparelho versátil ajuda a melhorar o aspeto das rímulas e rugas; ilumina a pele e revitaliza visivelmente a tez; melhora o aspeto da pele “casca de laranja”; promove um cabelo mais denso, brilhante e saudável.

Antes de começar

Leia as seguintes instruções antes de usar o seu aparelho ageLOC Galvanic Spa:

⚠ Aviso: O aparelho ageLOC Galvanic Spa só deve ser usado em pele saudável. Não use em ferimentos ou feridas abertas, se tiver tendência para a rosácea, alergias a metais ou se tiver pele problemática ou muito sensível. Antes de usar o aparelho ageLOC Galvanic Spa, consulte o seu médico se estiver grávida, se tiver um pacemaker ou um dispositivo semelhante, se sofrer de epilepsia, se usar aparelhos metálicos nos dentes, se tiver algum implante metálico, ou em caso de doença.

⚠ Os novos utilizadores do ageLOC Galvanic Spa, e quem tiver pele sensível ou com tendências a alergia, devem realizar sempre um teste numa pequena zona da pele, antes de usar o produto de acordo com as instruções. Verifique sempre o seu aparelho Galvanic Spa e os vários condutores, antes de os usar. Certifique-se de que não existem superfícies irregulares ou defeituosas, arestas afiadas ou borbulhamento. Se detetar qualquer anomalia, não use o aparelho e

contacte a sua filial local da Nu Skin®. Não aplicar diretamente nos lábios, nos olhos ou nas pálpebras.

O aparelho e os produtos destinam-se exclusivamente a uso externo. Caso detete qualquer tipo de inchaço, vermelhidão prolongada ou irritação anormal, interrompa imediatamente a utilização e consulte um médico, se necessário. Este aparelho destina-se a ser utilizado por adultos. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade superior a 16 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, desde que tenham supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e que compreendam os perigos envolvidos. As crianças devem ser supervisionadas para evitar que brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças. Manter fora do alcance das crianças.

- ⚠** Antes de começar, retire toda a película de plástico protetora. Guardar em lugar seco à temperatura ambiente, no mínimo a 4 °C, para evitar a possibilidade de formação de bolhas.
- ⊘** Para reduzir o risco de choques, queimaduras, incêndio ou ferimentos, não mergulhe o aparelho em água. Não coloque nem armazene o aparelho em local onde possa cair ou ser puxado para uma banheira, chuveiro, lava-louça ou sanita. Nunca utilize o aparelho se este estiver danificado.
- ⊘** Ao retirar o condutor, não aperte nem segure no meio do condutor, dado que assim pode impedir o funcionamento do mecanismo de libertação. Deve pegar nas partes laterais. Para garantir o tratamento de resíduos adequado do aparelho ageLOC Galvanic Spa e das pilhas, deve eliminá-los em conformidade com a legislação ou os requisitos locais aplicáveis à eliminação de equipamentos elétricos e pilhas. Não deve ser eliminado como um resíduo doméstico normal.

Conteúdo do ageLOC Galvanic Spa

- 1 Manual do utilizador
- 2 Aparelho ageLOC Galvanic Spa
- 3 Condutor de Rosto ageLOC
- 4 Condutor de Áreas Especiais
- 5 Condutor de Corpo
- 6 Condutor de Couro Cabeludo
- 7 Duas Pilhas AAA



Os produtos de cuidados pessoais concebidos para utilizar com o ageLOC Galvanic Spa são vendidos separadamente.

Informações importantes sobre manutenção e garantia




Figura 1

Limpeza do seu aparelho e dos condutores:

Depois de terminar uma aplicação galvânica, retire o condutor do aparelho e use um pano húmido para limpar todos os resíduos do produto (Figura 1). Seque cuidadosamente o aparelho e guarde-o num local seco, sem o condutor encaixado.



Figura 2

Instruções para a troca de pilhas:

Quando a capacidade das pilhas estiver fraca, aparecerá um símbolo de bateria amarelo no meio do visor e o aparelho emitirá quatro avisos sonoros duas vezes (Figura 2). Quando isso acontecer, deve instalar duas pilhas AAA novas.



Figura 3

Para substituir as pilhas, basta fazer pressão acima do compartimento das baterias, de ambos os lados, e puxar para baixo com firmeza (Figura 3). a tampa do compartimento separar-se-á do aparelho (Figura 4).



Figura 4

Depois, puxe cuidadosamente a fita e retire as pilhas antigas. Coloque duas pilhas AAA novas no compartimento, sobre a fita. Se não colocar a fita debaixo das pilhas, a água pode verter para o interior do aparelho e danificá-lo (Figura 5).

Por fim, volte a encaixar a tampa do compartimento com firmeza (Figura 6).




Figura 5




Figura 6

Utilize exclusivamente 2 pilhas AAA LR03 de 1,5 V. Não misture pilhas novas com pilhas usadas, nem com pilhas de tipos diferentes, tais como alcalinas e não alcalinas, ou recarregáveis e não recarregáveis.

As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do aparelho antes de serem carregadas. As pilhas não recarregáveis não podem de ser recarregadas.

Não tente fazer curto-circuito nas pilhas. Quando os terminais positivo (+) e negativo (-) de uma pilha entram em contacto um com o outro, a pilha pode fazer curto-circuito.

As pilhas gastas devem ser retiradas do aparelho e eliminadas de modo seguro, de acordo com a legislação local. Retire as pilhas do aparelho antes de o armazenar durante um período prolongado.

Garantia limitada de dois anos: A Nu Skin fornece garantia sobre defeitos de material e fabrico do ageLOC Galvanic Spa durante um período de dois anos a contar da data original de compra. Esta garantia não cobre danos no aparelho resultantes de uso indevido ou acidente. Se o aparelho apresentar defeitos durante o período de garantia de dois anos, contacte o Serviço de Assistência local da Nu Skin para solicitar a sua reparação ou substituição. Poderá ser-lhe solicitada a apresentação de um comprovativo da compra oficial com a respetiva data. A Nu Skin reserva-se o direito de examinar o aparelho. Esta garantia não afeta os seus direitos legais na legislação específica do país de compra, esses direitos mantêm-se protegidos. Esta garantia é válida na África do Sul, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, Suécia, Suíça e Ucrânia.

Protegido pelas patentes dos EUA com os números 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 e várias patentes atribuídas e pendentes.



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada).

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha indicado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta do aparelho ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana que, de outro modo, poderiam ser causadas pelo manuseamento incorreto dos resíduos deste produto. A reciclagem de materiais ajuda a preservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto contacte o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos.



A marca CE indica que o fabricante verificou se o produto cumpre os requisitos da UE em matéria de segurança, saúde e ambiente. Esta marca é um indicador da conformidade de um produto com a legislação da UE, permitindo a livre circulação de produtos no mercado europeu.




A Marca EAC (Marca de Conformidade EurAsian) é uma marca afixada em produtos conformes à norma da União Aduaneira.

Componentes ageLOC Galvanic Spa

- 1 Recetor de fixação do condutor
- 2 Botão de libertação do condutor
- 3 Visor
- 4 Botão de seleção
- 5 Painel cromado
- 6 Compartimento das pilhas
- 7 Indicador de posicionamento do condutor (pequena marca)

Nota: Antes de usar o aparelho, retire a película de plástico protetora de ambos os lados do aparelho.




Visor do ageLOC Galvanic Spa

- 1 Os números 1, 2, 3, 4, ou 5 indicam o número da aplicação e o produto correspondente (ver informações abaixo).
- 2 Os cinco pontos indicam a duração da aplicação correspondente.
- 3 Se a capacidade das pilhas estiver fraca, aparecerá um símbolo de bateria amarelo na parte inferior do visor e o aparelho emitirá um aviso sonoro. Quando as pilhas estiverem completamente descarregadas, aparecerá um símbolo de bateria amarelo na parte inferior do visor e o aparelho desligar-se-á.

Cada produto deve ser usado com o número da aplicação correto:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Como usar o seu ageLOC Galvanic Spa

O ageLOC Galvanic Spa inclui condutores diferentes para o rosto, couro cabeludo e corpo, mas todos eles são usados de formas semelhantes. Para ler as instruções específicas às aplicações individuais, consulte as páginas 264-271. Leia as instruções de utilização antes de começar a usar o aparelho.

Deve colocar o condutor adequado no seu aparelho para cada utilização. Para uma boa condução das correntes galvânicas, a pele em contacto com ambos os pontos de contacto cromados deve estar húmida.



Figura 1

Se o condutor não ligar, certifique-se de que está orientado na direção certa e posicionado corretamente. Não force o condutor, para não o danificar. O ageLOC Galvanic Spa não vai funcionar se o condutor não estiver devidamente encaixado.




Figura 2

Fixar um condutor: Segure o aparelho com o visor voltado para si. Alinhe o indicador de posicionamento do condutor com a parte da frente do aparelho e depois pressione o condutor com firmeza, segurando nas partes laterais até ouvir o clique do encaixe (Figura 1).

Se o condutor não ligar, certifique-se de que está orientado na direção certa e posicionado corretamente. Não force o condutor, para não o danificar. O ageLOC Galvanic Spa não vai funcionar se o condutor não estiver devidamente encaixado.

Retirar um condutor: Em primeiro lugar, vire o aparelho até o painel cromado ficar de frente para si. Com a mão livre, segure nas partes laterais do condutor e pressione o botão de libertação com firmeza (Figura 2). Retire cuidadosamente o condutor, pegando nas partes laterais.

Luzes do visor: O visor permanecerá aceso enquanto o aparelho estiver ligado, tanto ao efetuar a seleção como durante a aplicação. Se o visor piscar intermitentemente, é porque o aparelho perdeu o contacto com a pele ou a pele não está suficientemente húmida para conduzir a corrente.

Aplicar o produto: Aplique a quantidade de produto recomendada na zona a tratar no rosto, couro cabeludo ou corpo.

Selecionar a aplicação: Pressione o botão de seleção até que o número pretendido se acenda (Figura 3).

Ativar a corrente galvânica: Os seus dedos têm de tocar no painel cromado da parte de trás do aparelho, enquanto o condutor estiver a tocar na sua pele. Para melhorar a condutividade, recomendamos que humedeca bem as mãos com água ou com a NaPCA Moisture Mist.* Não se preocupe se os seus dedos escorregarem do painel cromado durante a utilização, volte a segurar corretamente o aparelho e retome o seu tratamento de spa.

*Lembre-se de que para a boa condução das correntes galvânicas, a pele em contacto com ambos os pontos de contacto cromados deve estar húmida.

Durante a aplicação: O aparelho emitirá um aviso sonoro a cada 10 segundos, para indicar que a unidade está ligada e a funcionar. Quando restarem 30 segundos numa aplicação, o aparelho emitirá um aviso sonoro a cada 5 segundos até que a aplicação esteja concluída.

Interrupção da aplicação: Tem de manter o condutor em contacto com a área a tratar e manter todos os pontos de contacto húmidos (Figura 4). Se interromper o contacto com o painel cromado ou com a cabeça de aplicação, o visor piscará intermitentemente. Após alguns minutos de inatividade, o aparelho desligar-se-á.

Conclusão da aplicação: No fim do seu tratamento, o aparelho emitirá um aviso sonoro demorado, seguido de dois avisos curtos, e desligar-se-á automaticamente. Caso pretenda efetuar outra aplicação, pressione o botão de seleção para avançar para o próximo número de aplicação. Para desligar o aparelho a qualquer momento, basta pressionar o botão de seleção até o visor se apagar.

Caso detete qualquer tipo de inchaço, vermelhidão prolongada ou reação na pele, interrompa a utilização.



Figura 3



Figura 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Posição do Pré-tratamento	Posição do Tratamento	Condutor

Use este tratamento três vezes por semana, para obter resultados visivelmente revitalizantes e refrescantes.




Figura 1

Preparação: Use depois de aplicar um produto de limpeza Nu Skin® da sua preferência. Fixe o Condutor de Rosto ageLOC ao aparelho (Figura 1).



PRE-TREAT GEL

ETAPA DO PRE-TREAT GEL

PASSO 1: Aplique uniformemente uma ampola completa do ageLOC Pre-Treat Gel na totalidade do rosto e pescoço, evitando a zona dos olhos, das pálpebras e dos lábios.

PASSO 2: Pressione o botão de seleção até que o número 1 se acenda no visor (Figura 2). Esta aplicação tem a duração de 2 minutos.

PASSO 3: Humedeça bem as mãos com a NaPCA Moisture Mist ou com água. Segure no aparelho com a mão humedecida, tocando na placa cromada da parte de trás, e comece a deslizar lentamente a cabeça do condutor na pele (Figura 3). Certifique-se de que evita zonas sensíveis, como os olhos, as pálpebras e os lábios.



Figura 3

O aparelho emitirá um aviso sonoro uma, duas ou três vezes para indicar o ajuste automático à sua pele. Depois, a sua aplicação galvânica começa, e o aparelho emitirá um aviso sonoro a cada 10 segundos, para indicar que a unidade está ligada e a funcionar, e a cada 5 segundos quando a aplicação estiver quase concluída.

PASSO 4: Quando a sua aplicação galvânica tiver terminado, o aparelho emitirá um aviso sonoro demorado, seguido de dois avisos curtos, e desligar-se-á automaticamente. Remova todos os resíduos de gel da pele e do aparelho com um pano húmido (Figura 4). Agora chegou o momento de passar à etapa do Gel de tratamento.



Figura 4



TREATMENT GEL

ETAPA DO TREATMENT GEL

PASSO 1: Aplique uma ampola completa do ageLOC Treatment Gel no rosto e pescoço.

PASSO 2: O Condutor de Rosto ageLOC já deve estar fixo, pelo que só tem de pressionar o botão de seleção uma vez, para voltar a ligar o aparelho e mantê-lo pressionado até selecionar a aplicação número 2 (Figura 5). Esta aplicação tem a duração de 3 minutos.

PASSO 3: Volte a segurar no aparelho com a mão humedecida, tocando na placa cromada da parte de trás, e comece a deslizar lentamente a cabeça do condutor na pele (Figura 6). Certifique-se de que evita zonas sensíveis, como os olhos, as pálpebras e os lábios.

O aparelho emitirá um aviso sonoro uma, duas ou três vezes para indicar o ajuste automático à sua pele. Depois, a sua aplicação galvânica começa, e o aparelho emitirá um aviso sonoro a cada 10 segundos, para indicar que a unidade está ligada e a funcionar, e a cada 5 segundos quando a aplicação estiver quase concluída.

PASSO 4: Quando a sua aplicação galvânica tiver terminado, o aparelho emitirá um aviso sonoro demorado, seguido de dois avisos curtos, e desligar-se-á automaticamente. Use um pano húmido para remover todos os resíduos de gel da pele e do aparelho (Figura 7).



Figura 5



Figura 6



Figura 7

Tru Face Line Corrector

Posição	Condutor
	

Use este tratamento de manhã e à noite para tratar e suavizar o aspeto das rímulas e rugas ao redor da boca, olhos e testa.




Figura 1

Preparação: Use depois de aplicar um produto de limpeza e um tónico Nu Skin® da sua preferência. Fixe o Condutor de Áreas Especiais ageLOC ao aparelho (Figura 1).

PASSO 1: Aplique o Tru Face Line Corrector nas rímulas e rugas que pretende tratar. Aplique em apenas uma zona de cada vez. Certifique-se de que deixa uma camada fina de produto na superfície da pele.



Figura 2

PASSO 2: Pressione o botão de seleção até que o número 3 se acenda no visor (Figura 2). Esta aplicação tem a duração de 5 minutos.

Sugestão dos profissionais: Ao tratar várias zonas, pode usar os cinco minutos em mais do que uma zona. Normalmente, as zonas de aplicação mais reduzidas não exigem mais do que um ou dois minutos cada.



Figura 3

PASSO 3: Humedeça bem as mãos com a NaPCA Moisture Mist ou com água. Segure no aparelho com a mão humedecida, tocando na placa cromada da parte de trás, e comece a deslizar lentamente a cabeça do condutor na pele (Figura 3). Tenha cuidado e evite zonas sensíveis, como os olhos, as pálpebras e os lábios.

O aparelho emitirá um aviso sonoro uma, duas ou três vezes para indicar o ajuste automático à sua pele. Depois, a sua aplicação galvânica começa, e o aparelho emitirá um aviso sonoro a cada 10 segundos, para indicar que a unidade está ligada e a funcionar, e a cada 5 segundos quando a aplicação estiver quase concluída.

PASSO 4: Quando a sua aplicação galvânica tiver terminado, o aparelho emitirá um aviso sonoro demorado, seguido de dois avisos curtos, e desligar-se-á automaticamente. Repita os passos 1 a 3 para cada zona a tratar. Quando tiver terminado todas as aplicações, fricção os eventuais resíduos de produto na pele e limpe eventuais resíduos no aparelho com um pano húmido (Figura 4).




Figura 4

ageLOC Body Shaping Gel

Posição	Condutor
	

Use esta aplicação três vezes por semana para dar definição, firmeza e suavidade visíveis à pele dos braços, coxas, abdômen e nádegas.




Figura 1

Preparação: Fixe o Condutor de Corpo ao aparelho (Figura 1).

PASSO 1: Use na pele limpa. Aplique uma quantidade generosa de ageLOC Body Shaping Gel na zona desejada.

PASSO 2: Pressione o botão de seleção até que o número 4 se acenda no visor (Figura 2). Esta aplicação tem a duração de 5 minutos por zona.

Sugestão dos profissionais: embora 5 minutos seja o tempo de aplicação recomendado, poderá não vir a necessitar de 5 minutos.

PASSO 3: Humedeça bem as mãos com a NaPCA Moisture Mist ou com água. Segure no aparelho com a mão humedecida, tocando na placa cromada da parte de trás, e comece a deslizar lentamente a cabeça do condutor na pele (Figura 3).

O aparelho emitirá um aviso sonoro uma, duas ou três vezes para indicar o ajuste automático à sua pele. Depois, a sua aplicação galvânica começa, e o aparelho emitirá um aviso sonoro a cada 10 segundos, para indicar que a unidade está ligada e a funcionar, e a cada 5 segundos quando a aplicação estiver quase concluída.

PASSO 4: Quando a sua aplicação galvânica tiver terminado, o aparelho emitirá um aviso sonoro demorado, seguido de dois avisos curtos, e desligar-se-á automaticamente. Repita os passos 1 a 3 para cada zona a tratar. Quando tiver terminado todas as aplicações, remova todos os resíduos de produto da pele e do aparelho com um pano húmido (Figura 4).





Figura 4

Aplique o ageLOC Dermatic Effects® duas vezes por dia, para ajudar a sua pele a permanecer visivelmente suave e mais definida. Nos dias em que usa o ageLOC Body Shaping Gel, aplique o ageLOC Dermatic Effects, após a aplicação galvânica.

ageLOC Nutriol

Intensive Scalp & Hair Serum

Posição	Condutor
	

Use este ritual simples de manhã e à noite para ajudar a revitalizar o couro cabeludo dia após dia, e conseguir um cabelo com um aspeto sublime.



Preparação: Aplique no cabelo seco com uma toalha ou no cabelo seco. Fixe o Condutor de Couro Cabeludo ao aparelho (Figura 1).

PASSO 1: Aplique o ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum diretamente no couro cabeludo e nas raízes, dividindo o cabelo em madeixas (Figura 2).

Sugestão dos profissionais: Se pulverizar o seu cabelo ligeiramente com água antes de aplicar o ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum, o seu cabelo ficará mais fácil de gerir para a aplicação.

PASSO 2: Use os dedos para massajar suavemente o sérum no couro cabeludo e raízes (Figura 3). Penteie os fios de cabelo indisciplinados (Figura 4).

Pressione o botão de seleção até que o número 5 se acenda no visor (Figura 5). Esta aplicação tem a duração de 2 minutos.

PASSO 3: Humedeça bem as mãos com a NaPCA Moisture Mist ou com água. Segure no aparelho com a mão humedecida, tocando na placa cromada da parte de trás. Encoste o condutor diretamente no couro cabeludo e penteie, partindo da parte da frente da linha do couro cabeludo para trás, mantendo um contacto constante com o couro cabeludo (Figura 6).

Figura 6

O aparelho emitirá um aviso sonoro uma, duas ou três vezes para indicar o ajuste automático à sua pele. Depois, a sua aplicação galvânica começa, e o aparelho emitirá um aviso sonoro a cada 10 segundos, para indicar que a unidade está ligada e a funcionar, e a cada 5 segundos quando a aplicação estiver quase concluída.

Nota: Durante a aplicação galvânica, mantenha um contacto constante com o couro cabeludo

PASSO 4: Quando a sua aplicação galvânica tiver terminado, o aparelho emitirá um aviso sonoro demorado, seguido de dois avisos curtos, e desligar-se-á automaticamente.

Não enxague o cabelo. Faça o seu penteado habitual e remova todos os resíduos de produto do aparelho com um pano húmido (Figura 7).

Figura 7




Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4



Figura 5



ageLOC Galvanic Spa

Dezvăluie aspectul tânăr cu beneficii vizibile pentru piele și păr în 5 minute sau mai puțin.

ageLOC Galvanic Spa este un dispozitiv pentru îngrijire personală ce utilizează curentul galvanic pentru a ajuta la îmbunătățirea vizibilă a aspectului pielii și părului dumneavoastră. Acest dispozitiv versatil, cu atașamentele interschimbabile și produsele unice ce-l însoțesc, ajută la îmbunătățirea vizibilă a aspectului liniilor fine și ridurilor; oferă strălucire pielii și revitalizează tenul; îmbunătățește aspectul pielii ce prezintă o textură asemănătoare unei coji de portocală și susține un aspect strălucitor și sănătos al părului.

Înainte de a începe

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul ageLOC Galvanic Spa:

⚠ Atenție: Dispozitivul ageLOC Galvanic Spa este destinat utilizării pe pielea sănătoasă. A nu se folosi în cazul în care prezentați răni deschise sau inflamații, sunteți predispuși la acnee rozacee, dacă sunteți alergic la metal sau dacă aveți o piele dificilă sau extrem de sensibilă. Consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul ageLOC Galvanic Spa dacă sunteți însărcinată, dacă aveți un stimulator cardiac sau alt dispozitiv similar, dacă suferiți de epilepsie, purtați aparat dentar din metal, aveți un implant de metal sau în cazul în care suferiți de o afecțiune.

⚠ Utilizatorii noi ai instrumentului Galvanic Spa și cei cu pielea sensibilă sau predispuși la alergii trebuie întotdeauna să testeze instrumentul pe o mică porțiune de piele înainte de a folosi produsul conform indicațiilor. Verificați întotdeauna dispozitivul Galvanic Spa și capetele conductoare înainte de utilizare.

Asigurați-vă că nu există suprafețe dure sau deteriorate, margini ascuțite sau suprafețe ce prezintă irregularități. Dacă observați anomalii, nu utilizați instrumentul și contactați biroul local Nu Skin®. A nu se aplica direct pe buze, ochi sau pleoape. Dispozitivul și produsele sunt destinate doar utilizării externe. Dacă observați inflamații, roșeață prelungită sau iritații anormale, încetați utilizarea imediat și consultați un medic dacă este necesar. Dispozitivul este destinat doar utilizării de către adulți. Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, și copiii cu vârsta peste 16 ani pot utiliza dispozitivul dacă beneficiază de supraveghere sau de instruire cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

- ⚠** Îndepărtați toate foliile protectoare din plastic înainte de a începe. Depozitați într-un loc uscat, la temperatura camerei, la minim 4°C, pentru a evita posibilitatea formării unei umflături.
- ⊘** Pentru a reduce riscul de șoc, arsuri, foc sau vătămare corporală, nu introduceți dispozitivul în apă. Nu plasați sau depozitați dispozitivul în locuri din care poate să cadă sau poate fi tras în cadă, cabina de duș, chiuvetă sau toaletă. Nu folosiți niciodată dispozitivul dacă a fost deteriorat.
- ⊘** Când scoateți un conductor, nu strângeți sau nu presați mijlocul conductorului, deoarece aceasta ar putea dăuna funcționării normale a mecanismului. Este indicat mai degrabă a se prinde de părțile laterale. Pentru a asigura tratarea corectă a deșeurilor în cazul dispozitivului ageLOC Galvanic Spa și al bateriilor, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu legislația locală aplicabilă sau cu cerințele privind eliminarea echipamentelor electrice/bateriilor. Acestea nu trebuie eliminate ca deșeuri menajere.

Conținut ageLOC Galvanic Spa

- 1 Manual de utilizare
- 2 Dispozitiv ageLOC Galvanic Spa
- 3 Conductor ageLOC pentru față
- 4 Conductor pentru zonele de focalizare
- 5 Conductor pentru corp
- 6 Conductor pentru scalp
- 7 Două baterii AAA



Informații importante privind întreținerea și termenul de garanție




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Curățarea dispozitivului și conductorilor:

După finalizarea aplicării galvanice, îndepărtați conductorul din dispozitiv și utilizați un prosop umed pentru a curăța excesul de produs rămas. (Figura 1). Uscați bine dispozitivul și depozitați-l într-un loc uscat fără un conductor atașat.

Indicații în vederea schimbării bateriilor:

Atunci când bateriile sunt consumate, o pictogramă cu o baterie de culoare galbenă va apărea în mijlocul afișajului, iar dispozitivul va emite un semnal sonor de patru ori (Figura 2). Când aceasta se întâmplă, schimbați cele două baterii AAA cu altele noi.

Pentru a înlocui bateriile, apăsați deasupra capacului compartimentului pentru baterii, pe fiecare parte, și trageți în jos (Figura 3). Capacul compartimentului pentru baterii se va separa de dispozitiv (Figura 4).

Apoi, trageți ușor de bandă și îndepărtați bateriile vechi. Introduceți două baterii noi AAA în compartiment și peste bandă. Dacă nu introduceți banda sub baterii, este posibil ca apa să intre în dispozitiv, ducând la deteriorarea acestuia (Figura 5).

În încheiere, poziționați capacul bateriilor înapoi la locul său (Figura 6).




Figura 5



Figura 6

Produsele pentru îngrijire personală create pentru utilizare împreună cu ageLOC Galvanic Spa se vând separat.

Utilizați doar 2 baterii AAA LR03 1.5 V. Nu amestecați baterii noi cu cele utilizate, sau baterii de diferite tipuri, cum ar fi alcaline și nealcaline, sau cele reîncărcabile sau nereîncărcabile.

Bateriile reîncărcabile trebuie îndepărtate din aparat înainte de a fi încărcate. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate.

Nu scurtcircuitați bateriile. Atunci când terminalele pozitiv (+) și negativ (-) ale unei baterii sunt în contact una cu cealaltă, bateria se poate scurtcircuita.

Bateriile epuizate trebuie îndepărtate din dispozitiv și reciclate în siguranță în conformitate cu legislația locală. Îndepărtați bateriile din dispozitiv înaintea depozitării prelungite.

Termen de garanție limitat de doi ani: Nu Skin garantează faptul că ageLOC Galvanic Spa nu va prezenta defecte de material sau de manufactură pe o perioadă de doi ani de la data livrării către dumneavoastră. Această garanție nu acoperă defecțiunile produsului datorate utilizării necorespunzătoare sau accidentelor. Dacă produsul prezintă defecțiuni în perioada de garanție de doi ani, vă rugăm să contactați telefonic Serviciul local de Asistență Nu Skin pentru a aranja depanarea sau înlocuirea dispozitivului. Este posibil să vi se solicite să prezentați o chitanță de vânzare care să includă data livrării. Nu Skin își rezervă dreptul de a inspecta dispozitivul. Această garanție nu afectează drepturile dumneavoastră legale specifice țării de achiziție, astfel de drepturi rămânând protejate. Această garanție este valabilă în Africa de Sud, Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit., Republica Cehă, România, Rusia, Slovacia, Spania, Suedia, Ucraina și Ungaria.

Protejat cu numerele de brevetare din SUA 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 precum și prin numeroase brevete internaționale eliberate sau în curs de eliberare.



Eliminarea vechilor echipamente electrice și electronice (valabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu scheme de colectare selectivă).

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul său indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu casnic. În schimb acesta va fi predat punctului corespunzător de colectare pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corespunzător, ajutați la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a acestui produs. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să luați legătura cu serviciul dumneavoastră local de colectare a deșeurilor casnice.



Marcajul CE semnifică faptul că producătorul a verificat dacă acest produs corespunde cerințelor UE privind siguranța, sănătatea și mediul înconjurător. Este un indicator al faptului că produsul corespunde legislației UE și permite libera circulație a produselor în interiorul pieței europene.




Marcajul EAC (Marcaj de conformitate EurAsiatic) reprezintă o marcă ce trebuie aplicată pe produs pentru a demonstra conformitatea acestuia cu standardele vamale ale Uniunii."

ageLOC Galvanic Spa

Caracteristici

- 1 Receptor de atașare a conductorului
- 2 Buton de eliberare a conductorului
- 3 Afișaj
- 4 Buton de selecție
- 5 Panoul cromat
- 6 Compartimentul pentru baterie
- 7 Indicator de poziționare a conductorului (gravura mică)

Notă: Îndepărtați toate protecțiile de plastic din ambele părți ale dispozitivului înainte de a începe.




Afișaj ageLOC Galvanic Spa

- 1 Numerele 1, 2, 3, 4 sau 5 indică numărul de aplicare și produsul corespunzător (vedeți mai jos).
- 2 Cele cinci puncte indică durata aplicării corespunzătoare.
- 3 Dacă bateriile sunt aproape descărcate, de fiecare dată când dispozitivul este pornit, în partea de jos a afișajului va apărea un simbol cu o baterie de culoare galbenă, iar dispozitivul va emite un semnal sonor. Atunci când bateriile sunt complet descărcate, în partea de jos a afișajului va apărea un simbol cu o baterie de culoare galbenă, iar dispozitivul se va opri.

Fiecare produs trebuie utilizat împreună cu numărul corect de aplicare:

1	Gel de pre-tratament facial Galvanic Spa™ cu ageLOC	4	ageLOC® Body Shaping Gel
2	Gel de tratament facial Galvanic Spa™ cu ageLOC	5	Ser pentru scalp și păr ageLOC Nutriol® Intensive
3	Tru Face® Line Corrector		



Cum să utilizați ageLOC Galvanic Spa

ageLOC Galvanic Spa include diferiți conductori pentru față, scalp și corp, dar sunt toți utilizați în modalități similare. Instrucțiuni specifice pentru aplicări individuale pot fi găsite la paginile 282-289. Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a începe utilizarea dispozitivului.

Pentru fiecare utilizare, trebuie să atașați conductorul potrivit la dispozitiv. Pielea ce atinge ambele puncte de contact cromate trebuie să fie umedă pentru a conduce cu succes curenții galvanici.




Figura 1

Atașarea unui conductor: Țineți dispozitivul cu afișajul spre dumneavoastră. Aliniați indicatorul ce poziționează conductorul cu fața spre dispozitiv apoi apăsați în jos conductorul, din părțile laterale până ce se fixează (Figura 1). Dacă conductorul nu se

conectează, asigurați-vă că este orientat cu fața în direcția potrivită și este poziționat corect. Nu forțați conductorul deoarece se poate deteriora. ageLOC Galvanic Spa nu va funcționa dacă un capăt al conductorului nu este bine atașat.




Figura 2

Îndepărtarea unui conductor: Întoarceți dispozitivul pentru ca panoul cromat să fie orientat spre dumneavoastră. Cu mâna liberă, luați conductorul de părțile laterale apoi apăsați butonul de eliberare (Figura 2). Trageți ușor conductorul de părțile laterale.

Luminile de afișare: Afișajul va rămâne aprins cât timp dispozitivul este pornit, atunci când selectați și pe durata unei aplicări. Dacă afișajul se închide și se aprinde, acest lucru se datorează fie faptului că dispozitivul a pierdut contactul cu pielea sau pielea nu este suficient de umedă pentru a conduce curentul.

Mod de utilizare a produsului: Aplicați cantitatea recomandată de produs pe zona dorită de pe față, scalp sau corp.

Selectare aplicare: Apăsați butonul de selecție până ce numărul dorit este aprins (Figura 3).

Activare Curent Galvanic: Degetele dumneavoastră trebuie să atingă panoul cromat de pe spatele dispozitivului în timp ce conductorul atinge pielea. Recomandăm să udați bine mâinile cu apă sau NaPCA Moisture Mist pentru a îmbunătăți conductibilitatea.* Dacă degetele alunecă de pe panoul cromat pe durata utilizării, nu vă îngrijorați, doar ajustați prinderea dispozitivului și continuați tratamentul de spa.

*Rețineți! Pielea ce atinge ambele puncte de contact cromate trebuie să fie umedă pentru a conduce cu succes curenții galvanici.

Pe parcursul aplicării: Dispozitivul emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde indicând că este pornit și funcționează. Atunci când mai sunt 30 de secunde dintr-o aplicare, dispozitivul va emite un semnal sonor la fiecare 5 secunde până ce aplicarea este finalizată.

Întreruperea aplicării: Trebuie să mențineți conductorul în contact cu zona vizată și să păstrați toate punctele de contact umede (Figura 4). Dacă întrerupeți contactul cu panoul cromat sau capătul de aplicare, afișajul se va aprinde și se va stinge. Dispozitivul se va opri la câteva minute după încetarea utilizării.

Finalizarea aplicării: La sfârșitul tratamentului, dispozitivul va emite un semnal sonor lung urmat de alte două mai scurte și se va opri automat. Dacă doriți să efectuați o altă aplicare, apăsați butonul de selectare pentru a accesa următorul număr de aplicare. Pentru a opri dispozitivul, apăsați pur și simplu pe butonul de selectare până ce afișajul dispăre.

Încetați utilizarea dacă experimentați inflamații, roșeață sau reacții adverse ale pielii.



Figura 3



Figura 4

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Setare Pre-Treatment	Setare Tratament	Conductor

Utilizați acest tratament de trei ori pe săptămână pentru rezultate vizibile revigorante și revitalizante.




Figura 1

Pregătire: După utilizare aplicați un produs de curățare Nu Skin® la alegere. Atașați conductorul pentru față ageLOC la dispozitiv (Figura 1).



PRE-TREAT GEL

FAZA APLICĂRII GELULUI PENTRU PRE-TRATAMENT

PASUL 1: Aplicați uniform gelul pentru pre-tratament ageLOC pe întreaga față și gât evitând ochii, pleoapele și buzele.

PASUL 2: Apăsăți butonul de selectare până ce numărul 1 apare pe afișaj (Figura 2). Această aplicare va dura 2 minute.

PASUL 3: Umeziți bine mâinile cu NaPCA Moisture Mist sau apă. Țineți dispozitivul cu o mână umedă în timp ce atingeți panoul cromat de pe spate și începeți să atingeți ușor pielea cu capătul conductorului (Figura 3). Asigurați-vă că evitați zonele sensibile cum ar fi ochii, pleoapele și buzele.



Figura 3

Dispozitivul va emite un semnal sonor o dată, de două ori sau de trei ori pentru a indica că s-a ajustat automat la pielea dumneavoastră. După acestea, aplicarea dumneavoastră galvanică a început, iar dispozitivul va emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde, pentru a indica că unitatea este pornită și funcționează, și la fiecare 5 secunde atunci când aplicarea este aproape finalizată.

PASUL 4: La sfârșitul aplicării galvanice, dispozitivul va emite un semnal sonor lung urmat de alte două mai scurte și se va opri automat. Îndepărtați orice resturi de gel de pe piele și de pe dispozitiv cu un prosop umed (Figura 4). Acum este timpul pentru faza Gelului de Tratament.



Figura 4



TREATMENT GEL

FAZA GELULUI DE TRATAMENT

PASUL 1: Aplicați o fiolă întreagă din Gelul de tratament ageLOC pe față și gât.

PASUL 2: Conductorul pentru față ageLOC ar trebui să fie atașat, așadar apăsați butonul de selectare odată pentru a porni dispozitivul și continuați să apăsați până ce selectați numărul de aplicare 2 (Figura 5). Această aplicare va dura 3 minute.

PASUL 3: Din nou, țineți dispozitivul cu o mână umedă în timp ce atingeți panoul cromat de pe spate și începeți să atingeți ușor pielea cu capătul conductorului (Figura 6). Asigurați-vă că evitați zonele sensibile cum ar fi ochii, pleoapele și buzele.

Dispozitivul va emite un semnal sonor o dată, de două ori sau de trei ori pentru a indica că s-a ajustat automat la pielea dumneavoastră. După acestea, aplicarea dumneavoastră galvanică a început, iar dispozitivul va emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde pentru a indica că unitatea este pornită și funcționează, și la fiecare 5 secunde atunci când aplicarea este aproape finalizată.

PASUL 4: La sfârșitul aplicării galvanice, dispozitivul va emite un semnal sonor lung urmat de alte două mai scurte și se va opri automat. Utilizați un prosop umed pentru a îndepărta orice resturi de gel de pe piele și dispozitiv (Figura 7).



Figura 5



Figura 6

Tru Face Line Corrector

Setare	Conductor
	

Utilizați acest tratament dimineața și seara pentru un aspect mai delicat al liniilor fine și ridurilor din jurul gurii, ochilor și frunții.



Pregătire: Utilizați un produs de curățare și toner Nu Skin la alegere. Atașați conductorul pentru zona de focalizare la dispozitiv (Figura 1).




Figura 1

PASUL 1: Aplicați Tru Face Line Corrector pe liniile și ridurile pe care doriți să le tratați. Aplicați pe zonele dorite pe rând. Asigurați-vă că lăsați un strat subțire din produs pe suprafața pielii.



Figura 2

PASUL 2: Apăsați butonul de selectare până ce numărul 3 apare pe afișaj (Figura 2). Această aplicare va dura 5 minute.

Sfat: Atunci când multiple zone sunt tratate, puteți utiliza cele 5 minute pentru mai mult de o zonă. Zonele mici de aplicare nu necesită mai mult de un minut sau două fiecare.



Figura 3

PASUL 3: Umeziți bine mâinile cu NaPCA Moisture Mist sau apă. Țineți dispozitivul cu o mână umedă în timp ce atingeți panoul cromat de pe spate și începeți să atingeți ușor pielea cu capătul conductorului (Figura 3). Acordați atenție evitării zonelor sensibile cum ar fi ochii, pleoapele și buzele.

Dispozitivul va emite un semnal sonor o dată, de două ori sau de trei ori pentru a indica că s-a ajustat automat la pielea dumneavoastră. După acestea, aplicarea dumneavoastră galvanică a început, iar dispozitivul va emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde pentru a indica că unitatea este pornită și funcționează, și la fiecare 5 secunde atunci când aplicarea este aproape finalizată.

PASUL 4: La sfârșitul aplicării galvanice, dispozitivul va emite un semnal sonor lung urmat de alte două mai scurte și se va opri automat. Repetați pașii 1, 2 și 3 pentru fiecare zonă. Atunci când ați terminat cu toate aplicările, masați produsul rămas pe piele și curățați resturile rămase de pe dispozitiv cu un prosop umed (Figura 4).




Figura 4

ageLOC Body Shaping Gel

Setare	Conductor
	

Utilizați această aplicare de trei ori pe săptămână pentru a contura pielea, a o lăsa mai fermă și delicată pe brațe, coapse, abdomen și fese.




Figura 1

Pregătire: Atașați conductorul pentru corp la dispozitiv (Figura 1).

PASUL 1: Utilizați pe pielea curată. Aplicați o cantitate generoasă din ageLOC Body Shaping Gel pe zona dorită.

PASUL 2: Apăsăți butonul de selectare până ce numărul 4 apare pe afișaj (Figura 2). Această aplicare va dura 5 minute pe fiecare zonă.

Sfat: Se recomandă ca timpul de aplicare să fie 5 minute pentru o zonă dar este posibil să nu fie necesitați toate cele 5 minute.

PASUL 3: Umeziți bine mâinile cu NaPCA Moisture Mist sau apă. Țineți dispozitivul cu o mână umedă în timp ce atingeți panoul cromat de pe spate și începeți să atingeți ușor pielea cu capătul conductorului (Figura 3).

Dispozitivul va emite un semnal sonor o dată, de două ori sau de trei ori pentru a

indica că s-a ajustat automat la pielea dumneavoastră. După acestea, aplicarea dumneavoastră galvanică a început, iar dispozitivul va emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde pentru a indica că unitatea este pornită și funcționează, și la fiecare 3 secunde atunci când aplicarea este aproape finalizată.

PASUL 4: La sfârșitul aplicării galvanice, dispozitivul va emite un semnal sonor lung urmat de alte două mai scurte și se va opri automat. Repetați pașii 1, 2 și 3 pentru fiecare zonă. Atunci când toate aplicările sunt finalizate, îndepărtați orice resturi ale produsului de pe piele și dispozitiv cu un prosop umed (Figura 4).




Figura 4

Aplicați ageLOC Dermatic Effects® de două ori pe zi pentru ca pielea să rămână vizibil mai conturată și delicată. În zilele în care utilizați ageLOC Body Shaping Gel, aplicați ageLOC Dermatic Effects după aplicarea galvanică.

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Setare	Conductor

Utilizați acest ritual ușor dimineața și seara pentru a ajuta la revitalizarea scalpului zi după zi, pentru un păr divin.



Pregătire: Utilizați pe părul uscat. Atașați conductorul pentru scalp la dispozitiv (Figura 1).

PASUL 1: Pulverizați serul ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum direct pe scalp și rădăcini împărțind părul (Figura 2).

Sfat: Pulverizarea apei pe părul uscat înainte de a aplica serul ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum poate rezulta într-o aplicare mai ușoară pe păr.

PASUL 2: Utilizați degetele și masați delicat serul pe scalp și rădăcini (Figura 3). Pieptănați orice fire rebele (Figura 4).

Apăsăți butonul de selectare până ce numărul 5 apare pe afișaj (Figura 5). Această aplicare va dura 2 minute.

PASUL 3: Umeziți bine mâinile cu NaPCA Moisture Mist sau apă. Țineți dispozitivul cu o mână umedă în timp ce atingeți panoul cromat de pe spatele dispozitivului. Atingeți scalpul direct cu conductorul și începeți de la linia părului în spate, păstrând contact constant cu scalpul. (Figura 6).

Dispozitivul va emite un semnal sonor o dată, de două ori sau de trei ori pentru a indica că s-a ajustat automat la pielea dumneavoastră. După acestea, aplicarea dumneavoastră galvanică a început, iar dispozitivul va emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde pentru a indica că unitatea este pornită și funcționează, și la fiecare 5 secunde atunci când aplicarea este aproape finalizată.

Notă: Pe parcursul aplicării galvanice, păstrați Conductorul pentru scalp în contact constant cu scalpul.

PASUL 4: La sfârșitul aplicării galvanice, dispozitivul va emite un semnal sonor lung urmat de alte două mai scurte și se va opri automat.

Nu clătiți părul. Aranjați ca de obicei și îndepărtați orice resturi de produs de pe dispozitiv cu un prosop umed (Figura 7).



Figura 6



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5




Figura 7

ageLOC Galvanic Spa

Подарите себе молодость кожи и волос всего за 5 минут в день.

ageLOC Galvanic Spa — персональный прибор, использующий гальванический ток для заметного улучшения внешнего вида кожи и волос. Этот универсальный прибор, предназначенный для проведения процедур со сменными насадками и с использованием специально созданных для этого средств, помогает уменьшить возрастные и мимические морщины, придать коже сияние и заметно улучшить цвет лица, выровнять кожу, сделать волосы объемными и блестящими.

До использования

До применения прибора ageLOC Galvanic Spa прочитайте следующие инструкции.

⚠ Осторожно! Использовать прибор ageLOC Galvanic Spa только на здоровой коже. Не использовать при наличии открытых ран, на склонной к куперозу коже, при наличии аллергии на металл, на проблемной или чрезмерно чувствительной коже. Необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием ageLOC Galvanic Spa при беременности, эпилепсии, использовании кардиостимулятора или аналогичных устройств, наличии металлических брекетов на зубах, металлического импланта или при обострении какого-либо заболевания.

⚠ Люди, впервые использующие прибор ageLOC Galvanic Spa, а также люди с чувствительной или предрасположенной к аллергии кожей, всегда должны проводить тест на небольшом участке кожи перед использованием в соответствии с инструкцией. Перед применением обязательно следует проверить исправность прибора и насадок. Необходимо убедиться, что на поверхности

отсутствуют неровности, острые края или вздутие. При обнаружении каких-либо дефектов использовать прибор запрещается, в этом случае следует обратиться в местное представительство компании Nu Skin®. Не использовать на коже век и губ. Прибор и сопутствующие продукты предназначены только для наружного применения. При появлении отечности, продолжительного покраснения или раздражения следует немедленно прекратить использование и при необходимости обратиться к врачу. Данный прибор предназначен только для взрослых. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, не имеющие необходимого опыта и знаний, а также дети старше 16 лет могут использовать прибор только под надзором или после прохождения инструктажа по безопасному применению и при условии, что они понимают все факторы опасности. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми. Хранить в недоступном для детей месте.

- ⚠** Перед первым использованием прибора необходимо удалить с него все защитные полиэтиленовые пленки. Хранить в сухом месте при комнатной температуре не ниже 4 °C во избежание образования отслаивания и вздутия покрытия.
- ⌚ Не погружать прибор в воду для снижения риска удара током, ожога, пожара или травмы. Не класть и не хранить прибор там, где он может упасть в ванну, душ, раковину или унитаз. Использовать поврежденный прибор запрещается.
- ⌚ Снимая насадку, не сжимайте ее и не держите ее за середину. Это может затруднить работу расцепляющего механизма. Держите насадку за боковые поверхности. Необходимо правильно утилизировать прибор ageLOC Galvanic Spa и батарейки в соответствии с требованиями местного законодательства или требованиями к утилизации электрооборудования/аккумуляторов. Не утилизировать с бытовыми отходами.

Комплект ageLOC Galvanic Spa

- 1 Руководство пользователя
- 2 Прибор ageLOC Galvanic Spa
- 3 Насадка для лица ageLOC
- 4 Насадка для локального воздействия
- 5 Насадка для тела
- 6 Насадка для кожи головы
- 7 2 батарейки AAA



Предназначенные для использования с прибором ageLOC Galvanic Spa средства продаются отдельно.

Важная информация о техническом обслуживании и гарантии



Рисунок 1

Очистка прибора и насадок.

Завершив процедуру обработки гальваническим током, снимите насадку с прибора и влажной тряпочкой удалите с нее остатки средства (рисунок 1). Тщательно высушите прибор. Храните в сухом месте без насадки.



Рисунок 2

Замена батареек. При низком заряде батареек посередине дисплея появится значок аккумулятора янтарного цвета, и прибор издает сигнал 4 раза (рисунок 2). В этом случае надо установить 2 новые батарейки AAA.



Рисунок 3

Для этого нажмите под крышкой отделения для батареек с обеих сторон и уверенно потяните крышку вверх (рисунок 3). Крышка будет снята с прибора (рисунок 4).

Затем аккуратно потяните за ленту и извлеките старые батарейки. Вставьте в отделение над лентой две новые батарейки AAA. Если не заправить ленту под батарейки, в прибор может попасть вода, что приведет к его повреждению (рисунок 5).

Затем плотно закройте крышку (рисунок 6).



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

Используйте только 2 батарейки AAA LR03 1,5 В.

Не используйте вместе новые и использованные батарейки или батарейки разного типа, например щелочные и нещелочные, перезаряжаемые или одноразовые.

Перезаряжаемые аккумуляторы для зарядки следует извлечь из прибора. Одноразовые батарейки повторному заряду не подлежат.

Берегите аккумуляторы от короткого замыкания, которое возможно при соприкосновении батареек разными полюсами: положительным (+) и отрицательным (-).

Использованные батарейки следует извлечь из прибора и утилизировать безопасным образом в соответствии с требованиями местного законодательства. Перед длительным хранением прибора батарейки следует извлечь.

Ограниченная гарантия на 2 года. Компания Nu Skin гарантирует, что прибор ageLOC Galvanic Spa будет стабильно работать и не содержать дефектов сборки или материалов в течение двух лет с момента доставки. Эта гарантия не покрывает повреждения прибора, вызванные в результате неправильного использования прибора или неосторожного обращения с ним. В случае если в первые два года использования появятся какие-либо дефекты, свяжитесь с Клиентской службой компании Nu Skin для последующего ремонта и замены. Возможно, потребуются предъявить чек с указанием даты покупки. Компания Nu Skin сохраняет за собой право на проверку прибора. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав в соответствии с законодательством в стране приобретения прибора. Такие права находятся под защитой. Настоящая гарантия действительна в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, России, Румынии, Словакии, Соединенном Королевстве, Украине, Финляндии, Франции, Чешской Республике, Швейцарии, Швеции и ЮАР.

Защищено патентами США № 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 S и различными выданными и ожидаемыми международными патентами.



Утилизация старого электрического и электронного оборудования (действует в Европейском союзе и других странах Европы со схемами отдельного сбора отходов). Этот символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Его необходимо передать в специальный пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования. Правильно утилизируя это изделие, вы можете предотвратить потенциальные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека в результате ненадлежащего обращения с изделием. Утилизация материалов поможет в сохранении природных ресурсов. Более подробную информацию об утилизации этого изделия можно получить в службе по утилизации бытовых отходов в вашем регионе.



Маркировка CE указывает на то, что производитель проверил это изделие на соответствие требованиям техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды в ЕС. Эта маркировка указывает на соответствие изделия законодательству ЕС и разрешает свободное обращение изделий на европейском рынке.




Знак EAC (знак обращения продукции на рынке Таможенного союза) — знак, который должен присутствовать на изделии, указывая на его соответствие стандарту Таможенного союза.

Характеристики прибора ageLOC Galvanic Spa

- 1 Держатель для крепления насадки
- 2 Кнопка фиксатора насадки
- 3 Дисплей
- 4 Кнопка выбора режима
- 5 Хромированная панель
- 6 Отделение для батареек
- 7 Указатель положения насадки
(небольшая выгравированная отметка)

Примечание. До использования прибора надо снять защитную полиэтиленовую пленку с обеих сторон.




Дисплей прибора ageLOC Galvanic Spa

- 1 Цифры 1, 2, 3, 4 или 5 указывают на номер режима и соответствующее средство (см. ниже).
- 2 5 точек обозначают соответствующую продолжительность процедуры.
- 3 При низком заряде батареек внизу дисплея появится янтарный символ, и прибор издаст сигнал. При полном разряде внизу дисплея появится янтарный символ, и прибор выключится.

Каждое средство следует использовать с правильным режимом.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</div> | <p>Гель для предварительного ухода Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel с технологией ageLOC</p> <p>Гель для основного ухода Galvanic Spa Facial Treatment Gel с технологией ageLOC</p> <p>Корректирующий гель Tru Face® Line Corrector</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">5</div> | <p>Шейпинг-гель ageLOC Body Shaping Gel</p> <p>Сыворотка ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum</p> |
|---|--|--|---|



Как пользоваться прибором ageLOC Galvanic Spa

Прибор ageLOC Galvanic Spa поставляется с разными насадками для лица, кожи головы и тела, но все они используются одинаковым образом. Конкретные инструкции по применению каждой насадки в отдельности приводятся на страницах 300-307. До начала использования прибора прочитайте инструкции.

Каждый раз следует устанавливать на прибор нужную насадку. Для оптимального проведения гальванических токов необходимо намочить кожу, соприкасающуюся с обеими хромированными частями электрода.



Рисунок 1

Если насадка не закрепляется, проверьте правильность ее расположения и направление. Не давите сильно на насадку, поскольку это может привести к ее повреждению. Если насадка закреплена непрочно, прибор работать не будет.



Рисунок 2

Как снять насадку. Сначала поверните устройство хромированной панелью к себе. Свободной рукой возьмите насадку за боковые поверхности, а затем сильно нажмите на кнопку фиксатора (рисунок 2). Аккуратно потяните насадку, держа ее за боковые поверхности, чтобы снять ее с прибора.

Подсветка дисплея. Дисплей подсвечивается при включенном приборе во время выбора программы и использования. Если дисплей мигает, значит, прибор не соприкасается с кожей или кожа недостаточно влажная для проведения тока.

Нанесение средства. Нанесите рекомендованное количество средства на нужные участки лица, кожи головы или тела.

Выбор режима применения.

Нажимайте на кнопку выбора режима до тех пор, пока не загорится нужная цифра (рисунок 3).



Рисунок 3

Активация гальванического тока.

При контакте насадки с кожей ваши пальцы должны касаться задней хромированной панели прибора. Для улучшения проводимости мы рекомендуем тщательно намочить руки водой или спреем NaPCA Moisture Mist*. Ничего страшного, если во время использования прибора пальцы соскальзывают с хромированной панели, — просто возьмите прибор крепче и возобновите процедуру.

* Для оптимального проведения гальванических токов не забудьте намочить кожу, соприкасающуюся с обеими хромированными частями электрода.

Во время использования. Каждые 10 секунд прибор будет издавать сигнал, указывая на работу в нормальном режиме. Когда до конца процедуры останется 30 секунд, прибор будет издавать сигнал каждые 5 секунд до завершения процедуры.

Прерывание работы. Насадка должна всегда соприкасаться с нужным участком, а все точки соприкосновения должны быть влажными (рисунок 4). При отсутствии контакта с хромированной панелью или насадкой дисплей будет мигать. Прибор выключится через пару минут неиспользования.



Рисунок 4

Завершение работы. В конце процедуры прибор издаст один длинный и два коротких сигнала и выключится автоматически. При желании провести другую процедуру нажмите кнопку выбора режима и выберите номер следующей процедуры. Прибор можно выключить в любой момент, просто нажимая на кнопку выбора режима до отключения дисплея.

При появлении отечности, покраснения или реакции на коже следует прекратить использование.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Настройка режима предварительного ухода	Настройка режима основного ухода	Насадка
		

Используйте три раза в неделю для получения лучшего результата.



Рисунок 1

Подготовка. Используйте после нанесения любимого очищающего средства Nu Skin®. Установите на прибор насадку для лица ageLOC Face Conductor (рисунок 1).



ГЕЛЬ ДЛЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УХОДА

ЭТАП НАНЕСЕНИЯ ГЕЛЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УХОДА PRE-TREAT GEL

Шаг 1. Равномерно нанесите все содержимое ампулы с гелем ageLOC Pre-Treat Gel на все лицо и шею, избегая области глаз, век и губ.

Шаг 2. Нажимайте кнопку выбора режима до тех пор, пока на дисплее не загорится цифра 1 (рисунок 2). На нанесение средства уйдет 2 минуты.

Шаг 3. Тщательно намочите руки спреем NaPCA Moisture Mist или водой. Удерживайте прибор влажной рукой, касаясь задней хромированной панели, и начните медленно водить насадкой по коже (рисунок 3). Избегайте чувствительных участков вокруг глаз, век и губ.



Рисунок 3

Прибор издаст один, два или три сигнала, указывая на автоматическую настройку. После начала обработки гальваническим током прибор будет издавать сигнал каждые 10 секунд, указывая на нормальную работу, и каждые 5 секунд, когда процедура будет близиться к концу.

Шаг 4. После завершения процедуры прибор издаст один длинный и два коротких сигнала и выключится автоматически. Удалите с кожи и прибора остатки геля влажным полотенцем (рисунок 4). Самое время нанести гель для основного ухода Treat Gel.



Рисунок 4



ГЕЛЬ ДЛЯ ОСНОВНОГО УХОДА

ЭТАП НАНЕСЕНИЯ ГЕЛЯ
ДЛЯ ОСНОВНОГО УХОДА TREATMENT GEL

Шаг 1. Нанесите все содержимое ампулы с гелем ageLOC Treatment Gel на кожу лица и шеи.

Шаг 2. Насадка для лица ageLOC Face Conductor уже должна быть установлена на приборе. Поэтому просто нажмите один раз на кнопку выбора режима для включения прибора и нажимайте на нее до тех пор, пока не загорится цифра 2 (рисунок 5). Процедура (шаг 2) займет 3 минуты.

Шаг 3. Снова удерживайте прибор увлажненной рукой, касаясь задней хромированной панели, и начните медленно водить насадкой по коже (рисунок 6). Избегайте чувствительных участков вокруг глаз, век и губ.

Прибор издаст один, два или три сигнала, указывая на автоматическую настройку. После начала обработки гальваническим током прибор будет издавать сигнал каждые 10 секунд, указывая на нормальную работу, и каждые 5 секунд, когда процедура будет близиться к концу.

Шаг 4. После завершения процедуры с гальваническим током прибор издаст один длинный и два коротких сигнала и выключится автоматически. Влажным полотенцем удалите с кожи и прибора остатки геля (рисунок 7).



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7

Корректирующий гель Tru Face Line Corrector

Настройка	Насадка
	

Этот режим рекомендуется использовать утром и вечером, чтобы уменьшить проявление возрастных и мимических морщин вокруг рта, глаз и на лбу.



Рисунок 1

Подготовка. Используйте после нанесения любимого очищающего средства и тоника Nu Skin. Установите на прибор насадку для локального воздействия (рисунок 1).

Шаг 1. Нанесите на возрастные и мимические морщины корректирующий гель Tru Face Line Corrector. Выберите одну область для обработки. Обязательно наносить тонким слоем на кожу.

Шаг 2. Нажимайте кнопку выбора режима до тех пор, пока на дисплее не загорится цифра 3 (рисунок 2). Процедура займет 5 минут.

Профессиональный совет: за 5 минут можно обработать несколько участков. На небольшие участки, как правило, требуется не более 1–2 минут.

Шаг 3. Тщательно намочите руки спреем NaPCA Moisture Mist или водой. Удерживайте прибор влажной рукой, касаясь задней хромированной панели, и начните медленно водить насадкой по коже (рисунок 3). Избегайте чувствительных участков вокруг глаз, век и губ.

Прибор издаст один, два или три сигнала, указывая на автоматическую настройку.



Рисунок 3

После начала обработки гальваническим током прибор будет издавать сигнал каждые 10 секунд, указывая на нормальную работу, и каждые 5 секунд, когда процедура будет близиться к концу.

Шаг 4. После завершения процедуры с гальваническим током прибор издаст один длинный и два коротких сигнала и выключится автоматически. Повторите этапы 1–3 на каждом участке. Завершив все процедуры, удалите остатки средства с прибора влажным полотенцем (рисунок 4).



Рисунок 4

Шейпинг-гель для тела ageLOC Body Shaping Gel

Настройка	Насадка
	

Используйте 3 раза в неделю для создания контура, укрепления и разглаживания кожи на руках, бедрах, животе и ягодицах.



Рисунок 1

Подготовка. Установите на прибор насадку для тела (рисунок 1).

Шаг 1. Кожа должна быть чистой. Нанесите обильное количество шейпинг-геля ageLOC Body Shaping Gel на нужный участок.

Шаг 2. Нажимайте кнопку выбора режима до тех пор, пока на дисплее не загорится цифра 4 (рисунок 2). На обработку каждого участка уйдет 5 минут.

Профессиональный совет: рекомендуемое время обработки каждого участка — 5 минут, но не обязательно точно соблюдать это время.

Шаг 3. Тщательно намочите руки спреем NaPCA Moisture Mist или водой. Удерживайте прибор влажной рукой, касаясь задней хромированной панели, и начните медленно водить насадкой по коже (рисунок 3).

Прибор издаст один, два или три сигнала, указывая на автоматическую настройку. После начала обработки гальваническим током прибор будет издавать сигнал каждые 10 секунд, указывая на нормальную работу, и каждые 5 секунд, когда процедура будет близиться к концу.

Шаг 4. После завершения процедуры с гальваническим током прибор издаст один длинный и два коротких сигнала и выключится автоматически. Повторите этапы 1–3 на каждом участке. После завершения всех процедур удалите остатки средств с кожи и прибора влажным полотенцем (рисунок 4).



Рисунок 4

Наносите контурирующий лосьон ageLOC Dermatic Effects 2 раза в день для заметного разглаживания кожи и создания контура. В дни применения шейпинг-геля ageLOC Body Shaping Gel наносите контурирующий лосьон ageLOC Dermatic Effects после применения прибора.



Рисунок 2



Рисунок 3

Сыворотка ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Настройка	Насадка

Выполняйте эту процедуру утром и вечером для стимулирования кожи головы и для красивых волос.



Подготовка. Установите на прибор насадку для кожи головы (рисунок 1).

Шаг 1. Нанесите сыворотку ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum прямо на кожу головы и на корни волос, разделяя волосы на пряди (рисунок 2).

Профессиональный совет: до нанесения сыворотки ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum слегка увлажните волосы, чтобы их было проще обрабатывать.

Шаг 2. Аккуратно пальцами распределите сыворотку, втирая массирующими движениями в кожу головы и корни волос (рисунок 3). Расчешите непослушные пряди (рисунок 4).

Нажимайте кнопку выбора режима до тех пор, пока на дисплее не загорится цифра 5 (рисунок 5). На нанесение средства уйдет 2 минуты.

Шаг 3. Тщательно намочите руки спреем NaPCA Moisture Mist или водой. Удерживайте прибор влажной рукой, касаясь задней хромированной панели. Прижимайте насадку к коже головы и двигайте назад от передней линии роста волос, сохраняя постоянный контакт с кожей (рисунок 6).



Рисунок 6

Прибор издаст один, два или три сигнала, указывая на автоматическую настройку. После начала обработки гальваническим током прибор будет издавать сигнал каждые 10 секунд, указывая на нормальную работу, и каждые 5 секунд, когда процедура будет близиться к концу.

Примечание. При обработке гальваническим током постоянно сохраняйте контакт насадки с кожей головы.

Шаг 4. После завершения процедуры с гальваническим током прибор издаст один длинный и два коротких сигнала и выключится автоматически.

Не ополаскивайте волосы. Уложите как обычно и удалите остатки средства с прибора влажным полотенцем (рисунок 7).



Рисунок 7



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5

ageLOC Galvanic Spa

Navráťte svoj mladistvý vzhľad pomocou viditeľnej podpory pre vašu pokožku a vlasy do 5 minút.

ageLOC Galvanic Spa je prístroj osobnej starostlivosti, ktorý využíva galvanický prúd a pomáha viditeľne zlepšiť vzhľad pokožky a vlasov. Tento všestranný prístroj s vymediteľnými prídavnými zariadeniami a jedinečnými produktmi, ktoré ho sprevádzajú, pomáha zlepšovať vzhľad jemných línii a vrások; rozžiari pokožku a viditeľne revitalizuje pleť; zlepšuje pomarančový vzhľad pokožky; podporuje objemné, lesklé a zdravo vyzerajúce vlasy.

Skôr než začnete

Pred použitím prístroja ageLOC Galvanic Spa si, prosím, prečítajte nasledujúce inštrukcie:

⚠ Upozornenie: Prístroj ageLOC Galvanic Spa používajte len na zdravú pokožku. Nepoužívajte, ak máte otvorené rany alebo sú vaše poranenia náchylné na rosaceu, ak máte alergiu na kov, problematickú pleť alebo precitlivenú pokožku. Pred použitím prístroja ageLOC Galvanic Spa sa poraďte s lekárom v prípade, ak ste tehotná, máte kardiostimulátor alebo podobný prístroj, ak máte epilepsiu, ak nosíte kovový zubný strojček, ak máte kovový implantát alebo v prípade choroby.

⚠ Noví používatelia ageLOC Galvanic Spa a tí, ktorí majú citlivú pokožku alebo pleť náchylnú na vznik akné, by vždy mali pred použitím produktu vykonať skúšku na malej ploche pokožky. Vždy skontroluje prístroj Galvanic Spa a nadstavce pred ich použitím. Uistite sa, že sa tam nenachádzajú žiadne drsné alebo porušené plochy, ostré hrany ani bublinky. Ak zaznamenáte akékoľvek odchýlky, nástroj nepouží-

vajte a obráťte sa na miestnu pobočku Nu Skin®. Neprikladajte priamo na pery, oči ani očné viečka. Prístroj aj produkty sú len na vonkajšie použitie. Ak zaregistrujete akýkoľvek opuch, dlhodobé začervenanie alebo podráždenie pokožky, okamžite prerušte jeho používanie a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Prístroj je určený pre dospelých. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, a deti staršie ako 16 rokov, môžu používať prístroj pod dohľadom, alebo ak im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania prístroja a pochopili nebezpečenstvo s tým spojené. Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti s prístrojom nehrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Uchovajte mimo dosahu detí.

- ⚠** Pred začatím používania prístroja odstráňte všetky plastové obaly. Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote, pri minimálne 4 °C, aby sa zabránilo možnej tvorbe plúzgierov.
- ⊗** Aby ste minimalizovali riziko šoku, popálenia, horenia alebo zranenia, prístroj neponárajte do vody. Neumiestňujte ho ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohol spadnúť alebo by sa dal stiahnuť do vane, sprchy, umývadla či toalety. Nikdy neobsluhujte poškodený prístroj.
- ⊗** Pri odoberaní nestláčajte ani nedržte nadstavec v strede, uvoľňovací mechanizmus by nemusel správne fungovať. Namiesto toho ho pridržte za bočné strany. Aby ste zabezpečili správnu likvidáciu prístroja ageLOC Galvanic Spa a batérií, likvidujte ich v súlade s platnými miestnymi zákonmi alebo požiadavkami na likvidáciu elektrických zariadení/batérií. Nesmie sa likvidovať ako bežný domový odpad.

ageLOC Galvanic Spa obsahuje

- 1 návod na obsluhu
- 2 prístroj ageLOC Galvanic Spa
- 3 nadstavec na tvár ageLOC
- 4 nadstavec na ťažko dostupné miesta
- 5 nadstavec na telo
- 6 nadstavec na vlasovú pokožku
- 7 dve batérie typu AAA



Dôležité informácie o údržbe a záruke



obrázok č. 1

Čistenie prístroja a nadstavcov:

Po dokončení galvanickej aplikácie odoberte nadstavec z prístroja a použitím vlhkej handričky odstráňte prebytočný produkt (obrázok č. 1). Prístroj dôkladne osušte a skladujte ho na suchom mieste s odpojeným nadstavcom.



obrázok č. 2

Pokyny na výmenu batérií: Ak sú slabé batérie, žltá ikona batérie sa zobrazí v strede displeja a prístroj dvakrát po sebe zapípa štyrikrát (obrázok č. 2). Ak sa tak stane, vložte dve nové batérie typu AAA.



obrázok č. 3

Ak chcete vymeniť batérie, zatlačte tesne nad krytom priehradky batérie po oboch stranách a potiahnite silno nadol (obrázok č. 3). Kryt batérie odoberte z prístroja (obrázok č. 4).



obrázok č. 4

Následne zľahka potiahnite za prúžok a odstráňte staré batérie. Do priehradky pomedzi prúžok vložte dve nové batérie typu AAA. Nedodržanie umiestnenia stužky pod batériami môže spôsobiť prienik vody do prístroja, čím ho poškodí (obrázok č. 5).

Nakoniec vložte kryt batérií pevne na miesto (obrázok č. 6).



obrázok č. 5



obrázok č. 6

Produkty osobnej starostlivosti vytvorené na použitie s prístrojom ageLOC Galvanic Spa sa predávajú samostatne.

Používajte 2 batérie typu AAA LR03 1,5 V. Nekombinujte nové a použité batérie ani batérie rôzneho typu, ako sú alkalické s nealkalickými či nabíjateľné s jednorazovými.

Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať zo zariadenia. Jednorazové batérie nie je možné nabíjať.

Batérie neskratujte. Ak sa kladný (+) a záporný (-) pól dostanú do kontaktu, batéria sa skratuje.

Vybité batérie sa musia z prístroja vybrať a bezpečne zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi. Pred dlhodobým uskladnením vyberte batérie z prístroja.

Limitovaná 2-ročná záruka: Spoločnosť Nu Skin zaručuje, že prístroj ageLOC Galvanic Spa bude bez chýb materiálu a výroby dva roky od dátumu, kedy vám bol doručený. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktu v dôsledku nesprávneho zaobchádzania alebo nehody. Ak dôjde k chybe produktu v rámci dvojročnej záručnej doby, kontaktujte miestne podporné centrum spoločnosti Nu Skin, kde vám umožnía jeho výmenu alebo opravu. Môže byť potrebné predložiť oficiálny doklad o nákupe, na ktorom je uvedený dátum doručenia. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo preskúmať zariadenie. Táto záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva, ktoré sú špecifické pre krajinu zakúpenia. Tieto práva zostávajú chránené. Táto záruka platí v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Izrael, Juhoafrická republika, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Ukrajina.

Chránené americkými patentovými číslami 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 a mnohými medzinárodnými vydaniami a doteraz prerokúvanými patentmi.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu).

Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s produktom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohla spôsobiť nesprávna manipulácia s týmto produktom. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na službu likvidácie domového odpadu.



Označenie CE znamená, že výrobca skontroloval, či tento produkt spĺňa požiadavky EÚ týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia alebo životného prostredia. Označuje súlad produktu s právnymi predpismi EÚ a umožňuje voľný pohyb produktov na európskom trhu.




Označenie EAC (označenie zhody EurAsian) je označenie, ktoré musí byť umiestnené na produkte, aby sa preukázala zhoda s predpismi colnej únie.

ageLOC Galvanic Spa obsahuje

- 1 snímač pripojenia nadstavca
- 2 uvoľňovacie tlačidlo nadstavca
- 3 displej
- 4 tlačidlo voľby
- 5 chrómový panel
- 6 priehradku batérie
- 7 ukazovateľ umiestnenia nadstavca (malá vystupujúca značka)

Poznámka: Pred použitím vyberte ochranné plastové pásky z oboch strán prístroja.




Displej prístroja ageLOC Galvanic Spa

- 1 Číslo 1, 2, 3, 4 alebo 5 označujú číslo aplikácie a zodpovedajúci produkt (pozri nižšie).
- 2 Päť bodiek označuje zodpovedajúcu dĺžku aplikácie.
- 3 Ak sú slabé batérie, po každom zapnutí prístroja sa v spodnej časti displeja zobrazí žltý symbol batérie a prístroj zapípa. Ak sú batérie úplne vybité, v spodnej časti displeja sa zobrazí žltý symbol batérie a prístroj sa vypne.

Každý produkt sa musí používať so správnym číslom aplikácie:

1	Prípravná fáza Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel s ageLOC	4	Gél ageLOC Body Shaping Gel
2	Ošetrovanie Galvanic Spa Facial Treatment Gel s ageLOC	5	Sérum ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Prípravok Tru Face® Line Corrector		



Ako používať prístroj ageLOC Galvanic Spa

Prístroj ageLOC Galvanic Spa obsahuje rôzne nastavenia na tvár, vlasovú pokožku a telo, ale všetky sa používajú podobne. Konkrétne inštrukcie pre jednotlivé použitie môžete nájsť na stranách 318 - 325. Pred prvým použitím prístroja si, prosím, prečítajte inštrukcie.

Pre každé použitie musíte na prístroj pripojiť správny nastavtec. Obidva chrómové kontaktné body, ktoré sa dotýkajú pokožky musia byť vlhké, aby dokázali viesť galvanický prúd.



obrázok č. 1

Pripojenie nastavca: Prístroj držte displejom smerom k sebe. Nasmerujte ukazovateľ umiestnenia nastavca k prednej časti prístroja, potom nastavtec pevne zatlačte za strany, až kým nezacvakne na mieste (obrázok č. 1). Ak sa nastavtec nepripojí, uistite sa, že je otočený správnym smerom a je správne umiestnený. Netlačte na nastavtec, môžete ho zničiť. Prístroj ageLOC Galvanic Spa nebude fungovať, ak nie je hlavica nastavca, pevne pripojená.



obrázok č. 2

Odobratie nastavca: Najprv otočte prístroj chrómovým panelom smerom k sebe. Voľnou rukou uchopte nastavtec po stranách a pevne zatlačte na uvoľňovacie tlačidlo (obrázok č. 2). Zľahka potiahnite nastavtec za bočné strany preč od prístroja.

Svetlá na displeji: Displej zostane rozsvietený počas zapnutia prístroja, pri výbere aj počas aplikácie. Ak displej bliká, je to z dôvodu, že prístroj stratil kontakt s pokožkou alebo pokožka nie je dosť navlhčená, aby mohla viesť prúd.

Nanesenie produktu: Naneste odporúčané množstvo produktu na určené miesto na tvári, vlasovej pokožke alebo tele.

Voľba aplikácie: Stláčajte tlačidlo voľby, až kým sa na displeji nerozsvieti požadované číslo (obrázok č. 3).



obrázok č. 3

Aktivácia galvanického prúdu: Vaše prsty sa musia dotýkať chrómového panela na zadnej strane prístroja, zatiaľ čo sa nastavtec dotýka pokožky. Odporúčame dôkladne namočiť ruky vodou alebo prípravkom NaPCA Moisture Mist pre zlepšenie vodivosti.* Ak vám prsty sklzu z chrómového panela počas jeho používania, nemajte obavy – napravte si držanie prístroja a pokračujte v procedúre.

* Zapamätajte si, že pokožka dotýkajúca sa obidvoch chrómových kontaktných bodov musí byť navlhčená, aby dokázala viesť galvanický prúd.

Počas aplikácie: Prístroj zapípa každých 10 sekúnd, čím oznámi, že zariadenie je zapnuté a pracuje. Ak zostáva aplikácii 30 sekúnd, prístroj bude pípať každých päť sekúnd až do dokončenia aplikácie.

Prerušenie aplikácie: Nastavtec musíte udržiavať v kontakte s určeným miestom a všetky kontaktné body udržiavajte vlhké (obrázok č. 4). Ak prerušíte kontakt s chrómovým panelom alebo s hlavavicou aplikácie, displej zabliká. Prístroj sa po niekoľkých minútach nečinnosti vypne.



obrázok č. 4

Dokončenie aplikácie: Na konci procedúry vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Ak budete chcieť vykonať ďalšiu aplikáciu, stlačte tlačidlo voľby a prejdite na číslo ďalšej aplikácie. Pre vypnutie prístroja v ktorejkoľvek fáze jednoducho stláčajte tlačidlo voľby, kým sa displej nevypne.

Prerušte používanie prístroja, ak zaznamenáte svrbenie, začervenanie alebo podráždenie pokožky.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Nastavenie prípravného ošetrenia	Nastavenie ošetrenia	Nadstavec

Vykonať túto procedúru trikrát týždenne na dosiahnutie viditeľne revitalizačných a osviežujúcich výsledkov.



obrázok č. 1

Príprava: Začnite použitím čistiaceho prostriedku od Nu Skin® podľa vlastného výberu. K prístroju pripojte nastavpec na tvár ageLOC (obrázok č. 1).



PRE-TREAT GEL

FÁZA S GÉLOM PRE-TREAT GEL

1. KROK: Rovnomerne naneste celý obsah ampulky gélu ageLOC Pre-Treat Gel na celú oblasť tváre a krku, pričom sa vyhňte očiam, očným viečkam a perám.

2. KROK: Stláčajte tlačidlo voľby, kým sa na displeji nerozsvieti číslo 1 (obrázok č. 2). Táto aplikácia bude trvať 2 minúty.

3. KROK: Ruky si dôkladne namočte prípravkom NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj držte navlhčenou rukou tak, že sa vzadu dotýkate chrómovej platničky a pomaly začnite klzať hlavicoou nadstavca po pokožke (obrázok č. 3). Dbajte na to, aby ste sa vyhli citlivým oblastiam, ako sú oči, očné viečka a pery.



obrázok č. 3

Prístroj automaticky zapípa raz, dvakrát alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.

4. KROK: Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Z tváre a prístroja zotrite zvyšný gél vlhkým uterákom (obrázok č. 4). Teraz je čas na fázu s gélom Treat Gel.



obrázok č. 4

FÁZA S GÉLOM TREATMENT GEL



TREATMENT GEL

1. KROK: Naneste celý obsah ampulky gélu ageLOC Treatment Gel na tvár a krk.

2. KROK: Nadstavec na tvár ageLOC by už mal byť pripojený, takže stlačte tlačidlo voľby raz pre zapnutie prístroja a stláčajte ďalej, až kým nezvolíte číslo 2 (obrázok č. 5). Táto aplikácia bude trvať 3 minúty.

3. KROK: Prístroj opäť držte navlhčenou rukou tak, že sa vzadu dotýkate chrómovej platničky a pomaly začnite klzať hlavicoou nadstavca po pokožke (obrázok č. 6). Dbajte na to, aby ste sa vyhli citlivým oblastiam ako sú oči, očné viečka a pery.



obrázok č. 5

Prístroj automaticky zapípa jeden, dva alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.

4. KROK: Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Použitím vlhkého uteráka zotrite z tváre a prístroja zvyšný gél (obrázok č. 7).



obrázok č. 6



obrázok č. 7

Prípravok Tru Face Line Corrector

Nastavenie	Nadstavec

Vykonávajte túto procedúru ráno a večer a zamierte na zjemnenie vzhľadu jemných línií a vrások okolo úst, očí a na čele.



obrázok č. 1

Príprava: Začnite použitím čistiaceho prostriedku a tonika od Nu Skin podľa vlastného výberu. K prístroju pripojte nastavac na ťažko dostupné miesta (obrázok č. 1).

1. KROK: Naneste prípravok Tru Face Line Corrector na línie a vrásky, na ktoré sa chcete zamerať. Naneste naraz len na jednu z týchto oblastí. Dbajte na to, aby ste na povrchu pokožky nechali tenkú vrstvu produktu.

2. KROK: Stlačajte tlačidlo voľby, kým sa na displeji nerozsvieti číslo 3 (obrázok č. 2). Táto aplikácia bude trvať 5 minút.



obrázok č. 2

Tip od profesionálov: Ak sa zameriavate na viacero oblastí, päť minút môžete využiť na viac než jednu oblasť. Malé oblasti aplikácie zvyčajne nevyžadujú viac než minútu či dve.

3. KROK: Ruky si dôkladne namočte prípravkom NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj držte navlhčenou rukou tak, že sa vzadu dotýkate chrómovej platničky a pomaly začnite kĺzať hlavnicou nastavca po pokožke (obrázok č. 3). Dávajte pozor, aby ste sa vyhli citlivým oblastiam, ako sú oči, očné viečka a pery.



obrázok č. 3

Prístroj automaticky zapípa raz, dvakrát alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.

4. KROK: Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Opakujte kroky 1 až 3 pre každú oblasť zamerania. Po dokončení všetkých aplikácií votrite zostávajúci produkt do pokožky a zvyšný produkt z prístroja zotrite vlhkým uterákom (obrázok č. 4).



obrázok č. 4

Gél ageLOC Body Shaping Gel

Nastavenie	Nadstavec
	

Vykonávajte túto aplikáciu trikrát týždenne pre viditeľné vytvarovanie, spevnenie a vyhladenie pokožky na ramenách, stehnách, bruchu a zadku.



obrázok č. 1

Príprava: K prístroju pripojte nadstavec na telo (obrázok č. 1).

1. KROK: Používajte na očistenú pokožku. Dostatočné množstvo gélu ageLOC Body Shaping Gel naneste na požadovanú oblasť.

2. KROK: Stláčajte tlačidlo voľby, kým sa na displeji nerozsvieti číslo 4 (obrázok č. 2). Táto aplikácia bude trvať 5 minút na jednu oblasť.



obrázok č. 2

Tip od profesionálov: 5 minút je odporúčaná doba aplikácie na jednu oblasť, ale možno na to nebude potrebných celých 5 minút.

3. KROK: Ruky si dôkladne namočte prípravkom NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj držte navlhčenou rukou tak, že sa vzadu dotýkate chrómovej platničky a pomaly začnite kĺzať hlavnicou nadstavca po pokožke (obrázok č. 3).



obrázok č. 3

Prístroj automaticky zapípa raz, dvakrát alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.


4. KROK: Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne. Opakujte kroky 1 až 3 pre každú oblasť zamerania. Po vykonaní všetkých aplikácií odstráňte zvyšný produkt z pokožky a z prístroja vlhkým uterákom (obrázok č. 4).



obrázok č. 4

Naneste prípravok ageLOC Dermal Effects® dvakrát denne pre udržanie viditeľného vyhladenia a tvarovania pokožky. Počas dní, keď aplikujete gél ageLOC Body Shaping Gel, naneste prípravok ageLOC Dermal Effects až po galvanickej aplikácii.

Sérum ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Nastavenie	Nadstavec
	

Vykonávajte tento rituál bez námahy ráno a večer pre postupnú revitalizáciu vlasovej pokožky a vaše vlasy budú pôsobiť a vyzeráť božsky.



obrázok č. 1

Príprava: Používajte na uterákom osušené alebo suché vlasy. K prístroju pripojte nadstavec na vlasovú pokožku (obrázok č. 1).

1. KROK: Nastriekajte sérum ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum priamo na vlasovú pokožku a korienky tak, že vlasy oddelíte (obrázok č. 2).

Tip od profesionálov: Ak ešte pred nanesením séra ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum zľahka postriekate suché vlasy vodou, budete môcť ľahšie upravovať vlasy počas aplikácie.

2. KROK: Prstami jemne vmasírujte sérum do vlasovej pokožky a korienkov (obrázok č. 3). Prípadné neposlušné pramene vyčesťe hrebeňom (obrázok č. 4).

Stláčajte tlačidlo voľby, kým sa na displeji nerozsvieti číslo 5 (obrázok č. 5). Táto aplikácia bude trvať 2 minúty.



obrázok č. 3



obrázok č. 4



obrázok č. 5

3. KROK: Ruky si dôkladne namočte prípravkom NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj držte navlhčenou rukou tak, že sa vzhadu dotýkate chrómovej platničky. Nadstavec priložte priamo k vlasovej pokožke a pohybujte z prednej časti vlasovej línie smerom dozadu a zároveň udržiavajte neustály kontakt s vlasovou pokožkou (obrázok č. 6).



obrázok č. 6

Prístroj automaticky zapípa raz, dvakrát alebo trikrát, aby oznámil, že sa automaticky prispôbil vašej pokožke. Potom začína samotná galvanická aplikácia a prístroj bude pípať každých 10 sekúnd, aby oznámil, že je zapnutý a pracuje, a potom každých 5 sekúnd, keď bude aplikácia takmer dokončená.

Poznámka: Počas galvanickej aplikácie udržiavajte stály kontakt nadstavca s vlasovou pokožkou

4. KROK: Na konci galvanickej aplikácie vydá prístroj dlhé pípnutie nasledované dvoma krátkymi pípnutiami a automaticky sa vypne.

Vlasy neoplachujte. Upravte ich ako zvyčajne a z prístroja odstráňte zvyšný produkt vlhkým uterákom (obrázok č. 7).



obrázok č. 7

ageLOC Galvanic Spa

Framhäv ett ungdomligt utseende med synbara resultat för hud och hår på 5 minuter eller mindre.

ageLOC Galvanic Spa är en hudvårdsapparat för hemmabruk som använder galvanisk ström för att synbart förbättra hudens och hårets utseende. Den mångsidiga apparaten har flera utbytbara tillsatser och unika tillbehör som bidrar till att synbart minska förekomsten av fina linjer och rynkor, återuppliva huden och öka lusten, förbättra utseendet hos ojämn hud och främja ett friskt, tjockt och glänsande hår.

Innan du börjar

Läs följande anvisningar innan du använder ageLOC Galvanic Spa-apparaten:

⚠ Varning: ageLOC Galvanic Spa-apparaten får endast användas på frisk hud. Använd den inte om du har öppna sår, anlag för rosacea, metallallergier eller om du har reaktiv eller mycket känslig hud. Fråga din läkare innan du använder ageLOC Galvanic Spa om du är gravid, använder pacemaker eller liknande apparater, har epilepsi, bär tandställning av metall, har metallimplantat eller om du har någon sjukdom.

⚠ Nya användare av ageLOC Galvanic Spa, personer med känslig hy eller tendens att utveckla allergier bör alltid testa produkten på ett litet hudområde innan den används enligt anvisningarna. Kontrollera alltid Galvanic Spa-apparaten och applikatorerna före användning. Försäkra dig om att det inte finns några trasiga ytor, skarpa kanter eller ojämnheter. Om du upptäcker något fel ska du avstå från att använda

apparaten och kontakta ditt lokala Nu Skin®-kontor. Använd inte direkt på läppar, ögon eller ögonlock. Apparaten och produkterna är endast avsedda för utvärtes bruk. Om du upplever svullnad, ihållande rodnad eller onormal hudirritation ska du omedelbart sluta använda apparaten och, vid behov, kontakta en läkare. Apparaten är endast avsedd för vuxna. Personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller brist på kunskap eller erfarenhet och barn över 16 års ålder kan använda apparaten under överikt av en vuxen eller med instruktioner om säker användning. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten bör ej utföras av barn. Förvaras oåtkomligt för barn.

- ⚠** Avlägsna all skyddande plastfilm innan du börjar. Förvaras på en torr plats vid rumstemperatur och i minst 4 °C för att undvika att det bildas blåsor.
- ⊘** För att minska risken för stötar, brännskador, och andra skador, sänk inte ned apparaten i vatten. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ned i badkaret, duschen, handfatet eller toaletten. Använd aldrig apparaten om den på något sätt har skadats.
- ⊘** När du avlägsnar en applikator ska du inte trycka eller hålla mitt på själva applikatorn eftersom det kan skada mekanismen. Håll i stället på sidorna av applikatorn. För att garantera rätt hantering av förbrukade ageLOC Galvanic Spa-apparater och batterier ska du kassera dem i enlighet med gällande lokala lagar och bestämmelser för kassering av elektronisk utrustning och batterier. Kassera aldrig som vanligt hushållsavfall.

ageLOC Galvanic Spa innehåller

- 1 Bruksanvisning
- 2 ageLOC Galvanic Spa-apparat
- 3 ageLOC Face-applikator
- 4 Focus area-munstycke
- 5 Kroppsmunstycke
- 6 Hårmunstycke
- 7 Två AAA-batterier



Personvårdsprodukterna som är designade för användning med ageLOC Galvanic Spa säljs separat.

Viktig information om skötsel och garanti




Bild 1

Rengöring av apparat och applikatorer:

När du slutfört den galvaniska appliceringen avlägsnar du applikatorn från apparaten och använder en fuktig trasa för att torka bort överflödigt produkt (Bild 1). Torka apparaten noggrant och placera den på en torr plats utan applikator.



Bild 2

Byta batteri: När batterierna håller på att ta slut visas en gul batteriikon i mitten av displayen och apparaten avger 4 x 2 ljudsignaler (Bild 2). När detta händer ska du sätta in två nya AAA-batterier.



Bild 3

För att byta ut batterierna trycker du på sidorna av batterifackets lock och drar nedåt (Bild 3). Batterilocket lossnar från apparaten (Bild 4).



Bild 4

Därefter drar du försiktigt i bandet och avlägsnar de gamla batterierna. Sätt in två nya AAA-batterier i facket ovanpå bandet. Om du inte placerar bandet under batterierna kan vatten läcka in och skada apparaten (Bild 5).

Till sist sätter du tillbaka batterilocket ordentligt (Bild 6).



Bild 5



Bild 6

Använd alltid två 1,5 V AAA LR03-batterier. Blanda inte nya och använda batterier eller olika sorters batterier som alkaliska och icke-alkaliska eller laddningsbara och icke-laddningsbara.

Laddningsbara batterier ska avlägsnas från apparaten innan de laddas. Icke-laddningsbara batterier får inte laddas.

Kortslut inte batterierna. Om en positiv (+) och en negativ (-) batteripol kommer i kontakt med varandra kan batteriet kortslutas.

Förbrukade batterier ska avlägsnas från apparaten och kasseras på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning. Avlägsna batterierna från apparaten om du inte tänker använda den på ett tag.

Begränsad tvåårsgaranti: Nu Skin garanterar att ageLOC Galvanic Spa är fri från defekter i material och sammansättning i två år från leveransdatum. Garantin täcker inte skador på produkten som uppstått genom olyckor eller felhantering. Om apparaten går sönder inom tvåårsperioden, kontakta din lokala Nu Skin-support för reparation eller byte av produkt. Du kan bli ombedd att uppvisa ett inköpskvitto som visar inköpsdatum. Nu Skin förbehåller sig rätten att undersöka apparaten. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i inköpslandet, dessa kvarstår oförändrade. Garantin är giltig i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Israel, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

Skyddad genom patent med nummer 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 i USA samt flera internationella patent och patentansökningar.



Kassering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning (tillämplig inom EU och andra europeiska länder med separata upphämtningssystem)

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Istället ska den lämnas in vid tillämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att hjälpa till att försäkra att den här produkten bortskaffas på korrekt sätt kommer du hjälpa att förebygga eventuella negativa effekter på miljö och människor, vilket kan uppstå vid olämplig avfallshantering av denna produkt. Återvinningen av material hjälper till att bevara naturresurser. Kontakta din lokala avfallshanteringsservice för mer detaljerad information kring återvinningen av denna produkt.



CE-märkningen visar att tillverkaren har kontrollerat att denna produkt uppfyller EU:s säkerhets-, hälso- eller miljökrav.

Det är en indikator på att en produkt överensstämmer med EU-lagstiftningen och möjliggör fri rörlighet för produkter på den europeiska marknaden.




EAC-märkningen (EurAsian conformity Mark) är ett märke som måste sättas på en produkt för att visa att den överensstämmer med tullunionsstandarden.

ageLOC Galvanic Spa

Funktioner

- 1 Fäste för applikator
- 2 Utlösningsknapp för applikator
- 3 Display
- 4 Alternativknapp
- 5 Krompanel
- 6 Batterifack
- 7 Positionsmärke för applikator (litet streck)

OBS! Avlägsna den skyddande plastfilmen från båda sidor av apparaten före användning.




Displayen på ageLOC

Galvanic Spa

- 1 Siffrorna 1, 2, 3, 4 eller 5 anger appliceringens nummer och motsvarande produkt (se nedan).
- 2 De fem prickarna anger motsvarande appliceringstid.
- 3 Om batterierna börjar ta slut visas en gul batterisymbol längst ned på displayen och apparaten avger en ljudsignal varje gång den startas. När batterierna är helt urladdade visas en gul batterisymbol längst ned på displayen och apparaten stängs av.

Varje produkt ska användas tillsammans med rätt appliceringsnummer:

1	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC	4	ageLOC Body Shaping Gel
2	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC	5	ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
3	Tru Face® Line Corrector		



Hur använder du ageLOC Galvanic Spa

ageLOC Galvanic Spa innehåller olika applikatorer för ansikte, hårbotten och kropp, men de används alla på liknande sätt. Specifika instruktioner för enskilda applikatorer finns på sidorna 336-343. Läs vänligen instruktionerna innan du börjar använda apparaten.

Inför varje användning måste du fästa rätt applikator på apparaten. Huden som rör de två förkromade kontaktytorna måste vara fuktig för att kunna leda den galvaniska strömmen.



Bild 1

Håll och sitter i rätt position. Forcera inte applikatoren eftersom den kan skadas. ageLOC Galvanic Spa fungerar inte om applikatoren inte är ordentligt fastsatt.




Bild 2

Sätta fast en applikator: Håll apparaten med displayen riktad mot dig. Rikta in applikatoren genom att hålla indikatorn i linje med apparatens framsida och tryck sedan applikatoren nedåt tills sidorna klickar in i sitt läge (Bild 1). Om applikatoren inte fastnar ska du försäkra dig om att den är vänd åt rätt

Avlägsna en applikator: Vänd först på apparaten så att krompanelen är riktad mot dig. Med din fria hand tar du tag om sidorna på applikatoren och trycker sedan på frigöringsknappen (Bild 2). Håll på sidorna om applikatoren och dra försiktigt av den.

Displaylampor: Displayen lyser så länge apparaten är påslagen, både när du gör dina val och under applicering. Om displayen blinkar på och av beror det antingen på att apparaten har förlorat kontakten med din hud eller att huden inte är tillräckligt fuktig för att leda strömmen.

Applicera produkten: Applicera rekommenderad mängd av produkten på behandlingsområdet ansiktet, i hårbotten eller på kroppen.

Välja appliceringsalternativ: Tryck på alternativknappen tills önskad siffra lyser (Bild 3).



Bild 3

Aktivera den galvaniska strömmen:

Dina fingrar måste vidröra krompanelen på baksidan av apparaten medan applikatoren är i kontakt med din hud. Vi rekommenderar att du fuktar händerna ordentligt med vatten eller NaPCA Moisture Mist för att öka konduktiviteten.* Oroa dig inte om dina fingrar glider av krompanelen under användningen. Justera bara ditt grepp om apparaten och återuppta din hudvårdsrutin.

*Kom ihåg att huden som vidrör de två förkromade kontaktytorna måste vara fuktig för att kunna leda den galvaniska strömmen.

Under appliceringen: Apparaten avger en ljudsignal var 10:e sekund för att visa att den är påslagen och arbetar. När 30 sekunder återstår av appliceringen avger apparaten en ljudsignal var 5:e sekund tills appliceringen är avslutad.

Avbryta appliceringen: Applikatoren måste vara i kontakt med behandlingsområdet och alla kontaktpunkter måste vara fuktiga (Bild 4). Om du bryter kontakten med krompanelen eller applikatoren kommer displayen att blinka på och av. Apparaten stängs av om den inte använts på några minuter.



Bild 4

Slutföra appliceringen: Vid slutet av hudvården avger apparaten en lång ljudsignal följt av två korta signaler och stängs av automatiskt. Om du vill genomföra en ytterligare applicering trycker du på alternativknappen och bläddrar till siffran för nästa applicering. Du kan när som helst stänga av apparaten genom att trycka på alternativknappen tills displayen slocknar.

Upphör med användningen om du upplever svullnad, rodnad eller en hudreaktion.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Inställning för förbehandling	Inställning för behandling	Applikator

Gennomför hudvårdsrutinen tre gånger i veckan för att synbart återuppliva och fräscha upp huden.



Bild 1

Förberedelse: Använd efter valfri rengöring från Nu Skin®. Fäst ageLOC Face-applikatorn på apparaten (Bild 1).



PRE-TREAT GEL

PRE-TREAT GEL-ANVÄNDNING

STEG 1: Fördela hela ampullen med ageLOC Pre-Treat Gel jämnt över ansikte och hals. Undvik ögon, ögonlock och läppar.

STEG 2: Tryck på alternativknappen tills siffran 1 visas på displayen (Bild 2). Appliceringen tar 2 minuter.

STEG 3: Fukta händerna ordentligt med NaPCA Moisture Mist eller vatten. Håll apparaten med en fuktad hand samtidigt som du vidrör krompanelen på baksidan och för sakta munstycket över huden (Bild 3). Undvik känsliga områden som ögon, ögonlock och läppar.

Apparaten avger en ljudsignal en, två eller tre gånger för att ange att den har justerat sig automatiskt efter din hud. Härfter börjar den galvaniska appliceringen och apparaten avger en ljudsignal var 10:e sekund för att ange att den är påslagen och arbetar eller var 5:e sekund när appliceringen nästan är färdig.

STEG 4: Vid slutet av den galvaniska appliceringen avger apparaten en lång ljudsignal följt av två korta signaler och stängs av automatiskt. Avlägsna överflödigt gel från huden och apparaten med en fuktig handduk (Bild 4). Nu är det dags för Treat Gel.



Bild 4



TREATMENT GEL

TREATMENT GEL-ANVÄNDNING

STEG 1: Applicera en hel ampull med ageLOC Treatment Gel på ansikte och hals.

STEG 2: ageLOC Face-applikatorn ska redan vara fastsatt, så tryck på alternativknappen en gång för att starta apparaten igen och fortsatt hålla den intryckt tills du valt appliceringsalternativ 2 (Bild 5). Appliceringen tar 3 minuter.

STEG 3: Håll återigen apparaten med en fuktad hand samtidigt som du vidrör krompanelen på baksidan och för sakta munstycket över huden (Bild 6). Undvik känsliga områden som ögon, ögonlock och läppar.

Apparaten avger en ljudsignal en, två eller tre gånger för att ange att den har justerat sig automatiskt efter din hud. Härfter börjar den galvaniska appliceringen och apparaten avger en ljudsignal var 10:e sekund för att ange att den är påslagen och arbetar eller var 5:e sekund när appliceringen nästan är färdig.

STEG 4: Vid slutet av den galvaniska appliceringen avger apparaten en lång ljudsignal följt av två korta signaler och stängs av automatiskt. Avlägsna överflödigt gel från huden och apparaten med en fuktig handduk (Bild 7).



Bild 5



Bild 6



Bild 7

Tru Face Line Corrector

Inställning	Applikator

Använd denna hudvård morgon och kväll för att behandla och jämna ut förekomsten av fina linjer och rynkor kring mun, ögon och panna.




Bild 1

Förberedelse: Använd efter valfri rengöring och toner från Nu Skin. Fäst Focus Area-applikatorn på apparaten (Bild 1).

STEG 1: Applicera Tru Face Line Corrector på de linjer och rynkor du vill behandla. Applicera på ett av dessa områden åt gången. Se till att lämna ett tunt lager av produkten på hudens yta.



Bild 2

STEG 2: Tryck på alternativknappen tills siffran 3 visas på displayen (Bild 2). Appliceringen tar 5 minuter.

Tips från proffsen: När du behandlar flera områden kan du använda de 5 minuterna till mer än ett område. Applicering på små områden tar oftast inte mer än 1–2 minuter vardera.



Bild 3

STEG 3: Fukta händerna ordentligt med NaPCA Moisture Mist eller vatten. Håll apparaten med en fuktad hand samtidigt som du vidrör krompanelen på baksidan och börja sakta föra munstycket över huden (Bild 3). Undvik känsliga områden som ögon, ögonlock och läppar.

Apparaten avger en ljudsignal en, två eller tre gånger för att ange att den har justerat sig automatiskt efter din hud. Härfter börjar den galvaniska appliceringen och apparaten avger en ljudsignal var 10:e sekund för att ange att den är påslagen och arbetar eller var 5:e sekund när appliceringen nästan är färdig.

STEG 4: Vid slutet av den galvaniska appliceringen avger apparaten en lång ljudsignal följt av två korta signaler och stängs av automatiskt. Upprepa steg 1–3 för varje behandlingsområde. När du har slutfört alla appliceringar arbetar du in återstående produkt i huden och torkar bort överflödigt produkt från apparaten med en fuktig handduk (Figure 4).




Bild 4

ageLOC Body Shaping Gel

Inställning	Applikator
	

Använd denna applicering tre gånger i veckan för att definiera och jämna ut huden på armar, lår, mage och skinkor och göra den fastare.



Bild 1

Förberedelse: Fäst Body-applikatorn på apparaten (Bild 1).

STEG 1: Använd på ren hud. Applicera en generös mängd ageLOC Body Shaping Gel på önskat område.

STEG 2: Tryck på alternativknappen tills siffran 4 visas på displayen (Bild 2). Appliceringen tar 5 minuter per område.

Experttips: 5 minuter är den rekommenderade appliceringstiden per område, men det är inte säkert att du behöver 5 minuter.

STEG 3: Fukta händerna ordentligt med NaPCA Moisture Mist eller vatten. Håll apparaten med en fuktad hand samtidigt som du vidrör krompanelen på baksidan och börja sakta föra munstycket över huden (Bild 3).

Apparaten avger en ljudsignal en, två eller tre gånger för att ange att den har justerat sig automatiskt efter din hud. Därefter börjar den galvaniska appliceringen och apparaten

avger en ljudsignal var 10:e sekund för att ange att den är påslagen och arbetar eller var 5:e sekund när appliceringen nästan är färdig.


STEG 4: Vid slutet av den galvaniska appliceringen avger apparaten en lång ljudsignal följt av två korta signaler och stängs av automatiskt. Upprepa steg 1–3 för varje behandlingsområde. När du är klar med appliceringarna avlägsnar du överflödigt produkt från huden och apparaten med en fuktig handduk (Bild 4).



Bild 4

Applicera ageLOC Dermatic Effects® två gånger dagligen för att bibehålla en jämn och definierad hud. De dagar du använder ageLOC Body Shaping Gel applicerar du ageLOC Dermatic Effects efter den galvaniska appliceringen.

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Inställning	Applikator
	

Använd denna enkla rutin morgon och kväll för att återuppliva hårbotten så att håret både känns och ser fantastiskt ut.



Förberedelse: Använd på handdukstorkat eller torrt hår. Fäst Scalp-applikatorn på apparaten (Bild 1).

STEG 1: Spraya ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum direkt på hårbotten och hårrötter genom att dela in håret i benor (Bild 2).

Tips från proffsen: Du kan spraya lite vatten på håret innan du applicerar ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum för att göra det mer lätthanterligt under appliceringen.

STEG 2: Massera försiktigt in serumet i hårbotten och hårrötter med fingrarna (Bild 3). Kamma undan svårhanterliga hårslingor (Bild 4).

Tryck på alternativknappen tills siffran 5 visas på displayen (Bild 5). Appliceringen tar 2 minuter.

STEG 3: Fukta händerna ordentligt med NaPCA Moisture Mist eller vatten. Håll apparaten med en fuktad hand samtidigt som du vidrör krompanelen på baksidan. För applikatorn över hårbotten från främre hårfästet och bakåt. Se till att du hela tiden har kontakt med hårbotten (Bild 6).



Bild 6

Apparaten avger en ljudsignal en, två eller tre gånger för att ange att den har justerat sig automatiskt efter din hud. Därefter börjar den galvaniska appliceringen och apparaten avger en ljudsignal var 10:e sekund för att ange att den är påslagen och arbetar eller var 5:e sekund när appliceringen nästan är färdig.

OBS! Under den galvaniska appliceringen ska Scalp-applikatorn hela tiden vara i kontakt med hårbotten.

STEG 4: Vid slutet av den galvaniska appliceringen avger apparaten en lång ljudsignal följt av två korta signaler och stängs av automatiskt.

Skölj inte ur håret. Styla som vanligt och avlägsna överflödigt produkt från apparaten med en fuktig handduk (Bild 7).




Bild 7



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

ageLOC Galvanic Spa

Відкрийте можливість вашій шкірі та волосся виглядати доглянутою та молодою за 5 хвилин або швидше.

ageLOC Galvanic Spa — це прилад для особистого користування, який використовує гальванічний струм для візуально помітного поліпшення зовнішнього вигляду шкіри та волосся. Цей універсальний прилад має набір змінних насадок і з використанням унікальних супутніх косметичних засобів допомагає запобігти появі мімічних і вікових зморшок, надає сяйва вашій шкірі і суттєво поживляє колір обличчя, вирівнює шкіру, а також сприяє блискучому і здоровому вигляду вашого волосся.

Перед початком роботи

Будь ласка, прочитайте це керівництво перед початком роботи з приладом ageLOC Galvanic Spa:

⚠ Увага: Прилад ageLOC Galvanic Spa призначено виключно для використання на здоровій шкірі. Не застосовуйте його, якщо на шкірі є відкриті рани, вона схильна до куперозу, алергії на метал або якщо у вас проблема або надмірно чутлива шкіра. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо використання приладу ageLOC Galvanic Spa у випадках, якщо ви вагітні, маєте кардіостимулятор чи схожий пристрій, хворієте на епілепсію, носите металеві брекети на зубах, маєте металеві імпланти або у разі хвороби.

⚠ Нові користувачі ageLOC Galvanic Spa та ті, в кого чутлива або схильна до алергії шкіра, повинні завжди тестувати прилад на невеличкій ділянці шкіри, перш ніж використовувати його за призначенням. Завжди перевіряйте свій прилад ageLOC Galvanic Spa і змінні насадки перед використанням. Переконайтеся у відсутності грубих або пошкоджених поверхонь, гострих країв або здуття. Якщо ви помітили будь-які дефекти, не користуйтеся приладом і зверніться до

місцевого представництва Nu Skin®. Не застосовуйте прилад безпосередньо на губах, очах чи повіках. Цей прилад та супутні косметичні засоби призначені виключно для зовнішнього застосування. Якщо з'явиться будь-який набряк, тривале почервоніння або подразнення, негайно припиніть використання і, при необхідності, зверніться по медичну допомогу. Прилад призначено виключно для повнолітніх. Особи з обмеженими фізичними, сенсорними, розумовими можливостями, а також особи без досвіду і відповідних знань та діти віком старше 16 років можуть використовувати прилад лише під наглядом дорослого або ж за умови отримання попередніх вказівок щодо його безпечного використання та повного розуміння можливих наслідків. Цей прилад не іграшка. Не давайте його дітям без нагляду. Дітям заборонено виконувати чищення або догляд за приладом. Зберігайте його в недоступному для дітей місці.

- ⚠** Видаліть захисну пластикову плівку перед використанням. Зберігати в сухому місці при кімнатній температурі, при мінімальній температурі 4 °C, щоб уникнути відшарування і здуття покриття.
- ⚠** Щоб уникнути ризику враження струмом, опіку, пожежі або поранення - не занурюйте прилад у воду. Не розміщуйте та не зберігайте прилад у місцях, де він може впасти у ванну, душ, раковину або унітаз. Ніколи не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений.
- ⚠** При зніманні насадки не затискайте і не утримуйте її середину, оскільки це може перешкодити роботі механізму розблокування. Натомість утримуйте її з боків. Утилізуйте залишки та батарейки приладу ageLOC Galvanic Spa згідно з будь-якими чинними місцевими законами або вимогами щодо утилізації електричного обладнання та батарейок. Не слід утилізувати їх разом із побутовими відходами.

Комплект ageLOC Galvanic Spa містить

- 1 Керівництво по експлуатації
- 2 Прилад ageLOC Galvanic Spa
- 3 Насадку для обличчя ageLOC
- 4 Насадку місцевої дії
- 5 Насадку для тіла
- 6 Насадку для шкіри голови
- 7 Два елементи живлення типорозміру AAA



Засоби персонального догляду, призначені для використання разом з ageLOC Galvanic Spa, продаються окремо.

Важлива інформація щодо технічного обслуговування та гарантії

Очищення приладу та насадок:

Після завершення процедури, зніміть насадку з приладу і за допомогою вологої серветки очистіть її від залишків продукту (Малюнок 1). Ретельно висушіть прилад і зберігайте його в сухому місці з від'єднаною насадкою.



Малюнок 1

Інструкція по заміні батарейок:

Коли заряд батарейок низький, у центрі дисплею з'явиться значок жовтої батарейки і прилад видаватиме чотири подвійні звукові сигнали (Малюнок 2). Якщо це відбудеться, вставте дві нові батарейки типорозміру AAA.



Малюнок 2

Щоб замінити батарейки, натисніть на кришку батарейного відсіку з обох боків і потягніть донизу (Малюнок 3). Кришка відсіку відкриється (Малюнок 4).



Малюнок 3

Потім обережно потягніть стрічку, щоб видалити старі батарейки. Вставте дві нові батарейки типорозміру AAA у відсік над стрічкою. Неправильне розташування стрічки під батарейками може призвести до потрапляння води в прилад, що може призвести до його пошкодження (Малюнок 5).



Малюнок 4



Малюнок 5



Малюнок 6

Щільно закрийте кришку батарейного відсіку (Малюнок 6).

Застосовуйте лише дві батарейки типорозміру AAA марки LR03 на 1,5 В. Не змішуйте нові та використані батарейки або батарейки різних типів, такі як лужні та не лужні, або батарейки та акумулятори.

Для зарядки акумулятори необхідно попередньо вийняти з приладу. Звичайні батарейки не підлягають зарядці.

Не допускайте короткого замикання батарейок. Коротке замикання може відбутися тоді, коли позитивний (+) і негативний (-) полюси батарейки безпосередньо контактують один з одним.

Розряджені батарейки слід вийняти з приладу та утилізувати відповідно до місцевого законодавства. Виймайте батарейки з приладу перед тривалим зберіганням.

Обмежена дворічна гарантія: Компанія Nu Skin гарантує роботу приладу ageLOC Galvanic Spa та справність усіх частин, із яких він складається, протягом двох років із дати доставки. Ця гарантія не поширюється на пошкодження приладу, які виникли в результаті неправильного або необережного використання. Якщо протягом гарантійного дворічного періоду прилад вийшов з ладу, зв'яжіться з місцевою Клієнтською службою Nu Skin для ремонту або заміни. Вам може знадобитися пред'явити товарний чек із зазначенням дати покупки. Компанія Nu Skin зберігає за собою право на перевірку приладу. Ця гарантія не впливає на ваші законні права відповідно до законодавства країни придбання, такі права залишаються захищеними. Ця гарантія діє в Австрії, Бельгії, Великобританії, Данії, Ізраїлі, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Південній Африці, Польщі, Португалії, Росії, Румунії, Словаччині, Угорщині, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції.

Захищено патентами США за номерами 6,766,199, 7,305,269, D661,811 s; та численними міжнародними патентами, які вже видано або розглядаються.



Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах з окремими схемами збору) Цей символ на приладі або його упаковці вказує на те, що він не повинен бути утилізований як побутові відходи. Замість цього він повинен бути переданий у відповідний пункт збору для утилізації електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи правильну утилізацію цього приладу, ви допомагаєте запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть виникати в результаті неналежної утилізації цього виробу. Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для отримання більш детальної інформації про утилізацію цього приладу зверніться до місцевої служби утилізації побутових відходів.



Маркування CE свідчить про те, що виробник перевірів відповідність цього приладу вимогам ЄС щодо безпеки, охорони здоров'я людини та навколишнього середовища. Це показник відповідності приладу законодавству ЄС, він дозволяє вільний рух товарів на європейському ринку.




Маркування EAC (Євразійська марка відповідності) свідчить про відповідність приладу стандартам Митного союзу.

ageLOC Galvanic Spa

Характеристики

- 1 Тримач насадки
- 2 Кнопка зняття насадки
- 3 Дисплей
- 4 Кнопка вибору програми
- 5 Хромована панель
- 6 Відсік для батарейок
- 7 Індикатор положення насадки (вигравірована позначка)

Увага! Зніміть захисну пластикову плівку з обох боків приладу перед використанням.




Дисплей ageLOC Galvanic Spa

- 1 Цифри 1, 2, 3, 4 або 5 вказують на номер програми та супутній продукт (див. нижче).
- 2 П'ять крапок вказують на тривалість програми.
- 3 Якщо заряд батарейок низький, при вмиканні приладу щоразу буде з'являтися жовтий значок батареї в нижній частині дисплея і лунатиме звуковий сигнал. Коли батарейки зовсім розряджені, при вмиканні приладу з'явиться жовтий значок батареї в нижній частині дисплея і прилад вимкнеться.

Кожен продукт повинен застосовуватися з відповідним номером програми:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Гель попереднього догляду за шкірою обличчя Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel з ageLOC | 4 | Шейпінг-гель для тіла ageLOC Body Shaping Gel |
| 2 | Гель основного догляду за шкірою обличчя Galvanic Spa Facial Treatment Gel з ageLOC | 5 | Сироватка ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum |
| 3 | Засіб від зморшок Tru Face® Line Corrector | | |



Як користуватися приладом ageLOC Galvanic Spa


До комплекту ageLOC Galvanic Spa входять різноманітні насадки для шкіри обличчя, голови та тіла, проте всі вони використовуються схожим чином. Окремі інструкції по використанню кожної насадки розміщено на сторінках 354-361. Будь ласка ознайомтеся з керівництвом перед початком використання приладу.

Для кожної процедури має бути підібрана відповідна насадка до приладу. Шкіра, що торкається обох хромових панелей, повинна бути вологою, щоб успішно проводити гальванічні струми.



Малюнок 1

(Малюнок 1). Якщо насадка не під'єднується, переконайтеся в тому, що вона правильно повернута і розташована. Не прикладайте надмірних зусиль до насадки, оскільки це може пошкодити її. ageLOC Galvanic Spa не працюватиме, якщо насадку не буде приєднано щільно.



Малюнок 2

Приєднайте насадку: Тримайте прилад так, щоб ви могли бачити дисплей. Вирівняйте індикатор положення насадки з передньою частиною приладу, а потім злегка натисніть насадку вниз, тримаючи її з боків, доки вона не зафіксується на місці.

Зніміть насадку: Спочатку розверніть прилад так, щоб ви могли бачити хромовану панель. Вільною рукою тримайте насадку з боків, а потім злегка натисніть кнопку від'єднання (Малюнок 2). Обережно зніміть насадку з приладу, тримаючи її з боків.

Світлові індикатори дисплея: Дисплей буде світитися, коли прилад увімкнено, під час вибору та роботи програми. Якщо дисплей блимає та вимикається, це відбувається або через те, що прилад втратив контакт зі шкірою, або шкіра недостатньо волога, щоб проводити струм.

Застосування косметичного продукту: Застосовуйте рекомендовану кількість продукту на бажаній ділянці шкіри обличчя, голови або тіла.

Вибір програми: Натисніть на кнопку вибору процедури стільки разів, скільки необхідно для отримання номеру бажаної процедури (Малюнок 3).

Малюнок 3



Активация гальванічного струму: Ваші пальці повинні торкатися хромованої панелі задньої панелі приладу, а насадка торкатися шкіри. Ми радимо ретельно зволожувати руки водою або NaPCA Moisture Mist для покращення провідності.* Якщо ваші пальці зісковзнуть із хромованої панелі, не хвилюйтеся — просто візьміться за прилад зручніше та продовжуйте процедуру.

* Пам'ятайте, що шкіра, яка торкається обох хромових панелей, повинна бути вологою, щоб успішно проводити гальванічні струми

Під час застосування: Прилад видаватиме звуковий сигнал кожні 10 секунд, це свідчить про те, що він працює. Коли залишиться 30 секунд до завершення процедури, прилад почне видавати звуковий сигнал кожні 5 секунд.

Переривання процедури: Слід забезпечувати щільний контакт насадки з ділянкою шкіри тіла або голови, та всі контактні поверхні мають бути вологими (Малюнок 4). Якщо контакт із хромованою панеллю приладу або насадкою порушиться, дисплей блимне і вимкнеться. Прилад вимкнеться, якщо ним не користуватися декілька хвилин.

Малюнок 4



Завершення процедури: Наприкінці процедури прилад видатиме довгий звуковий сигнал, потім два коротких і вимкнеться. Якщо ви бажаєте провести іншу процедуру, натисніть кнопку вибору і виберіть потрібний номер процедури. Для вимкнення приладу в будь-який час, просто натисніть і утримуйте кнопку вибору процедури до очищення дисплею.

Припиніть використання, якщо з'явиться набряк, почервоніння або небажана реакція шкіри.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Попередня підготовка	Підготовка до процедури	Насадка
		

Користуйтеся приладом тричі на тиждень для досягнення видимого результату.



Малюнок 1

Підготовка: Скористайтеся очищувачем Nu Skin® за вашим вибором. Приєднайте насадку для обличчя ageLOC Face Conductor до приладу (Малюнок 1).



ГЕЛЬ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГЛЯДУ
ПОПЕРЕДНІЙ ДОГЛЯД

КРОК 1: Рівномірно нанесіть весь вміст ампули гелю для попередньої догляду за шкірою ageLOC Pre-Treat Gel на все обличчя і шию, уникаючи очей, повік і губ.



Малюнок 2

КРОК 2: Натискайте кнопку вибору процедури до появи цифри 1 на дисплеї (Малюнок 2). Ця процедура триватиме 2 хвилини.



Малюнок 3

КРОК 3: Ретельно зволожите руки водою або NaPCA Moisture Mist. Тримайте прилад, обов'язково торкаючись хромованої панелі позаду зволоженою рукою, і починайте повільно масажувати насадкою шкіру (Малюнок 3). Уникайте чутливих зон, таких як очі, повіки та губи.

Прилад видаватиме звуковий сигнал один, два або три рази, повідомляючи про те, що він самоналаштувався на вашу шкіру. Прилад видає звуковий сигнал кожні 10 секунд, інформуючи про те, що він увімкнений і функціонує. Коли до завершення процедури залишатиметься 30 секунд, прилад почне давати сигнали кожні 5 секунд, доки процедуру не буде завершено.

КРОК 4: Коли процедуру буде завершено, прилад видаватиме довгий звуковий сигнал після якого пролунають два коротких і автоматично вимкнеться. Видаліть всі залишки гелю зі шкіри та приладу вологою серветкою (Малюнок 4). Перейдіть до основного догляду.



Малюнок 4



ГЕЛЬ ОСНОВНОГО ДОГЛЯДУ
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

ОСНОВНИЙ ДОГЛЯД

КРОК 1: Нанесіть весь вміст ампули гелю для основного догляду ageLOC Treatment Gel на шкіру обличчя та шиї.

КРОК 2: Приєднайте насадку для обличчя ageLOC та один раз натисніть кнопку вибору процедури для увімкнення приладу знову і утримуйте її до появи на дисплеї цифри 2 (Малюнок 5). Ця процедура триватиме 3 хвилини.



Малюнок 5

КРОК 3: Тримайте прилад, обов'язково торкаючись хромованої панелі позаду зволоженою рукою, і починайте повільно масажувати насадкою шкіру (Малюнок 6). Уникайте чутливих зон, таких як очі, повіки та губи.



Малюнок 6

Прилад видаватиме звуковий сигнал один, два або три рази, повідомляючи про те, що він самоналаштувався на вашу шкіру. Прилад видає звуковий сигнал кожні 10 секунд, інформуючи про те, що він увімкнений і функціонує. Коли до завершення процедури залишатиметься 30 секунд, прилад почне давати сигнали кожні 5 секунд, доки процедуру не буде завершено.

КРОК 4: Коли процедуру буде завершено, прилад видаватиме довгий звуковий сигнал після якого пролунають два коротких і автоматично вимкнеться. Видаліть всі залишки гелю зі шкіри та приладу вологою серветкою (Малюнок 7).



Малюнок 7

Засіб від зморшок Tru Face Line Corrector

Підготовка	Насадка
	

Робіть цю процедуру вранці і ввечері для зменшення прояву мімічних і вікових зморшок навколо рта, очей і чола.



Малюнок 1

Підготовка: Застосуйте очищувальний і тонізуючий засіб Nu Skin за вашим вибором. Приєднайте насадку локальної дії до приладу (Малюнок 1).

крок 1: Нанесіть Tru Face Line Corrector на мімічні і вікові зморшки, яких ви бажаєте позбутися. Застосовуйте одночасно тільки для одної зони. Нанесіть тонкий шар засобу на поверхню шкіри.



Малюнок 2

крок 2: Натисніть кнопку вибору процедури до появи цифри 3 на дисплеї (Малюнок 2). Ця процедура триватиме 5 хвилин.

Порада: При необхідності проведення процедури на декількох зонах, ви можете приділити п'ять хвилин більше ніж одній зоні. Невеличкі зони зазвичай не потребують більше ніж одну чи дві хвилини кожна.




Малюнок 3

крок 3: Ретельно зволожте руки водою або NaPCA Moisture Mist. Тримайте прилад, обов'язково торкаючись хромованої панелі позаду зволоженою рукою, і починайте повільно масажувати насадкою шкіру (Малюнок 3). Уникайте чутливих зон, таких як очі, повіки та губи.

Прилад видаватиме звуковий сигнал один, два або три рази, повідомляючи про те, що він самоналаштувався на вашу шкіру. Прилад видає звуковий сигнал кожні 10 секунд, інформуючи про те, що він увімкнений і функціонує. Коли до завершення процедури залишатиметься 30 секунд, прилад почне давати сигнали кожні 5 секунд, доки процедуру не буде завершено.

крок 4: Коли процедуру буде завершено, прилад видаватиме довгий звуковий сигнал після якого пролунають два коротких і автоматично вимкнеться. Повторіть кроки 1-3 на кожній бажаній зоні. Після завершення всіх процедур, втирайте засіб у шкіру, а залишки промокніть рушником, прилад очистіть вологою серветкою (Малюнок 4).



Малюнок 4

Шейпінг-гель для тіла ageLOC Body Shaping Gel

Підготовка	Насадка
	

Проводьте цю процедуру тричі на тиждень для отримання пружної та гладенької шкіри на руках, спині, животі та сідницях.



Малюнок 1

Підготовка: Приєднайте насадку для тіла до приладу (Малюнок 1).

крок 1: Проводьте процедуру на очищеній шкірі. Нанесіть достатню кількість шейпінг-гелю для тіла ageLOC Body Shaping на бажану зону.



Малюнок 2

крок 2: Натискайте кнопку вибору процедури до появи цифри 4 на дисплеї (Малюнок 2). Ця процедура триватиме 5 хвилин на кожній зоні.

Порада: 5 хвилин — це рекомендована тривалість процедури для кожної зони, проте такий час вам може і не знадобитися.



Малюнок 3

крок 3: Ретельно зволожите руки водою або NaPCA Moisture Mist. Тримайте прилад, обов'язково торкаючись хромованої панелі позаду зволоженою рукою, і починайте повільно масажувати насадкою шкіру (Малюнок 3).

Прилад видаватиме звуковий сигнал один, два або три рази, повідомляючи про те, що він самоналаштувався на

вашу шкіру. Прилад видає звуковий сигнал кожні 10 секунд, інформуючи про те, що він увімкнений і функціонує. Коли до завершення процедури залишатиметься 30 секунд, прилад почне давати сигнали кожні 5 секунд, доки процедура не буде завершено.

крок 4: Коли процедуру буде завершено, прилад видасть довгий звуковий сигнал після якого пролунають два коротких і автоматично вимкнеться. Повторіть кроки 1-3 на кожній бажаній зоні. Після завершення процедури, очистіть шкіру та прилад від будь-яких залишків засобу вологою серветкою (Малюнок 4).



Малюнок 4

Застосовуйте коригувальний лосьон для тіла ageLOC Dermatic Effects® двічі на тиждень, щоб ваша шкіра залишалася гладкою і підтягнутою. Після процедури с ageLOC Body Shaping Gel, наносьте ageLOC Dermatic Effects для досягнення більшого ефекту.

Сироватка ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Підготовка	Насадка

Виконуйте цю просту процедуру вранці і ввечері для живлення шкіри голови та надання вашому волоссю сили та сяйва.



Підготовка: Застосовуйте на вологому чи сухому волоссі. Приєднайте насадку для голови до приладу (Малюнок 1).

крок 1: Нанесіть сироватку ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum безпосередньо на шкіру голови і коріння волосся (Малюнок 2).

Порада: Злегка зволожене водою сухе волосся перед застосуванням сироватки ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum полегшить роботу з ним.

крок 2: М'якими масажними рухами втирайте сироватку в шкіру голови і корені волосся (Малюнок 3). Розчешіть заплутане волосся (Малюнок 4).

Натискайте кнопку вибору процедури до появи цифри 5 на дисплеї (Малюнок 5). Ця процедура триватиме 2 хвилини.

крок 3: Зволожите руки водою або NaPCA Moisture Mist. Тримайте прилад, обов'язково торкаючись хромованої панелі позаду зволоженою рукою. Насадкою безпосередньо торкайтеся шкіри голови. Рухайтесь від передньої частини лінії росту волосся назад, підтримуючи постійний контакт зі шкірою голови (Малюнок 6).



Малюнок 6

Прилад видаватиме звуковий сигнал один, два або три рази, повідомляючи про те, що він самоналаштувався на вашу шкіру. Прилад видає звуковий сигнал кожні 10 секунд, інформуючи про те, що він увімкнений і функціонує. Коли до завершення процедури залишатиметься 30 секунд, прилад почне давати сигнали кожні 5 секунд, доки процедуру не буде завершено.

Увага! Протягом процедури підтримуйте постійний контакт насадки зі шкірою голови

крок 4: Коли процедуру буде завершено, прилад видаватиме довгий звуковий сигнал після якого пролунають два коротких і автоматично вимкнеться.

Не промивайте волосся. Укладіть волосся як завжди та видаліть залишки засобу з приладу вологою серветкою (Малюнок 7).



Малюнок 7



Малюнок 1



Малюнок 2



Малюнок 3



Малюнок 4



Малюнок 5



NSE Products Europe BVBA, Da Vincilaan, 9 – 1935, Zaventem, Belgium

Imported by/Импортер/Импортер/מיובא על ידי:

- RU** ООО "Ню Скин Энтерпрайзиз РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.
- UA** ТОВ "Ню Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, South Africa.
- IL** Nu Skin Israel Inc. Omarim Street 11, Bldg Menivim, Industrial Park, Omer 8496500

©2019 NSE Products, Inc

www.nuskin.com

94510891/1